



- De zwachtel moet zodanig worden aangelegd dat de druk van de zwachtel van voet naar knie of tot de bil afneemt.
- Het opgerolde deel van de zwachtel (verbandrol) wijst naar buiten. De verbandrol moet nauw tegen het been of de arm worden geleid.

**Gebruiksaanvuchten**

- Rosidal® K/Elko®- Rosidal® kan met behulp van diverse compressiebandagetechnieken worden aangelegd (zie afbeeldingen A1 tot en met A11 of B1 tot en met B10).

- Rosidal® haft moet voorafgaan aan het aanbrengen ong. 20 cm worden afgerold.
- Rosidal® SC – breng de zachte compressiezwachtel met 50% overlapping aan (C1 – C3).
- Rosidal® CC – breng de zwachtel aan onder volledige rek (Safe-Loc®) in achtlussen (zie afbeeldingen D1 tot en met D3).

**Wasvoerschrift**

Door het wassen kan de maximale rek van de zwachtel groter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwachtel.

## da Brugsanvisning

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**Sammensætning**

- Rosidal® K / Elko® Rosidal®: 100 % bomuld
- Rosidal® SC: Polyuretanhansum med tekstilvæv af 60 % polyamid, 40 % bomuld.
- Rosidal® haft: 100 % bomuld, belagt med naturlatex
- Rosidal® CC: 51 % bomuld, 39 % polyamid, 10 % polyuretan, belagt med syntetisk kautsjuk

**Tilsigtet anvendelse**

Til kompression, fiksering af forbindinger, støtte og aflasting og immobilisering af kropsdelen.

**Indikationer**

flebologiske og lymfologiske indikationer:
Varikose, dyb venøs insufficiens, tromboflebitis, flebotrombose, posttrombotisk syndrom, kronisk venøs insufficiens i stadie I til III (enligt Widmer), ulcus cruris venosum og mixtum, ødemer (fleb-, lymf- og lipødemer posttraumatiske, postoperative, under graviditet), efter sklerorapi og venekirurgiske indgreb.
Kontusioner, distorsioner, senskader og luksationer

**Kontraindikationer**

Fremskredne perifære arterielle karsygdomme, dekompenseret hjertesufficiens, septisk flebitis, phlegmasia coerulea dolens, sensibiliseringsforstyrrelser i huden, kendte allergier og/eller overfølsomhed over for bindets materialer.

**Bivirkninger**

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer og/eller allergier.

**Advarsler og forebyggende foranstaltninger**

Ukorrekt bandagering kan medføre hudnekroser og nevrale trykskader. En let blåfarvning af tæerne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå. Hvis symptomerne ikke forsvinder (smerte og blåfarvning), skal forbindingen fjernes og anlægges endnu en gang, med mindre kompression. Ved stærkt tiltagende smerter under brugen skal patienten søge læge. Kan anvendes ved et ABPI over 0,8. Ved et ABPI på 0,5 til 0,8 må bindet kun anvendes under opsyn af en læge. Fiksering af bindet skal skel med plasterstrips og ikke med bindklemmer, da de kan medføre skader.

**Generelle anvisninger**

- Inden anlægning af bindet skal et evt. sår renses/debrideres og afedkæses med en sårforbinding, der svarer til sårets status.

## sv Bruksanvisning

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**Produktsammansättning**

- Rosidal® K / Elko® Rosidal®: 100 % bomull
- Rosidal® SC: Polyuretanskum med textilväv av 60 % polyamid, 40 % bomull
- Rosidal® haft: 100 % bomull med naturlatexbeläggning
- Rosidal® CC: 51 % bomull, 39 % polyamid, 10 % polyuretan, syntetgummbeläggning

**Avsedd användning**

För kompression, fikering av förband, stöd och avlastning samt immobilisering av kroppsdelen.

**Indikationer**

Flebologiska och lymfologiska indikationer:
varicer, insufficiens i djupa vener, tromboflebit, flebotrombos, posttrombotiskt syndrom, kronisk venös insufficiens i stadium I–III (enligt Widmer), ulcus cruris venosum og mixtum, ödem (fleb-, lymf-, lipödem, posttraumatiskt, postoperativt,

- Rosidal® K / Elko® - Rosidal®: Tot 50 keer wasbaar op 95°C (met vrij in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de til de bil afneemt.
- Het opgerolde deel van de zwachtel (verbandrol) wijst naar buiten. De verbandrol moet nauw tegen het been of de arm worden geleid.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**Weggoeien**
In Europa kan productafval worden toegewezen aan een afvalcode uit hoofdstuk 18 01 en verpakkingsafval aan een afvalcode uit hoofdstuk 15 01 van de Richtlijn over de Europese Afvalcatalogus (Afvalcatalogusbesluit – AVV).
Verpakking die geschikt is voor hergebruik, moet naar de betreffende nationale recycelsystemen worden gebracht.

**Algemene aanwijzingen**

Als er een ernstig incident optreedt, verzoeken wij u zich te wenden tot de fabrikant en de betreffende gezondheidsautoriteiten.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**da Brugsanvisning**

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Forbindingsteknikken aftales med den behandlende læge.
- Det anbefales at anlægge forbindingen om morgenen, før patienten står op, eller efter længere tid med benet/armen i løftet position, og opfordre patienten efterfølgende til at gå lidt/udføre armebevægelser.
- Bindbredden skal modsvare diameteren på kropsdelen, der skal forbindes.
- Før at opnå den bedst mulige ankelbevægelse anbefales det at holde fodens i en ret vinkel (90°), når bindet anlægges.
- Bindet skal anlægges, så trykkræfter fra foden og mod knæet og evt. op til under bagdelen.
- Den oprullede del af bindet (knuden på bindet) peger udad. Knuden på bindet skal føres tæt ved benet/armen.

### cs Návod k použití

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Forbindingsteknikken aftales med den behandlende læge.
- Det anbefales at anlægge forbindingen om morgenen, før patienten står op, eller efter længere tid med benet/armen i løftet position, og opfordr patienten efterfølgende til at gå lidt/udføre armebevægelser.
- Bindbredden skal modsvare diameteren på kropsdelen, der skal forbindes.
- Før at opnå den bedst mulige ankelbevægelse anbefales det at holde fodens i en ret vinkel (90°), når bindet anlægges.
- Bindet skal anlægges, så trykkræfter fra foden og mod knæet og evt. op til under bagdelen.
- Den oprullede del af bindet (knuden på bindet) peger udad. Knuden på bindet skal føres tæt ved benet/armen.

**Anvendelsestip**

- Rosidal® K / Elko®- Rosidal® kan anlægges vha. forskellige kompressionsteknikker (fig. A1 – A11 eller B1 – B10).
- Rosidal® haft skal rulles ca. 20 cm ud inden anlægning.
- Rosidal® SC – anlæg det bløde kompressionsbind med 50 % overlaping (C1 – C3).
- Rosidal® CC – anlæg bindet under fuldt træk (Safe-Loc®) i ottetslæbevæglser (fig. D1 – D3).

**Anbefaling til pleje**

Ved at vaske bindet kan det maksimale stræk øges. Vær opmærksom på dette, når bindet anlægges.

- Rosidal® K / Elko® - Rosidal®: Kan vaskes op til 50 x ved 95 °C (almindeligt finvaskemiddel/ skånevask). Kan tørres i maskine ved maks. 55 °C, stryges ved trin 1.
- Rosidal® SC: Kan vaskes op til 50 x ved 95 °C (almindeligt finvaskemiddel/skånevask). Må ikke tørres i maskine, må ikke stryges.

**Bortskaffelse**

I Europa kan produktaffald tildeles en affaldskode i det europæiske affaldskatalogs kapitel 18 01, og emballageaffald en affaldskode i kapitel 15 01 (Affaldskatalogbekendtgørelse – AVV).
Emballage, der er mærket til genindvinding, skal tilføres et nationalt genindvindingsystem.

**Generelle anvisninger**

Hvis der forekommer en alvorlig hændelse, bedes du henvende dig til producenten og de kompetente myndigheder.

blåfarvning av tårna är normal. Den måste dock färfärgna, när patienten börjar gå. Försvinner inte symtomen (smärta och blåfärgning) måste förbandet tas av och läggas på igen med mindre kompression. Vid starkt ökande smärtor rör förbandet bärs måste patienten meddela sin läkare. Kan används vid ett ABPI över 0,8. Vid ett ABPI på 0,5–0,8 får bindan endast användas under läkares överinseende. Använd plåstertejprensor för att fästa bindan. Den får inte fästas med förbandsklämmor eftersom de kan orsaka skada.

**Allmänna anvisningar**

- Innan förbandet läggs ska eventuella sår rengöras/debrideras och täckas med ett sårförband som är lämpligt för sårets status.
- Lindningstekniken stäms av med behandlande läkare.
- Vi rekommenderar att förbandet läggs innan patienten går upp på morgonen eller efter en längre stunds högläge av benet/armen, och att patienten därefter uppmanas till gångövningar/ att röra på armen.

- Bindans bredd ska motsvara diametern på kroppsdelen som ska förbindas.
- För att uppnå maximal rörlighet i leden rekommenderas att förbandet läggs med foten i en rät vinkel (90°).
- Bindan måste läggas på ett sådant sätt att trycket från bindan avtar från foten till knät eller i förekommande fall till glutealvecket.
- Den upprullade delen av bindan ska vara vänt utåt. Håll den upprullade delen av bindan tätt mot benet/armen.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Technika ovijeni se provádí po dohodě s ošetrujícím lékařem.
- Doporučuje se obvaz přiložit ráno před vstáním nebo po zvednutí nohy/paže na delší dobu a poté pacienta požádat o nácvik chůze/pohybů paže.
- Šifka obinadla by měla odpovídat průměru obvazované části těla.
- K dosažení maximálního pohybu kloubu se doporučuje obvaz přiložit na chodidlo ohnuté v pravém úhlu (90°) k noze.
- Obinadlo musí být přiloženo tak, aby tlak obinadla od chodidla ke kolenu, případně k lýžďové brázdě klesal.
- Svinutá část obinadla (hlava obinadla) směřuje ven. Hlavu obinadla je nutno vést blízko noze/ paže

**Účel použití**

Ke kompresi, fixaci obvazů, opoře a odlehčení a znehýbně

**Indikace**

Flebologické a lymfologické indikace: varikóza, insuficience hlubokých žil, tromboflebitida, flebotrombóza, posttrombotický syndrom, chronická žilní insuficience stádia I až III b (podle Widmera), ulcus cruris venosum a mixtum, edémy (flebo-, lymfo-, lipödémý posttraumatické, pooperační, v tehotenství), po sklerotizácii a žilních chirurgických zákročích.

kontuze, distorzie, poranění šlach a luxace.

**Kontraindikace**

Pokročilá periferní arteriální onemocnění, dekompenzovaná nedostatečnost srdce, septická flebitida, phlegmasia coerulea dolens, poruchy citlivosti kůže, známé alergie a/nebo precitlivělost na složky produktu.

**Vedlejší účinky**

Velmi zřídka může dojít k podráždění kůže a/nebo alergii.

**Vystražné pokyny a preventivní opatření**

Nesprávné provedená bandáž může způsobit nekrózu kůže a tlakové poškození nervů. Namodralé zbarvení prstů je normální, ztráti se, jakmile pacient začne chodit. Pokud příznaky nezmizí (bolest a namodralé zbarvení), obvaz se musí odstranit a znovu přiložit s menší kompresí. V případě silné narůstajících bolesti během nošení musí pacient uvědomit lékaře. Použití při ABPI nad 0,8. Při ABPI 0,5 až 0,8 používejte pouze pod lékařským dohledem. K fixaci obinadla použijte pásky náplasti. Neřezujte obvazovými sponkami, protože mohou způsobit poranění.

**Všeobecná upozornění**

- Před přiložením obvazu je nutné stávající ránu vyčistit/chirurgicky ošetřit a podle stavu ji zakrýt obvazem na rány.

## sk Návod na použitie

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**Zloženie produktu**

- Rosidal® K / Elko® Rosidal®: 100 % bavlna
- Rosidal® SC: Polyuretánová pena s textilnou tkaninou 60 % polyamid, 40 % bavlna
- Rosidal® haft: 100 % bavlna, potiahnutá prírodným latexom
- Rosidal® CC: 51 % bavlna, 39 % polyamid, 10 % polyuretán, potiahnuté syntetickým kaučúkom

**Instrukcioner för användning**

- Rosidal® K / Elko® - Rosidal® kan läggas med olika tekniker för kompressionsförband (bild A1–A11 eller B1–B10)
- Rosidal® haft måste rullas av cirka 20 cm innan förbandet läggs.
- Rosidal® SC – lägg den mjuka kompressionsbindan med 50 % överlappning (C1–C3).
- Rosidal® CC – lägg bindan med maximal sträckning (Safe-Loc®) i åttor (bild D1–D3).

**Skötselråd**

- Bindans maximala töjning kan ökas vid tvätt. Ta hänsyn till det när förbandet läggs.
- Rosidal® K / Elko® - Rosidal®: Kan tvättas upp till 50 gånger i 95 °C (vanligt fintvättmedel/ skontvätt). Kan tortkumlas i upp till 55 °C, strykes på läge 1.
- Rosidal® SC: Kan tvättas upp till 50 gånger i 95 °C (vanligt fintvättmedel/skontvätt). Ska inte tortkumlas, ska inte strykas.

**Kassering**

I Europa kan produktavfall tilldelas en avfallskod från kapitel 18 01 och förpackningsavfall en avfallskod från kapitel 15 01 i direktivet om Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogförordningen – AVV).
Återvinningsbara förpackningar ska återvinnas via gällande nationella återvinningsystem.

**Allmänna anvisningar**

Om en allvarig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga myndigheter.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Technika ovijeni se provádí po dohodě s ošetrujícím lékařem.
- Doporučuje se obvaz přiložit ráno před vstáním nebo po zvednutí nohy/paže na delší dobu a poté pacienta požádat o nácvik chůze/pohybů paže.
- Šifka obinadla by měla odpovídat průměru obvazované části těla.
- K dosažení maximálního pohybu kloubu se doporučuje obvaz přiložit na chodidlo ohnuté v pravém úhlu (90°) k noze.
- Obinadlo musí být přiloženo tak, aby tlak obinadla od chodidla ke kolenu, případně k lýžďové brázdě klesal.
- Svinutá část obinadla (hlava obinadla) směřuje ven. Hlavu obinadla je nutno vést blízko noze/ paže

**hu Használati utasítás**

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Termékösszetétel
- Rosidal® K / Elko® Rosidal®: 100% pamut
- Rosidal® SC: Poliuretán hab 60% poliamidból, 40% pamutból álló textilszövettel
- Rosidal® haft: 100% pamut, természetesen latex bevonattal
- Rosidal® CC: 51% pamut, 39% poliamid, 10% poliuretán, szintetikus kaucsuk bevonattal

**Pokyny k použití**

- Rosidal® K / Elko®- Rosidal® lze přiložit pomocí různých kompresních technik (obrázky A1 – A11 nebo B1 – B10).
- Rosidal® haft se musí před aplikací cca 20 cm odvinout.
- Rosidal® SC – měkké kompresní obinadlo přiložte s překrytím 50 % (C1 – C3).
- Rosidal® CC – obinadlo přiložte pod plným tahem (Safe-Loc®) v osmičkových otáčkách (obrázky D1 – D3).

**Doporučení k péči**

Praním se může zvýšit maximální protažení obinadla. Dbejte při příkládání obvazu. Použití při ABPI nad 0,8. Při ABPI 0,5 až 0,8 používejte pouze pod lékařským dohledem. K fixaci obinadla použijte pásky náplasti. Neřezujte obvazovými sponkami, protože mohou způsobit poranění.

**Likvidace**

V Evropě může být odpadním produktům přiřazen kód odpadu z kapitoly 18 01 a odpadním obalím kód odpadu z kapitoly 15 01 směrnic

o evropském katalogu odpadů (nařízení o katalogu odpadů – AVV).
Obaly označené jako recyklovatelné by měly být odevzány v příslušných národních recyklačních systémech, protože mohou způsobit poranění.

**Všeobecná upozornění**

Před přiložením obvazu je nutné stávající ránu vyčistit/chirurgicky ošetřit a podle stavu ji zakrýt obvazem na rány.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Technika ovijeni se provádí po dohodě s ošetrujícím lékařem.
- Doporučuje se obvaz přiložit ráno před vstáním nebo po zvednutí nohy/paže na delší dobu a poté pacienta požádat o nácvik chůze/pohybů paže.
- Šifka obinadla by měla odpovídat průměru obvazované části těla.
- K dosažení maximálníhohybu kloubu se doporučuje obvaz přiložit na chodidlo ohnuté v pravém úhlu (90°) k noze.
- Obinadlo musí být přiloženo tak, aby tlak obinadla od chodidla ke kolenu, případně k lýžďové brázdě klesal.
- Svinutá část obinadla (hlava obinadla) směřuje ven. Hlavu obinadla je nutno vést blízko noze/ paže

**Účel použitia**

Pre kompresiu, fixáciu obvazov, vystuženie a odľahčenie a znehybnenie časti tela.

**Indikácie**

flebologické a lymfologické indikácie: Varikóza, nedostatočnosť hlbokých žil, tromboflebitída, flebotrombóza, posttrombotický syndróm, chronická žilová nedostatočnosť štádia I až III b (podľa Widmera), ulcus cruris venosum a mixtum, edémy (fleb-, lymf- a lipedémy posttraumatické,

pooperačné, v tehotenstve), po sklerotizácii a chirurgických zákročoch na žilách.
Kontúzie, distorzie, poranenia šlach a luxácie

**Kontraindikácie**

Pokročilá periférny feriférnych artérií, dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť, septická flebitída, phlegmasia coerulea dolens, poruchy citlivosti kože, známe alergie a/alebo precitlivenost na zložky produktu

**Vedľajšie účinky**

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť podráždenie kože a/alebo alergické reakcie.

**Vystražné upozornenia a preventívne opatrenia**

Neodborné bandážovanie môže spôsobiť nekrózy kože a poškodenia nervov tlakom. Mierne modranie prstov na nohách je normálne, musí sa obväz odstrániť a znova aplikovať s nižšou kompresiou. Pri silne narastajúcich bolestiach počas nosenia musí pacient informovať svojho lekára. Použiteľné pri ABPI vyššom ako 0,8. Pri ABPI od 0,5 do 0,8 používajte iba pod lekárskym dohľadom. K fixácii obinadla použite pružky náplasti.Nefixujte s obvazovými svorkami, pretože môžu viesť k poraneniám.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Termékösszetétel
- Rosidal® K / Elko® Rosidal®: 100% pamut
- Rosidal® SC: Poliuretán hab 60% poliamidból, 40% pamutból álló textilszövettel
- Rosidal® haft: 100% pamut, természetesen latex bevonattal
- Rosidal® CC: 51% pamut, 39% poliamid, 10% poliuretán, szintetikus kaucsuk bevonattal

**Všeobecné pokyny**

- Před aplikací obvazů třeba existující rány vyčistit/debridovat a zakrýt primerane podle stavu rány obvazom na rány.
- Technika ovínania sa aplikuje po dohode s ošetrujúcim lekárom.
- Odporúča sa prikladať obväz ráno pred vstaním z postele alebo po dlhšom vylôžení nohy/paže a pacienta následne vyzvať k cvičeniam chôdze/pohybov paže.
- Šifka obinadla by mala zodpovedať priemeru časti tela, ktorá sa bude ovívať.
- Na dosiahnutie maximálnej hybnosti kľbu sa odporúča aplikovať obväz na nohu ohnutú do praveho uhla (90°).

**Likvidácia**

Odpad z produktov je v Európe možné zbierať podľa klauzuly odpadov z kapitoly 18 01, odpad z obalov podľa klauzuly odpadov z kapitoly 15 01

Nariadenie o evropskom zozname odpadov (Nariadenie o zozname odpadov – AVV).
Obaly označené ako recyklovateľné sa majú odovzdať do príslušných národných recyklačných systémov.

**Všeobecné pokyny**

Pri výskyte závažného prípadu sa obráťte na výrobu a príslušné zdravotné úrady.

**hu Használati utasítás**

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

- Termékösszetétel
- Rosidal® K / Elko® Rosidal®: 100% pamut
- Rosidal® SC: Poliuretán hab 60% poliamidból, 40% pamutból álló textilszövettel
- Rosidal® haft: 100% pamut, természetesen latex bevonattal
- Rosidal® CC: 51% pamut, 39% poliamid, 10% poliuretán, szintetikus kaucsuk bevonattal

**A termék rendeltetése**

Kompresszió, kötések rögzítése, testrészek megtámasztása, tehermentesítése és nyugalomba helyezése.

**Javallatok**

A vénákat és nyirokereket érintő betegségekkel összefüggő javallatok: Viszesség, melynyás élelgetenség, tromboflebitisz, flebotrombóiz, poszttrombotikus szindróma, krónikus vénás elégtelenség Widmer I-III. stádiuma, vénás és kevert lábszárfekély, ödéma (trauma vagy tüdő utáni, illetve terhességi vénás, nyirok- és zsróedéma), sklerotizáció és a vénákat érintő sebészeti beavatkozások után.

Zűződások, rándulások, inserúlések és ficamok

**Ellenjavallatok**

Előrehaladott perifériás artériás elzáródásos betegség, dekompénztál szívelégtelenség, szeptikus flebitisz, phlegmasia coerulea dolens, a bőr érzékszavari, a termék összetevőivel szembeni allergia és/vagy túlérzékenység.

**Mellékhatások**

Nagyon ritka esetekben bőrirritáció és/vagy allergia léphet fel.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**Figyelmeztetések és óvintézkedések**
A szakszerűtlen kötözés bőrelhártyához és nyomás okozta idegkárosodáshoz vezethet. A lábujjak enyhé késkedelése normális jelenség, és el kell múlnia, mielőtt a beteg járni kezd. Amennyiben a tünetek (fájdalom és képes elszíneződés) nem múlnak el, a kötést el kell távolítani, majd újra fel kell helyezni, ezáltal enyhébb kompressziót alkalmazva. A betegnek orvoshoz kell fordulnia, ha a kötés viselése alatt fájdalom erősen fokozódik. 0,8 föléi boka-kar index esetén alkalmazható, 0,5 és 0,8 közötti boka-kar index esetén kizárólag orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. A pólya rögzítéséhez ragtapaszcsíkokat kell használni. A rögzítéshez nem szabad kötszerkapcsot használni, mert az sérülést okozhat.

De afbeeldingen A1 tot en met A11 van de gebruiksaanwijzing van Rosidal® K/Elko®- Rosidal®

**Általános információk**
A kötés felhelyezése előtt az esetlegesen fennálló sebet meg kell tisztítani/debrimentet kell végezni, majd fedni kell a seb állapotának megfelelő kötszerrel