



## Curafix® i.v. Control

Kanülenfixierpflaster mit Sichtfenster

Pansement de fixation de canule avec fenêtre de contrôle

Canula Retention Dressing with viewing window

Apósito de fijación de cánulas con mirilla

Adesivo para fixação de cânulas com janela de visualização

Cerotto per il fissaggio delle cannule con finestra d’ispezione
Pleister met zichtvenster voor het fixeren van canules

Kanylfikseringsplaster med vindue

Kanylfixeringsplåster med transparent inspektionsområde

Náplast k fixaci kanyl s okénkem

Fixačná náplast pre kanylu s okienkom




Ablakos kanül rögzítő tapasz

Plaster do mocowania kaniił z okienkiem do kontroli mjejsca wkłucia

Obilž za pritrdjevanje kanile s kontrolnim okencem

Flaster za fiksiranje kanila s kontrolnim prozorčićem

Gözlem pencereili kanül sabitleme bandı



Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorff, Germany  
www.Lohmann-Rauscher.com

### de Gebrauchsanweisung

**Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale:**

Curafix® i.v. Control ist ein Fixierpflaster für unterschiedliche Katheter. Es besteht aus weißem Vliesstoff, Haftklebstoff, Folie und Abdeckpapier. Dem Pflaster ist ein separates Polsterkissen beigelegt. Das Produkt enthält zusätzlich eine Gegenfixierung. Im oberen Produktteil ist ein Sichtfenster eingearbeitet, das die Kontrolle der Einstichstelle der Kanüle sowie des Einstichkanals ermöglicht. Das Pflaster ist abwaschbar mit Wasser und iod- oder octenidinhaltigen Desinfektionsmitteln auf Alkohol- oder Wasserbasis.

**Produktzusammensetzung:**

Polyester, Polyacrylat, Polyurethan, Viskose, Polypropylen, Polyethylen, Glassine-Papier mit Polydimethylsiloxanbeschichtung

**Zweckbestimmung:**

Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle.

**Indikationen:**

Nicht zutreffend.

**Kontraindikationen:**

Bekannte Allergie und/oder Unverträglichkeit gegen eine der Produktkomponenten.

**Nebenwirkungen:**

In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und/oder Allergien auftreten.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:**

- Die Einstichstelle muss regelmäßig auf Rötungen, Reizungen und Entzündungen untersucht werden
- Bei Auftreten einer Infektion oder sonstigen Entzündungszeichen (Überwärmung, Ödem, Rötung, Schmerz) muss das Fortsetzen der Therapie durch medizinisches Fachpersonal entschieden werden
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

**Anwendungshinweise:**

Die Applikation erfolgt durch medizinisches Fachpersonal.

**1. Vorbereitung:**

Nach gründlicher Reinigung und Desinfektion der Punktionsstelle und der umgebenden Haut wird das Pflaster auf die getrocknete Haut aufgebracht.

**2. Anlegen des Fixierpflasters (nach der Punktion):**

Prüfen Sie vor dem Öffnen die Sterilbarriere auf offensichtliche Beschädigungen.

- Öffnen der Verpackung an die steril dafür vorgesehenen Stelle und sterile Entnahme des Produktes (Abb. 1).
- Zur Polsterung kann das lose beigelegte Polsterkissen unter dem Kanülenschicht positioniert werden (Abb. 2).
- Das große Abdeckpapier, auf dem auch die Gegenfixierung aufgebracht ist, nach unten abziehen und vorerst zurück in die Verpackung legen (Abb. 3).
- Das Pflaster mit dem V-förmigen Einschnitt um den Injektionsport legen, sodass die Punktionsstelle mit dem transparenten Sichtfenster abgedeckt ist. Dabei kann die Kanüle an der Einschubhilfe durch die dafür vorgesehene Aussparung im Pflaster zusätzlich fixiert werden (Abb. 4).
- Nun das Abdeckpapier des transparenten Sichtfensters nach oben abziehen und den Verband anmodellieren (Abb. 5).
- Anschließend das große Abdeckpapier wieder aus der Verpackung nehmen, die Gegenfixierung davon lösen und entgegen dem bereits aufgetragenen Pflaster um den Injektionsport legen und fixieren (Abb. 6).
- Abschließend die Anfasslasche (kleines Abdeckpapier) abziehen und die Gegenfixierung andrücken (Abb. 7).

**3. Verbandwechsel:**

Die Zeitabstände, in denen das Pflaster erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt fest. Diese sind abhängig von der individuellen Hautbeschaffenheit des Patienten und vom zugrundeliegenden medizinischen Befund. Durchfeuchtete, verschmutzte oder nicht mehr sicher haftende Verbände erneuern. Ebenfalls erneuern, wenn sich unter dem Verband feuchte Kammern ausbilden

**Zusätzlicher Hinweis:**

Zum Ablösen von Curafix® i.v. Control wird die Verwendung von pflasterlösenden Flüssigkeiten (auf Basis von Alkohol, gesättigten Kohlenwasserstoffen oder Siloxanen) empfohlen.

**4. Entsorgung:**

Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, Verpackungsabfälle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

**Allgemeine Hinweise:**

Curafix® i.v. Control ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt bleibt.

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

### fr Mode d’emploi

**Description et caractéristiques du produit :**

Curafix® i.v. Control est un pansement de fixation pour différents cathéters. Il est composé de non-tissé blanc, d’adhésif, de film et de papier protecteur. Le pansement est muni d’un coussinet de rembourrage séparé. Le produit contient une contre-fixation supplémentaire. Dans la partie supérieure du produit se trouve une fenêtre transparente qui permet le contrôle du site de ponction de la canule et du canal d’injection. Le pansement est lavable à l’eau et aux désinfectants à base d’alcool ou d’eau contenant de l’iode ou de l’octénidine.

**Composition du produit :**

Polyester, polyacrylate, polyuréthane, viscosse, polypropylène, polyéthylène, papier glassine avec revêtement en polydiméthylsiloxane

**Utilisation prévue :**

Pour la retention de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction.

**Indications :**

Non pertinent.

**Contre-indications :**

Allergie connue et/ou hypersensibilité à l’un des composants du produit.

**Effets indésirables :**

Dans de très rares cas, des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent apparaître.

**Mise en garde et mesures de précaution :**

- Contrôler régulièrement si le site de ponction ne présente pas de rougeurs, d’irritations ou d’inflammations.
- En cas d’apparition d’une infection ou de signes d’inflammation quelconques (chaleur excessive, œdème, rougeur, douleur), c’est au personnel médical spécialisé de décider s’il y a lieu de continuer le traitement.
- Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé ou s’il a été ouvert par inadvertance.

**Conseils d’utilisation :**

L’application doit être réalisée par du personnel médical spécialisé.

**1. Préparation :**

Après nettoyage et désinfection approfondis du site de ponction et de la peau environnante, le pansement est appliqué sur une peau sèche.

**2. Pose du pansement de fixation (après la ponction) :**

Contrôler avant l’ouverture que la barrière stérile ne présente pas de dommages visibles.

- Ouvrir l’emballage à l’endroit indiqué et retirer le produit dans des conditions stériles (Ill. 1).
- Le coussinet fourni séparément peut être placé sous le corps de la canule pour la maintenir (Ill. 2).
- Retirer en tirant vers le bas le grand papier protecteur sur lequel est également fixée la contre-fixation et le replacer d’abord dans son emballage (Ill. 3).
- Placer le pansement avec l’entaille en V autour du port d’injection, de façon à ce que le site de ponction soit recouvert par la fenêtre de contrôle transparente. La canule peut être fixée de surcroît à l’aide d’insertion grâce à l’évidement prévu à cet effet dans le pansement (Ill. 4).
- Retirer à présent vers le haut le papier protecteur de la fenêtre de contrôle transparente et modeler le pansement (Ill. 5).
- Ensuite, ressortir le grand papier protecteur de son emballage, détacher la contre-fixation et la placer dans le sens contraire du pansement déjà placé autour du port d’injection et la fixer (Ill. 6).
- Pour terminer, retirer la languette de préhension (petit papier protecteur) et presser la contre-fixation (Ill 7).

**3. Changement de pansement :**

C’est au médecin traitant de déterminer la fréquence à laquelle le pansement doit être changé. Cela dépend de la condition individuelle de la peau du patient et du diagnostic médical de base. Renouveler les pansements humides, sales ou n’ayant plus d’adhérence suffisante. Renouveler également si des poches humides se forment sous le pansement.

**Remarque supplémentaire :**

Pour détacher Curafix® i.v. Control, nous recommandons l’utilisation de fluides détachants de pansements (à base d’alcool, d’hydrocarbures saturés ou de siloxanes).

**4. Élimination :**

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affecté aux déchets d’emballage. Les emballages recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

**Remarques générales :**

Curafix® i.v. Control est conçu pour un usage unique et ne doit pas être résterilisé. Le produit est stérile tant que l’emballage n’est pas ouvert ou endommagé.

En cas d’incident grave, veuillez contacter le fabricant et les autorités sanitaires compétentes.

### en Instructions for Use

**Product description and features:**

Curafix® i.v. Control is a retention dressing for different catheters. It consists of white non-woven material, adhesive material, film and cover paper. The dressing is provided with a separate padding cushion. The product also includes a counterfixation element. The top part of the product has an integrated viewing window that allows monitoring of the cannula insertion site and the insertion channel. The dressing can be washed with water, and iodine- or octenide-containing disinfectants based on alcohol or water.

**Product composition:**

Polyester, polyacrylate, polyurethane, viscosse, polypropylene, polyethylene, glassine paper with polydimethylsiloxane coating

**Intended use:**

For the retention of cannulas and catheters on the skin and as a mechanical barrier to protect the puncture site.

**Indications:**

Not applicable.

**Contraindications:**

Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components.

**Side effects:**

In very rare cases skin irritations and/or allergies may occur.

**Warnings and precautions:**

- The insertion site must be checked regularly for erythema, irritation and inflammation.
- If infection or other signs of inflammation occur (excessive warmth, oedema, erythema, pain), the decision to continue treatment must be made by healthcare professionals.
- Do not use if package is damaged or accidentally opened.

**Instructions for use:**

Application is performed by healthcare professionals.

**1. Preparation:**

After thorough cleaning and disinfection of the puncture site and the surrounding skin, the dressing is applied to the dried skin.

**2. Applying the retention dressing (after puncture):**

Before opening the sterile barrier, check for obvious damage.

- Open the packaging at the point designated and remove the product in a sterile manner (Fig. 1).
- The separately provided padding cushion can be positioned, as padding, under the cannula shaft (Fig. 2).
- Remove the large cover paper, on which also the counterfixation element is also attached, by pulling it downwards and initially place back in the packaging (Fig. 3).
- Place the dressing with the V-shaped incision around the injection port so that the puncture site is covered by the transparent viewing window. The cannula can also be fixed on the insertion aid through the opening in the dressing provided for this purpose (Fig. 4).
- Now remove the cover paper of the transparent viewing window by pulling it upwards and mould the dressing in place (Fig. 5).
- Then remove the large cover paper from the packaging, detach the counterfixation element and place and fix around the injection port in the opposite direction to the previously applied dressing (Fig. 6).
- Finally, pull off the grip tab (small cover paper) and press on the counterfixation element (Fig. 7).

**3. Dressing change:**

The intervals at which the dressing must be changed are determined by the treating physician. These depend on the patient’s individual skin condition and on the underlying medical findings. Replace dressings which are soaked through, soiled or no longer adhere securely. Also replace the dressing if weeping pockets develop under the dressing.

**Additional note:**

To detach Curafix® i.v. Control, the use of dressing-loosening fluids (based on alcohol, saturated carbohydrates or siloxanes) is recommended.

**4. Disposal:**

In Europe, product waste can be assigned a waste code from Chapter 18 01 and packaging waste a waste code from Chapter 15 01 of the Directive on the European Waste Catalogue (Waste Catalogue Ordinance – AVV). Recyclable packaging should be recycled according to the relevant national recycling systems.

**General instructions:**

Curafix® i.v. Control is intended for single use and must not be resterilised. The product is sterile as long as the packaging stays unopened and undamaged.

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.

### es Instrucciones de uso

**Descripción y características del producto:**

Curafix® i.v. Control es un apósito de fijación para diferentes catéteres. Consta de tejido sin tejido blanc, pegamento, una lámina y un papel protector. Junto con el apósito se adjunta un material mullido independiente. El producto contiene además una contrafijación. La parte superior del producto incorpora una mirilla que permite controlar el punto de inserción de la cánula, así como el canal de inserción. El apósito puede lavarse con agua y desinfectantes con contenido en yodo u octenidina con base de alcohol o agua.

**Composición del producto:**

Poliéster, poliacrilato, poliuretano, viscosa, polipropileno, polietileno, papel Glassine con revestimiento de polidimetilsiloxano

**Finalidad prevista:**

Fijación de cánulas y catéteres en la piel o barrera mecánica para proteger el lugar de punción.

**Indicaciones:**

No aplicable.

**Contraindicaciones:**

Alergia y/o hipersensibilidad conocida a uno de los componentes del producto.

**Efectos secundarios:**

En casos excepcionales pueden aparecer irritaciones y/o alergias en la piel.

**Advertencias y precauciones:**

- Revisar con frecuencia el lugar de inserción para ver si se han producido enrojecimientos, irritaciones o inflamaciones.
- Si se produce una infección, o si observa algún otro indicio de inflamación (temperatura excesiva, edema, enrojecimiento, dolor), el personal médico especializado deberá decidir si continuar o no con la terapia.
- No utilizar si el envase está dañado o se ha abierto por accidente.

**Modo de aplicación:**

La aplicación corre a cargo de profesionales médicos especializados.

**1. Preparación:**

Tras limpiar y desinfectar concienzudamente el lugar de punción y la piel circundante, coloque el apósito sobre la piel seca.

**2. Aplicación del apósito de fijación (después de la punción):**

Antes de abrir el envase, compruebe la barrera estéril para ver si presenta daños visibles.

- Abra el envase por la parte prevista a tal fin y extraiga el producto utilizando una técnica estéril (figura 1).
- Para conseguir un almohadillado, coloque el material mullido que se suministra por separado debajo del vástago de la cánula (figura 2).
- Tire hacia abajo el papel protector grande, en el que también se encuentra la contrafijación y, en un primer momento, vuelva a colocarlo en el envase (figura 3).
- Coloque el apósito con la abertura en V alrededor de la vía de inyección, de manera que el lugar de punción quede cubierto por la mirilla transparente. Al hacerlo, la cánula de la ayuda para la inserción puede fijarse de forma adicional al apósito mediante la escotadura prevista a tal fin (figura 4).
- A continuación, tire hacia arriba del papel protector de la mirilla transparente y adapte el apósito (figura 5).
- Acto seguido, vuelva a extraer el papel protector grande del envase, desprenda la contrafijación, coloque esta alrededor de la vía de inyección en el sentido contrario del apósito ya colocado y fjela (figura 6).
- Por último, retire la lengüeta de agarre (papel protector pequeño) y presione la contrafijación (figura 7).

**3. Cambio del apósito:**

El médico encargado del tratamiento determinará los intervalos en los que debe cambiarse el apósito. Estos dependen de las propiedades de la piel de cada paciente y de la condición médica de que se trate. Cambie los apósitos mojados, sucios o que ya no se adhieran de forma segura. Cambielos también si se forman cámaras húmedas debajo del apósito.

**Advertencia adicional:**

Para retirar Curafix® i.v. Control, se recomienda el uso de líquidos para desprender apósitos (con base de alcohol, hidrocarburos saturados o siloxanos).

**4. Eliminación:**

En Europa, los residuos de productos pueden recibir un código de residuo conforme al capítulo 18 01 y los residuos de embalaje, un código conforme al capítulo 15 01 de la Directiva sobre la lista de residuos europea (Reglamento sobre la lista de residuos, AVV). Los envases reciclables deben enviarse a los sistemas nacionales de reciclado adecuados.

**Indicaciones gerais:**

Curafix® i.v. Control destina-se à utilização única e não pode ser reesterilizado. O produto é estéril enquanto a embalagem não for aberta e permanecer intacta.

Em caso de um acidente grave, entre em contacto com o fabricante e as autoridades de saúde pública competentes.

### pt Instruções de utilização

**Descrição e características do produto:**

Curafix® i.v. Control é um adesivo de fixação para diferentes cateteres. É composto por um tecido não tecido branco, pegamento, adesivo sensível à pressão, película e papel de proteção. Ao adesivo é adicionada uma almofada separada. O produto contém também uma fita para fixação adicional. Na parte superior do produto é incorporada uma janela de visualização que permite o controlo do local de injeção da cânula e do canal de injeção. O adesivo é lavável com água e desinfetantes à base de álcool ou água que contém iodo ou octenidina.

**Composição do produto:**

Poliéster, poliacrilato, poliuretano, viscoso, polipropileno, polietileno, papel glassine com revestimento de polidimetilsiloxano

**Finalidade:**

Para a fixação de cânulas e cateteres na pele e como uma barreira mecânica de proteção do local da punção.

**Indicações:**

Não aplicável.

**Contra-indicações:**

Alergia e/ou hipersensibilidade conhecida a um dos componentes do produto.

**Efeitos secundários:**

Em casos muito raros podem surgir irritações cutâneas e/ou alergias.

**Avisos e precauções:**

- O local de injeção deve ser examinado regularmente quanto a vermelhidões, irritações e inflamações.
- Em caso de infeção ou outros sinais de inflamação (sobreaquecimento, edema, vermelhidão, dor) a continuação da terapia deve ser decidida por profissionais de saúde.
- Não utilize se a embalagem estiver danificada ou acidentalmente aberta.

**Istruzioni per l’applicazione:**

A aplicação é realizada por profissionais de saúde.

**1. Preparação:**

Após uma limpeza minuciosa e desinfeção do local da punção e da pele ao redor, o adesivo é aplicado na pele seca.

**2. Aplicar o adesivo de fixação (após a punção):**

Antes de abrir, verificar a barreira estéril quanto a danos óbvios.

- Abriir a embalagem no ponto marcado e retirar o produto de modo estéril (Fig. 1).
- Para o efeito de acolchoamento, a almofada solta pode ser posicionada sob o eixo da cânula (Fig. 2).
- Retirar para baixo o papel de proteção grande no qual é aplicada a fita para fixação adicional e colocá-lo de volta na embalagem por enquanto (Fig. 3).
- Colocar o adesivo com a incisão em forma de V ao redor da porta de injeção, de modo que o local de punção seja coberto pela janela de visualização transparente. La cânula pode ser fixada adicionalmente ao auxílio de inserção através da abertura no adesivo prevista para este efeito (Fig. 4).
- Agora retirar para cima o papel de proteção da janela de visualização transparente e modelar o penso (Fig. 5).
- Em seguida, remover de novo o papel de proteção grande da embalagem, retirar a fita para fixação adicional e colocá-la contra o adesivo já aplicado em torno da porta de injeção e fixá-la (Fig. 6).
- Finalmente, retirar a lingueta (papel de proteção pequeno) e pressionar a fita para fixação adicional (Fig. 7).

**3. Mudança do penso:**

Os intervalos de tempo em que o adesivo deve ser renovado são definidos pelo profissional. Estes dependem da textura individual da pele do paciente e dos resultados médicos subjacentes. Renovar os pensos que estão húmidos, sujos ou que deixaram de aderir de forma segura. Renovar também se se formam câmaras húmidas sob o penso.

**Indicação adicional:**

Para remover Curafix® i.v. Control recomenda-se o uso de líquidos dissolventes (à base de álcool, hidrocarbonetos saturados ou siloxanos).

**4. Eliminação:**

Na Europa, aos resíduos de produtos podem ser atribuídos códigos do capítulo 18 01 e aos resíduos de embalagens códigos do capítulo 15 01 da Diretiva relativa à Lista Europeia de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos – Código LER, AVV em Alemanha). As embalagens recicláveis devem ser eliminadas nos respetivos sistemas nacionais de reciclagem.

**Indicações gerais:**

Curafix® i.v. Control destina-se à utilização única e não pode ser reesterilizado. O produto é estéril enquanto a embalagem não for aberta e permanecer intacta.

Em caso de um acidente grave, entre em contacto com o fabricante e as autoridades de saúde pública competentes.

### it Istruzioni per l’uso

**Descrizione del prodotto e caratteristiche prestazionali:**

Curafix® i.v. Control è un cerotto di fissaggio per diversi tipi di cateteri. È costituito da TNT bianco, adesivo, film e carta di supporto. Il cerotto include un cuscinetto imbottito separato. Il prodotto contiene anche un controfissaggio. Nella parte superiore del prodotto è inserita una finestra d’ispezione, che consente di controllare il sito di iniezione della cannula e il canale di inserimento. Il cerotto è lavabile con acqua e disinfettanti

