



- Kan worden gebruikt bij een ABPI van meer dan 0,8. Bij een ABPI van 0,5 tot 0,8 uitsluitend onder toezicht van een arts gebruiken.
- Gebruik pleisterstrips om de zwachtel te fixeren. Gebruik geen verbandhaakjes omdat deze tot verwondingen kunnen leiden.
- Eventueel is het afhankelijk van de huidtoestand aan te raden een rekbaar onderverband aan te leggen.
- Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan.

#### Algemene aanwijzingen

- Voordat de zwachtel wordt aangelegd, moet een aanwezige wond worden gereinigd/gedebideerd zoals voor de toestand van de wond noodzakelijk is, en met een wondverband worden afgedekt
- De wikkeltechniek wordt bepaald in samenspraak met de behandelende arts.
- Het wordt aanbevolen het verband aan te leggen ,s morgens vóór het opstaan of na een langere periode dat het been omhoog heeft gelegen, en de patiënt aansluitend te stimuleren stapoefeningen te gaan doen.
- De breedte van de zwachtel moet passen bij de diameter van het te verbinden lichaamsdeel.
- Om een maximale bewegingsuitslag van het gewricht mogelijk te maken, wordt aanbevolen de zwachtel aan te leggen met het gewricht in een hoek van 90°.
- De zwachtel moet zodanig worden aangelegd dat de druk van de zwachtel van voet naar knie of tot de bil afneemt.
- Het opgerolde deel van de zwachtel (verbandrol) wijst naar buiten. De verbandrol moet nauw tegen het been of de arm worden geleid.

#### Gebruiksaanstructies

De korte-rekzwachtel kan met behulp van diverse compressiebandagetechnieken worden aangelegd (zie afbeeldingen A1 tot en met A11 of B1 tot en met B10).

#### Wasvoorschrift

Door het wassen kan de maximale rek van de zwachtel groter worden. Houd hiermee rekening bij het aanleggen van de zwachtel. Tot 10 keer wasbaar op 40°C (met vrij in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel op de wasmachinestand voor fijne was).

#### Weggooiën

In Europa kan productafval worden toegewezen aan een afvalcode uit hoofdstuk 18 01 en verpakingsafval aan een afvalcode uit hoofdstuk 15 01 van de Richtlijn van de Europese Afvalcatalogus (Afvalcatalogusbesluit – AVV). Verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik, moeten naar de betreffende nationale recyclesystemen worden gebracht.

#### Algemene aanwijzingen

In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

## da Brugsanvisning

#### Produktbeskrivelse og egenskaber

Stræk ca. 90 %

#### Produktsammensætning

100 % bomuld

#### Tilsigtet anvendelse

Til kompresion, fiksering af forbindinger, støtte og aflastning og immobilisering af kropsdele.

#### Indikationer

flebologiske og lymfologiske indikationer: Varikose, dyb venøs insufficiens, tromboflebitis, flebotrombose, posttrombotisk syndrom, kronisk venøs insufficiens i stadium I til III (efter Widmer), ulcus cruris venosum og mixtum), ødemer (fleb-, lymf- og lipødemer posttraumatiske, postoperative, under graviditet), efter skleroterapi og venekirurgiske indgreb. Kontusioner, distorsioner, seneskader og lukationer

#### Kontraindikationer

Fremskredne perifere arterielle karsygdomme, dekompenseret hjerteinsufficiens, septisk flebitis, phlegmasia coerulea dolens, sensibilitetsforstyrrelser i huden, kendte allergier og/eller overfølsomhed over for bindets materialer.

#### Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer og/eller allergier.

#### Advarsler og forholdsregler

- Ukorrekt bandagering kan medføre hudnekroser og nervale trykskader.

- En læt blåfärgning af tæerne er normalt; den skal forsvinde, så snart patienten begynder at gå.
- Hvis symptomerne ikke forsvinder (smerter og blåfärgning), skal forbindingen fjernes og anlægges endnu en gang, med mindre kompression.
- Ved stærkt tiltagende smerter under brugen skal patienten søge læge.
- Kan anvendes vid et ABPI over 0,8. Ved et ABPI på 0,5 til 0,8 må bindet kun anvendes under opsyn af en læge.
- Fiksering af bindet skal foretages med plasterstrips. og ikke med bindklemmer, da de kan medføre skader.
- Der benyttes underlagsbind efter behov - afhængig af hudens tilstand - anbefales.
- Kendt allergi og/eller overfølsomhed over for en af produktkomponenterne.

#### Generelle anvisninger

- Inden anlægning af bindet skal et evt. sår renses/debrideres og afdækkes med en sårforbinding, der svarer til sårets status.
- Forbindingsteknikken aftales med den behandelnde læge.
- Det anbefales at anlægge forbindingen om morgenen, før patienten står op, eller efter længere tid med benet i løftet position, og opfordre patienten efterfølgende til at gå lidt.
- Bindbredden skal modsvare diameteren på kropsdelen, der skal forbindes.
- For at opnå den bedst mulige ankelbevægelse anbefales det at holde foden i en ret vinkel (90°), når bindet anlægges.
- Bindet skal anlægges, så trykket aftager fra foden og mod knæet og evt. op til under bagdelen.
- Den oprullede del af bindet (knuden på bindet) peger udad. Knuden på bindet skal føres tæt ved benet/armen.

#### Anvendelsesanvisninger

Kortstræk-bindet kan anlægges ved hjælp af forskellige kompressionsteknikker (billeder A1-A11 eller B1-B10).

#### Anbefaling til pleje

Ved at vaske bindet kan det maksimale stræk øges. Vær opmærksom på dette, når bindet anlægges. Kan vaskes op til 10x ved 40 °C (almindeligt finkvasemiddel/ skånevask).

#### Bortskaffelse

I Europa kan produktaffald tildeles en affaldskode i det europæiske affaldskatalogs kapitel 18 01, og emballageaffald en affaldskode i kapitel 15 01 (Affaldskatalogbekendtgørelse – AVV). Emballage, der kan genindvindes, skal tilføres et nationalt genindvindingsystem.

#### Generelle anvisninger

Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig til producenten og de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

## sv Bruksanvisning

#### Produktbeskrivning och egenskaper

Töjning ca 90 %

#### Produktsammansättning

100 % bomull

#### Avsedd användning

För kompression, fixering av förband, stöd och avlastning samt immobilisering av kropsdelar.

#### Indikationer

Flebologiska och lymfologiska indikationer: varicer, insufficiens i djupa vener, tromboflebit, flebotrombos, posttrombotiskt syndrom, kronisk venös insufficiens i stadium I–III (enligt Widmer), ulcus cruris venosum og mixtum, ødem (fleb-, lymf- og lipødem) posttraumatisk, postoperativ, under graviditet), efter sklerosering och venkirurgiska ingrepp. Kontusioner, distorsioner, seneskader og lukationer

#### Kontraindikationer

Framskriden perifer arteriell okklusion, inkompenaserad hjärtinsufficiens, septisk flebit, phlegmasia coerulea dolens, sensibilitetsrubbingar i huden, känd allergi och/eller överkänslighet mot produktkomponenterna.

#### Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan hudirritation och/eller allergier uppstå.

#### Varningar och försiktighetsåtgärder

- Osakunnig förbandsläggning kan leda till hudnekroser och trykkskador på nerver.

- En lätt blåfärgning av tårna är normal. Den måste dock försvinna, när patienten börjar gå.
- Försvinner inte symtomen (smärta och blåfärgning) måste förbandet tas av och läggas på igen med mindre kompression.
- Vid starkt ökande smärtor när förbandet bärs måste patienten meddela sin läkare.
- Kan används vid ett ABPI över 0,8. Vid ett ABPI på 0,5–0,8 får bindan endast användas under läkares överinseende.
- Använd plåstertejpremсор för att fästa bindan. Den får inte fästas med förbandsklämmor eftersom de kan orsaka skada.
- Vid behov rekommenderas ett underförband – beroende på hudens tillstånd.
- Känd allergi och/eller överkänslighet mot någon av produktens komponenter.

#### Allmänna anvisningar

- Innan förbandet läggs ska eventuella sår rengöras/debrideras och täckas med ett sårförband som är lämpligt för sårets status.
- Lindningstekniken stäms av med behandlande läkare.
- Vi rekommenderar att förbandet läggs innan patienten går upp på morgonen eller efter en längre stunds högläge av benet, och att patienten därefter uppmannas till gångövningar.
- Bindans bredd ska motsvara diametern på kropsdelen som ska förbindas.
- För att uppnå maximal rörlighet i leden rekommenderas att förbandet läggs med foten i en rät vinkel (90°).
- Bindan måste läggas på ett sådant sätt att trycket från bindan avtar från foten till knät eller i förekommande fall till glutealvecket.
- Den upprullade delen av bindan ska vara vänd utåt. Håll den upprullade delen av bindan tätt mot benet/armen.

#### Råd för användningen

Den lågestastiska bindan kan läggas med olika tekniker för kompressionsförband (bild A1–A11 eller B1–B10).

#### Skötselråd

Bindans maximala töjning kan ökas vid tvätt. Ta hänsyn till det när förbandet läggs. Kan tvättas upp till 10 gånger i 40 °C (vanligt fintvättmedel/skontvätt).

#### Kassering

I Europa kan produktavfall tilldelas en avfallskod från kapitel 18 01 och förpackningsavfall en avfallskod från kapitel 15 01 i direktivet om Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogförordningen). Förpackningar som kan återvinnas ska kasseras enligt de nationella återvinningssystemen.

#### Allmänna anvisningar

Om en allvarig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och ansvariga hälsomyndigheter.

## cs Návod na použití

## sk Návod na použitie

#### Popis výrobku a charakteristika

Protahení cca 90 %

#### Složení výrobku

100 % bavlna

#### Účel použití

Ke kompresi, fixaci obvazů, opoře a odlehčení a znehybnění části těla.

#### Indikace

Flebologické a lymfologické indikace: varikóza, insuficience hlubokých žil, tromboflebitida, flebotrombóza, posttrombotický syndróm, chronická žilová nedostatočnosť štádia I až III b (podľa Widmera), ulcus cruris venosum a mixtum, edémy (fleb-, lymf- a lipedémy posttraumatické, pooperačné, v tehotenstve), po sklerotizácii a chirurgických zákrokoch na žilách. Kontúzie, distorzie, poranenia šliach a luxácie

#### Kontraindikácie

Pokročilá periférni arteriální onemocnění, dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť, septická flebitida, phlegmasia coerulea dolens, poruchy citlivosti kůže, známé alergie a/alebo precitlivěnost na složky produktu

#### Kontraindikace

Pokročilá periferní arteriální onemocnění, dekompenzovaná nedostatečnost srdeční, septická flebitida, phlegmasia coerulea dolens, poruchy citlivosti kůže, známé alergie a/nebo precitlivlost na složky produktu.

#### Vedlejší účinky

Velmi zřídka může dojít k podráždění kůže a/nebo alergiím.

#### Výstražné pokyny a preventivní opatření

- Nesprávně provedená bandáž může způsobit nekrózu kůže a tlakové poškození nervů.
- Namodralé zbarvení prstů je normální, ztratí se, jakmile pacient začne chodit.

- Pokud příznaky nezmizí (bolest a namodralé zbarvení), obvaz se musí odstranit a znovu přiložit s menší kompresí.
- V případě silné narůstajících bolestí během nošení musí pacient uvědomit lékaře.
- Použitelné při ABPI nad 0,8. Při ABPI 0,5 až 0,8 používejte pouze pod lékařským dohledem.
- K fixaci obinadla použijte pásky náplasti. Nefixujte obvazovými sponkami, protože mohou způsobit poranění.
- Případně se podle stavu kůže doporučuje použít výztužený obvaz.
- Námě alergie a/nebo precitlivlost na složku výrobku.

#### Všeobecná upozornění

- Před přiložením obvazu je nutné stávající ránu vyčistit/chirurgicky ošetřit a podle stavu ji zakrýt obvazem na rány.
- Technika ovjvení se provádí po dohodě s ošetřujícím lékařem.
- Doporučuje se obvaz přiložit ráno před vstáním nebo po zvednutí nohy na delší dobu a poté pacienta požádat o nácvik chůze.
- Šifka obinadla by měla odpovídat průměru obvazované části těla.
- K dosažení maximálního pohybu kloubu se doporučuje obvaz přiložit na chodidlo ohnuté v pravém úhlu (90°) k noze.
- Ovinadlo musí být přiloženo tak, aby tlak ovinadla od chodidla ke koleni, případně k lýžďové brázdě klesal.
- Svinutá část obinadla (hlava obinadla) směřuje ven. Hlavu obinadla je nutno vést blízko noze/paže.

#### Pokyny k použití

Obinadlo s krátkým tahem lze přiložit pomocí různých kompresních technik (obrázky A1-A11 nebo B1-B10).

#### Doporučení k péči

Praním se může zvýšit maximální protažení obinadla. Dbejte při přikládání obvazu. Až 10x prateľné při 40 °C (běžný jemný prací prostředek/šetrná praní).

#### Likvidace

V Evropě může být odpadním produktům přiřazen kód odpadu z kapitoly 18 01 a odpadním obalům kód odpadu z kapitoly 15 01 směrnice o evropském katalogu odpadů (nařízení o katalogu odpadů – AVV). Recyklovatelné obaly je třeba odevzdat v příslušných národních recyklačních systémech.

#### Všeobecná upozornění

V případě vážného incidentu se obraťte na výrobce a příslušné zdravotnické orgány.

## hu Használati útasítás

#### Opis produktu a charakteristika výkonu

Rozťažnosť cca 90 %

#### Zloženie produktu

100 % bavlna

#### Účel použitia

Pre kompresiu, fixáciu obväzov, vystuženie a odľahčenie a znehybnenie časti tela.

#### Indikácie

flebologické a lymfologické indikácie: Varikóza, nedostatočnosť hlbokých žíl, tromboflebitída, flebotrombóza, posttrombotický syndróm, chronická žilová nedostatočnosť štádia I až III b (podľa Widmera), ulcus cruris venosum a mixtum, edémy (fleb-, lymf- a lipedémy posttraumatické, pooperačné, v tehotenstve), po sklerotizácii a chirurgických zákrokoch na žilách. Kontúzie, distorzie, poranenia šliach a luxácie

#### Kontraindikácie

Pokročilá obštrukcia periférnych artérií, dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť, septická flebitída, phlegmasia coerulea dolens, poruchy citlivosti kože, známe alergie a/alebo precitlivenosť na zložky produktu

#### Vedľajšie účinky

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť podráždenie kože a/alebo alergické reakcie.

#### Výstražné upozornenia a preventívne opatrenia

- Neodborné bandážovanie môže spôsobiť nekrózy kože a poškodenia nervov tlakom.
- Mierne modranie prstov na nohách je normálne, musí sa stratiť hneď, ako pacient začne chodiť.
- Ak symptómy nezmiznú (bolesť a modranie), musí sa obväz odstrániť a znovu aplikovať s nižšou kompresiou.

- Pri silnej narastajúcich bolestiach počas nosenia musí pacient informovať svojho lekára.
- Použiteľné pri ABPI vyššom ako 0,8. Pri ABPI od 0,5 do 0,8 používajte iba pod lekársnym dohľadom.
- K fixácii ovinadla použijte pružky náplasti. Nefixujte s obvazovými svorkami, pretože môžu viesť k poraneniám.
- Odporúča sa prípadne spodný obväz s fahom – v závislosti od stavu kože.
- Známa alergia a/alebo precitlivenosť na niektorú zo zložiek výrobku.

#### Všeobecné pokyny

- Pred aplikáciou obväzu treba existujúcu ranu vyčistiť/debridovať a zakryť primerane podľa stavu rany obväzom na rány.
- Technika ovinania sa aplikuje po dohode s ošetrujúcim lekárom.
- Odporúča sa prikladať obväz ráno pred vstaním z postele alebo po dlhšom vyložení nohy a pacienta následne vyzvať k cvičeniam chôdze.
- Šírka ovinadla by mala zodpovedať priemeru časti tela, ktorá sa bude ovinat.
- Na dosiahnutie maximálnej hybnosti kľbu sa odporúča aplikovať obväz na nohu ohnutú do praveho uhla (90°).
- Ovinadlo sa musí prikladať tak, aby tlak ovinadla klesal smerom od chodidla a prip. až k sedacej brázde.
- Zrolovaná časť ovinadla (hlava ovinadla) ukazuje smerom von. Hlava ovinadla sa má viesť tesne pri nohe/ruke.

#### Pokyny k aplikácii

Ovinadlo s krátkým fahom sa môže aplikovať rôznymi kompresnými technikami (obrázky A1-A11 alebo B1-B10).

#### Odporúčaná starostlivosť

Praním sa môže maximálna rozťažnosť ovinadla zvýšiť. Pri aplikácii ovinadla to berte do úvahy. Možno prať až 10x pri 40 °C (bežný prací prostriedok na jemné prádlo/šetrný prací program).

#### Likvidácia

Odpad z produktov je v Európe možné priradiť podľa kľúča odpadov z kapitoly 18 01, odpad z obalov podľa kľúča odpadov z kapitoly 15 01 Nariadenia o európskom zozname odpadov (Nariadenie o zozname odpadov – AVV). Recyklovateľné obaly by sa mali odovzdať príslušným národným recyklačným systémom.

#### Všeobecné pokyny

V prípade závažného incidentu sa obráťte na výrobcu a príslušné úrady zdravotníctva.

## hu Használati utasítás

#### Termékleírás és teljesítményjellemzők

Megnyúlás kb. 90%

#### Termékösszetétel

100% pamut

#### A termék rendeltetése

Kompresszió, kötések rögzítése, testrészek megtámasztása, tehermentesítése és nyugalomba helyezése.

#### Javallatok

A vénákat és nyirokereket érintő betegségekkel összefüggő javallatok: Visszeresség, mélyvénás elégtelenség, tromboflebitisz, flebotrombózis, posttrombotikus szindróma, krónikus vénás elégtelenség Widmer I-III. stádiuma, vénás és kevert lábszárfelekély, ödéma (trauma vagy műtét utáni, illetve terheességi vénás, nyirok- és zsíródéma), szklerotizáció és a vénákat érintő sebészeti beavatkozások után. Zúzdások, rándulások, insérülések és ficamok

#### Ellenjavallatok

Előrehaladott perifériás artériás elzáródásos betegség, dekompenzált szív elégtelenség, szepitkus flebitisz, phlegmasia coerulea dolens, a bőr érzészavarai, a termék összetevőivel szembeni ismert allergia és/vagy túlérzékenység.

#### Mellékhatások

Nagyon ritka esetekben bőrirritáció és/vagy allergia léphet fel.

#### Figyelmeztetések és óvintézkedések

- A szakszerűtlen kötözés bőrelhaláshoz és nyomás okozta idegkárosodáshoz vezethet.
- A lábujjak enyhé kékes elszíneződése normális jelenség, és el kell múlnia, mielőlt a beteg járni kezd.

- Amennyiben a tűnetek (fájdalom és kékes elszíneződés) nem múlnak el, a kötést el kell távolítani, majd újra fel kell helyezni, ezáltal enyhébb kompressziót alkamazva.
- Legteknie orvoshoz kell fordulnia, ha a kötés viselése alatt fájdalomai erősen fokozódnak.
- 0,8 feletti boka-kar index esetén alkalmazható. 0,5 és 0,8 közötti boka-kar index esetén kizárólag orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.
- A pólya rögzítéséhez ragtapaszcsíkokat kell használni. A rögzítéshez nem szabad kötőzerkapcsot használni, mert az sérülést okozhat.
- Adott esetben, a bőr állapotától függően, ajánlott alábélől alkalmazása.
- A termék egyik összetevőjével szembeni ismert allergia és/vagy túlérzékenység.

#### Általános figyelmeztetések

- A kötés felhelyezése előtt az esetlegesen fennálló sebet meg kell tisztítani/ debridementtel kell végezni, majd fedni kell a seb állapotának megfelelő kötőzerrel.
- A pólyát a kezelőorvos utasításainak megfelelően kell feltekerni.
- A kötést reggelente, felkelés után vagy a lábak hosszabb felcololása után ajánlott felhelyezni, majd a betege meg kell kérni, hogy végezzen járásgyakorlatokat.
- A pólya szélessége a kötözendő testrészt átmérőjének feleljen meg.
- Az ízület mozgásainak maximális biztosítása érdekében a kötést derékszögben (90°) behajlított lábra ajánlott felhelyezni.
- A pólyát úgy kell felhelyezni, hogy a pólya által gyakorolt nyomás a lábfejtől a térd, illetve adott esetben a farfedő felé csökkenjen.
- A pólyatekercs kifelé nézzén. A pólyatekercset a lábhoz/karhoz közel kell elvezetni.

#### Használati útmutatás

A rövid megnyúlású pólya különböző kompressziós technikák alkalmazásával helyezhető fel (A1-A11 vagy B1-B10 ábra).

#### A termék ápolására vonatkozó ajánlás

A pólya maximális megnyúlását a mosás megnövelheti. Ezt a pólya felhelyezésekor kérjük figyelembe venni. Akár 10-szer mosható 40 °C-on (a kereskedelemben kapható kímélő mosószerrel/kímélő mosóprogrammal).

#### Ártalmatlanítás

Európában a termékből származó hulladékhöz a hulladékjegyzékről szóló irányelv 18 01 fejezete, a csomagolásból származó hulladékhöz pedig a 15 01 fejezete alapján hozzáférhető egy hulladékkód. Az újrahasznosítható csomagolást a nemzeti hulladék-újrahasznosító rendszerekhez kell eljuttatni.

#### Általános figyelmeztetések

Súlyos nemkívánatos esemény felépése esetén, kérjük, forduljon a gyártóhoz és az illetékes egészségügyi hatóságokhoz.

## pl Instrukcja stosowania

#### Opis produktu i jego specyfikacja

Rozciągliwość ok. 90%

#### Skład produktu

100% bawełna

#### Zastosowanie

Do kompresji, do mocowania opatrunków, do stabilizacji i odciążania, a także do ograniczania ruchów pewnych części ciała.

#### Wskazania

Wskazania flebologiczne i limfologiczne: żyłaki, niewydolność żył głównych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica żylna, zespół pozakrzepowy,