



elösegítve a sebgógyulást. A kémlelétes szilikon lehetővé teszi a könnyű felhelyezést, eltávolítást és újbeli felhelyezést ugyanazon a területen, és minimálisra csökkentheti a beteg fájdalmát, valamint a sebek és a környező bőr sérülését.

**Všeobecná upozornění**

V případě vážného incidentu se obraťte na výrobce a příslušné zdravotnické orgány.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby

## sk Návod na použitie

**Popis výrobku**

ViVasorb® sensitive je absorbčné krytie na rany, ktoré pomáhajú udržiavať vlhké prostredie na povrchu rany. Skladá sa z absorbčného základu a absorbujúcej vrstvy. Absorbujúce jadro je uzavreté hydrofóbnou priedušnou vrstvou a vrstvou prepúšťajúcou tekutiny a stranu smerujúca k rane je pokrytá silikónovou kontaktnou vrstvou s ranou. ViVasorb® sensitive absorbuje a zachytáva exsudát a MMP v absorpčnom jadre a tým znižuje riziko macerácie a podporuje hojenie rany. Jemný silikón umožňuje jednoduchú aplikáciu, odstránenie a ľahkú absduciu. Aby ste zabránili macerácii, môžete minimalizovať bolesť u pacientov a traumy na ranách a okolitej pokožke.

**Zloženie výrobku**

Polipropylén, polyetylén, celulóza, polyakrylát, silikón.

**Indikácie**

ViVasorb® sensitive je určený na použitie na

☹☹☹ strede až silno exsudujúce rany, napr.:

- vredy na dolných končatinách,
- dekubity,
- diabetické vredy na nohách
- a pooperačné rany.

**Pokyny pre aplikáciu**

ViVasorb® sensitive používajú zdravotnícky personál aj laici pod dohľadom zdravotníckeho personálu.

- Po vyčistení rany v súlade s bežným postupom je potrebné vybrať vhodnú veľkosť krytia, ktorá umožní dostatočné prekrytie okolo okraja rany.
- Okolitú pokožku dôkladne osušte.
- Odstreďte stážovú tekutinu a aplikujte prírodnou stranou na ranu.
- ViVasorb® sensitive možno použiť ako primárne krytie alebo ako sekundárne krytie. Ak sa ViVasorb® sensitive používa ako primárne krytie, musí byť v tesnom kontakte so spodnou ranou, aby bola zabezpečená exsudácia z rany. Krytie ViVasorb® sensitive je samoprilepné, ale môže si vyžadovať dodatočnú podporu fixačným krytím alebo kompresijnými obvazmi s jemnou až strednou úrovňou kompresie.
- Frekvencia výmen krytia závisí od množstva exsudátu.
- Odstánrenie krytia možno uľahčiť jeho navhčením roztokom chloridu sodného.

**Kontraindikácie**

- Tento výrobok nepoužívajte na suché alebo slabó exsudujúce rany, oči, sliznice ani v dutinách rán, pretože krytie počas absorpcie zväčšuje svoj objem.
- Nepoužívajte na popáleniny tretieho stupňa.
- ViVasorb® sensitive by sa nemal používať u osôb so známou alergiou alebo precitlivosťou na niektorú z jeho zložiek.

**Výstrážne upozornenia a preventívne opatrenia**

- ViVasorb® sensitive je určený na jednorazové použitie. Prístroje na opätovné spracovanie používané na spracovanie na opakované použitie môžu vážne poškodiť celistvosť a funkčnosť krytia a môže spôsobiť závažné kontaminácie.
- Výrobok je sterilný. Nepoužívajte, ak je sterilné balenie pre použitím poškodené alebo otvorené. Nesterilizujte opakovane.
- Krytie nestrihajte, krycia vrstva musí zostať neporušená.
- Pokiaľ nie sú v poriadku, údaje podporujúce použitie tohto krytia u členov skupiny populácie, ako sú dojčatá, deti, tehotné alebo staršie osoby, môžu byť sa toto krytie u týchto skupín populácie používať s opatrnosťou a na základe odporúčania lekára.

**Uchovávanie**

Uchovávanie do čístm a suchom miesta v určenom teplotnom rozmedzí a mimo dosahu slnečného žiarenia.

**Likvidácia**
Likvidácia sa musí vykonávať podľa miestnych postupov na ochranu životného prostredia.

**Všeobecné pokyny**

Pri výskyte závažného incidentu sa obráťte na výrobcu a kompetentné zdravotnícke inštitúcie.

**Skladovateľnosť:** 3 roky od dátumu výroby

### hu Használati utasítás

**Uchovávanie**

Uchovávanie do čistom a suchom miesta v určenom teplotnom rozmedzí a mimo dosahu slnečného žiarenia.

**Likvidácia**
Likvidácia sa musí vykonávať podľa miestnych postupov na ochranu životného prostredia.

**Všeobecné pokyny**

Pri výskyte závažného incidentu sa obráťte na výrobcu a kompetentné zdravotnícke inštitúcie.

elösegítve a sebgógyulást. A kémlelétes szilikon lehetővé teszi a könnyű felhelyezést, eltávolítást és újbeli felhelyezést ugyanazon a területen, és minimálisra csökkentheti a beteg fájdalmát, valamint a sebek és a környező bőr sérülését.

**A termék összetétele**

Polipropilén, polietilén, cellulóz, poliakrilát, szilikon.

**Javallatok**

A ViVasorb® sensitive az olyan közepesen vagy erősen váladékozó sebek kezelésére szolgál, mint például a következők:

☹☹☹

- lybászrefekélyek,
- nyomásfelyek,
- nyomásfelyek,
- és posztoperatív sebek.

**Használati utasítás**

A ViVasorb® sensitive köztér egészségügyi szakemberek használhatják, illetve egészségügyi szakemberek felügyelete mellett laikusok is.
1. Mielőtt a sebet a szokásos eljárások megkezdése előtt tisztították, ki kell választani a megfelelő méretű kötszert, amely a sebszéleknél elegendő átfedést biztosít.

- Alaposan szárítsa meg a környező bőrfelületet.
- Távolítsa el a borító filmetregét, és helyezze a kötszert az ótápadás feléire a sebre.
- A ViVasorb® sensitive elsődleges vagy másodlagos kötszerként egyaránt alkalmazható. Amennyiben elsődleges kötszerként alkalmazkák, a ViVasorb® sensitive kötszerek szorosan érintkeznie kell a sebgágyi a sebváladék felszívásának biztosítása érdekében. A ViVasorb® sensitive öntapadós, ugyanakkor szűkség lehet rögzítő kötéssel, illetve enyhie vagy közepes kompresszió biztosító kötszer segítségével végezt további rögzítést.

- A kötszercsere gyakorisága a váladék mennyiségétől függ.
- A kötszer eltávolítása megkönnyíthető a kötszer sóoldattal történő benedveítésével.

**Ellenjavallatok**

- A termék nem alkalmazható száraz vagy enyhén váladékozó sebekben, szemén, nyálkahártyák vagy sebüregekben, mivel a kötszer a nedvzsáv követeztében megduzzad.
- Nem alkalmazható harmadoktól égési sérüléseken.
- A ViVasorb® sensitive nem alkalmazható olyan személyeknél, akiknél bármely összetevőjével szembeni ismert allergia vagy túlérzékenység áll fenn.

**Figyelmeztetések és óvintézkedések**

- A ViVasorb® sensitive kizárólag egyszer használatos. Az újrafelhasználás céljából történő feldolgozásához használ újrafeldolgozó eszközök sulyosan karbantartású a kötszer épségét és teljesítményét, és kereskedelmi forgalomban kaphatók.
- A termék steril. Tilos felhasználni, ha a steril csomagolás megsérült vagy használat előtt kinyitották. Tilos újraszterilizálni.
- Ne vágja el a kötszert, a fedőrétegnek épnék kel maradnia.
- Mivel nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alátámasztják a kötszer alkalmazását érzékeny populációknak, például écsesemők, gyermekek, tehes vagy szoptató nők eseték, valamint az ezzel ellentétes adatok hiányában, a kötszer ezekben a populációkban óvatosan és csak orvos javaslataára alkalmazható.

**Tarolás**

Tízta, száraz helyen, a megadott hőmérséklet-tartományon belül, napfénytől védve tárolandó.

**Ártalmatlanítás**

Megsemmisítését a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végezni.

**Általános figyelmeztetések**

Súlyos nemkívánatos esemény fellépése esetén, kérjük, forduljon a gyártóhoz és az illetékes egészségügyi hatóságokhoz.

**Eltarthatóság:** A gyártás dátumától számított 3 év

## pl Instrukcja stosowania

**Uchowywanie**

Uchowywanie do czistom a suchom miesta w určenom teplotnom rozmedzi a mimo dosahu slnečného žiarenia.

**Likwidacja**
Likwidacja sa musi wykonawć podľa miestnych postupov na ochranu životného prostredia.

**Všeobecné pokyny**

Pri výskyte závažného incidentu sa obráťte na výrobcu a kompetentné zdravotnícke inštitúcie.

**Skladovateľnosť:** 3 roky od dátumu výroby

**Sklad produktu**

Polipropylen, polyetylén, celulóza, poliakrylan, silikón.

**Wskazania**

ViVasorb® sensitive nadaje się

☹☹☹ do ran o umiarkowanym lub silnym wysięku, takich jak:

- owrzodzenia nog,
- odleżyny,
- owrzodzenia stopy cukrzycowej
- i rany pooperacyjne.

**Wskazówki dotyczące stosowania**

ViVasorb® sensitive może być stosowany przez pracowników służby zdrowia oraz przez osoby bez wiedzy medycznej pod nadzorem pracowników służby zdrowia.

- Oczyszć rane zgodnie ze standardowymi procedurami, a następnie dokładnie odpróżnić ranę za pomocą opatrunku, tak aby zachodził on dostatecznie na krwawiczej skórze.
- Dokładnie osuszyc otaczającą skórę.
- Usunąć folie zabezpieczające i przykleić stronę przylepną do rany.
- ViVasorb® sensitive może być stosowany zarówno jako opatrunek pierwotny, jak i opatrunek wtórny. Jeśli ViVasorb® sensitive jest stosowany jako opatrunek pierwotny, musi ściśle przylegać do łozyska rany, aby zapewnić wchłanianie z niej wysięku. ViVasorb® sensitive jest opatrunkiem samoprzylepnym, ale może wymagać dodatkowego unieruchomienia za pomocą opatrunku mocującego lub bandaży uciskowego, zapewniającego słaby lub średni ucisk.
- Usunąć opatrunek opatrunku należy od silnego wysięku.
- Aby zmniejszyć ryzyko maceracji, należy go wcześniej zwilżyć roztworem soli fizjologicznej.

**Przeciwwskazania**

- Nie stosować produktu na rany suche lub o lekkim wysięku, oczu, błony śluzowej lub w jamach ran, ponieważ opatrunek przecnieje i spowoduje uszkodzenie rany.
- Nie stosować na ranach po oparzeniach trzeciego stopnia.
- ViVasorb® sensitive nie powinien być stosowany u osób ze stwierdzoną alergią lub nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- ViVasorb® sensitive jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Urządzenia stosowane w celu przygotowania wyrobu do ponownego użycia mogą poważnie naruszyć jego integralność i funkcjonalność oraz doprowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego.
- Produkt jałowy. Nie stosować, jeśli sterylne opakowanie jest uszkodzone lub otwarte. Nie poddawaj opakowaniu sterylizacji.
- Nie ciąć opatrunku, pokrycie musi pozostać nienaruszone.
- Ze względu na brak dostępnych danych potwierdzających możliwość stosowania tego opatrunku u wrażliwych grup populacji, takich jak niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży lub w okresie laktacji, oraz ze względu na brak danych wykluczających takie stosowanie, w przypadku tych grup należy zachować szczególną ostrożność oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza.

**Przechowywanie**

Przechowywać w czystym i suchym miejscu w określonym zakresie temperatur i z dala od światła słonecznego.

**Utylizacja**

Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami środowiskowymi.

**Ogólne wskazówki**

W przypadku poważnego wypadku należy skontaktować się z producentem oraz z właściwymi organami służb zdrowia.

**Okres ważności:** 3 lata od daty produkcji

## sl Navodila za uporabo

**Opis izdelka**

ViVasorb® sensitive je vpojna obloga za rane, ki pomagata ohranjati vlažno okolje na površju rane. Sestavljajo jo vpojno jedro za vpijanje in zadrževanje izcedka, vpojno jedro obdajata hidrofobna zračna pregrata za tekočino prepuščajočo stran, obrnjena proti rani, pa je prekrita s silikonsko plastjo za stik z stik z zrakom. ViVasorb® sensitive v rano zadržuje izcedek in matricne metaloproteinaze v vpojnem jedru, s čimer zmanjšuje tveganje maceracije in pospešuje celjenje rane. Nežni silikon omogoča preprosto uporabo, odstranjevanje in ponovno nanášanje na isto mesto ter lahko zmanjša bolečino pacienta in poškodbe ran ter okoliške kože.

**Sestava izdelka**

Polipropilen, polietilen, celuloza, poliakrilat, silikon.

**Indikacije**

ViVasorb® sensitive je primerna za uporabo pri:

☹☹☹ zmerno do močno eksudirajočih ranah, kot so:

- razjede na nogah,
- razjede zaradi pritiska,
- diabetične razjede stopal
- in pooperačne kirurške rane.

**Napotki za uporabo**

- ViVasorb® sensitive lahko uporabljajo zdravstveni delavci in laiki pod nadzorom zdravstvenih delavcev.
- Temeljito očistite okoliko kožo.
- Odstanite sprotilne sloje in namestite lepilno stran na rano.
- ViVasorb® sensitive je namenjen za enkratno uporabo. Če se uporablja kot primarna obloga, mora biti ViVasorb® sensitive v tesnem stiku z dnom rane, da se zagotovi vpijanje izločkov iz nje. Pripomokšč ViVasorb® sensitive je samolepljiv, vendar bo morda potreboval dodatno podporo s pritrdilno oblogo ali z blago do zmerno stiskajočim kompresijskim povojem.
- Od kolčnice izločka je odvisno, kako pogosto je treba oblogo menjati.
- Oblogo bovske lažje odstraniti, če jo navlažite s fiziološko raztopino.

**Uporazanje i mjere opreza**

- ViVasorb® sensitive služba samo za enkratno uporabo. Prilagoditi za ponovno obradu koji se uporabljajo za obradu ovih povojov u svrhu ponovne primjene, mogu ozbiljno oštetiti njihovu cjelovitost i znatno povećati riziko od kontaminacije.
- Proizvod je sterilan. Nemojte ga koristiti ako je sterilno pakiranje prije primjene oštećeno ili otvoreno. Nemojte ponovno sterilizirati.
- Nemojte rezati povoj gornji ili donji dio, jer može doći do kontaminacije.
- U nedostatku dostupnih podataka koji podupiru primjenu ovog povoja na osjetljivim populacijskim skupinama kao što su dojenčad, djeca, trudnice i dojilje, te u nedostatku podataka koji govore suprotno, na ovim populacijskim skupinama ovaj povoj potrebno je koristiti s oprezom i slijediti preporuku kliničara.

**Čuvanje**

Čuvajte u čistom i suhom mjestu unutar specifičnog raspona temperature i dalje od sunčeve svjetlosti.

**Zbrinjavanje**

Zbrinjavanje treba provesti skladno važećim postupcima za zaštitu okoliša.

**Općenite napomene**

U slučaju ozbiljnog incidenta, kontaktirajte proizvođača i nadležna zdravstvena tijela.

**Rok valjanosti:** 3 godine od datuma proizvodnje

## el Οδηγίες χρήσης

**Περιγραφή προϊόντος**

To ViVasorb® sensitive είναι ένα απορροφητικό επίθεμα τραύματος, το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγρού περιβάλλοντος σε επιφάνειες τραυμάτων. Περιλαμβάνει έναν απορροφητικό πυρήνα για την απορρόφηση και τη συγκράτηση του εξιδρώματος, ο δε πυρήνας περιβάλλεται από ένα υδροφόβο διατημένο στρώμα και ένα στρώμα διαπερατό από υγρά, και η πλευρά που βλέπει προς το τραύμα καλύπτεται με ένα στρώμα σιλκόνος που προστατεύει στο τραύμα. Το ViVasorb® sensitive απορροφά και διατηρεί το εξίδρωμα και την μεταλλοπρωτεϊνική της μήτρας (MMP) στον απορροφητικό πυρήνα, μειώνοντας, του κίνδυνου εμβρροχής και εντοχόλησης του τραύματος. Η μαλακή ελαστική κολλητική ένωση την εφαρμογή, την αφαιρεί και την εκ νέου εφαρμόζει στην ίδια περιοχή, και μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον πόνο σε ασθενείς που φέρουν τραύματα και πλήγες καθώς και στο περιβάλλον δέρμα.

**Σhranjevanje**

Čuvajte v čistom i suhem mestu na določeni temperaturi in stran od sončne svetlobe.

**Odlaganje med odpadke**

Odlaganje med odpadke se izvede skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi postopki.

**Splošna navodila**

Če pride do zapletov, se obrnite na proizvajalca in pristojne zdravstvene organe.

**Rok uporabnosti:** 3 leta od datuma proizvodnje

## hr Upute za primjenu

**Opis proizvoda**

ViVasorb® sensitive je apsorbujući je povoj za rane koji pomaže održati vlažno okruženje na površini rane. Sastoji se od upijajuće jezgre za upijanje i zadržavanje eksudata, upijajuća jezgra zatvorena je hidrofobnim prozračnim slojem i slojem koji je propustan za tekućinu, a strana okrenuta prema rani prekrivena je silikonskim slojem koji dolazi u kontakt s ranom. ViVasorb® sensitive apsorbari i zadržava eksudat i matricne metaloproteinaze u vpojnom jedru, s čimer zmanjšuje tveganje maceracije i pospešuje celjenje rane. Nežni silikon omogućuje laku postavljanje, uklanjanje i ponovno postavljanje na isto područje te može minimizirati bol u pacijenta te traumu rani i okolne kože.

**Indekacije**

To ViVasorb® sensitive koristi se za rane koje su:
☹☹☹ umjerenog do jako eksudirajućim ranama kao što su to:

- ulcere ala gamba,
- ulcere de presione,
- ulcere ale piciorului diabetici
- și plăgi postoperatorii.

**Instrucțiuni de aplicare**
ViVasorb® sensitive poate fi utilizat de personal medical de specialitate și de persoane nespecializate sub supraveghere personalului medical de specialitate.

- După curățarea plăgii în conformitate cu procedurile normale, trebuie selectat un pansament cu dimensiuni adecvate care să permită suprafețelor suficientă în jurul marginii plăgii.
- Uscați bine pielea din jur.
- Îndepărtați foliile de suport și aplicați partea aderență pe plăgă.
- ViVasorb® sensitive poate fi utilizat fie ca pansament primar, fie ca pansament secundar. Când se utilizează ca pansament primar, ViVasorb® sensitive trebuie să fie în contact strâns cu patul plăgii pentru a asigura absorbția exsudatului provenit din plagă.
- ViVasorb® sensitive este autoaderent, dar poate necesita suport suplimentar print-un pansament de fixare sau bandaje compresive cu niveluri de compresie reduse până la moderate.
- Frecvența de schimbare a pansamentului depinde de cantitatea de exsudat.
- Îndepărtaarea pansamentului poate fi facilitată prin umectarea pansamentului cu soluție salină.

- êlên tuu kátwa ákrwn,
- êlên katakialoswn,
- êlên diahrhtikoú poúdiou
- kaí xerourrgiakoú traumaítoú.

**Οδηγίες εφαρμογής**
To ViVasorb® sensitive μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες υγειονομικούς περιβαλής καθώς και από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα υπό την επίβλεψη επαγγελματίων υγειονομικών περιβαλής.
1. Αφού καθαρίσετε το τραύμα σύμφωνα με τις συνήθειες διαδικασίες, θα πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος επίθεμάτος που να επιτρέπει την επαρκή υπερκαλύψη περιφερικά του χείλους του τραύματος.
2. Στεγνωθεί ενδελεχώς το περιβάλλον δέρμα.
3. Αφαιρέστε τις προστατευτικές ταινίες και εφαρμόστε την κολλητική πλευρά στο τραύμα.
4. To ViVasorb® sensitive μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως πρωτότυπο όσο και ως δευτερογενές επίθεμα. Όταν χρησιμοποιείται ως πρωτότυπο επίθεμα, το ViVasorb® sensitive πρέπει να βρίσκεται σε στενή επαφή με την κοίτη του τραύματος, ώστε να διασφαλιστεί η απορρόφηση του εξιδρώματος, του τραύματος. Το ViVasorb® sensitive είναι αυτοκόλλητο αλλά συνδέεται να επαρκή πρόσδεση υποστήριξη με επίθεμα καθήλωνας ή επίδεσμο πίπος έως μέτριας συμπίεσης.
5. Η συχνότητα αλλαγής του επίθεματος εξαρτάται από την ποσότητα του εξιδρώματος.
6. Η αφαίρεση του επίθεματος μπορεί να διευκολυνθεί εάν υνδράνετε το επίθεμα με φυσιολογικό ορό.

**Kontraindicaćii**

- Nu utilizați acest produs pe plăgi ascuțite sau cu un nivel scăzut de exsudat, la nivelul ochilor, pe mucoase sau în cavitățile aile plăgilor, deoarece pansamentul se umflă în timpul absorbiei.
  - A nu se utiliza pe arsuri de gradul III.
  - ViVasorb® sensitive nu trebuie aplicat la persoane cu alergii sau hipersensibilitate cunoscută la oricare din componentele acestuia.
- Αvertisări și măsuri de precauție**
- ViVasorb® sensitive este un unic folosință. Reprocesarea dispozitivelor utilizate pentru precurare în vederea reutilizării poate afecta grav integritatea și performanța acestora și poate avea loc contaminare incrușată.
  - Produsul este steril. A nu se utiliza dacă ambalajul steril este deteriorat sau deschis înainte de utilizare. A nu se reesteriliza.
  - Nu tăiați pansamentul, acoperirea trebuie să rămână intactă.
  - În absența datelor disponibile în sprijinul utilizării acestui pansament la grupurile de populație sensibile, precum sugari, copii, femei gravide sau care alăptează, și în absența datelor contrare, la grupurile de populație respective acest pansament trebuie utilizat cu prudență și urmând recomandarea medicului clinician.

**Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις**

- To ViVasorb® sensitive produse se aplică numai în cazul rănilor cu un nivel scăzut de exsudat, la nivelul ochilor, pe mucoase sau în cavitățile aile plăgilor, deoarece pansamentul se umflă în timpul absorbiei.
- A nu se utiliza pe arsuri de gradul III.
- ViVasorb® sensitive nu trebuie aplicat la persoane cu alergii sau hipersensibilitate cunoscută la oricare din componentele acestuia.

**Kontraindikacije**

Nemojte koristiti ovaj proizvod na suhim ili slabó eksudirajućim ranama, očima, sluznicama ili u kavitetima rane jer ovaj povoj bubri tijekom absorpcije.

- Nemojte rezati povoj gornji ili donji dio, jer može doći do kontaminacije.
- ViVasorb® sensitive ne smije se primjenjivati na osobama s poznatom alergijom ili preosjetljivošću na bilo koju od njegovih komponentata.
- Mnų kôžette ti suoksuosia. To kálmuja pŕeiti na parameinė žauniamąj áziurá.
- Êlêiêtiê diáshewônu stoichiuonu nu va upostiriuoti ú chręti to stômiêtu. Nemojte rezati povoj gornji ili donji dio, jer može doći do kontaminacije.

**Αποθήκευση**
Φυλάσσετε το σε καθαρό και στεγνό μέρος σε καθαρισμένο εύρος θερμοκρασιών και μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

**Αποθήρψη**

Η αποθήρψη θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές διαδικασίες.

**Γενικές υποδείξεις**

Το ViVasorb® sensitive θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

**Διάκριτα ζωής:** 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

## ro Instrucțiuni de utilizare

**Descrierea produsului**

ViVasorb® sensitive este un pansament pentru plăgi absorbant care ajută la menținerea unui mediu umed la suprafața plăgii. Acesta include un miez absorbant pentru absorbția și reținerea exsudatului și un strat permeabil la lichid, iar partea dinșpe plaga este acoperită cu un strat din silicon pentru contactul cu plaga. ViVasorb® sensitive absorbe și reține exsudatul și metaloproteinaze matriceale (MMP) în miezul absorbant, reducând riscul de macerare și favorizând vindecarea plăgii. Siuonul delicat permite aplicarea, îndepărtarea și reaplicarea facilă în aceeași zonă și poate reduce la minimum durerea pentru pacienți și traumaticile pentru plăgi și pielea din jur.

**Compozitia produsului**

Polipropilén, polietylén, celuloză, poliacrilat, silicón.

**Indicații**

ViVasorb® sensitive este destinat utilizării pe

☹☹☹ plă