



People.Health.Care.

# **VENOSAN® Kompresívne pančuchy** Produktový program.



ELEGANTNÉ KOMPRESÍVNE  
PANČUCHY.

# VENOSAN® 6000

CCL  
2



40°

## Oblasti použitia

- primárne a sekundárne varixy
- po cievnych operáciách
- na prevenciu opuchov pri CVI
- pri flebitíde a flebotrombóze

## Materiálové zloženie

70 % Nylon/Polyamid  
30 % LYCRA®/Elastan


## Vlastnosti

- perfektne sedia
- priedušné, príjemné nosenie bez ohľadu na teplotu
- tlak na členku: 23-32 mmHg
- spĺňajú všetky medzinárodné normy
- jednoduché navliekanie
- voľnosť pohybu vo všetkých situáciách
- RAL certifikát: RAL GZ 387/1
- OEKO-TEX certifikát Standard 100


## Varianty



**AD**  
lýtkové



**AGH**  
stehenné  
pančuchy  
s lemom




**AT**  
pančuchové  
nohavice

## Veľkostná tabuľka

### Dĺžkové miery

| Dĺžka v cm |     |                  |                      |                |
|------------|-----|------------------|----------------------|----------------|
| ID         | AD  | ŠUKL:<br>G 81661 | Skrátená<br>klasická | 34–39<br>39–44 |
| IG         | AGH | ŠUKL:<br>G 81901 | Skrátená<br>klasická | 59–67<br>68–78 |
| IK         | AT  | ŠUKL:<br>G 81902 | Skrátená<br>klasická | 67–74<br>74–85 |


## Farba



### Obvodové miery

| Význam                | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| členok <b>cB</b>      | 20–22  | 23–25  | 26–28  | 29–31   |
| lýtko <b>cC</b>       | 30–39  | 33–41  | 36–44  | 39–47   |
| predkolenie <b>cD</b> | 29–38  | 32–40  | 35–43  | 38–46   |
| stehno <b>cG</b>      | 49–63  | 54–66  | 58–70  | 63–74   |

### Merné body / obvody




LUXUSNÉ PODPORNÉ PANČUCHY  
PRE AKTÍVNY DEŇ.

# VENOSAN® LEGLINE 20

20  
mmHg

140  
den



## Oblasti použitia

- profylaktická kompresia na podporu cirkulácie krvi
- zamedzuje opuchu nôh
- pre zmiernenie prvých príznakov CVI
- minimalizácia pocitu únavy v nohách



## Materiálové zloženie

78 % Nylon/Polyamid  
22 % LYCRA®/Elastan

## Vlastnosti

- výnimočne jemná sieťovina
- elegantný vzhľad končatín
- jednoduché navliekanie
- nekížu sa dole po končatine
- spĺňajú všetky medzinárodné normy
- OEKO-TEX certifikát Standard 100

## Varianty



## Veľkostná tabuľka

### Metóda A: Tabuľka na približné odhadnutie mier


| Výška (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 150        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 152        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 155        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 157        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 160        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 163        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 165        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 168        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 170        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 173        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 175        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 178        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 180        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 182        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Telesná hmotnosť (kg) \* pre veľkosti AD a AGH: XL = L


### Metóda B: Mieri

| Point            | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| členok <b>cB</b> | 20–21   | 22–23  | 24–25  | 26–27  | 28–29   |
| lýtka <b>cC</b>  | 31–33   | 34–36  | 37–39  | 40–42  | 43–45   |
| kolená <b>cD</b> | 29–31   | 32–34  | 35–37  | 38–40  | 41–43   |
| stehno <b>cF</b> | 42–44   | 45–47  | 48–50  | 51–53  | 54–60   |

## Farba



## Merné body/obvody



\* overiť dostupnosť v krajine predaja



People.Health.Care.

Pančuchy na prevenciu trombózy.

**VENOSAN® AES**

Farba

Biela

**16–18**  
mmHg



#### Oblasti použitia

- predchádzať trombóze a embolizmu pred, počas a po operáciách
- celková imobilita, pripútanie k lôžku
- v tehotenstve, počas pôrodu a po narodení dieťaťa

#### Vlastnosti

- perfektne sedia vďaka anatomickému tvaru
- farebné kódovanie pre jednoduché a spoľahlivé rozpoznanie veľkosti
- horný okraj s kontrolným oknom


#### Materiálové zloženie

91 % (89 % AGH) nylon polyamide  
9 % (11 % AGH) LYCRA® elastane

#### Varianty



**AD**  
lýtčkové



**AGH**  
stehenné  
pančuchy  
s lemom

|        | Obvod členku | Obvod lýtky | Obvod stehna | Dĺžka (cm) | Vel'kost'  | označenie dĺžky (vrch pančuchy) | označenie vel'kosti (chodidlo) | REF     |
|--------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|
| AD     | 18–20 cm     | <32 cm      | –            | do 41      | S normal   | telová                          | žltá                           | SG57000 |
|        |              |             |              | nad 41     | S dlhé     | modrá                           |                                | SG57001 |
|        | 20–22 cm     | 32–37 cm    |              | do 43      | M normal   | telová                          | telová                         | SG57002 |
|        |              |             |              | nad 43     | M dlhé     | modrá                           |                                | SG57003 |
|        | 23–25 cm     | 37–42 cm    |              | do 45      | L normal   | telová                          | modrá                          | SG57004 |
|        |              |             |              | nad 45     | L dlhé     | modrá                           |                                | SG57005 |
|        | 25–27 cm     | 42–47 cm    |              | do 45      | XL normal  | telová                          | zelená                         | SG57006 |
|        |              |             |              | nad 45     | XL dlhé    | modrá                           |                                | SG57007 |
|        | 28–30 cm     | 47–52 cm    |              | do 45      | XXL normal | telová                          | fialová                        | SG57008 |
|        |              |             |              | nad 45     | XXL dlhé   | modrá                           |                                | SG57009 |
| AGH    | 18–20 cm     | <32 cm      | 45–64 cm     | do 74      | S krátke   | žltá                            | žltá                           | SG57020 |
|        |              |             |              | 74–79      | S normal   | telová                          |                                | SG57021 |
|        |              |             |              | nad 79     | S dlhé     | modrá                           |                                | SG57022 |
|        | 20–22 cm     | 32–37 cm    | 53–71 cm     | do 74      | M krátke   | žltá                            | telová                         | SG57023 |
|        |              |             |              | 74–79      | M normal   | telová                          |                                | SG57024 |
|        |              |             |              | nad 79     | M dlhé     | modrá                           |                                | SG57025 |
|        | 23–25 cm     | 37–42 cm    | 61–80 cm     | do 74      | L krátke   | žltá                            | modrá                          | SG57026 |
|        |              |             |              | 74–79      | L normal   | telová                          |                                | SG57027 |
|        |              |             |              | nad 79     | L dlhé     | modrá                           |                                | SG57028 |
|        | 25–27 cm     | 42–47 cm    | 70–84 cm     | do 79      | XL normal  | telová                          | zelená                         | SG57029 |
| nad 79 |              |             |              | XL dlhé    | modrá      | SG57030                         |                                |         |

Cestovné podporné podkolenky.

**VENOSAN® JET LEGS**

Farba

Čierna



#### Oblasti použitia

- efektívna profylaxia trombózy
- pri cestovaní vlakom lietadlom a autom
- pri chôdzi na vychádzkach a športe

#### Vlastnosti

- stupňovito sa znižujúca kompresia

#### Varianty

- 2 rozmary podľa veľkosti nohy
- Standard 36 – 40
  - Large 41 – 45

#### Zloženie:

86 % Nylon/Polyamid  
14 % LYCRA®/Elastan

**Venosan® Dot Gloves**

Rukavice.

#### Oblasti použitia

- na obliekanie a vyzliekanie kompresívnych pančúch



#### Varianty

- 2 veľkosti:
- S/M
  - L/XL

#### Zloženie:

pletina:  
100 % Nylon/Polyamid  
protišmykové bodky:  
PVC



**VENOSAN®**  
Compression Stockings

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf  
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien  
Lohmann & Rauscher s.r.o. · Jarošova 1 · 831 03 Bratislava