

ReadyWrap®

Abmessen der oberen Extremität.

So vermessen Sie den Arm:

Führen Sie die Messung am locker aufliegenden Arm bei leicht gebeugtem Ellenbogen durch. Die Messpunkte entsprechen den folgenden anatomischen Orientierungspunkten:

Umfangs-Messpunkte:


cA größter Umfang der Handfläche, direkt unter den Fingergrundgelenken
cC geringster Umfang des Handgelenks rund um das Ellenbogengelenk und die Ellenbeuge
cG am Oberarm direkt unter der Achselhöhle

Längenmaße:

IA-C die Länge zwischen Punkt cA und Punkt cC
IC-G die Länge zwischen Punkt cC und Punkt cG

Anmerkung:

c = Umfang, l = Länge
Alle Längenmessungen sollten der Körperkontur folgen. Alle Maßangaben in Zentimetern.



	S	M	L	XL
ReadyWrap® Arm (Arm)				
(IC-G) (3 Längen)	Achselumfang (cG) 22-29 cm Ellenbogenumfang (cE) 19-26 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm	Achselumfang (cG) 26-36 cm Ellenbogenumfang (cE) 24-33 cm Handgelenksumfang (cC) 15,5-20 cm	Achselumfang (cG) 31-43 cm Ellenbogenumfang (cE) 29-40 cm Handgelenksumfang (cC) 17,5-23 cm	Achselumfang (cG) 36-50 cm Ellenbogenumfang (cE) 30-43 cm Handgelenksumfang (cC) 19,5-26 cm
Kurz				
■ Beige bis 43 cm	104514	104508	104502	104520
■ Schwarz bis 43 cm	104515	104509	104503	104521
Standard				
■ Beige bis 46 cm	104516	104510	104504	104522
■ Schwarz bis 46 cm	104517	104511	104505	104523
Lang				
■ Beige bis 49 cm	104518	104512	104506	104524
■ Schwarz bis 49 cm	104519	104513	104507	104525
ReadyWrap® Gauntlet (Handschuh)				
	Länge (IA-C) bis 12,5 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm Handflächenumfang (cA) 18-20 cm	Länge (IA-C) bis 13,5 cm Handgelenksumfang (cC) 15,5-20 cm Handflächenumfang (cA) 20-22 cm	Länge (IA-C) bis 14,5 cm Handgelenksumfang (cC) 17,5-23 cm Handflächenumfang (cA) 22-24 cm	Länge (IA-C) bis 15,5 cm Handgelenksumfang (cC) 19,5-26 cm Handflächenumfang (cA) 24-26 cm
■ Beige Rechts	104498	104496	104494	104500
■ Beige Links	104490	104488	104486	104492
■ Schwarz Rechts	104499	104497	104495	104501
■ Schwarz Links	104491	104489	104487	104493


ReadyWrap®

Fax-Bestellformular Arm

Fax: 02634/99-7856

Bitte tragen Sie ein, welche Teile Sie bestellen möchten.

Verband (Arm)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	REF	Anzahl
Arm	43cm	Beige			
	46cm	Schwarz			
	49cm				
Handschuh	Rechts	Beige			
	Links	Schwarz			



Patient/-in

Frau	Herr
Vorname/Name	
Letzte Auftragsnummer	
Ihre Kundennummer	

Absender

Firmenname, Ansprechpartner	
Straße	
PLZ/Ort	
Datum	Unterschrift

	Stempel