



Weitere Informationen
zu Lohmann & Rauscher
finden Sie online per QR-Code.

Produktkatalog 2022/2023

für den niedergelassenen Bereich.



- Wundversorgung
- Suprasorb® CNP
- Kompression,
Stützen & Fixieren
- Bandagen & Orthesen
- Gipsraum
- OP-Produkte
- Desinfektion
- Dermatologie
- Ophthalmologie
- Hals-Nasen-Ohren
- Hygiene & Pflege



People.

Der Mensch im Fokus.
Das Wohl unserer Mitarbeiter,
Kunden, Anwender und Patienten
steht im Zentrum unseres Handelns.

Informieren Sie sich im Produktkatalog 2022/2023
über die Produkte, Konzepte und Lösungen im
Sinne der L&R Unternehmensphilosophie.





Health.

Unser Kompetenzfeld.
Gesundheit definiert
unsere Vision und Werte.



Care.

Wir sind der Problemlöser.
Mit Expertise und Sorgfalt
stehen wir unseren Kunden,
Mitarbeitern, Anwendern und
Patienten zur Seite.

Jung & Alt verbinden!

Das soziale Nachhaltigkeitsprogramm von L&R.



L&R charity
WE CONNECT

Als Anbieter von Medizinprodukten sind uns der Mensch und sein Wohlergehen wichtig.

Mit unserem Corporate Social Sponsoring Programm (CSS) „**L&R charity – we connect**“ unterstützen wir die Herzensprojekte unserer MitarbeiterInnen, die Menschen unterschiedlicher Generationen miteinander verbinden.



Hier finden Sie viele unserer CSS-Projekte.



Stichwort, Produkt	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophthalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
--------------------	----------------	----------------	------------------------------------	--------------------------	----------	-------------	--------------	--------------	----------------	------------------	------------------

A

Actico® UlcerSys Unterstrumpf			97-100								
-------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

C

Cellacare® Abdominal Classic				163							
Cellacare® Achillo				174							
Cellacare® Cervical Classic				138							
Cellacare® Cervical Plus Classic				139							
Cellacare® Clavicula Classic				143							
Cellacare® Dorsafit Comfort				155							
Cellacare® Dorsal Classic				156							
Cellacare® Dorsal F/M Comfort				157							
Cellacare® Dotop Comfort				161							
Cellacare® Epi Classic				144							
Cellacare® Epi Comfort				145							
Cellacare® Genu Classic				165							
Cellacare® Genu Comfort				166							
Cellacare® Genucast Modular Classic				169							
Cellacare® Genucast 0° Classic				167							
Cellacare® Gencast 20° Classic				168							
Cellacare® Gilchrist Classic				140							
Cellacare® Gilchrist Easy				141							
Cellacare® Gilchrist Sling Classic				142							
Cellacare® Lumbal Classic				160							
Cellacare® Malleo Akut Classic				175							
Cellacare® Malleo Classic				172							
Cellacare® Malleo Comfort				173							
Cellacare® Malleo Control Comfort				176							
Cellacare® Malleo Control Expert				178							
Cellacare® Manu Control Classic				150							
Cellacare® Manu Control Comfort				151							
Cellacare® Manus Classic				147							
Cellacare® Manus Comfort				148-149							

	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophthalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Stichwort, Produkt											
Cellacare® Materna Classic				158							
Cellacare® Materna Comfort				159							
Cellacare® Rhizo Classic				152							
Cellacare® Rhizocast Classic				153							
Cellacare® Tarsotec Expert				178							
Cellacare® Thorax F/M Classic				162							
Cellacast® Active					183						
Cellacast® Longuette					185						
Cellacast® Soft					184						
Cellacast® Xtra					181-182						
Cellona® Breitlonguette					187						
Cellona® Creme					200						
Cellona® Gehstollen					202						
Cellona® Gipsbinde					186						
Cellona® Longuette					187						
Cellona® Polster					195						
Cellona® Randpolster					196						
Cellona® Shoe					201						
Cellona® ShoeCast					203						
Cellona® Synthetikwatte			119		194						
Curaderm® Matratzen- Spannbezug											320
Curafix® H	72										
Curafix i.v. Classic (12,5 x 2,5 cm)	65										
Curafix i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)	61										
Curafix i.v. Control (6 x 7,5 cm)	60										
Curafix i.v. Control (9 x 11 cm)	62										
Curafix i.v. Film (6 x 7 cm)	63										
Curafix i.v. Film (10 x 12 cm)	64										
Curafix i.v. Junior (4,3 x 5 cm)	58										
Curafix i.v. Soft (6 x 7,5 cm)	59										
Curaplast® sensitive Fingerverband	69										
Curaplast® sensitive Injektionspflaster	67										
Curaplast® sensitive Strips	68										

	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophtalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Stichwort, Produkt											
Curaplast® sensitive Wundschnell- verband	66										
Curaplast® Strips wasserfest	70										
Curaplast® Kids	71										
Curapor®	56										
Curapor® transparent	57										
Curatest®	75							284			
Curatest® F	76							285			

D

Dauerbinde® F			117								
Dauerbinde® K			116								
Debrisoft® Lolly	17										
Debrisoft® Pad	16										
Disposima®											325
Durelast®			107								

E

epX Ankle Dynamic				179							
epX Back Basic				164							
epX Elbow Basic				146							
epX Knee Dynamic				170							
epX Knee J Patella				171							
epX Wrist Dynamic				154							

F

Fixierhosen											323
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

G

Gazin® Mullkompressen	45-47										
Gazin® Präprietupfer RK	51										
Gazin® Spitztupfer RK, unsteril	52										
Gazin® Tamponadebinden	48										
Gazin® Tupfer aus Verbandmull	50										
Gazin® Verbandmull	49										
Geka® Mullbinde			123								
Gynäkologiehandschuhe						257					

Stichwort, Produkt	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophthalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
--------------------	----------------	----------------	------------------------------------	--------------------------	----------	-------------	--------------	--------------	----------------	------------------	------------------

H

Haftan®			136		192						
Haftelast® latexfrei			125-126								

I

Idealbinde			135								
------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

K

Komprex® II/I			120-121								
Krepppapierbinde					193						

L

Lenkelast®			132								
Lenkelast® color			133								
Lenkideal®			134								
Lomatuell® H	34										
Lomatuell® Pro	33										
L+R dispenser							281				
L+R handdesinfect blue							270				
L+R handdesinfect gel							272				
L+R handdesinfect green							271				
L+R handwash soft							280				
L+R surfacedisinfect alcohol							276				
L+R surfacedisinfect alcohol maxi wipes							274				
L+R surfacedisinfect alcohol tissues							275				
L+R surfacedisinfect alcohol wipes							273				
L+R surfacedisinfect universal maxi wipes							278				
L+R surfacedisinfect universal tissues							279				
L+R surfacedisinfect universal wipes							277				

M

Metalline®	44										
Metalline® Kompressen	43										
Mollelast®			122								
Mollelast® haft latexfrei			124								

	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophtalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Stichwort, Produkt											
O											
Opraclean	55									301	
P											
Panelast®			113								
PEG-Verbandwechselset											318
Porelast®			112								
Porofix®	74				199						
Porotape®					197						
Pro-ophta® Augen-Drainageset									299		
Pro-ophta® Augenkissen									296		
Pro-ophta® Augenkompresse									297		
Pro-ophta® Augenlochkompresse									298		
Pro-ophta® Augenstäbchen									289		
Pro- ophta® Augenverband D									293		
Pro-ophta® Augenverband K									294		
Pro-ophta® Augenverband S									292		
Pro-ophta® Junior									295		
Pro-ophta® Keiltupfer									291		
Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer									290		
R											
Raucocel® Epistaxistamponaden										302	
Raucocel® Nasentamponade anato- misch										304	
Raucocel® Nasentamponade gerade										303	
Raucocel® Sinustamponade K										305	
Raucodrape® Abdecktücher						237					
Raucodrape® Angiographietücher						236					
Raucodrape® Arthroskopie- Abde- ckungen						226					
Raucodrape® Augentücher						233					
Raucodrape® Basis-Sets						205					
Raucodrape® Extremitäten-Sets						224					
Raucodrape® Extremitätentücher						225					
Raucodrape® Geräteabdeckungen						243					

	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophtalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Stichwort, Produkt											
Raucodrape® Gynäkologie-Urologie-Sets						218					
Raucodrape® Gynäkologie-Zystoskopie-Abdeckungen						216					
Raucodrape® Hüftarthroskopie-Set						223					
Raucodrape® Hüfttuch						222					
Raucodrape® Inzisionsfolie						245					
Raucodrape® Kardiovaskular- Set						235					
Raucodrape® Kopf-Sets						230					
Raucodrape® Kranio-Set						228					
Raucodrape® LAP-Sets						209					
Raucodrape® LAP-/Wirbelsäulentuch						229					
Raucodrape® Lithotomie-Set						217					
Raucodrape® Lochtücher						241					
Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie						212					
Raucodrape® MKG- Tuch						234					
Raucodrape® Ohr- Lochtuch						232					
Raucodrape® OP-Abdecktücher						238					
Raucodrape® OP-Klebetücher						240					
Raucodrape® OP-Tischabdeckungen						239					
Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets						221					
Raucodrape® Pädiatrie-Basis-Set						211					
Raucodrape® Pfannenstiel-Set						213					
Raucodrape® Rektum-Sets						210, 214					
Raucodrape® Schlitztuch						231					
Raucodrape® Schlitztuch-Sets						208					
Raucodrape® Schlitztücher						242					
Raucodrape® Sectio- Abdeckungen						215					
Raucodrape® Set für Kleineingriffe						206					
Raucodrape® TUR-Sets						219					
Raucodrape® Universal-Sets						207					
Raucodrape® Universal-Schlitztuch-Set						220					
Raucodrape® Vertikaltuch						227					
Raucodrape® Vertikaltuch-Set						227					

Stichwort, Produkt	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophthalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Raucodrape® Zubehör						244					
Raucoset® Standard I											319
ReadyWrap			90-96								
Rosidal® CC			106								
Rosidal® haft			104								
Rosidal® K			103								
Rosidal® Lymph			111-112								
Rosidal® SC			105								
Rosidal® soft			118								
Rosidal® sys			109-110								
Rosidal® TCS			108								

S

Sempercare® Edition IC											311
Sempercare® Green											313
Sempercare® Nitrile											316
Sempercare® Nitrile Shine+											314
Sempercare® Premium (Grip)											310
Sempercare® Velvet											315
Sempermed® Supreme						254					
Sempermed® Supreme Green						256					
Sempermed® Supreme Plus						255					
Sempermed® Syntegra Green						259					
Sempermed® Syntegra IR						258					
Sentina® Ambidextrous Latex											309
Sentina® Ambidextrous Nitril											312
Sentina® Besuchermäntel											321
Sentina® Chirurgische Scheren						260					
Sentina® CP Untersuchungshand- schuhe											307
Sentina® Ergänzungen						264					
Sentina® Folienschürzen											322
Sentina® Klemmen						261					
Sentina® Nadelhalter						263					

Stichwort, Produkt	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophthalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Sentina® Pinzetten						262					
Sentina® Schutzauflagen											324
Sentina® Tragelaken											324
Sentinex® Bereichskleidung						246-248					
Sentinex® OP-Hauben						253					
Sentinex® OP-Masken						252					
Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS						240-251					
Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace						249					
Sentinex® SMART OP-Mäntel											
Setpack® Mullkompressen RK						266					
Setpack® Präpariertupfer RK						268					
Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK						265					
Setpack® Tupfer RK						267					
Silkafix®	73				198						
Solvaline® N	42										
Sonstige Hygieneprodukte											327
Sonstige Produkte											326
Suprasorb® A	18										
Suprasorb® A Pro	19										
Suprasorb® A+Ag	20										
Suprasorb® C	21										
Suprasorb® CNP EasyDress		81									
Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Extreme		82									
Suprasorb® CNP Drainagefolie		80									
Suprasorb® CNP Kits		83-85									
Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit		78									
Suprasorb® CNP Tiefendrainage		79									
Suprasorb® CNP Wundschäume		86									
Suprasorb® CNP Wundverbände		87									
Suprasorb® F	22										
Suprasorb® G	23										
Suprasorb® H	24										

Stichwort, Produkt	Wundversorgung	Suprasorb® CNP	Kompression, Stützen & Fixieren	Bandagen und Orthesen	Gipsraum	OP-Produkte	Desinfektion	Dermatologie	Ophthalmologie	Hals-Nasen-Ohren	Hygiene & Pflege
Suprasorb® Liquacel	25										
Suprasorb® P	26										
Suprasorb® P sensitive	27-28										
Suprasorb® P + PHMB	29										
Suprasorb® X	30										
Suprasorb® X+PHMB	31-32										

T

tg® Fäustling								286			
tg® Fertigverbände			131								
tg® fix			129								
tg® grip			127								
tg® Handschuh					191			287			
tg® Schlauchverband			128		188						
tg® soft			130		189						
Trikotschlauch					190						
Trikotschlauchbinde					190						

V

Varicex®			115								
Venosan® AES			101-102								
Verbandset											317
VivereX®		88									
Vliwaktiv®	40										
Vliwaktiv® Ag	41										
Vliwasoft®	53										
Vliwasorb® adhesive	37										
Vliwasorb® Pro	35										
Vliwasorb® sensitive	36										
Vliwazell®	39										
Vliwazell® Pro	38										

Z


Zemuko®	54										
Zubehör L+R disinfect							282				
Zwirnhandschuhe											308



Wundversorgung

Debrisoft® Pad

Der Goldstandard im mechanischen Debridement.



- A** die abgeschrägten Faserspitzen lösen aktiv Debris und Exsudat aus der Wunde
- B** der Faserverbund nimmt die gelösten Beläge auf und hält sie fest

Anwendungsbereiche

- Debridement von oberflächlichen, chronischen und akuten Wunden sowie der Wundumgebungshaut. Bei:
 - ◆ Diabetischen Ulcera
 - ◆ Arteriellen und venösen Ulcera
 - ◆ Decubitalulcerationen
 - ◆ Postoperativ sekundärheilenden Wunden
 - ◆ Traumatischen oder chirurgischen Wunden (z.B. Schürfwunden, Inzisionen, Lazerationen)
 - ◆ Verbrennungen und Verbrühungen (Grad III: nach chirurgischem Debridement)
 - ◆ Lymphoedemen
- Geeignet für trockene, pergamentartige, hyperkeratotische, seborrhoische oder fettige gesunde oder geschädigte Haut

Zweckbestimmung

Debrisoft Pad dient zum schnellen, hoch effektiven, sicheren und schmerzarmen Debridement. Debrisoft Pad wird zur Aufnahme von Exsudat, Debris und Hautkeratosen während des Debridements eingesetzt und schont intaktes Gewebe.

Eigenschaften

- Abgeschrägte Faserspitzen lösen Debris effektiv aus der Wunde und schonen intaktes Gewebe
- Faserverbund nimmt auch Schuppen und Keratosen der Wundumgebung auf
- schnell sichtbare Ergebnisse bei einfacher und sicherer Anwendung
- weiche Faser sorgt für schmerzarme Anwendung und erhöht Patientenakzeptanz

Produktzusammensetzung

Komposition: 100 % Polyester, ungebleicht
 Rückenbeschichtung: 100 % Polyacryl (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
 Grifftasche: Polyester, Polyamid, Elasthan
 Etikett: Polyester

Hinweise

- Produkt zum Debridement, verbleibt nicht auf der Wunde
- kann bei Bedarf bei jedem Verbandwechsel verwendet werden
- sollte so lange angewendet werden, bis die Wunde vollständig gesäubert und die Wunde aus der Reinigungsphase in die Granulationsphase übergegangen ist

Tipp

- führt auch bei starken keratotischen, nekrotischen Belägen zu einem sehr guten Ergebnis, wenn diese zuvor autolytisch behandelt werden
- das Benässen der weichen Faserseite kann mit jeder gängigen Wundspüllösung erfolgen

Debrisoft® Pad

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 10	34321	13155158	5/50	SSB, EV
13 x 20	34323	13155201	5/50	SSB, EV

Debrisoft® Lolly

Der Goldstandard im mechanischen Debridement.



- A** Mit dem weichen Faserkopf des angefeuchteten Debrisoft Lolly unter sanftem Druck die Wunde und/oder schwer zu erreichende Lokalisationen reinigen.
- B** der Faserverbund nimmt die gelösten Beläge auf und hält sie fest

Anwendungsbereiche

Debridement von tiefen - auch chirurgisch-invasiven - bis oberflächlichen Wunden, z. B.:

- Diabetischen Ulcera
- Arteriellen und venösen Ulcera
- Decubitalulcerationen
- postoperativ sekundär heilende Wunden
- Traumata, Verbrennungen, Verbrühungen

Eigenschaften

- Patentierte high tech Polyesterfasern entfernen effektiv Debris und Exsudat aus der Wunde sowie Schuppen und Keratosen von der Wundumgebungshaut
- Der bruchsichere Griff aus Polypropylen bietet einfachen Zugang zu tiefen Wunden - auch chirurgisch-invasiv- und schwer zu erreichenden Wundlokalisationen
- Der weiche Faserverbund sorgt für eine schmerzarme Anwendung bei gleichzeitig hohem Anwendungskomfort
- Höchste Anwendungssicherheit wird gewährleistet durch präzise Fixiernähte, ergonomischen Griff und nachverfolgbaren Röntgenkontrastfaden
- Der Monofilamentfaser-Stick ist mit seinem überzeugenden Handling ein innovativer Helfer für ihr Debridement

Produktzusammensetzung

Der Kopf des Debrisoft Lolly besteht aus Monofilament-Polyester-Fasern und ist umnäht mit einem blauen Röntgenkontrastfaden aus Polypropylen (enthält Bariumsulfat und Polyester). Die Innenseite des Kopfes ist beschichtet mit Polyacrylat. Der Kopf ist vernäht mit einem Griff aus Polypropylen.

Hinweise

- Produkt zum Debridement, verbleibt nicht auf der Wunde
- kann bei Bedarf bei jedem Verbandwechsel verwendet werden
- sollte so lange angewendet werden, bis die Wunde vollständig gesäubert und die Wunde aus der Reinigungsphase in die Granulationsphase übergegangen ist

Tipp

- führt auch bei starken keratistischen, nekrotischen Belägen zu einem sehr guten Ergebnis, wenn diese zuvor autolytisch behandelt werden
- das Benässen der weichen Faserseite kann mit jeder gängigen Wundspüllösung erfolgen


Debrisoft® Lolly

steril, einzeln eingeschiegelt

REF	PZN	VE (Stück)	VH
33224	13569569	5/50	PB

Suprasorb® A

Calciumalginat-Verband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung nicht infizierter Wunden, wenn diese stark exsudierend, oberflächlich oder tief sind.

Indikationen:

- Arterielle Ulcera
- Venöse Ulcera
- Diabetische Ulcera
- Spalthautentnahmestellen
- Dekubitus

Eigenschaften

- Hoher Komfort durch besonders weiche Struktur und einfache Tamponierbarkeit
- Förderung der Wundheilung durch hohes Exsudataufnahmevermögen
- Ansmiegsamkeit an jeden Wundgrund
- Bindung von Bakterien und Zelltrümmern im Gel
- Schaffung eines feuchten Wundklimas

Produktzusammensetzung

Calciumalginat-Faser

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen.

Hinweis bei Infektionen:

- Okklusiver Sekundärverband nur nach Entscheidung des Arztes, abhängig von der Gesamtsituation

Ausführungen

- Kompressen
- Tamponade

Suprasorb® A

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Gewicht (g)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Kompressen					
5 x 5		121900	07402150	8/80	SSB, EV
10 x 10		121901	07402167	8/80	SSB, EV
10 x 20		20442	00432946	10/100	SSB, EV
Tamponade					
30	2	20445	00432952	5/50	SSB, EV

Suprasorb® A Pro

Verstärkter Calciumalginat-Verband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden, wenn diese stark exsudierend, oberflächlich oder tief sind.

Indikationen:

- Arterielle Ulcera
- Venöse Ulcera
- Diabetische Ulcera
- Dekubitus
- Postoperative Wunden
- Spalthautentnahme- und -spenderstellen

Eigenschaften

- hohes Absorptions- und Retentionsvermögen
- Schutz des Wundrandes
- Unterstützung der Wundheilung durch autolytisches Debridement
- Bindung von Bakterien und Zelltrümmern im Gel
- Entfernbare in einem Stück
- Hämostatischer Effekt

Produktzusammensetzung

Calciumalginat-Faser, Zellulosefaser

Hinweise

- Verbandwechselintervall: Abhängig vom Grad der Exsudation bis zu 7 Tage.
- Vor der Anwendung auf die Wundgröße zuschneidbar.
- Kann je nach Exsudationsgrad mit geeignetem Sekundärverband, z. B. Suprasorb P sensitive, fixiert werden.
- Unter Kompression einsetzbar.

Ausführungen

- Komprese
- Tamponade


Suprasorb® A Pro

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Komprese				
5 x 5	33932	16760411	10/120	SSB, EV
10 x 10	33933	16760428	10/200	SSB, EV
10 x 20	33934	16760434	5/45	SSB, EV
Tamponade				
2 x 45	33935	16760440	5/20	SSB, EV

Suprasorb® A + Ag

Antimikrobieller Calciumalginat-Verband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung von infektgefährdeten oder infizierten Wunden, wenn diese stark exsudierend, oberflächlich oder tief sind.

Indikationen:

- Dekubitus
- Arterielle Ulcera
- Venöse Ulcera
- Diabetische Ulcera
- Postoperative Wunden
- Spalthautentnahmestellen

Zweckbestimmung

Suprasorb A + Ag Kompressen / Tamponaden können für die Versorgung infektgefährdeter und infizierter Wunden eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Breite antimikrobielle Wirksamkeit, auch gegen MRSA und VRE*
- Förderung der Wundheilung durch hohes Exsudataufnahmevermögen
- Anschmiegsamkeit an jeden Wundgrund
- Bildet ein Gel, das ein feuchtes Wundklima schafft und zur Reduktion der Keimlast beiträgt

Produktzusammensetzung

Calciumalginat-Faser, Silberalginat-Faser (1,5% ionisches Silber)

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Die Zeitabstände, in denen die Suprasorb A + Ag erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt fest. Abhängig vom Grad der Exsudation kann der Wundverband bis zu 7 Tagen auf/ in der Wunde verbleiben.

Bei Infektionen:

- Okklusiver Sekundärverband nur nach Entscheidung des Arztes, abhängig von der Gesamtsituation

Ausführungen

- Komresse
- Tamponade

Suprasorb® A + Ag

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Gewicht (g)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Komresse					
5 x 5		121902	07402173	8/80	SSB, EV
10 x 10		121903	07402196	8/40	SSB, EV
10 x 20		20572	04829534	5/20	SSB, EV
Tamponade					
30	2	20573	04829540	5/20	SSB, EV

*Erregerspektrum in vitro nachgewiesen, siehe Gebrauchsanweisung

Suprasorb® C

Kollagen-Wundverband



Anwendungsbereiche

Suprasorb C ist besonders indiziert, wenn nach Behandlung mit anderen Wundverbänden stagnierende Wundverhältnisse vorgefunden werden.

Indikationen:

- Diabetische Ulcera
- Dekubitalulcera
- Venöse oder gemischt vaskuläre Ulcera
- Sekundär heilende Operationswunden

Eigenschaften

- Besitzt eine poröse Struktur mit sehr ausgeprägter Kapillaraktivität und damit die Fähigkeit zur Flüssigkeitsaufnahme
- Förderung und Beschleunigung der Bildung von Granulationsgewebe
- Unterstützt die Wundheilung*

Produktzusammensetzung

Kollagen aus Kalbshaut

Hinweise

- Keine Anwendung in klinisch infizierten Bereichen, auf extrem exsudierenden Wunden oder bei trockenen Nekrosen. Keine Anwendung bei bekannten Allergien gegen einzelne oder mehrere Bestandteile des Produkts.

Verbandwechselintervall:

- Verbandwechsel und Nachapplikation richten sich nach den Gegebenheiten. Bei Bedarf kann Suprasorb® C mit physiologischer Kochsalzlösung leicht abgelöst und entfernt werden. Bei stark exsudierenden Wunden wird der Verband täglich oder mehrmals täglich gewechselt.

Suprasorb® C


steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
4,0 x 6,0 x 0,8	20481	00433130	5/225	EV
6,0 x 8,0 x 0,8	20482	00433147	5/180	EV
8,0 x 12,0 x 0,8	20483	00433153	5/90	EV

*Die Aussagen zur Leistung basieren größtenteils auf nicht-klinischen Untersuchungen

Suprasorb® F

Folienverband



Anwendungsbereiche

- Schwach exsudierende Wunden
- Oberflächliche Wunden

Zweckbestimmung

Suprasorb® F Folienverband gerollt ist zur unterstützenden Prophylaxe von dekubitusgefährdeten Hautpartien, zur Fixierung in der Wundversorgung und zur Erstversorgung von kleinen, oberflächlichen Wunden bestimmt.

Eigenschaften

- Einfache Applikation
- Hoher Tragekomfort durch sicheren und flexiblen Halt
- Dehnbar und anschmiegsam
- Schützt vor externer Kontamination
- Erhält die feuchte Wundumgebung
- Duschen ist möglich
- Ermöglicht als Primärverband die Kontrolle der Wunde ohne Entfernung
- Wasserdampfdurchlässig
- Hautverträglich

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Die Zeitabstände, nach denen Suprasorb® F Folienverband gerollt erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand und Exsudationsgrad der Wunde fest.

Ausführungen

- Steriler, zugeschnittener Folien-Wundverband
- Unsteriler Folienverband von der Rolle

Suprasorb® F

Abmessungen	REF	PZN	VE (Stück)	VH
gerollt, unsteril				
10 cm x 1 m	20467	01806248	1/16	SSB, EV
10 cm x 10 m	20468	02650185	1/16	SSB, EV
15 cm x 10 m	20469	02650191	1/10	SSB, EV
steril, einzeln eingesiegelt				
5 cm x 7 cm	20460	00432998	10/380	SSB, EV
5 cm x 7 cm	20461	00433006	100/1000	SSB, EV
10 cm x 12 cm	20462	00433012	10/100	SSB, EV
10 cm x 12 cm	20463	00433029	50/200	SSB, EV
10 cm x 25 cm	20464	00433035	10/140	SSB, EV
15 cm x 20 cm	20465	00433041	10/400	SSB, EV
20 cm x 30 cm	20466	00433058	10/180	SSB, EV

Suprasorb® G

Gel-Kompresse



Anwendungsbereiche

- trockene bis schwach exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden, die akut oder chronisch sind, z.B.:
 - ◆ Ulcus cruris
 - ◆ Dekubitus
 - ◆ Verbrennungen 1. und 2. Grades
 - ◆ Verbrühungen

Eigenschaften

- löst Nekrosen gewebeschonend auf und absorbiert diese ins Gel
- hohe Feuchtigkeitsabgabe für ein effektives autolytisches Debridement
- spendet Feuchtigkeit und lindert den Wundschmerz
- gute Anmodellierbarkeit

Produktzusammensetzung

Hydrogel: Wasser, Acrylpolymer auf Basis eines Tauratderivates, Polyethylen, Phenoxyethanol
 Trägerfolie: Polyethylen
 Weiße Applikationshilfe: Polyethylen

Hinweise

- Suprasorb G Gel-Kompresse kann über den Wundrand hinaus appliziert und bei Bedarf auf die Wundfläche zugeschnitten werden


Suprasorb® G

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5,0 x 6,5	33630	11267835	5/400	SSB, EV
10,0 x 10,0	33631	11267841	5/150	SSB, EV
20,0 x 20,0	33632	11267858	3/60	SSB, EV

Suprasorb® H

Hydrokolloid-Verband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung nicht infizierter Wunden, wenn diese schwach bis mittel exsudierend und oberflächlich sind.

Indikationen:

- Druck- und Beingeschwüre
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Hautentnahme- und empfangstellen
- Diabetische Ulcera
- Postoperative Wunden
- Schürfwunden

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Absorptionsfähigkeit
- Atmungsaktiv
- Gewährleistet eine optimale feuchte Wundumgebung
- Minimiertes Risiko für Schädigungen der gesunden Wundumgebungshaut

Produktzusammensetzung

Polyurethanfolie mit Hydrokolloid-Schicht

Hinweise

Häufigkeit des Verbandwechsels:

- Wie häufig der Verband gewechselt werden muss, richtet sich nach dem Zustand der Wunde und der austretenden Exsudatmenge. Der Verband sollte so lange wie möglich an Ort und Stelle verbleiben. Im Falle eines Durchdringens von Wundexsudat sollte der Verband sofort gewechselt werden. Den Verband nach spätestens 7 Tagen, oder sobald dieser mit Exsudat vollgesogen ist, wechseln.

Ausführungen

- Standard
- dünn
- sacrum
- Border

Suprasorb® H

steril, einzeln eingeschlagt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Standard				
10 x 10	108830	15563298	10/660	SSB, EV
15 x 15	108831	15563306	5/50	SSB, EV
20 x 20	108832	15563312	5/50	SSB, EV
dünn				
5 x 5	108860	15563329	10/1650	SSB, EV
10 x 5	108861	15563335	10/480	SSB, EV
20 x 5	108862	15563341	10/250	SSB, EV
10 x 10	108863	15563358	10/720	SSB, EV
15 x 15	108864	15563364	5/50	SSB, EV
20 x 20	108865	15563370	5/50	SSB, EV
Border				
14 x 14	108866	15563387	5/200	SSB, EV
sacrum				
16 x 14	108867	15563393	5/200	SSB, EV

Suprasorb® Liquacel*

Hydroaktiver Faserverband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung von akuten und chronischen Wunden, wenn diese schwach bis stark exsudierend, oberflächlich oder tief sind.

Indikationen:

- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Diabetische Ulcera
- Verbrennungen 2. Grades
- Riss-, Schnitt und Schürfwunden
- Traumatische Wunden und Wunden die zur Blutung neigen, wie z.B. nach chirurgischem oder mechanischem Debridement
- Spalthautentnahmestellen

Eigenschaften

- Wirkt unterstützend beim Schutz von Wundrand und Wundumgebungshaut
- Effektives Exsudatmanagement unterstützt den Heilungsprozess
- Unkomplizierte Anwendung im feuchten Zustand, da in einem Stück entfernbar
- Vertikale Exsudataufnahme und -weitergabe an den Sekundärverband

Produktzusammensetzung

Zellulosefasern

Zellulose-Ethyl-Sulfonatfaser

Hinweise

- Im trockenen Zustand ist Suprasorb Liquacel* leicht auf die Wundgröße zuschneidbar. Der Verband sollte die Wundränder um ca. 1 cm überlappen.
- Tiefe Wunden mit der Tamponade locker zu 85 % tamponieren und ca. 2,5 cm über die Wundränder überlappen lassen.

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 7 Tagen.

Ausführungen

- Komresse
- Tamponade

Suprasorb® Liquacel*


steril, einzeln eingesiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Komresse				
5 x 5	125435	08561873	8/80	SSB, EV
10 x 10	125436	08561904	8/80	SSB, EV
15 x 15	125437	08561910	4/40	SSB, EV
Tamponade				
45 x 2	125438	08566592	4/40	SSB, EV

*Die oben genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende in vitro Daten.

Suprasorb® P

PU-Schaumverband



Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
 - ◆ Dekubitus und andere Ulcera
 - ◆ Spalthautentnahmestellen
 - ◆ Postoperative Wunden

Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch zuverlässiges Exsudatmanagement
- hoher Tragekomfort durch weiche und anschmiegsame Struktur
- leichte Beurteilung des Wundexsudats
- bakterien- und flüssigkeitsabweisende PU-Membran*
- erhält ein feuchtes Wundheilungsmilieu und fördert so die natürliche Heilung

* Suprasorb P non-adhesive

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5-7 Tagen. Sobald die Verfärbung den Wundrand erreicht, ist der Verband zu wechseln.
- Suprasorb P kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden.
- Im trockenen Zustand ist Suprasorb P leicht auf die individuelle Wundgröße zuschneidbar. Der Verband sollte die Wundränder um ca. 2 cm überlappen.

Ausführungen

- selbstklebend
- nicht klebend
- sacrum
- heel nicht klebend

Suprasorb® P

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
selbstklebend					
7,5 x 7,5	4,0 x 4,0	121907	07402368	8/80	SSB, EV
10,0 x 10,0	6,0 x 6,0	121906	07402351	8/80	SSB, EV
15,0 x 15,0	10,0 x 10,0	31262	09442076	4/40	SSB, EV
15,0 x 20,0	15,0 x 10,0	31263	09442082	4/40	SSB, EV
nicht klebend					
5,0 x 5,0	5,0 x 5,0	31311	09442099	8/96	SSB, EV
7,5 x 7,5	7,5 x 7,5	121904	07402291	8/96	SSB, EV
10,0 x 10,0	10,0 x 10,0	121905	07402345	8/96	SSB, EV
10,0 x 12,0	12,0 x 10,0	123464	00678245	8/80	SSB, EV
12,5 x 12,5	12,5 x 12,5	123465	00678297	8/80	SSB, EV
15,0 x 15,0	15,0 x 15,0	31264	09442107	4/40	SSB, EV
15,0 x 20,0	20,0 x 15,0	31265	09442113	4/40	SSB, EV
20,0 x 20,0	20,0 x 20,0	123466	00678305	4/40	SSB, EV
sacrum, selbstklebend					
18,0 x 20,5	14,3 x 12,0	31266	09442136	4/40	SSB, EV

Suprasorb® P Heel

non-adhesive

Größe (cm)	Wundkissen (cm)	PZN	VE (Stück)
13 x 10	13 x 10	175 785 36	5/120

Suprasorb® P sensitive

Silikon-Schaumverband



Anwendungsbereiche

- Für die Versorgung folgender Wunden:
 - ◆ akute und chronische
 - ◆ schwach bis stark exsudierende
 - ◆ oberflächliche und tiefe (in Kombination mit einem primären Wundverband)
- Indikationen:
 - ◆ Dekubitalulzera
 - ◆ Bein- und Fußulzera
 - ◆ traumatische Wunden
 - ◆ Operationswunden
 - ◆ Hautentnahme- und empfangsstellen
 - ◆ Hautrisse
 - ◆ Verbrennungen 1. und 2. Grades
- kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen oder nekrotischen Wunden verwendet werden

Eigenschaften

- Silikon-Wundkontaktschicht ist für empfindliche Haut geeignet.
- Minimiert den Schmerz des Patienten sowie das Trauma für die Wunden und die Wundumgebungshaut beim Entfernen oder Neupositionieren des Verbandes.
- Effizientes Exsudatmanagement reduziert das Mazerationsrisiko und erhält ein feuchtes Wundmilieu.
- Duschfest.
- Die einfache Anwendung mit 2 oder 3 abziehbaren Schutzfolien verhindert ein Berühren der Klebeschicht mit Handschuhen.
- Hohe Anschließbarkeit auch an schwierigen Stellen.
- Hautschonend.

Ausführungen

- border (mit superabsorbierendem Saugkern)
- border lite (ohne superabsorbierenden Saugkern)
- non-border (ohne superabsorbierenden Saugkern)
- heel (mit superabsorbierendem Saugkern)
- sacrum (mit superabsorbierendem Saugkern)
- multisite border (mit superabsorbierendem Saugkern)
- multisite border lite (ohne superabsorbierenden Saugkern)

Suprasorb® P sensitive

Silikon-Schaumverband

Suprasorb® P sensitive

steril, einzeln eingeschelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
border (mit superabsorbierendem Saugkern)					
5,0 x 5,0	2,5 x 2,5	140160	15814642	10/240	SSB, EV
7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	140161	15814659	10/200	SSB, EV
10,0 x 10,0	6,2 x 6,2	139061	15786354	10/200	SSB, EV
15,0 x 15,0	10,5 x 10,5	139069	15786383	10/150	SSB, EV
20,0 x 15,0	15,0 x 10,5	140162	15814665	10/100	SSB, EV
border lite (ohne superabsorbierenden Saugkern)					
5,0 x 5,0	2,5 x 2,5	139080	15786414	10/240	SSB, EV
7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	140163	15814671	10/200	SSB, EV
10,0 x 10,0	6,2 x 6,2	139083	15786437	10/200	SSB, EV
15,0 x 15,0	10,5 x 10,5	140164	15814688	10/150	SSB, EV
20,0 x 15,0	15,0 x 10,5	140165	15814694	10/100	SSB, EV
non-border (ohne superabsorbierenden Saugkern)					
5,0 x 5,0		139350	15786006	10/240	SSB, EV
7,5 x 7,5		139455	15786207	10/150	SSB, EV
10,0 x 10,0		139351	15786041	10/100	SSB, EV
15,0 x 15,0		139353	15786182	10/100	SSB, EV
20,0 x 15,0		139456	15786213	10/100	SSB, EV
sacrum (mit superabsorbierendem Saugkern)					
17,5 x 17,0	12,5 x 12,0	139355	15785946	10/100	SSB, EV
heel (mit superabsorbierendem Saugkern)					
25,0 x 23,5	19,0 x 17,5	139356	15785952	10/100	SSB, EV
multisite border (mit superabsorbierendem Saugkern)					
15,0 x 12,0	10,0 x 7,0	139357	15785969	10/100	SSB, EV
7,5 x 9,5	5,5 x 3,5	142075	17178239	10/300	SSB, EV
16,0 x 20,0	15,5 „ x 11,5 „	142076	17178245	10/200	SSB, EV
multisite border lite (ohne superabsorbierenden Saugkern)					
7,5 x 9,5	5,5 „ x 3,5 „	142077	17178251	10/300	SSB, EV

Suprasorb® P + PHMB

Antimikrobieller PU Schaumverband



Anwendungsbereiche

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- für infektgefährdete und infizierte Wunden
- für oberflächliche Wunden

Indikationen

- Bein- und Fußulcera
- Dekubitus
- Diabetische Ulcera
- Postoperative chirurgische Wunden

Eigenschaften

- zuverlässiges Exsudatmanagement
- breite antimikrobielle Wirksamkeit
- schnelle und langanhaltende Wirkung
- mit perforierter Wundkontaktschicht
- wasser- und bakteriendicht

Hinweise

- Suprasorb P + PHMB kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten und infizierten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden.
- Im trockenen Zustand ist Suprasorb P + PHMB leicht auf die individuelle Wundgröße zuschneidbar


Suprasorb® P + PHMB

non-adhesive (nicht klebend)

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5,0 x 5,0	34540	11596786	10/100	SSB, EV
7,5 x 7,5	34541	11596792	10/100	SSB, EV
10,0 x 10,0	34542	11596800	10/100	SSB, EV
10,0 x 20,0	34543	11596817	5/50	SSB, EV
15,0 x 15,0	34544	11596823	5/50	SSB, EV
20,0 x 20,0	34545	11596846	5/50	SSB, EV

Suprasorb® X

HydroBalance-Wundverband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung nicht infizierter Wunden, wenn diese schwach bis mittel exsudierend, oberflächlich oder tief sind.

Indikationen:

- arterielle und venöse Ulcera
- Diabetische Ulcera
- Druckgeschwüre
- Oberflächliche Verbrennungen 2. Grades
- Postoperative chirurgische Wunden
- Hauttransplantate
- Spalthautentnahmestellen
- Schürfwunden, Lazerationen

Eigenschaften

- Schmerzreduktion ohne pharmakologischen Zusatz
- Sehr gute Wundheilung durch einzigartigen HydroBalance-Effekt (Regulierung der Feuchtigkeit)
- Hoher Tragekomfort durch besonders weiche und anschmiegsame Struktur
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Verbandwechselintervalle
- Förderung der Wundheilung
- Bessere kosmetische Ergebnisse (Narbenbildung)

Produktzusammensetzung

Cellulose

Wasser

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- Wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand festgelegt.

Ausführungen

- Kompresse
- Tamponade

Tipp

- Sollte der Verband antrocknen, muss eine ausreichende Rehydrierung mit einer Einwirkzeit von mindestens 10 Minuten vor der Entfernung erfolgen.


Suprasorb® X

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Kompresse				
5 x 5	20534	03490803	5/90	SSB, EV
9 x 9	20531	03126807	5/80	SSB, EV
14 x 20	20532	03317996	5/65	SSB, EV
Tamponade				
2 x 21	20533	03490795	5/130	SSB, EV

Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobieller HydroBalance-Wundverband



Anwendungsbereiche

Für die Versorgung von infektgefährdeten oder infizierten Wunden, wenn diese schwach bis mittel exsudierend, oberflächlich oder tief sind. Indikationen:

- arterielle und venöse Ulcera
- Diabetische Ulcera
- Druckgeschwüre
- Oberflächliche Verbrennungen 2. Grades
- Postoperative chirurgische Wunden
- Hauttransplantate
- Spalthautentnahmestellen
- Schürfwunden, Lazerationen

Zweckbestimmung

Suprasorb® X + PHMB Antimikrobielle HydroBalance-Wundverbände / -Tamponaden dienen der Wundheilung oder der Wundflächenreduktion von infektgefährdeten oder infizierten Wunden.

Eigenschaften

- Feuchtigkeit kann an die Wunde abgegeben oder überschüssiges Exsudat aufgenommen werden
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Einfache Anpassung an die jeweilige Wundform und Wundtiefe
- Besonders geeignet für schwer zu versorgende Körperstellen
- Das feuchte Milieu mit dem kühlenden Effekt wird von den Patienten als angenehm und schmerzlindernd empfunden
- Antimikrobielle Wirksamkeit gegen ein breites Erregerspektrum, wie z.B. MRSA und VRE*

Produktzusammensetzung

Wasser
Cellulose
0.3 % Polyhexamethylenbiguanid (PHMB/Polihexanid)

Hinweise

- Bei der Behandlung infizierter Wunden ist der Wundverband nicht als alleinige Therapiemaßnahme einzusetzen, sondern ist nach Ermessen des behandelnden Arztes durch eine medikamentöse Therapie in Übereinstimmung mit lokalen klinischen Protokollen zu ergänzen.

Wenden Sie sich bitte bei Auftreten der folgenden Symptome an einen Arzt oder eine Pflegekraft:

- Veränderung von Färbung und/oder Geruch der Wunde
 - Stagnierende Wundheilung
 - Klinische Anzeichen einer Infektion
- Verbandwechselintervall:
- Die Zeitabstände, in denen Suprasorb® X + PHMB erneuert werden muss, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand fest.

Ausführungen

- Kompressen
- Tamponade

Tipp

- Sollte der Verband antrocknen, muss eine ausreichende Rehydrierung mit einer Einwirkzeit von mindestens 10 Minuten vor der Entfernung erfolgen.

*Erregerspektrum in vitro nachgewiesen siehe 1. Spalte der Gebrauchsanweisung

Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobieller HydroBalance-Wundverband

Suprasorb® X + PHMB

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Kompressen				
5 x 5	121908	07402380	4/72	SSB, EV
9 x 9	121909	07402397	4/64	SSB, EV
14 x 20	20542	03490849	5/65	SSB, EV
Tamponade				
2 x 21	20543	03501725	5/130	SSB, EV

*Erregerspektrum in vitro nachgewiesen siehe 1. Spalte der Gebrauchsanweisung

Lomatuell® Pro

Gelbildendes Kontaktnetz



Anwendungsbereiche

- in allen Exsudationsphasen einsetzbar
- Chronische Wunden
 - ◆ Ulcus cruris
 - ◆ Diabetische Fußulcera
 - ◆ Dekubitus
- Akute Wunden
 - ◆ Riss-, Schnitt und Schürfwunden
 - ◆ Verbrennungen zweiten Grades
- Post-chirurgische Wunden
 - ◆ sekundär heilende OP Wunden
 - ◆ Spalthautentnahmestellen
- mit Unterdrucktherapie als Wunddrainanzgitter kombinierbar*

Eigenschaften

- Ausbildung einer Gelschicht aus Vaseline und Hydrokolloidpartikeln
- atraumatischer Verbandwechsel
- einfache Anwendung
- beidseitig anwendbar
- lässt sich für verschiedene Wundgrößen und Körperareale zuschneiden
- Unterstützung der Wundheilung
- Verklebungsrisiko mit Wunde wird minimiert
- flexibles, anschmiegsames Material
- guter Exsudatabfluss in den Sekundärverband
- schmerzarmer Verbandwechsel

Produktzusammensetzung

Polyesterfaser-Gittertüll imprägniert mit einer Beschichtungsmasse, bestehend aus Polymermatrix (eine elastisch verformbare Fixiermasse), Vaseline und Hydrokolloid

Lomatuell® Pro


steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 x 5	33616	10005091	8/288	SSB, EV
5 x 5	33625	11070110	120/480	SSB
10 x 10	33617	10005116	8/96	SSB, EV
10 x 10	33620	10005151	50/450	SSB
10 x 10	33621	10713988	120/480	SSB
10 x 20	33618	10005122	8/96	SSB, EV
10 x 30	33619	10005139	8/64	SSB, EV
10 x 40	220000	16243762	10/120	SSB, EV
15 x 20	220001	16243779	5/50	SSB, EV
15 x 30	220002	16243785	5/55	SSB, EV

*basierend auf in-vitro Untersuchungen

Lomatuell® H

Salbentüll, hydrophob



Anwendungsbereiche

- Hautentnahmestellen
- Ulcus cruris
- Dekubitus
- Verbrennungen
- Schnittwunden
- Schürfwunden

Eigenschaften

- begünstigt den Exsudatabfluss und schützt oberflächliche Wunden vor Verklebungen
- verringertes Risiko einer Wundverklebung*
- imprägniert mit weißer Vaseline
- unterstützt natürlichen Heilungsverlauf*
- gewährt Wundruhe
- zuschneidbar

Produktzusammensetzung

Baumwolle (weitmaschig gewirkter Tüll) und weiße Vaseline, abgedeckt mit Pergaminpapier

Lomatuell® H

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 x 5	23314	08534913	10/360	SSB, EV
10 x 10	23315	03275602	10/120	SSB, EV
20 x 10	23316	03275619	10/120	SSB, EV
30 x 10	23317	03275625	10/80	SSB, EV
10 x 10	23318	03275631	50/450	SSB, EV

*Basierend auf In-vitro-Untersuchungen

Vliwasorb® Pro

Superabsorbierender Wundverband



Anwendungsbereiche

mittel bis sehr stark exsudierende Wunden, oberflächliche Wunden, die akut oder chronisch sind, wie z. B.:

- Druckgeschwüre, arterielle Geschwüre, venöse Unterschenkelgeschwüre, diabetische Geschwüre
- post-operativ sekundär heilende Wunden
- post-traumatische Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- onkologische Wunden
- exulzierende Tumore
- infektgefährdete Wunden
- oberflächliche Verbrennungen 2. Grades
- sowie als Sekundärverband z. B. auf Laparotomiewunden und auf Fisteln.

Eigenschaften

- sehr hohe Aufnahme- und Bindekapazität von Wundexsudat und den darin befindlichen Bakterien
- effektives Exsudatmanagement auch unter Kompression
- ergonomische Form für gute Anmodellierbarkeit
- flexible Wundkontaktschicht ermöglicht atraumatische Verbandwechsel
- schützt Kleidung und Bettwäsche durch einen blauen Wäscheschutz

Produktzusammensetzung

Polyethylen, Polypropylen, Cellulose, Polyethylenterephthalat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyacrylat

Hinweise

- Verband nicht zerschneiden

Vliwasorb® Pro

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10,0 x 10,0	6,0 x 6,0	32645	10792516	10/300	SSB, EV
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	32646	10792491	10/300	SSB, EV
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	32647	10792522	10/350	SSB, EV
22,0 x 22,0	18,0 x 18,0	32648	10792539	10/260	SSB, EV
22,0 x 32,0	18,0 x 28,0	32649	10792545	10/90	SSB, EV

Vliwasorb® sensitive

Superabsorbierender Wundverband mit Silikon



Anwendungsbereiche

mittel bis stark exsudierende Wunden, einschließlich:

- Ulcus cruris
- Dekubitus
- diabetische Fußulzera
- und dehiszente postoperative Wunden

Eigenschaften


- atraumatische und schmerzfreie Entfernung
- schützt die Wunde und Wundumgebung
- hohe Absorptions- und Retentionskapazität auch unter Kompression
- reduzierte Bakterienzahl durch Bindung des Exsudats im Superabsorber
- stabile Formbeständigkeit - auch bei vertikaler Anwendung - durch die komprimierte Superabsorberschicht

Produktzusammensetzung

Silikon, Vliesstoff, Polyacrylat, Zellulose

Hinweis


- Verband nicht zerschneiden



Vliwasorb® sensitive

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
7,5 x 7,5	5,0 x 5,0	141820	16876421	10/240	SSB, EV
12,5 x 12,5	10,0 x 10,0	141821	16876349	10/160	SSB, EV
10,0 x 20,0	7,5 x 17,0	141822	16876355	10/160	SSB, EV
15,0 x 25,0	12,0 x 22,0	141823	16876384	10/80	SSB, EV
20,0 x 20,0	17,0 x 17,0	141824	16876390	10/80	SSB, EV
20,0 x 30,0	17,0 x 27,0	141825	16876409	10/80	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- stark exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden in der Exsudationsphase, z. B.:
 - ◆ arterielle und venöse Ulcera
 - ◆ Verbrennungen und Verbrühungen (Grad III: nach chirurgischem Debridement)
- postoperativ sekundär heilende Wunden
- Laparotomiewunden
- Fisteln

Eigenschaften

- hohe Aufnahme- und Bindekapazität von Wundexsudat und den darin befindlichen Bakterien
- Saugkern mit Superabsorber, der das 20fache seines Eigengewichts aufnehmen kann
- Kosten- und Zeitersparnis durch weniger Verbandwechsel
- schützt vor Wundrandmazeration und fördert die Wundheilung
- überzeugende Trageeigenschaften:
 - ◆ dünn
 - ◆ flexibel
 - ◆ polsternd
- vermindert das Risiko des Verklebens mit der Wunde
- bakterien- und wasserdicht* PU-Membran

*nach DIN EN 13726-3

Produktzusammensetzung

Saugkissen: Polyethylen, Polypropylen, Zellulose, Natriumpolyacrylat (Superabsorber)
Trägerschicht: Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Tipp

- sehr gut einsetzbar unter Kompressionsverbänden
- als Sekundärverband bei stark exsudierenden Wunden in Kombination mit Verbänden der feuchten Wundversorgung

Vliwasorb® adhesive

selbstklebend, steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
12 x 12	8,2 x 8,1	30991	09245772	10/260	SSB, EV
15 x 15	10,5 x 10,5	30992	09245795	10/330	SSB, EV
15 x 25	10,5 x 20,5	30993	09888458	10/110	SSB, EV

Vliwazell® Pro

Saugkompressen mit Superabsorber



Indikationen

Zur Versorgung von akuten und chronischen, mittel bis sehr stark exsudierenden, oberflächlichen und tiefen** Wunden, bei

- arteriellen und venösen Ulcera, diabetischen Ulcera
 - Druckgeschwüren
 - post-traumatischen Wunden
 - post-operativ sekundär heilenden Wunden
 - Spalthautentnahmestellen
 - onkologischen Wunden
 - exulzierenden Tumoren
 - infektgefährdeten Wunden
 - oberflächlichen Verbrennungen 2. Grades
 - lymphatischen Wunden
- sowie als Sekundärverband auf Laparotomiewunden und auf Fisteln.

Zweckbestimmung

zum Exsudatmanagement von akuten und chronischen Wunden

Eigenschaften

- sehr starke Saugleistung
- sehr hohe Absorptionskapazität (auch unter Kompression)
- atraumatischer Verbandwechsel*
- hohes Rückhaltevermögen - damit eine hohe Aufnahme- und Bindekapazität von Wundexsudat und darin befindliche Bakterien
- stabile Formbeständigkeit führt zu einem erhöhten Patientenkomfort
- leichte Anmodellierbarkeit und Fixierung
- praktischer Wäscheschutz schützt Kleidung und Bettwäsche vor Durchnässung

Produktzusammensetzung

Viskose, Polyamid, Zellstoff, Polyethylen, Polyethylenterephthalat, Ethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyacrylat, Polypropylen, Hotmeltkleber

Hinweise

- Verband nicht zerschneiden

Vliwazell® Pro

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 10	109460	14005142	10/240	SSB, EV
10 x 20	109461	14005159	10/120	SSB, EV
15 x 20	109462	14005165	10/80	SSB, EV
20 x 25	109463	14005171	10/100	SSB, EV
20 x 40	109464	14005188	10/100	SSB, EV
10 x 20	139466	17295293	30/90	SSB, EV
15 x 20	139467	17295301	30/60	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Vliwazell Pro kann als Sekundärverband in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller (z.B. Suprasorb Liquacel, Suprasorb A, Suprasorb A+Ag) zur Versorgung von tiefen Wunden eingesetzt werden.

Vliwazell®

Hochsaugfähige Wundauflage



Anwendungsbereiche

- zur Absorption von Wundexsudat bei oberflächlichen, mittel bis stark exsudierenden Wunden
- zur Versorgung von akuten und chronischen Wunden

Eigenschaften

- hochsaugfähige Wundauflage
- integrierte Verteilerschicht zur gleichmäßigen Verteilung des Wundexsudates
- ein Wäscheschutzvlies reduziert das Durchdringen von Wundexsudat
- verringert das Risiko einer Wundverklebung
- ist weich und flexibel

Produktzusammensetzung

Polypropylen, Zellulose

Vliwazell®

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
steril, einzeln eingesiegelt, Kartoninhalt: 25 Kompressen				
10 x 10	20320	00809575	25/400	SSB, EV
steril, einzeln eingesiegelt, Kartoninhalt: 30 Kompressen				
10 x 20	30451	05855605	30/300	SSB, EV
15 x 20	30452	05855611	30/180	SSB, EV
15 x 25	30453	05855663	30/240	SSB, EV
20 x 20	30454	05855686	30/120	SSB, EV
20 x 25	30455	05855692	30/150	SSB, EV
steril, einzeln eingesiegelt, Kartoninhalt: 12 Kompressen				
20 x 40	20326	00809635	12/96	SSB, EV
unsteril, 100 Stück in Faltschachtel				
10 x 10	20340	00809641	100/900	SSB, EV
10 x 20	20341	00809658	100/600	SSB, EV
20 x 20	20344	00809687	100/300	SSB, EV
unsteril, 50 Stück in Faltschachtel				
20 x 40	20346	00809701	50/150	SSB, EV
unsteril, 25 Stück im Folienbeutel				
10 x 10	30430	02232708	25/900	SSB, EV
10 x 20	30431	02232826	25/450	SSB, EV
15 x 20	30432	05855574	25/200	SSB, EV
15 x 25	30433	05855580	25/200	SSB, EV
20 x 20	30434	02232855	25/200	SSB, EV
20 x 25	30435	05855597	25/150	SSB, EV
20 x 40	30436	02232884	25/200	SSB, EV

Vliwaktiv®

Aktivkohle-Saugkompress



Anwendungsbereiche

- oberflächliche Wunden
- mittel bis stark exsudierende Wunden
- übelriechende und/oder infizierte Wunden
- als Sekundärverband in Kombination mit Suprasorb Liquacel Hydroaktiver Faserverband, Suprasorb A Calciumalginat Verband, Suprasorb A+Ag antimikrobielle Calciumalginat-Tamponade und Vliwaktiv Ag Aktivkohle-Tamponade mit Silber

Eigenschaften

- geruchsbindend
- antibakterielle Wirksamkeit gegen Gram-positive Bakterien*
- gute Absorptionskapazität
- weich und flexibel
- hautverträglich und atmungsaktiv

Produktzusammensetzung

Aktivkohle-Faser, Viskose, Polyamid, Zellulose, Polypropylen, Hotmeltkleber (synthetisches Polymer mit Harzen und Wachsen)

Hinweise

- bitte nicht zerschneiden, da Aktivkohle-Partikel in die Wunde gelangen könnten

Vliwaktiv®

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 10	20254	04464280	20/400	EV
10 x 20	20255	04464297	20/200	EV

*basierend auf In-vitro-Daten

Vliwaktiv® Ag

Aktivkohle-Saugkompresse, Tamponade mit Silber



Anwendungsbereiche

- für kritisch kolonisierte oder infizierte und/oder übel riechende Wunden
- für Wunden mit erhöhtem Infektionsrisiko
- Saugkompresse:
 - ◆ für stark exsudierende oberflächliche Wunden
- Tamponade:
 - ◆ zum Tamponieren tieferer Wunden
 - ◆ als Wundauflage bei oberflächlichen Wunden

Eigenschaften

- bindet Wundgerüche und Wundexsudat
- wirkt antibakteriell im Wundverband durch Silberanteil (Ag)
- bindet Endotoxine

Produktzusammensetzung

Aktivkohle-Faser imprägniert mit Silber, Polyester/Polyethylen zusätzlich in der Saugkompresse: Polypropylen, Zellstoff, Hotmeltkleber (synthetisches Polymer mit Harzen und Wachsen)

Hinweise

- bitte nicht zerschneiden, da Aktivkohle-Partikel in die Wunde gelangen könnten

Ausführungen

- Saugkompresse
- Tamponade

Vliwaktiv® Ag

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Aktivkohle-Tamponade mit Silber				
6,5 x 10,0	20700	04862796	10/300	SSB
10,0 x 10,0	20701	04862804	10/300	SSB
10,0 x 15,0	20702	04862827	10/340	SSB
Aktivkohle-Saugkompresse mit Silber				
10,0 x 10,0	20705	04862833	10/150	EV
10,0 x 20,0	20706	04862856	10/110	EV
20,0 x 20,0	20707	04862862	10/130	EV

Solvaline® N

Wundkompressen, verklebungsarm



Anwendungsbereiche

- für schwach bis mäßig exsudierende Wunden
- für Wunden im postoperativen Bereich
- zur Erstversorgung, z. B. von Schnitt- und Schürfwunden
- für Verbrennungen 2. Grades

Eigenschaften

- hochsaugfähiger Viskose-Polyester-Kern
- beidseitig perforierte Polyethylen-Folie zur schnellen Aufnahme von Wundexsudat
- verklebungsarm: ermöglicht schmerzarme und atraumatische Verbandwechsel
- beidseitig anwendbar durch Folienauftrag auf Unter- und Oberseite
- identische Geometrie der Seiten gibt Sicherheit beim Einlegen

Produktzusammensetzung

Saugkern: 80 % Viskose,
20 % Polyester
Folie: Polyethylen

Solvaline® N

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
unsteril				
5 x 5	280000	07593285	200/9000	
10 x 10	280001	07593598	150/900	SSB, EV
10 x 20	280002	07593687	50/1500	
20 x 30	280003	07595634	25/300	SSB, EV
steril, einzeln eingeschiegelt				
5 x 5	280004	07597716	100/2700	
10 x 10	280005	07597745	100/1200	SSB, EV
10 x 20	280006	07598791	50/600	SSB, EV
20 x 30	280007	07600565	25/300	SSB, EV
5 x 5	280008	07600737	25/2700	SSB, EV
10 x 10	280009	07600766	10/720	SSB, EV

Metalline® Kompressen



Anwendungsbereiche

- zur Abdeckung von Wunden aller Art insbesondere empfohlen für:
 - ◆ Schürfwunden
 - ◆ Verbrennungen
 - ◆ Verätzungen
 - ◆ Operationswunden
 - ◆ im Rahmen der Erstversorgung

Eigenschaften

- verringertes Risiko einer Wundverklebung*
- schmerzarmen Verbandwechsel
- wundschonend
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschiessam und weich
- gute Drainage

Produktzusammensetzung

Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht der Komresse ist aluminiumbedampft

Metalline® Kompressen

Abmessungen	REF	PZN	VE (Stück)	VH
steril, einzeln eingesiegelt, für Verordnung und OTC				
8 cm x 10 cm	23083	00635336	10/560	EV
10 cm x 12 cm	23084	00635359	10/300	EV
steril, einzeln eingesiegelt, für OP, Ambulanz und Praxis, im Spenderkarton				
8 cm x 10 cm	23081	01495707	50/600	SSB, EV
10 cm x 12 cm	23082	01495713	50/300	SSB, EV
10 cm x 20 cm	23087	03036820	50/300	SSB, EV
unsteril, gerollt, im Folienbeutel				
5 m x 10 cm	23080	01409843	1/20	SSB

Metalline® Tracheo-Komresse

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
steril, einzeln eingesiegelt, im Spenderkarton				
8 x 9	23094	02072736	50/600	H12.99.99.1001

Metalline® Drain-Komresse

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
steril, einzeln eingesiegelt, im Spenderkarton				
6 x 7	23093	02072713	50/600	SSB, EV

Metalline®

Verbandpäckchen, Tücher



Anwendungsbereiche

Metalline Verbandpäckchen

- für großflächige Wunden in der Ersten Hilfe, Notfallversorgung

Metalline Tuch

- zum Unterlegen und Abdecken großflächiger Wunden (vor Gebrauch zu sterilisieren)

Metalline Betttuch

- zum Unterlegen bei offener Behandlung großflächiger Verbrennungen, Verätzungen und Schürfwunden

Metalline Verbandtuch

- zur Versorgung großflächiger Verletzungen, Verbrennungen, Verätzungen und Schürfwunden, in der Ersten Hilfe und im Notfalleinsatz

Eigenschaften

- aluminisiertes Vlies
- verringertes Risiko einer Wundverklebung*
- schmerzloser Verbandwechsel
- wundschonend und saugfähig
- luft-/wasserdampfdurchlässig
- anschniegbar und weich

Produktzusammensetzung

Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder)
obere Schicht der Kompresse ist aluminiumbedampft
Polyester

Hinweise

Metalline Verbandtuch

- zur Fixierung des Tuches sind 4 Bänder angebracht

Ausführungen

Metalline Verbandpäckchen

Kombination aus:

- einer Metalline Kompresse (35 x 45 cm)
- einer Mullbinde (6 cm x 3 m, Viskose, Nähgarn aus Baumwolle)

Metalline® Verbandtuch

steril, im Folienbeutel

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
40 x 60	23012	03370370	1/100	SSB
60 x 80	23010	00635307	1/100	SSB
80 x 120	23011	00635313	1/100	SSB

Metalline® Betttuch

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
2,5 x 73,0	23050	01226290	1/20	PB

Metalline® Tuch

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 73	23070	00635371	1/10	SSB

Gazin® Mullkompressen

Mullkompressen



Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 17- und 20-fädig
- alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden
- gute Saugfähigkeit

Produktzusammensetzung

- 100 % Baumwolle
- Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat)

Gazin® Mullkompressen

Mullkompressen

Gazin® Mullkompressen

unsteril, im Papierbeutel

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 8-fach				
5,0 x 5,0	18500	03959358	100/1000	SSB, EV
7,5 x 7,5	18503	03959387	100/1000	SSB, EV
10,0 x 10,0	18506	03959418	100/1000	SSB, EV
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 12-fach				
5,0 x 5,0	18501	03959364	100/1000	SSB, EV
7,5 x 7,5	18504	03959393	100/1000	SSB, EV
10,0 x 10,0	18507	03959424	100/1000	SSB, EV
10,0 x 12,5	18509	03959447	100/1000	SSB, EV
20,0 x 10,0	18510	03959453	100/1000	SSB, EV
ohne Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 16-fach				
5,0 x 5,0	18502	03959370	100/1000	SSB, EV
7,5 x 7,5	18505	03959401	100/1000	SSB, EV
10,0 x 10,0	18508	03959430	100/1000	SSB, EV
10,0 x 12,5	10956	00619202	100/800	SSB, EV
ohne Röntgenkontrastfaden, 20-fädig, 32-fach				
10,0 x 10,0	10942	01401994	50/500	SSB, EV

Gazin® Mullkompressen

unsteril, sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C), im Papierbeutel

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 8-fach				
10,0 x 10,0	10947		100/1000	SSB
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 12-fach				
7,5 x 7,5	18511	03959476	100/1000	SSB
10,0 x 10,0	18514	03959507	100/1000	SSB
10,0 x 12,5	18516	03959536	100/1000	SSB
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 16-fach				
5,0 x 5,0	10972	01401971	100/1000	SSB
7,5 x 7,5	18512	03959482	100/1000	SSB
10,0 x 10,0	18515	03959513	100/1000	SSB
10,0 x 12,5	10957	01402025	100/800	SSB
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 12-fach				
10,0 x 20,0	18517	03959542	100/1000	SSB
mit Röntgenkontrastfaden, 17-fädig, 32-fach				
10,0 x 10,0	18603		50/500	PB

Gazin® Mullkompressen

steril, ohne Röntgenkontrastfaden

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Packungen à 2 Kompressen, 8-fach, 17-fädig				
5,0 x 5,0	13600	03448965	10/600	EV
7,5 x 7,5	13601	03448971	10/540	EV
10,0 x 10,0	13602	03448988	10/560	EV
10,0 x 20,0	13603	03448994	10/320	EV
5,0 x 5,0	13610	03449002	50/600	SSB
5,0 x 5,0	13620	03449048	100/1800	SSB
7,5 x 7,5	13621	03449054	100/1800	SSB
10,0 x 10,0	13622		100/2000	PB
10,0 x 20,0	13623	03449077	100/800	SSB

Gazin® Mullkompressen

Mullkompressen

Gazin® Mullkompressen

steril, ohne Röntgenkontrastfaden

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Packungen à 5 Kompressen, 8-fach, 17-fädig				
10,0 x 10,0	11586	01561031	100/1000	SSB
7,5 x 7,5	11624	01561048	100/1200	SSB
Packungen à 10 Kompressen, 8-fach, 17-fädig				
10,0 x 10,0	11583	03777522	300/1500	SSB
7,5 x 7,5	13646	03777545	100/1200	SSB
Packungen à 2 Kompressen, 12-fach, 17-fädig				
5,0 x 5,0	13690	01511688	80/1440	SSB
7,5 x 7,5	13691	01511694	80/1440	SSB
10,0 x 10,0	13692	01511702	80/1600	SSB
10,0 x 20,0	13694	01511725	80/640	SSB
Packungen à 5 Kompressen, 12-fach, 17-fädig				
5,0 x 5,0	13695	04957551	100/2100	SSB
7,5 x 7,5	13696	08788915	100/800	SSB
10,0 x 10,0	13697	08788921	100/600	SSB
10,0 x 20,0	13699	08788938	100/400	SSB
Packungen à 10 Kompressen, 12-fach, 17-fädig				
10,0 x 10,0	11574	00287160	100/1000	SSB
7,5 x 7,5	23617	03777597	100/1200	SSB
Packungen à 20 Kompressen, 12-fach, 17-fädig				
7,5 x 7,5	25966	01163678	100/1000	SSB
10,0 x 10,0	25967	01163684	100/1000	SSB
Packungen à 10 Kompressen, 16-fach, 17-fädig				
10,0 x 10,0	13683	01670151	100/1000	SSB

Gazin® Mullkompressen

steril, ohne Röntgenkontraststreifen

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Packungen à 2 Kompressen, 8-fach, 17-fädig				
7,5 x 7,5	34260	03449019	50/500	SSB
10,0 x 10,0	34261	03449025	50/900	SSB
10,0 x 10,0	34263	03449060	100/2000	SSB

Gazin® Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt

steril, ohne Röntgenkontrastfaden

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Packungen à 2 Kompressen, 8-fach, 17-fädig				
7,5 x 7,5	13521	01511731	100/1800	SSB
10,0 x 10,0	13522	01511748	100/2000	SSB

Gazin® Tamponadebinden



Anwendungsbereiche

- zur chirurgisch-invasiven, kurzzeitigen Wundversorgung bei operativen Eingriffen
- zur Tamponade von Wundhöhlen und Fistelgängen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- gute Saugfähigkeit

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle

Gazin® Tamponadebinden

steril, gerollt, im Kunststoffspender, 1-fach

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 x 1	13470	01003041	1/216	SSB, EV
5 x 2	13471	01003058	1/120	SSB, EV
5 x 5	13473	01003070	1/60	SSB, EV

Gazin® Verbandmull

Verbandmull



Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Wundabdeckung
- zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
- zum Applizieren von Salben

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 20-fädig
- saugfähig
- zuschneidbar

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle

Kompressen, Tupfer und Tamponaden

Gazin® Verbandmull, gerollt

80 cm Webbreite, 8-fach gelegt auf 10 cm Breite, gerollt

Abmessungen (m)	Rollenlänge (m)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
im Klarsichtspender					
5	5	12004	01083689	1/36	SSB, EV
10	10	12005	01185993	1/24	SSB, EV
im Folienbeutel, 2 Stück à 20 m					
40	40	12007	01913932	1/6	SSB
in Nachfüllpackung (Papier)					
10	10	12006	04855187	1/22	SSB

Gazin® Verbandmull, in Stücken

80 cm breit, in 5 Stücken à 40 m Länge, 4-fach

Abmessungen (m)	Größe	REF	PZN	VE (m)	VH
200	5 Stück x 40 m	17002	02528219	200	SSB

Gazin® Verbandmull, im Spender

im Spender, 4-fach gelegt

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
5 x 6	12010	01835959	1/30	SSB, EV
5 x 8	12011	01835965	1/30	SSB, EV
5 x 10	12012	01835971	1/43	SSB, EV

Gazin® Tupfer aus Verbandmull



Anwendungsbereiche

- zur Wundreinigung
- zur Hautdesinfektion
- sterile Tupfer zur Blut- und Sekretaufnahme bei kleineren operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- mit Sicherheitsring aus Silikon
- 20-fädig
- saugfähig

Produktzusammensetzung

- 100 % Baumwolle
- Röntgenkontrastfaden (blau gefärbt, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat)
- Sicherheitsring besteht aus Silikon

Ausführungen

- mit Röntgenkontrastfaden
- ohne Röntgenkontrastfaden

Gazin® Tupfer aus Verbandmull

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
unsteril, ohne Röntgenkontrastfaden, 20-fädig, im Folienbeutel				
walnussgroß	15175	01368972	1000/5000	SSB, EV
pflaumengroß	15176	01368995	1000/5000	SSB, EV
eigroß	15177	01369003	500/2500	SSB, EV
groß	15178	01369026	500/2000	SSB, EV
extragroß	15179	01369049	500/2000	SSB, EV
faustgroß	15180	01369061	250/1000	SSB, EV
steril, ohne Röntgenkontraststreifen, 20-fädig, in Papier/Folie				
pflaumengroß, à 2+2	14961	01237595	100/1000	SSB, EV
pflaumengroß, à 2+3	14962	01232215	125/1250	SSB, EV
Dialyse, à 2+2	14965	01232221	100/1000	SSB, EV
Dialyse, à 2+3	14966	01232238	125/1250	SSB, EV
eigroß, à 2+3	14968	01232209	100/1000	SSB, EV
extragroß, à 2+3	14969	01232250	100/1000	SSB, EV
eigroß, à 10	15498	04633469	300/1500	SSB, EV
pflaumengroß, à 20	15499	04633446	400/2000	SSB, EV
pflaumengroß, à 20	15500	04633417	300/1500	SSB, EV
pflaumengroß, à 3	15501	04633392	90/720	SSB, EV
unsteril, mit Röntgenkontrastfaden, 20-fädig, im Folienbeutel				
walnussgroß	15183	01369084	1000/5000	SSB
pflaumengroß	15184	01369090	1000/5000	SSB
eigroß	15185	01369109	500/2500	SSB
extragroß	15186	01369121	500/2000	SSB
groß	15222	01369115	500/2000	SSB
faustgroß	15223	01369138	250/1000	SSB
steril, mit Röntgenkontrastfaden, 20-fädig, in Papier/Folie				
pflaumengroß, à 2+3	14967	01232244	125/1250	SSB

Gazin® Präpariertupfer RK



Anwendungsbereiche

- nach vorhergehender Sterilisation für den Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Präparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen

Eigenschaften

- unsteril
- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 24-fädig
- fest und hochsaugfähig

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat)

Gazin® Präpariertupfer RK

unsteril, mit Röntgenkontrastfaden, 24-fädig, sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C), im Folienbeutel

Abmessungen (cm)	Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
6 x 6	Gr.2, klein	15155	01461157	1000/3000/45000	SSB
8 x 8	Gr.3, mittel	15156	01461163	1000/2000/30000	SSB
12 x 12	Gr.4, groß	15157	01368943	500/1000/15000	SSB

Gazin® Spitztupfer RK, unsteril



Anwendungsbereiche

- nach vorhergehender Sterilisation für den Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- unsteril
- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 20-fädig
- hochsaugfähig

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat)

Gazin® Spitztupfer RK, unsteril

unsteril, mit Röntgenkontrastfaden, 20-fädig, sterilisierbar mit Wasserdampf (134°C), im Folienbeutel

Abmessungen (cm)	REF	VE (Stück)	VH
15 x 15	11948	500/9000	PB

Vliwasoft®

Weiche Vliesstoffkompressen



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden
- als Wundauflage
- zur Wundreinigung
- als Salbenträger
- zur Polsterung zwischen Zehen und Fingern

Eigenschaften

- geringe Verklebungsneigung
- weich
- saugfähig

Produktzusammensetzung

67 % Viskose, 33 % Polyester

Vliwasoft®

Vliesstoffkompressen

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
unsteril, 4-lagig, 100 Stück im Papierbeutel				
5,0 x 5,0	12075	03806910	100/5000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12081	03806927	100/2500	SSB, EV
10,0 x 10,0	12064	03806933	100/2000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12070	03806956	100/1000	SSB, EV
unsteril, 6-lagig, 100 Stück im Papierbeutel				
5,0 x 5,0	12078	08900915	100/5000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12084	08900921	100/2000	SSB, EV
10,0 x 10,0	12067	08900938	100/2000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12072	08900944	100/1000	SSB, EV
steril, 4-lagig, Packungsinhalt: 75 x 2 Kompressen, paarweise eingesiegelt				
5,0 x 5,0	12076	06325565	150/3000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12082	06325571	150/3000	SSB, EV
10,0 x 10,0	12065	06325588	150/3000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12071	06325594	150/1500	SSB, EV
steril, 6-lagig, Packungsinhalt: 50 x 2 Kompressen, paarweise eingesiegelt				
5,0 x 5,0	12079	08900878	100/2000	SSB, EV
7,5 x 7,5	12085	08900884	100/2000	SSB, EV
10,0 x 10,0	12068	08900890	100/2000	SSB, EV
20,0 x 10,0	12073	08900909	100/1000	SSB, EV

Vliwasoft® Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt

steril, paarweise eingesiegelt, 50 x 2 Kompressen

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
7,5 x 7,5	12099	06868768	100/2000	SSB, EV
10,0 x 10,0	12098	06868774	100/2000	SSB, EV

Vliwasoft® Stoma

unsteril, 4-lagig, 100 Stück im Papierbeutel

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 10	12787	02269284	100/2000	H29.26.11.6

Zemuko®

Weiche Universalkompresse



Anwendungsbereiche

- zur Absorption von Exsudat
- als zusätzliche Saugschicht
- für Salbenverbände
- für feuchte Umschläge
- zum Polstern

Eigenschaften

- weich
- nicht verklebende Vliesstofflage
- saugfähige Zellstoff-Innenschicht

Produktzusammensetzung

Zellstoff, Polyester, Viskose, Dispersionskleber

Hinweise

- stets mit der Vliesstoffoberfläche zur Wundseite applizieren

Ausführungen

- Zemuko Zellstoff-Vliesstoff-Kompresse, von der Rolle, zusätzlich auch zum Auslegen von Instrumentenschalen
- Zemuko nahtlos, Zellstoff mit allseitiger Mullumhüllung (Baumwolle/Viskose)
- Zemuko Zellstoff-Vliesstoff-Kompresse, steril

Tipp

- Kombispender erhältlich, geeignet für gerollte Verbandstoffe, z. B. Gazin, Zemuko, Zelletten.

Zemuko® Zellstoff-Vliesstoff-Kompresse

Abmessungen	REF	PZN	VE (Stück)	VH
gerollt, im Klarsichtspender, für Verordnung und OTC				
10 cm x 1 m	23512	01144066	1/60	EV
10 cm x 2 m	23515	01226396	1/30	EV
gerollt, im Folienbeutel, für Ambulanz und Praxis				
10 m x 10 cm	23502	01144008	1/20	SSB, EV
15 cm x 10 m	23503	01144014	1/16	SSB, EV
28 cm x 10 m	23602	01311423	1/10	SSB, EV

Zemuko® nahtlos

gerollt, im Folienbeutel

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 10	23702	01144095	1/20	SSB, EV
15 x 10	23703	01264379	1/16	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- zur antiseptischen Tamponade und Drainage nach chirurgischer Infekt-sanierung von Abszessen, fistelas-soziierten Abszessen, Geschwüren, Wundtaschen und Körperhöhlen

Eigenschaften

- antimikrobielle und antifungale Wirkung bestätigt für Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia und Candida albicans
- unterstützt die Wundreinigung durch Aufsaugen von Wundexsudaten, Zelltrümmern und Bakterien
- tiefe Wundtaschen und Wundhöhlen sind sehr gut austamponierbar
- keine Resistenzbildung bekannt
- schnelle und einfache Anwendung

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle (Mull) imprägniert mit Iodoform

Hinweise

- apothekenpflichtig
- im Spender
- Iodoform verflüchtigt sich an der Luft, daher nach dem Öffnen schnellstmöglich aufbrauchen

Ausführungen

- Opraclean Mullbinde zur Tamponade mit Iodoform (23mg/100cm²)
- Opraclean Verbandmull mit Iodoform (57mg/100cm²)

Opraclean® Mullbinde zur Tamponade mit Iodoform

gerollt im Klarsichtspender, im Spezialbeutel

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 x 1	13580	04436757	1/216	SSB, EV
5 x 2	13581	04436906	1/120	SSB, EV
5 x 5	13582	04436929	1/60	SSB, EV

Opraclean® Verbandmull mit Iodoform

4-fach gelegt, im Rollenhalter, im Spezialbeutel

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 x 6	13584	04436711	1/30	SSB, EV
5 x 8	13585	04436734	1/30	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von postoperativen, akuten und oberflächlichen Wunden, sowie Schnitt- und Risswunden
- leicht bis mittel exsudierende Wunden

Eigenschaften

- atmungsaktiv*
- hautfreundlich
- leicht anzulegen
- reduziertes Infektionsrisiko (rundum verklebt)
- abgerundete Ecken für längeren Halt
- Schutz vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen

Produktzusammensetzung

Trägervlies: weiß, 100 % Polyester, Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Wundkissen: Saugschicht aus Viskose und Polyethylen/Polypropylen, Wundkontaktschicht aus Polyethylen

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
7 x 5	4,0 x 2,5	32902	10756905	5/100	SSB, EV
7 x 5	4,0 x 2,5	32897	10757170	50/600	SSB, EV
7 x 5	4,0 x 2,5	32890	10757069	100/600	SSB, EV
10 x 8	6,0 x 4,0	32903	10757052	5/100	SSB, EV
10 x 8	6,0 x 4,0	32891	10757075	50/300	SSB, EV
15 x 10	11,0 x 5,0	32892	10757081	50/300	SSB, EV
20 x 10	16,0 x 5,0	32893	10757106	50/450	SSB, EV
25 x 10	20,0 x 5,0	32894	10757141	50/250	SSB, EV
30 x 10	25,0 x 5,0	32895	10757158	50/250	SSB, EV
34 x 10	29,0 x 5,0	32896	10757164	50/300	SSB, EV

*auf Wasserdampfdurchlässigkeit geprüft

Curapor® transparent

Chirurgischer Wundverband, steril



Anwendungsbereiche

- zur sterilen Versorgung von post-operativen Wunden, Unfallverletzungen sowie kleinen Schnitt- und Schürfwunden
- für die minimalinvasive Chirurgie
- zum Schutz vor Sekundärinfektionen

Eigenschaften


- gebrauchsfertig
- transparent und wasserdicht
- atmungsaktiv
- bakterienundurchlässig
- beständig gegen gängige Desinfektionsmittel
- haftet sicher und passgenau
- lässt sich rückstands- und schmerzarm entfernen
- geringes Risiko, mit der Wunde zu verkleben
- auch für empfindliche Haut gut geeignet

Produktzusammensetzung

Trägerfolie: 100 % Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
Wundkissen: Saugschicht aus Viskose/Polyester, Polyester-/Polyethylen-Wundkontaktschicht

Hinweise

Die Größen 7 x 5 cm und 10 x 8 cm haben abgerundete Ecken



Curapor® transparent

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
7 x 5	4,0 x 2,5	13099	02913124	5/120	SSB, EV
7 x 5	4,0 x 2,5	13101	02913733	50/500	SSB, EV
10 x 8	6,0 x 4,0	13100	02913555	5/170	SSB, EV
10 x 8	6,0 x 4,0	13102	02913756	25/200	SSB, EV
15 x 10	11,0 x 5,0	13103	02914098	25/225	SSB, EV
20 x 10	16,0 x 5,0	13104	02914170	25/225	SSB, EV
25 x 10	20,0 x 5,0	13105	02914187	25/225	SSB, EV

Curafix i.v. Junior

Kanülenfixierpflaster mit Sichtfenster



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für peripher-venöse Zugänge (PVK) in der Pädiatrie

Eigenschaften

- Vliesstoff-Folienlamination mit Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle
- mit zusätzlichem sterilen Polsterkissen
- mit Gegenfixierung
- gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- latexfreie Formulierung
- rückstandsarme Entfernung des Pflasters*
- hautfreundlich**
- abwaschbar mit Desinfektionsmitteln*
- keim- und bakteriendicht
- wasserundurchlässig
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, Polyester
 Folie: Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (koloophonium- und koloophoniumderivatfrei)

Curafix® i.v. Junior
 steril, einzeln eingeschelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
4,3 x 5,0	31883	14212355	100/600	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.
 **Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Curafix i.v. Soft

Kanülenfixierpflaster aus Vliesstoff



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für peripher-venöse Zugänge (PVK)

Eigenschaften

- mit zusätzlichem sterilen Polsterkissen
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*
- hautfreundlich**
- gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- latexfreie Formulierung
- rückstandsarme Entfernung des Pflasters*
- dehnbares Vlies
- anschmiegsam
- sichere Fixierung

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolo-phonium- und kolophoniumderivatfrei)
 Wundkissen: Viskose/Polypropylen/
 Polyethylen, Polyethylenfolie

Curafix® i.v. Soft

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
6,0 x 7,5	33696	14212361	50/400	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.
 **Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Curafix i.v. Control

Kanülenfixierpflaster mit Sichtfenster



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für peripher-venöse Zugänge (PVK)

Eigenschaften

- mit zusätzlichem sterilen Polsterkissen
- Vliesstoff-Folienlamination mit Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle
- gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- atmungsaktive Folie
- latexfreie Formulierung
- abwaschbar mit Desinfektionsmitteln*
- keim- und bakteriendicht
- wasserundurchlässig
- sichere Fixierung
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, Polyester
 Folie: Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curafix® i.v. Control

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
6,0 x 7,5	33697	14212378	50/400	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

Curafix i.v. Control

Kanülenfixierpflaster mit Sichtfenster



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für peripher-venöse Zugänge (PVK)

Eigenschaften

- Vliesstoff-Folienlamination mit Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle; mit zusätzlichem sterilen Polsterkissen; mit Gegenfixierung
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- sichere Fixierung
- latexfreie Formulierung
- geringes Mazerationsrisiko*
- hautfreundlich**
- rückstandsarme Entfernung des Pflasters*
- abwaschbar mit Desinfektionsmitteln*
- keim- und bakteriendicht
- wasserundurchlässig
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, Polyester
 Folie: Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (koloophonium- und koloophoniumderivatfrei)

Curafix® i.v. Control

steril, einzeln eingeschlagt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5,5 x 6,5	31886	14212384	100/400	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.
 ** Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Curafix i.v. Control

Katheterfixierpflaster mit Sichtfenster



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für zentralvenöse Zugänge (ZVK)

Eigenschaften

- Vliesstoff-Folienlamination mit Sichtfenster zur Kontrolle der Punktionsstelle; mit Gegenfixierung
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- röntgentransparent
- latexfreie Formulierung
- geringes Mazerationsrisiko*
- hautfreundlich**
- rückstandsarme Entfernung des Pflasters*
- abwaschbar mit Desinfektionsmitteln*
- keim- und bakteriendicht
- wasserundurchlässig
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, Polyester
Folie: Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curafix® i.v. Control

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
9 x 11	34870	14212409	50/600	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.
**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Curafix i.v. Film

Kanülenfixierpflaster aus transparenter Folie



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für peripher-venöse Zugänge (PVK)

Eigenschaften

- gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- röntgentransparent
- anschmiegsam
- dehnbar
- rückstandsarme Entfernung des Pflasters*
- abwaschbar mit Desinfektionsmitteln*
- hautfreundlich**
- keim- und bakteriendicht
- wasserundurchlässig
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*
- in zwei Varianten: mit Aussparung (REF 33699), ohne Aussparung (REF 31884)

Produktzusammensetzung

Folie: Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curafix® i.v. Film

steril, einzeln eingeseigelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
ohne Aussparung (Cut)				
6 x 7	31884	14212415	100/500	SSB, EV
mit Aussparung (Cut)				
6 x 7	33699	14212438	100/500	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Curafix i.v. Film

Katheterfixierpflaster aus transparenter Folie



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanische Barriere zum Schutz der Punktionsstelle
- geeignet für zentralvenöse Zugänge (ZVK)

Eigenschaften

- gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- röntgentransparent
- anschmiegsam
- dehnbar
- rückstandsarme Entfernung des Pflasters*
- abwaschbar mit Desinfektionsmitteln*
- hautfreundlich**
- keim- und bakteriendicht
- wasserundurchlässig
- gute und zuverlässige Haftung auf der Haut*

Produktzusammensetzung

Folie: Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curafix® i.v. Film

steril, einzeln eingeschiegelt


Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 12	31885	14212421	50/500	SSB, EV

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Curafix i.v. Classic

Kanülenfixierpflaster aus Gewebe



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Infusionskanülen unterschiedlicher Art sowie deren Zuführungsschläuchen

Eigenschaften

- nicht dehnbar
- hohe Luftdurchlässigkeit
- mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung zur einfachen und schnellen Fixierung
- unsteril bzw. nicht steril

Produktzusammensetzung

Trägergewebe: hellbraun, Viskose, hautverträglicher Synthesekautschuk-Klebstoff.

Curafix® i.v. classic

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
12,5 x 2,5	30102	02429629	20/2000	SSB, EV

Curaplast® sensitive Wundschnellverband



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von kleinen Verletzungen in Klinik, Praxis, im Haushalt und unterwegs

Eigenschaften

- für die sensible Haut
- weich und anschniegbar
- leicht querelastisch
- passt sich den Körperkonturen gut an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- verringertes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarmer Verbandwechsel
- durchlaufendes Wundkissen
- individuell zuschneidbar

Produktzusammensetzung

Trägermaterial: hellbraun, 100 % Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
Wundkissen: Viskose, Polypropylen/ Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

Curaplast® sensitive Wundschnellverband

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
5-m-Rolle im Spenderkarton				
5 x 4	30616	07366796	1/36	SSB, EV
5 x 6	30617	07366804	1/40	SSB, EV
5 x 8	30618	07366810	1/24	SSB, EV
10 Abschnitte à 10 cm				
1 x 4	17077	06980063	1/47	OTC, EV
1 x 6	17078	06980100	1/47	OTC, EV
1 x 8	17079	06980117	1/36	OTC, EV

Curaplast® sensitive Injektionspflaster



Anwendungsbereiche

- nach Punktionen, Injektionen usw.

Eigenschaften

- hautfreundlich
- weich und anschmiegsam
- passt sich Körperkonturen an
- klebendes Trägermaterial fixiert das Wundkissen auf der Wunde
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- bereits fertig zugeschnitten bzw. vorgestanzt
- lose im Karton bzw. auf der Rolle

Produktzusammensetzung

Trägermaterial: 100 % Polyester, hellbraun, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen



Curaplast® sensitive Injektionspflaster

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
500 Stk. lose im Karton					
4 x 2	2,0 x 1,5	142284	17306571	500/8000	SSB
1 Rolle à 250 Stück					
4 x 2	2,0 x 1,5	30625	07378575	1/16	SSB

Curaplast® sensitive Strips



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung kleinerer Verletzungen im Alltag

Eigenschaften

- für die sensible Haut
- weich und anschmiegsam
- leicht querelastisch
- passt sich Körperkonturen an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarmen Verbandwechsel
- verschiedene Größen
- zentrales Wundkissen

Produktzusammensetzung

Trägermaterial: hellbraun,
100 % Polyester, hautfreundlicher
Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und
kolophoniumderivatfrei)
Wundkissen: Viskose, Polypropylen/
Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

Curaplast® sensitive Strips

Anzahl	Komponente	Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
20 Strips in Faltschachtel, einzeln eingesiegelt							
10	Strips	1,9 x 7,2	1,1 x 2,5	17083	07366715	1/45	OTC
4	Strips	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5				
4	Strips	Ø 2,2					
2	Strips	3,8 x 3,8	2,0 x 2,0				
500 Strips in Faltschachtel							
500	Strips	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5	30631	01240427	1/38	OTC

Curaplast® sensitive Pflaster rund

Rolle mit 100 Stück

Durchmesser (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
2,3	1,2	30626	07632921	1/24	SSB

Curaplast® sensitive Fingerverband



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung kleinerer Verletzungen im Alltag

Eigenschaften

- für die sensible Haut
- weich und anschmiegsam
- leicht querelastisch
- passt sich Körperkonturen an
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- schmerzarmer Verbandwechsel

Produktzusammensetzung

Trägermaterial: hellbraun, 100 % Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
Wundkissen: Viskose, Polypropylen/ Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

Curaplast® sensitive Fingerverband

10 Stück in Faltschachtel

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
18 x 2	2 x 3	17086	07366827	1/30	OTC

Curaplast® Strips wasserfest



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung kleinerer Verletzungen im Alltag

Eigenschaften

- zentrales Wundkissen
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- wasserdicht

Produktzusammensetzung

Trägermaterial: hellbraun, Polypropylenvlies und Polyethylen-Film, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Wundkissen: Viskose, Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

Curaplast® Strips wasserfest

10 Strips in Klarsichthülle, einzeln hygienisch eingeschiegelt

Anzahl	Komponente	Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
8	Strips	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5	17084	07378569	1/30	OTC
2	Strips	1,9 x 7,2	1,1 x 2,5				

Curaplast® Kids

Wundpflaster



Anwendungsbereiche

- Wundpflaster für normale und sensible Haut

Eigenschaften

- zentrales Wundkissen
- fixiert das Wundkissen sicher auf der Haut
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- mit lustigen Kindermotiven
- wasser- und schmutzabweisend
- flexibel und strapazierfähig

Produktzusammensetzung:

Trägermaterial: Polyethylen, Synthesekautschuk-Klebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
Wundkissen: Viskose, Polypropylen/ Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen

Curaplast® Kids

15 Strips in Faltschachtel, einzeln hygienisch eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
6,0 x 1,7	1,9 x 1,1	140917	07632938	1/48	SSB
6,0 x 1,7	1,9 x 1,1	30630		1/48	OTC

Curafix® H

Breitfixierpflaster



Anwendungsbereiche

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen an verbandtechnisch schwierigen Körperstellen, z. B. an Gelenken oder am Hals
- zur Fixierung und Befestigung von Drainagen, Kathetern, Sonden und Messinstrumenten etc.

Eigenschaften

- luft- und wasserdampfdurchlässig
- hautverträglich
- quer- und längsdehnbar
- angenehmer Tragekomfort
- einfache und schnelle Fixierung

Produktzusammensetzung

Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester
Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kollophonium- und koloophoniumderivatfrei)

Curafix® H

einzeln, in Faltschachtel

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
2-m-Rolle				
2 x 10	138946	03295711	1/96	SSB, EV
2 x 15	138940	07299634	1/96	SSB, EV
10-m-Rolle				
10 x 5	138941	07299640	1/48	SSB
10 x 10	138942	07299657	1/24	SSB
10 x 15	138943	07299663	1/24	SSB
10 x 20	138944	07299686	1/16	SSB
10 x 30	138945	07299692	1/16	SSB

Silkafix® Heftpflaster



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und Sonden

Eigenschaften

- quer und längs reißbar
- nicht dehnbar
- hautfreundlich
- gut haftender Klebstoff, der rückstandsarm von der Haut entfernt werden kann
- wasser- und schmutzabweisend

Produktzusammensetzung

Kunstseidentaft, weiß, 100 % Acetat, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Silkafix®

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Rolle auf Kunststoff-Knipsspule				
5,00 x 1,25	34324	03277050	1/18/450	SSB, EV
5,00 x 2,50	34325	03277067	1/12/336	SSB, EV
5,00 x 5,00	34326	03268789	1/6/150	SSB, EV
Rolle auf Pappkern				
5,00 x 2,50	34377	04860283	12/300	SSB
9,20 x 1,25	34327	04860314	24/480	SSB
9,20 x 2,50	34328	04860320	12/240	SSB
9,20 x 5,00	34329	04860337	6/120	SSB

Porofix® Fixierpflaster



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen oder Sonden

Eigenschaften

- nicht dehnbar
- hautverträglich
- haftet schnell und zuverlässig
- wasserabweisend

Produktzusammensetzung

Viskosegewebe, hellbraun, Synthesekautschuk-Klebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Porofix® Rolle auf Kunststoff-Knipsspule

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5,00 x 1,25	34310	03277021	1/18/450	SSB, EV
5,00 x 2,50	34311	03277038	1/12/336	SSB, EV
5,00 x 5,00	34312	03277044	1/6/150	SSB, EV

Curatest®

Epikutantestpflaster aus Vlies



Anwendungsbereiche

- zur Durchführung von Epikutantests

Eigenschaften

- einfache Handhabung beim Beschicken und Applizieren
- haftet gut und dauerhaft
- beschriftbarer, ablösbarer Seitenrand zur Erleichterung der Diagnostik
- gut saugende Vliesplättchen
- hautverträglich

Produktzusammensetzung

- Trägervlies: weiß, 100 % Polypropylen
 - Testkammer-Einfassung: Polyester-Folie
- Vliesplättchen: 100 % Viskose, einseitig mit Polyethylen beschichtet; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei):

Curatest®
10 Testkammern pro Pflaster

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
12,5 x 7,5	30054	07666311	50/1200	PB

Curatest® F

Epikutantestpflaster aus Folie



Anwendungsbereiche

- zur Durchführung von Epikutantests

Eigenschaften

- transparent und elastisch
- wasserdicht, daher von Vorteil beim Duschen
- einfache Handhabung beim Beschicken und Applizieren
- haftet gut und dauerhaft
- gut saugende Vliesplättchen
- hautverträglich

Produktzusammensetzung

Trägerfolie: 100 % Polyurethan
Testkammer-Einfassung: Polyester-Folie
Vliesplättchen: 100 % Trägergewebe: hautfarben, Viskose, einseitig mit Polyethylen beschichtet, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curatest® F

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 Testkammern pro Pflaster				
12,5 x 3,2	30061	03844804	100/2000	PB
10 Testkammern pro Pflaster				
12,5 x 7,5	30062	07666328	50/1200	PB



Suprasorb® CNP

Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit

Intuitiv. Zeitsparend. Zuverlässig.



Anwendungsbereiche

- Die Einsatzmöglichkeiten der P3 sind universell in der Klinik und im ambulanten Bereich.

Eigenschaften

- sehr anwenderfreundlich
- gute Bedienbarkeit
- selbsterklärende, gut lesbare Screens
- aussagekräftige Farbcodes
- gewährleistet einen intuitiven Umgang, spart Zeit und gibt Sicherheit
- leise
- leicht

Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit

Inhalt	REF
Suprasorb® CNP P3 Verkaufsgerät	
System für die CNP-Therapie, mit Bett-halter, Tasche, Behälter 250 ml, Behälter 1.000 ml, im Transportkoffer	31780
Suprasorb® CNP P3 Verleihgerät	
System für die CNP-Therapie, mit Bett-halter, Tasche, Behälter 250 ml, Behälter 1.000 ml, im Transportkoffer	34780

Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit Zubehör

Inhalt	REF
Suprasorb CNP Behälter 250ml	32910
Suprasorb CNP Behälter 1.000ml	32911
Suprasorb CNP Betthalter	32885
Suprasorb CNP Universalhalter	32886
Suprasorb CNP Tasche	32888
Suprasorb CNP Netzteil	32988

Suprasorb® CNP P3 Komponenten

einzelnen steril verpackt

Inhalt	REF
Suprasorb CNP Exsudatbeutel 250 ml	32900
Suprasorb CNP Exsudatbeutel 1.000 ml	32901
Suprasorb CNP Drainagepad	33600
Suprasorb CNP Y-Konnektor	33200
Suprasorb CNP Kit Konnektor stand alone	140240

Suprasorb® CNP Tiefendrainage

Die neue Speziallösung in der Tiefe der Wunde.

Anwendungsbereiche

- Die CNP Tiefendrainage leitet Exsudat und anfallende Flüssigkeiten direkt aus der Tiefe der Wunde ab.

Eigenschaften

- Die Vorteile auf einen Blick:
 - ◆ startet mit dem Abtransport des Exsudats deutlich schneller als alternative Lösungen
 - ◆ Im selben Zeitraum wird deutlich mehr Exsudat aus der Wunde geleitet als mit alternativen Lösungen.
 - ◆ ermöglicht das Erkennen einer Blockade entlang ihres gesamten Verlaufs, auch in der Tiefe der Wunde
 - ◆ lässt in den Testungen nicht nur konventionelle Ableitungen von der Oberfläche, sondern auch die systemimmanente Tiefendrainage des Wettbewerbs klar hinter sich
- leicht wundseitig kürzbar
- hält den Druck in der Tiefe konstant



Suprasorb® CNP Tiefendrainage

einzelns steril verpackt

Inhalt	REF
90 cm Länge, davon 30 cm perforiert, 24CH	33700

Suprasorb® CNP Drainagefolie

High-Tech Lösung. Für das offene Abdomen. Für Extremitäten.




Anwendungsbereiche

- Für das offene Abdomen.
- Für Extremitäten.
- Zum Schutz. Zur Drainage.

Eigenschaften

- schützt Organe und sensible Strukturen
- hohe Drainagefähigkeit durch Exsudattransport über die gesamte Fläche
- individuell zuschneidbar und modellierbar
- identische Geometrie der Seiten gibt Sicherheit beim Einlegen



Suprasorb® CNP Drainagefolie

einzel steril verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF
Doppellagige Drainagefolie zum Schutz von sensiblen Strukturen und zum effektiven Abtransport von Exsudat	Abdominal 77 x 60 cm	39400
Doppellagige Drainagefolie zum Schutz von sensiblen Strukturen und zum effektiven Abtransport von Exsudat	20 x 25	39395

Suprasorb® CNP EasyDress

3D-Innovation für Unterdrucktherapie an Extremitäten



Anwendungsbereiche

- bei Wundlokalisationen an Extremitäten als Sekundärverband im Rahmen der Unterdrucktherapie

Eigenschaften

- einfach: zum Überziehen und Fixieren
- schnell: ohne zeitintensives Abkleben
- universell: bei Wundlokalisationen an Extremitäten einsetzbar
- hautschonend: durch sein klebefreies, wasserdampfdurchlässiges Material

Suprasorb® CNP EasyDress

einzelns steril verpackt

Größe	Anzahl	Inhalt	Größe (cm)	REF
S	5	Stück	50 x 30 x 70	34901
M	7	Stück	65 x 40 x 85	34902
L	8	Stück	80 x 50 x 95	34903

Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

Für Unterdrucktherapie an Extremitäten mit Fixateur Externe



Anwendungsbereiche

- NPWT Sekundärverband für Extremitäten mit Fixateur Externe

Eigenschaften

- einfach: zum Überziehen und Fixieren
- schnell: ohne zeitintensives Abkleben
- universell: bei Wundlokalisationen an Extremitäten mit einem Fixateur Externe einsetzbar
- hautschonend: durch sein klebefreies, wasserdampfdurchlässiges Material

Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

einzelns steril verpackt

Größe	Umfang 1 (cm)	Länge 2 (cm)	Fixierstreifen, 10 x 25 cm (Stück)		REF
One Size	150	120	6	Stück	34905

Suprasorb® CNP Kits

Die Maßkonfektion für die Klinik.



Eigenschaften

- begünstigt zeitsparende Arbeitsprozesse
- erlaubt exakte Bedarfsplanung
- ermöglicht effizientes Handling
- bietet mehr Sicherheit
- gewährt hohe Kostentransparenz

Suprasorb® CNP Kits

Größe	Anzahl	Inhalt	Größe	REF
Wundschaum				
S	1	Raucodrape Einschlagtuch	68,0 cm x 70,0 cm	170000
	3	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	1	Suprasorb CNP Wundschaum M dünn	100,0 mm x 100,0 mm x 10,0 mm	
M	1	Raucodrape Einschlagtuch	68,0 cm x 70,0 cm	170001
	3	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	1	Suprasorb CNP Wundschaum M	100,0 mm x 150,0 mm x 30,0 mm	
L	1	Raucodrape Einschlagtuch	68,0 cm x 70,0 cm	170002
	5	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	1	Suprasorb CNP Wundschaum L	250,0 mm x 150,0 mm x 30,0 mm	
Antimikrobieller Verbandmull				
S	1	Raucodrape Einschlagtuch	68,0 cm x 70,0 cm	170004
	3	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	2	Antimikrobieller Verbandmull	15,0 cm x 17,0 cm	
M	1	Raucodrape Einschlagtuch	68,0 cm x 70,0 cm	170005
	4	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	5	Antimikrobieller Verbandmull	15,0 cm x 17,0 cm	
L	1	Raucodrape Einschlagtuch	68,0 cm x 70,0 cm	170006
	1	Suprasorb F Folienverband gerollt	15,0 cm x 200,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	1	Antimikrobieller Verbandmull gerollt	11,4 cm x 370,0 cm	

Suprasorb® CNP Kits

Die Maßkonfektion für die Klinik.



Suprasorb® CNP Kits PLUS

Größe	Anzahl	Inhalt	Größe	REF
Wundschaum				
S	1	Raucodrape OP Tischabdeckung	120,0 cm x 140,0 cm	170007
	1	Pinzette anatomisch	13,0 cm	
	1	Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade	14,5 cm	
	5	Gazin Mullkompressen RK, 8-fach	10,0 cm x 10,0 cm	
	1	Haut-Markierungsstift mit Lineal	15,0 cm	
	1	Tablett	24,5 cm x 14,0 cm x 5,0 cm	
	3	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
M	1	Suprasorb CNP Wundschaum M dünn	100,0 mm x 150,0 mm x 10,0 mm	170008
	1	Raucodrape OP Tischabdeckung	120,0 cm x 140,0 cm	
	1	Pinzette anatomisch	13,0 cm	
	1	Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade	14,5 cm	
	5	Gazin Mullkompressen RK, 8-fach	10,0 cm x 10,0 cm	
	1	Haut-Markierungsstift mit Lineal	15,0 cm	
	1	Tablett	24,5 cm x 14,0 cm x 5,0 cm	
	3	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
L	1	Suprasorb CNP Wundschaum M	100,0 mm x 150,0 mm x 30,0 mm	170009
	1	Raucodrape OP Tischabdeckung	120,0 cm x 140,0 cm	
	1	Pinzette anatomisch	13,0 cm	
	1	Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade	14,5 cm	
	5	Gazin Mullkompressen RK, 8-fach	10,0 cm x 10,0 cm	
	1	Haut-Markierungsstift mit Lineal	15,0 cm	
	1	Tablett	24,5 cm x 14,0 cm x 5,0 cm	
	5	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		170003
	1	Suprasorb CNP Wundschaum L	250,0 cm x 150,0 mm x 30,0 mm	
	1	Raucodrape Einschlagtuch	80,0 cm x 100,0 cm	
	1	Raucodrape Inzisionsfolie	40,0 cm x 35,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagefolie	77,0 cm x 60,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	1	Antimikrobieller Verbandmull gerollt	11,4 cm x 370,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Wundschaum Abdomen	380,0 mm x 250,0 mm x 15,0 mm	

Suprasorb® CNP Kits

Die Maßkonfektion für die Klinik.




Suprasorb® CNP Kits PLUS

Größe	Anzahl	Inhalt	Größe	REF
Antimikrobieller Verbandmull				
S	1	Raucodrape OP Tischabdeckung	120,0 cm x 140,0 cm	170010
	1	Pinzette anatomisch	13,0 cm	
	1	Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade	14,5 cm	
	5	Gazin Mullkompressen RK, 8-fach	10,0 cm x 10,0 cm	
	1	Haut-Markierungsstift mit Lineal	15,0 cm	
	1	Tablett	24,5 cm x 14,0 cm x 5,0 cm	
	3	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
M	2	Antimikrobieller Verbandmull	15,0 cm x 17,0 cm	170011
	1	Raucodrape OP Tischabdeckung	120,0 cm x 140,0 cm	
	1	Pinzette anatomisch	13,0 cm	
	1	Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade	14,5 cm	
	5	Gazin Mullkompressen RK, 8-fach	10,0 cm x 10,0 cm	
	1	Haut-Markierungsstift mit Lineal	15,0 cm	
	1	Tablett	24,5 cm x 14,0 cm x 5,0 cm	
	4	Suprasorb F Folienverband	10,0 cm x 25,0 cm	
L	1	Suprasorb CNP Drainagepad		170012
	5	Antimikrobieller Verbandmull	15,0 cm x 17,0 cm	
	1	Raucodrape OP Tischabdeckung	120,0 cm x 140,0 cm	
	1	Pinzette anatomisch	13,0 cm	
	1	Chirurgische Schere spitz/stumpf gerade	14,5 cm	
	5	Gazin Mullkompressen RK, 8-fach	10,0 cm x 10,0 cm	
	1	Haut-Markierungsstift mit Lineal	15,0 cm	
	1	Tablett	24,5 cm x 14,0 cm x 5,0 cm	
	1	Suprasorb F Folienverband gerollt	15,0 cm x 200,0 cm	
	1	Suprasorb CNP Drainagepad		
	1	Antimikrobieller Verbandmull gerollt	11,4 cm x 370,0 cm	

Suprasorb® F Folienverband

Abmessungen (cm x m)	REF
gerollt, steril verpackt, im Kit mit Lineal und Hautmarkierungsstift	
15 x 2	170013

Suprasorb® CNP Wundschäume



Eigenschaften

- Ermöglicht die Versorgung großer Wundvolumina in kurzer Zeit
- Vereinfachtes Handling durch unterschiedliche Formen und Größen
- Individuell zuschneidbar

Hinweise

- vereinfachtes Handling durch unterschiedliche Formen und Größen

Suprasorb® CNP Wundschäume

Größe	Abmessungen (mm)	REF
einzeln doppelt steril verpackt		
M dünn/anthrazit	100 x 150 x 10	31800
M/anthrazit	100 x 150 x 30	31801
L/anthrazit	250 x 150 x 30	31802
XL/anthrazit	250 x 300 x 30	31803
Abdomen/anthrazit (2 Stück)	380 x 250 x 15	31804

PVA-Schaum (Polyvinylalkohol)

einzeln steril verpackt

Größe	Abmessungen (mm)	REF
S/weiß	100 x 75 x 9	139600
M/weiß	100 x 150 x 9	139601

Suprasorb®CNP Wundverbände



Eigenschaften

- leicht zu modellieren
- antimikrobiell beschichtet
- längeres Verbandwechselintervall
- komplexe Wundstrukturen schnell versorgt
- Bewertung des Exsudates durch den Wundverband möglich

Suprasorb® CNP Verbandmull

antimikrobiell, gerollt, steril

Abmessungen (cm x m)	REF
11,4 x 3,7	25283

Suprasorb® CNP Gelstreifen

zum Fixieren von Schläuchen und zur unterstützenden Abdichtung von bestehenden Wundverbänden

Abmessungen (cm)	REF
einzel steril verpackt	
10 x 7	39394

Suprasorb® F

Abmessungen (cm)	REF
steril, einzeln eingeschiegelt	
7 x 5	20460
7 x 5	20461
12 x 10	20462
12 x 10	20463
25 x 10	20464
20 x 15	20465
30 x 20	20466

Raucodrape® Inzisionsfolie

steril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF
17 x 12	25440
20 x 15	25441
20 x 30	25442
20 x 45	25443
35 x 40	25444
50 x 45	25445
65 x 45	25446
80 x 55	25447
88 x 72	25448

VivereX®

Unser handliches Single Use System für die Unterdrucktherapie.



Anwendungsbereiche

Die Anwendung wird zur Prävention postoperativer Wundkomplikationen empfohlen sowie für:

- akute Wunden
- schwach bis mittel exsudierende Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Dekubitalulzera
- diabetische Ulzera
- Ulcus cruris venosum
- saubere, geschlossene postoperative Wunden
- subakute dehiszente Wunden
- traumatische Wunden
- Verbrennungen 1. und 2. Grades

Eigenschaften

Zuverlässig

Der gebrauchsfertige Wundverband sorgt für Exsudatmanagement und verhindert das Eindringen von Bakterien in die Wunde. Die Leuchtanzeigen stellen dar, ob die Therapie wie gewünscht läuft.

Einfach

Wundverband anlegen. Knopf drücken. Therapie starten. Den Rest übernimmt VivereX. So einfach kann die Therapie sein!

Kosteneffizient

Dank der einfachen Handhabung können Patienten früher aus der Klinik entlassen oder ambulant versorgt werden. Die gebrauchsfertigen Wundverbände ermöglichen lange Wechselintervalle und schnellere Verbandwechsel.

Ausführungen

Das VivereX System bestellen Sie als Therapie Kit. Jedes Kit besteht aus einem Gerät zum Einmalgebrauch, das auf eine Behandlungsdauer von 10 Tagen ausgelegt ist. 2 AA-Batterien, 6 zusätzlichen Fixierstreifen und je 2 gebrauchsfertigen Wundverbänden in 8 optionalen Größen.

VivereX®

Inhalt	Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF
VivereX® Therapie Kits			
VivereX Therapie Kit	10 x 20	5 x 15	143020
VivereX Therapie Kit	10 x 30	5 x 25	143021
VivereX Therapie Kit	10 x 40	5 x 35	143022
VivereX Therapie Kit	16 x 16	10 x 10	143023
VivereX Therapie Kit	16 x 21	10 x 15	143024
VivereX Therapie Kit	16 x 31	10 x 25	143025
VivereX Therapie Kit	21 x 21	15 x 15	143026
VivereX Therapie Kit	26 x 26	20 x 20	143027



Kompression,

Stützen & Fixieren

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem



Anwendungsbereiche

- Erhalt des reduzierten Flüssigkeitsvolumens und der Form der Extremitäten
- Behandlung von Lymphödemem und Ödemen
- Kompressionssystem für phlebologische, lymphologische Indikationen (Venenerkrankungen, chronische Ödeme und Lymphödeme)

Eigenschaften

- einfach anzuwenden durch dreistufigen Farbcode der Klettverschlüsse
- Kurzzug-Eigenschaften: therapeutisch wirksamer Arbeitsdruck und gut verträglicher niedriger Ruhedruck
- 50% überlappende Bänder zur Reduktion und Kontrolle von Ödemen
- ReadyWrap Elemente überlappen um eine vollständige Abdeckung des Armes zu ermöglichen

Produktzusammensetzung

Nylon (Polyamid), Polyurethan, Elasthan, Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hinweise

- es wird empfohlen, alle ReadyWrap Kompressionssysteme vor dem ersten längeren Gebrauch zu waschen und zu trocknen
- Handwäsche in warmen Wasser mit mildem Waschmittel, gründlich mit warmen Wasser ausspülen, keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden, nicht chemisch reinigen
- ReadyWrap auf ein Handtuch legen und ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen und zum weiteren Trocknen flach auf ein trockenes Handtuch legen, stellen Sie sicher, dass die Velcro®-Klettverschlüsse nicht mit dem Handtuch in Berührung kommen, nicht bügeln

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführung der Handschuhteile für rechts und links
- Farben: beige, schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis:

ReadyWrap Arm: 17.10.10.0002

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem

ReadyWrap Gauntlet (Handschuh)

Beschreibung	Handlänge IA-C (bis) (cm)	Handgelenk- umfang cC (cm)	Handflächen- umfang cA (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
links, Beige							
S	12,5	13,5 - 17,0	18 - 20	104490	16567051	1/10	H
M	13,5	15,5 - 20,0	20 - 22	104488	16567039	1/10	H
L	14,5	17,5 - 23,0	22 - 24	104486	16566991	1/10	H
XL	15,5	19,5 - 26,0	24 - 26	104492	16567074	1/10	H
rechts, Beige							
S	12,5	13,5 - 17,0	18 - 20	104498	16567134	1/10	H
M	13,5	15,5 - 20,0	20 - 22	104496	16567111	1/10	H
L	14,5	17,5 - 23,0	22 - 24	104494	16567097	1/10	H
XL	15,5	19,5 - 26,0	24 - 26	104500	16567157	1/10	H
links, Schwarz							
S	12,5	13,5 - 17,0	18 - 20	104491	16567068	1/10	H
M	13,5	15,5 - 20,0	20 - 22	104489	16567045	1/10	H
L	14,5	17,5 - 23,0	22 - 24	104487	16567022	1/10	H
XL	15,5	19,5 - 26,0	24 - 26	104493	16567080	1/10	H
rechts, Schwarz							
S	12,5	13,5 - 17,0	18 - 20	104499	16567140	1/10	H
M	13,5	15,5 - 20,0	20 - 22	104497	16567128	1/10	H
L	14,5	17,5 - 23,0	22 - 24	104495	16567105	1/10	H
XL	15,5	19,5 - 26,0	24 - 26	104501	16567163	1/10	H

ReadyWrap Arm

Beschreibung	Armlänge IC-G (bis) (cm)	Handgelenk- umfang cC (cm)	Ellenbogen- umfang cE (cm)	Oberarm- umfang cG (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
kurz, Länge bis 43cm, Beige								
S	43,0	13,5 - 17,0	19 - 26	22 - 29	104514	16567341	1/10	H
M	43,0	15,5 - 20,0	24 - 33	26 - 36	104508	16567275	1/10	H
L	43,0	17,5 - 23,0	29 - 40	31 - 43	104502	16567186	1/10	H
XL	43,0	19,5 - 26,0	30 - 43	36 - 50	104520	16567401	1/10	H
kurz, Länge bis 43cm, Schwarz								
S	43,0	13,5 - 17,0	19 - 26	22 - 29	104515	16567358	1/10	H
M	43,0	15,5 - 20,0	24 - 33	26 - 36	104509	16567281	1/10	H
L	43,0	17,5 - 23,0	29 - 40	31 - 43	104503	16567192	1/10	H
XL	43,0	19,5 - 26,0	30 - 43	36 - 50	104521	16567418	1/10	H
mittel, Länge bis 46cm, Beige								
S	46,0	13,5 - 17,0	19 - 26	22 - 29	104516	16567364	1/10	H
M	46,0	15,5 - 20,0	24 - 33	26 - 36	104510	16567298	1/10	H
L	46,0	17,5 - 23,0	29 - 40	31 - 43	104504	16567200	1/10	H
XL	46,0	19,5 - 26,0	30 - 43	36 - 50	104522	16567424	1/10	H

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem

ReadyWrap Arm

Beschreibung	Armlänge IC-G (bis) (cm)	Handgelenk- umfang cC (cm)	Ellenbogen- umfang cE (cm)	Oberarm- umfang cG (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
mittel, Länge bis 46cm, Schwarz								
S	46,0	13,5 - 17,0	19 - 26	22 - 29	104517	16567370	1/10	H
M	46,0	15,5 - 20,0	24 - 33	26 - 36	104511	16567312	1/10	H
L	46,0	17,5 - 23,0	29 - 40	31 - 43	104505	16567217	1/10	H
XL	46,0	19,5 - 26,0	30 - 43	36 - 50	104523	16567430	1/10	H
groß, Länge bis 49,5cm, Beige								
S	49,5	13,5 - 17,0	19 - 26	22 - 29	104518	16567387	1/10	H
M	49,5	15,5 - 20,0	24 - 33	26 - 36	104512	16567329	1/10	H
L	49,5	17,5 - 23,0	29 - 40	31 - 43	104506	16567223	1/10	H
XL	49,5	19,5 - 26,0	30 - 43	36 - 50	104524	16567447	1/10	H
groß, Länge bis 49,5cm, Schwarz								
S	49,5	13,5 - 17,0	19 - 26	22 - 29	104519	16567393	1/10	H
M	49,5	15,5 - 20,0	24 - 33	26 - 36	104513	16567335	1/10	H
L	49,5	17,5 - 23,0	29 - 40	31 - 43	104507	16567246	1/10	H
XL	49,5	19,5 - 26,0	30 - 43	36 - 50	104525	16567453	1/10	H

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem



Anwendungsbereiche

- Erhalt des reduzierten Flüssigkeitsvolumens und der Form der Extremitäten
- Behandlung von Lymphödemen und Ödemen
- Linderung bei schweren/ermüdeten Beinen
- Unterstützung bei der Behandlung einiger Symptome von venösen Ulzera
- trägt zur Reduzierung des Wiederauftretens venöser Ulzera bei
- Kompressionssystem für phlebologische, lymphologische Indikationen (Venenerkrankungen, chronische Ödeme und Lymphödeme)

Eigenschaften

- einfach anzuwenden durch dreistufigen Farbcode der Klettverschlüsse
- trägt wenig auf - ermöglicht dem Patienten normale Schuhe zu tragen
- Kurzzug-Eigenschaften: therapeutisch wirksamer Arbeitsdruck und gut verträglicher niedriger Ruhedruck
- 50% überlappende Bänder zur Reduktion und Kontrolle von Ödemen
- ReadyWrap Elemente überlappen um eine vollständige Abdeckung des Beines oder Armen zu ermöglichen

Produktzusammensetzung

Nylon (Polyamid), Polyurethan, Elasthan, Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hinweise

- es wird empfohlen, alle ReadyWrap Kompressionssysteme vor dem ersten längeren Gebrauch zu waschen und zu trocknen
- Handwäsche in warmen Wasser mit mildem Waschmittel, gründlich mit warmen Wasser ausspülen, keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden, nicht chemisch reinigen
- ReadyWrap auf ein Handtuch legen und ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen und zum weiteren Trocknen flach auf ein trockenes Handtuch legen, stellen Sie sicher, dass die Velcro®-Klettverschlüsse nicht mit dem Handtuch in Berührung kommen, nicht bügeln

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen der Fuß- und Zehenteile für rechts und links
- Farben: beige, schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis:

ReadyWrap Calf (Unterschenkel):
17.06.23.0004

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem

ReadyWrap Thigh (Oberschenkel)

Beschreibung	Länge Oberschenkel IG-E' (cm)	Umfang Ober- schenkel 5 cm unterhalb des Schrittes (cG) (cm)	Knieumfang (cE') (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
mittel, Länge bis 25cm, Beige							
S	25	48 - 63	38 - 48	104478	16566867	1/10	H
M	25	58 - 73	45 - 58	104474	16566821	1/10	H
L	25	68 - 83	52 - 68	104470	16566784	1/10	H
XL	25	78 - 93	59 - 78	104482	16566956	1/10	H
XXL	25	88 - 103	66 - 88	104790	16567588	1/10	H
mittel, Länge bis 25cm, Schwarz							
S	25	48 - 63	38 - 48	104479	16566896	1/10	H
M	25	58 - 73	45 - 58	104475	16566838	1/10	H
L	25	68 - 83	52 - 68	104471	16566790	1/10	H
XL	25	78 - 93	59 - 78	104483	16566962	1/10	H
XXL	25	88 - 103	66 - 88	104791	16567594	1/10	H
groß, Länge bis 30cm, Beige							
S	30	48 - 63	38 - 48	104480	16566904	1/10	H
M	30	58 - 73	45 - 58	104476	16566844	1/10	H
L	30	68 - 83	52 - 68	104472	16566809	1/10	H
XL	30	78 - 93	59 - 78	104484	16566979	1/10	H
XXL	30	88 - 103	66 - 88	104792	16567602	1/10	H
groß, Länge bis 30cm, Schwarz							
S	30	48 - 63	38 - 48	104481	16566933	1/10	H
M	30	58 - 73	45 - 58	104477	16566850	1/10	H
L	30	68 - 83	52 - 68	104473	16566815	1/10	H
XL	30	78 - 93	59 - 78	104485	16566985	1/10	H
XXL	30	88 - 103	66 - 88	104793	16567619	1/10	H

ReadyWrap Knee (Knie)

Beschreibung	Knieumfang (cE') (cm)	Unter Knie Umfang cD (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
beige						
S	38 - 48	28 - 38	104464	16566749	1/10	H
M	45 - 58	33 - 43	104462	16566726	1/10	H
L	52 - 68	38 - 48	104460	16566695	1/10	H
XL	59 - 78	43 - 58	104466	16566761	1/10	H
XXL	66 - 88	53 - 68	104788	16567565	1/10	H
schwarz						
S	38 - 48	28 - 38	104465	16566755	1/10	H
M	45 - 58	33 - 43	104463	16566732	1/10	H
L	52 - 68	38 - 48	104461	16566703	1/10	H
XL	59 - 78	43 - 58	104467	16566778	1/10	H
XXL	66 - 88	53 - 68	104789	16567571	1/10	H

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem

ReadyWrap Calf (Unterschenkel)

Beschreibung	Unter-schenkel-länge ID-B (bis) (cm)	Wadenumfang cC (cm)	Fesselumfang cB (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
mittel, Länge bis 30cm, Beige							
S	30	28 - 38	18 - 23	104450	16566560	1/10	H
M	30	33 - 43	20 - 28	104446	16566525	1/10	H
L	30	38 - 48	25 - 35	104442	16566488	1/10	H
XL	30	43 - 58	30 - 38	104454	16566643	1/10	H
XXL	30	53 - 68	35 - 43	104784	16567499	1/10	H
mittel, Länge bis 30cm, Schwarz							
S	30	28 - 38	18 - 23	104451	16566577	1/10	H
M	30	33 - 43	20 - 28	104447	16566531	1/10	H
L	30	38 - 48	25 - 35	104443	16566494	1/10	H
XL	30	43 - 58	30 - 38	104455	16566666	1/10	H
XXL	30	53 - 68	35 - 43	104785	16567507	1/10	H
groß, Länge bis 35cm, Beige							
S	35	28 - 38	18 - 23	104452	16566608	1/10	H
M	35	33 - 43	20 - 28	104448	16566548	1/10	H
L	35	38 - 48	25 - 33	104444	16566502	1/10	H
XL	35	43 - 58	30 - 38	104456	16566672	1/10	H
XXL	35	53 - 68	35 - 43	104786	16567513	1/10	H
groß, Länge bis 35cm, Schwarz							
S	35	28 - 38	18 - 23	104453	16566614	1/10	H
M	35	33 - 43	20 - 28	104449	16566554	1/10	H
L	35	38 - 48	25 - 33	104445	16566519	1/10	H
XL	35	43 - 58	30 - 38	104457	16566689	1/10	H
XXL	35	53 - 68	35 - 43	104787	16567536	1/10	H

ReadyWrap Foot (Fuß)

Beschreibung	Fußlänge IA-Y (bis) (cm)	Fesselumfang cB (cm)	Fersen-Rist- Umfang cY (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	
links, Beige							
S	21	18 - 23	28 - 33	104428	16566324	1/10	H
M	23	20 - 28	30 - 38	104426	16566301	1/10	H
L	26	25 - 33	35 - 43	104424	16566270	1/10	H
XL	29	30 - 38	40 - 48	104430	16566376	1/10	H
links, Schwarz							
S	21	18 - 23	28 - 33	104429	16566353	1/10	H
M	23	20 - 28	30 - 38	104427	16566318	1/10	H
L	26	25 - 33	35 - 43	104425	16566287	1/10	H
XL	29	30 - 38	40 - 48	104431	16566382	1/10	H
rechts, Beige							
S	21	18 - 23	28 - 33	104436	16566442	1/10	H
M	23	20 - 28	30 - 38	104434	16566413	1/10	H
L	26	25 - 33	35 - 43	104432	16566399	1/10	H
XL	29	30 - 38	40 - 48	104438	16566465	1/10	H

ReadyWrap

Medizinisches Adaptives Kompressionssystem

ReadyWrap Foot (Fuß)

Beschreibung	Fußlänge IA-Y (bis) (cm)	Fesselumfang cB (cm)	Fersen-Rist- Umfang cY (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
rechts, Schwarz							
S	21	18 - 23	28 - 33	104437	16566459	1/10	H
M	23	20 - 28	30 - 38	104435	16566436	1/10	H
L	26	25 - 33	35 - 43	104433	16566407	1/10	H
XL	29	30 - 38	40 - 48	104439	16566471	1/10	H

ReadyWrap Toe (Zehen)

Beschreibung	Umfang Zehen- ansatz cA (cm)	REF	VE (Stück)	
links, Beige				
S	18,0 - 20,4	104406	16566100	1/10 H
M	20,5 - 23,5	104404	16566086	1/10 H
L	23,6 - 26,0	104402	16566034	1/10 H
XL	26,1 - 28,5	104408	16566123	1/10 H
XXL	28,6 - 31,0	104410		H
links, Schwarz				
S	18,0 - 20,4	104407	16566117	1/10 H
M	20,5 - 23,5	104405		H
L	23,6 - 26,0	104403	16566063	1/10 H
XL	26,1 - 28,5	104409	16566146	1/10 H
XXL	28,6 - 31,0	104411	16566169	1/10 H
rechts, Beige				
S	18,0 - 20,4	104416	16566212	1/10 H
M	20,5 - 23,5	104414	16566198	1/10 H
L	23,6 - 26,0	104412	16566175	1/10 H
XL	26,1 - 28,5	104418	16566235	1/10 H
XXL	28,6 - 31,0	104420	16566258	1/10 H
rechts, Schwarz				
S	18,0 - 20,4	104417	16566229	1/10 H
M	20,5 - 23,5	104415	16566206	1/10 H
L	23,6 - 26,0	104413	16566181	1/10 H
XL	26,1 - 28,5	104419	16566241	1/10 H
XXL	28,6 - 31,0	104421	16566264	1/10 H

ReadyWrap Extenderstrap (Verlängerungsband)

REF	PZN	VE (Stück)	VH
beige			
104740	16567476	1/100	H
schwarz			
104741	16567482	1/100	H

Actico® UlcerSys System

Medizinisches Kompressionsstrumpfsystem



Anwendungsbereiche

- zur Therapie des Ulcus cruris venosum nach Ödemreduktion
- zur Prävention von Rezidiven chronisch venöser Ulzera
- bei Stauungsdermatosen (z.B. Ekzem, Pigmentierung, Lipodermatosklerose, Atrophie blanche)
- bei venösen Ödemen
- zur Behandlung des postthrombotischen Syndroms
- zur Nachbehandlung bei Verödungstherapie und Varizenoperationen
- nach Venen-Entnahme für eine Bypass-OP (Herz-OP)

Eigenschaften

- 2-lagiges Kompressionsstrumpfsystem
 - rundgestrickt
- Unterstrumpf
- flaches Bündchen für zuverlässigen Halt
 - spezielle Strickkonstruktion sorgt für einen dauerhaft guten Sitz
 - flache Zehennaht für hohen Tragekomfort
 - verstärkte Fersenkonstruktion
 - fixiert Wundauflagen
 - für bedarfsgerechten Druck auch in 2-3 Lagen übereinander tragbar
 - 10-14 mmHg
- Oberstrumpf
- dezente Optik
 - feine Oberflächenstruktur
 - flaches Bündchen für einen guten Sitz
 - gute Passform
 - 26-34 mmHg

Produktzusammensetzung

Unterstrumpf

- 70 % Polyamid
- 30 % Lycra®

Oberstrumpf

- 65 % Polyamid
- 35 % Lycra®

Hinweise

- Kompressionsklasse III (ca. 40 mmHg)
- RAL und Öko-Tex Standard 100 geprüft

Ausführungen

■ Länge: Wadenstrumpf
Set in zwei Farbkombinationen erhältlich:

- 1 Oberstrumpf sand + 2 Unterstrümpfe weiß
- 1 Oberstrumpf schwarz + 2 Unterstrümpfe sand

Tipp

- Unterstrumpf waschbar bei 60°C
- Oberstrumpf waschbar bei 40°C

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Actico UlcerSys System:
17.06.08.1009

Actico® UlcerSys System

Medizinisches Kompressionsstrumpfsystem

Actico® UlcerSys (sand/weiß)

1 Oberstrumpf sand + 2 Unterstrümpfe weiß

Größe	Fesselumfang cB (cm)	Wadenumfang cC (cm)	Beinlänge ID (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
Länge: standard							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	38 - 42	106418	10233780	1/16	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	38 - 42	106420	10233805	1/16	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	38 - 42	106422	10233828	1/16	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	38 - 42	106424	10233840	1/16	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	38 - 42	106426	10233863	1/16	H
Länge: lang							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	42	106419	10233797	1/16	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	42	106421	10233811	1/16	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	42	106423	10233834	1/16	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	42	106425	10233857	1/16	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	42	106427	10233886	1/16	H

Actico® UlcerSys (schwarz/sand)

1 Oberstrumpf schwarz + 2 Unterstrümpfe sand

Größe	Fesselumfang cB (cm)	Wadenumfang cC (cm)	Beinlänge ID (cm)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
Länge: standard							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	38 - 42	106428	12544550	1/16	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	38 - 42	106430	12544573	1/16	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	38 - 42	106432	12544604	1/16	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	38 - 42	106434	12544627	1/16	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	38 - 42	106436	12544656	1/16	H
Länge: lang							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	42	106429	12544567	1/16	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	42	106431	12544596	1/16	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	42	106433	12544610	1/16	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	42	106435	12544633	1/16	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	42	106437	12544662	1/16	H

Actico® UlcerSys Unterstrumpf

Unterstrumpf



Anwendungsbereiche

- zur Therapie des Ulcus cruris venosum nach Ödemreduktion
- zur Prävention von Rezidiven chronisch venöser Ulzera
- bei Stauungsdermatosen (z.B. Ekzem, Pigmentierung, Lipodermatosklerose, Atrophie blanche)
- bei venösen Ödemen
- zur Behandlung des postthrombotischen Syndroms
- zur Nachbehandlung bei Verödungstherapie und Varizenoperationen
- nach Venen-Entnahme für eine Bypass-OP (Herz-OP)

Eigenschaften

- flaches Bündchen für zuverlässigen Halt
- spezielle Strickkonstruktion sorgt für einen dauerhaft guten Sitz
- flache Zehennaht für hohen Tragekomfort
- verstärkte Fersenkonstruktion
- fixiert Wundauflagen
- für bedarfsgerechten Druck auch in 2-3 Lagen übereinander tragbar
- 10-14 mmHg
- rundgestrickt

Produktzusammensetzung

- 70 % Polyamid
- 30 % Lycra®

Hinweise

- Nachfüllpack für Actico UlcerSys Medizinisches Kompressionsstrumpfsystem
- RAL und Öko-Text Standard 100 geprüft

Ausführungen

- Länge: Wadenstrumpf Unterstrumpf (3er Pack) in zwei Farben erhältlich
- weiß
- sand

Tipp

- Unterstrumpf waschbar bei 60°C

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Actico UlcerSys System:
17.99.99.2024

Actico® UlcerSys Unterstrumpf

Unterstrumpf

Actico® UlcerSys Unterstrumpf (weiß)

3 Unterstrümpfe weiß

Größe	Fesselumfang cB (cm)	Wadenumfang cC (cm)	Beinlänge ID (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Länge: standard							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	38 - 42	32530	10233892	3/150	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32532	10233917	3/150	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	38 - 42	32534	10233946	3/150	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	38 - 42	32536	10233969	3/150	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	38 - 42	32538	10233981	3/150	H
Länge: lang							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	42	32531	10233900	3/150	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	42	32533	10233923	3/150	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	42	32535	10233952	3/150	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	42	32537	10233975	3/150	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	42	32539	10233998	3/150	H

Actico® UlcerSys Unterstrumpf (sand)

3 Unterstrümpfe sand

Größe	Fesselumfang cB (cm)	Wadenumfang cC (cm)	Beinlänge ID (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Länge: standard							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	38 - 42	39740	12544886	3/150	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39742	12544900	3/150	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	38 - 42	39744	12544923	3/150	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	38 - 42	39746	12544952	3/150	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	38 - 42	39748	12544975	3/150	H
Länge: lang							
S	19,0 - 21,0	31 - 39	42	39741	12544892	3/150	H
M	21,0 - 23,5	33 - 41	42	39743	12544917	3/150	H
L	23,0 - 27,0	35 - 44	42	39745	12544946	3/150	H
XL	27,0 - 32,0	39 - 48	42	39747	12544969	3/150	H
XXL	32,0 - 37,0	43 - 52	42	39749	12545006	3/150	H

Venosan® AES

Anti-Embolie-Strümpfe



Anwendungsbereiche

- Prä- und postoperative Thrombose- und Embolieprophylaxe
- Allgemeine Immobilität, Bettlägerigkeit

Eigenschaften

- leicht und luftdurchlässig für maximalen Komfort
- einfach Anziehen
- anatomische Form und umfassende Größenauswahl
- konstanter Druckabfall vom Knöchelbereich zum Knie oder Oberschenkel fördert so den venösen Rückfluss bei bettlägerigen Patienten und trägt dadurch zur Thromboseprophylaxe bei
- Inspektionsöffnung an der Fußspitze für mehr Sicherheit
- können gewaschen und wiederverwendet werden
- Farbcodierung an der Inspektionsöffnung oberhalb der Zehen und unterhalb des oberen Abschlusses ermöglicht die sofortige Größenerkennung

Produktzusammensetzung

- AD/AGH 91 % Nylon Polyamid, 9 % LYCRA® Elastan
 - AGG 89 % Nylon Polyamid, 11 % LYCRA® Elastan.
- Die Schenkelstrümpfe verfügen zudem über eine Hüftbefestigung aus Nylon, Elastan & Silikon

Hinweise

- 25-mal waschbar bei 60°
- Farbe: weiß

Ausführungen

- AD Wadenstrumpf
- AGH Schenkelstrumpf mit Haftband
- AGG Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung

Venosan® AES

Anti-Embolie-Strümpfe

Venosan® AES

Größe	Fessel- umfang cB (cm)	Waden- umfang cC (cm)	Beinlänge ID (cm)	Oberschenkel- umfang (cm)	REF	PZN	VE	VH
AD Wadenstrumpf								
S (normal)	18 - 20	32	41		150025	15298672	1/10/80	PB
S (lang)	18 - 20	32	41		150026	15298689	1/10/80	PB
M (normal)	20 - 22	32 - 37	43		150027	15298695	1/10/80	PB
M (lang)	20 - 22	32 - 37	43		150028	15298703	1/10/80	PB
L (normal)	23 - 25	37 - 42	45		150029	15298726	1/10/80	PB
L (lang)	23 - 25	37 - 42	45		150030	15298732	1/10/80	PB
XL (normal)	25 - 27	42 - 47	45		150031	15298749	1/10/80	PB
XL (lang)	25 - 27	42 - 47	45		150032	15298755	1/10/80	PB
XXL (normal)	28 - 30	47 - 52	45		150033	15298761	1/10/80	PB
XXL (lang)	28 - 30	47 - 52	45		150034	15298778	1/10/80	PB
AGH Schenkelstrumpf mit Haftband								
S (kurz)	18 - 20	32	74	45 - 64	150035	15298784	1/10/80	PB
S (normal)	18 - 20	32	74 - 79	45 - 64	150036	15298790	1/10/80	PB
S (lang)	18 - 20	32	79	45 - 64	150037	15298809	1/10/80	PB
M (kurz)	20 - 22	32 - 37	74	53 - 71	150038	15298815	1/10/80	PB
M (normal)	20 - 22	32 - 37	74 - 79	53 - 71	150039	15298821	1/10/80	PB
M (lang)	20 - 22	32 - 37	79	53 - 71	150040	15298838	1/10/80	PB
L (kurz)	23 - 25	37 - 42	74	61 - 80	150041	15298844	1/10/80	PB
L (normal)	23 - 25	37 - 42	74 - 79	61 - 80	150042	15298873	1/10/80	PB
L (lang)	23 - 25	37 - 42	79	61 - 80	150043	15298896	1/10/80	PB
XL (normal)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150044	15298910	1/10/80	PB
XL (lang)	25 - 27	70 - 84	79	70 - 84	150045	15298927	1/10/80	PB
AGG Schenkelstrumpf mit Hüftbefestigung								
S (kurz)	18 - 20	32	74	45 - 64	150046	15298933	1/10/80	PB
S (normal)	18 - 20	32	74 - 79	45 - 64	150047	15298956	1/10/80	PB
S (lang)	18 - 20	32	79	45 - 64	150048	15298962	1/10/80	PB
M (kurz)	20 - 22	32 - 37	74	53 - 71	150049	15298979	1/10/80	PB
M (normal)	20 - 22	32 - 37	74 - 79	53 - 71	150050	15298985	1/10/80	PB
M (lang)	20 - 22	32 - 37	79	53 - 71	150051	15298991	1/10/80	PB
L (kurz)	23 - 25	37 - 42	74	61 - 80	150052	15299016	1/10/80	PB
L (normal)	23 - 25	37 - 42	74 - 79	61 - 80	150053	15299022	1/10/80	PB
L (lang)	23 - 25	37 - 42	79	61 - 80	150054	15299039	1/10/80	PB
XL (normal)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150055	15299045	1/10/80	PB
XL (lang)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150056	15299051	1/10/80	PB

Rosidal® K

Kurzzugbinde



Anwendungsbereiche

- zur starken Kompression (z. B. in der Phlebologie)
- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zum Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
- zur Fixierung von Verbänden

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 90 %)
- textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- luftdurchlässig
- griffige Gewebestruktur
- mit Webkanten
- cremefarben

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle

Hinweise

- 50-mal waschbar bei 95° C (handelsübliches Feinwaschmittel/ Schonwaschgang)

Ausführungen

- Rosidal K
- Rosidal Elko: 2 Rosidal K-Binden in 10 cm Breite (für Kompressionsverbände in Doppelbindentechnik)

Rosidal® K

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5 m (gedehnte Länge), einzeln in Faltschachtel				
4 x 5	22199	02663963	1/125	EV
6 x 5	22200	00885961	1/108	EV
8 x 5	22201	00885978	1/108	EV
10 x 5	22202	00885984	1/90	EV
12 x 5	22203	00885990	1/54	EV
5 m (gedehnte Länge), lose im Karton				
8 x 5	22250	04847176	10/140	SSB, EV
10 x 5	22251	04847182	10/140	SSB, EV
12 x 5	22252	04906364	10/120	SSB, EV
5 m (gedehnte Länge), einzeln eingesiegelt, steril				
6 x 5	20650	04780561	10/90	SSB, EV
8 x 5	20651	04780578	10/90	SSB, EV
10 x 5	20652	04780584	10/100	SSB, EV
12 x 5	20653	04780590	10/100	SSB, EV
10 m (gedehnte Länge), einzeln in Faltschachtel				
10 x 10	22206	02663986	1/60	EV
12 x 10	22205	03773582	1/40	EV

Rosidal Elko®

gedehnte Länge, paarweise in Faltschachtel

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
10 x 5	31768	02647438	1/30	EV

Rosidal® Elko® K

5 m (gedehnte Länge), paarweise in Faltschachtel

Anzahl	Komponente	Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
1	Rosidal K	8 x 5	34424	11483800	1/30	EV
1	Rosidal K	10 x 5				

Rosidal® haft

Kohäsive Kurzzugbinde



Anwendungsbereiche

- zur Kompression der Extremitäten bei phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen
- zur Behandlung von Ödemen
- zum Stützen und Entlasten des Kapselbandapparates
- nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 60 %)
- textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- zuverlässiger Halt des Verbandes
- der Kompressionsdruck ist durch die hohe Stiffness gut tolerierbar
- hoher Kompressionsdruck bleibt über einen längeren Zeitraum erhalten
- mit Webkanten

Produktzusammensetzung

99 % Baumwolle, 1 % synthetische Garne, mit einer mikropunktuellen Naturkautschuklatex-Beschichtung

Rosidal® haft

5 m (gedehnte Länge)

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
unsteril, einzeln in Faltschachtel				
6 x 5	31973	10111462	1/48	SSB, EV
8 x 5	31974	10111479	1/32	SSB, EV
10 x 5	31975	10111485	1/42	SSB, EV
12 x 5	31976	10111491	1/24	SSB, EV
steril, einzeln eingeschiegelt				
8 x 5	31970	10111427	6/36	SSB, EV
10 x 5	31971	10111433	6/36	SSB, EV
12 x 5	31972	10111456	6/36	SSB, EV

Rosidal® SC

Kompressionsbinde, weich



Anwendungsbereiche

- zum Schutz der Haut und zur Reduzierung der Rutschneigung des Verbandes als erste Kompressionslage anwendbar
- zur leichten Kompression unter lymphologischen oder phlebologischen Kompressionsverbänden

Eigenschaften

- weiche textile Unterseite
- dehnfähig
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung
- reduziert die Rutschneigung des Kompressionsverbandes
- leichte Kompressionswirkung erhöht den Tragekomfort
- mit Schnittkanten
- weiß

Produktzusammensetzung

100 % Polyurethan
 Textilgewebe: 60 % Polyamid,
 40 % Baumwolle

Hinweise

- 50-mal waschbar bei max. 95° C

Rosidal® SC

mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10,0 x 2,5	33500	00144880	1/18	SSB, EV
15,0 x 2,5	33501	00144897	1/24	SSB, EV
10,0 x 3,5	33503	09929660	1/24	SSB, EV

Rosidal® CC

Latexfreie kohäsive Kompressionsbinde



Anwendungsbereiche

- zur Kompression (z. B. im phlebologischen und lymphologischen Bereich)
- zur Fixierung von mehrlagigen Verbänden
- zur Ruhigstellung von Körperteilen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 75 %)
- beidseitig kohäsiv durch synthetische Beschichtung
- hohe Stiffness
- mit Webkanten
- latexfrei
- cremefarben

Produktzusammensetzung

51 % Baumwolle, 39 % Polyamid, 10 % Polyurethan, mit einer synthetischen Mikrobeschichtung

Rosidal® CC

gedehnte Länge, einzeln in Faltschachtel

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 x 6	33499	09929654	1/24	SSB, EV

Durelast®

Ultrakurzzugbinde



Anwendungsbereiche

- zur starken Kompression der Extremitäten, vor allem in der Phlebologie und Lymphologie
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 40 %)
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- griffiges Gewebe
- mit Webkanten
- cremefarben

Produktzusammensetzung

66 % Baumwolle, 34 % Polyamid

Hinweise

- waschbar bis 60° C

Ausführungen

- Durelast
- Durelast Combi: zwei Durelast Binden in 8 und 10 cm Breite

Durelast®

5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzel in Faltschachtel				
6 x 5	22100	00310232	1/108	EV
8 x 5	22101	00310226	1/108	EV
10 x 5	22102	00310249	1/90	EV
12 x 5	22103	00310255	1/54	EV
lose im Karton				
6 x 5	22150	06967341	10/160	SSB, EV
8 x 5	22151	06967358	10/80	SSB, EV
10 x 5	22152	06967364	10/120	SSB, EV
12 x 5	22153	06967370	10/80	SSB, EV

Durelast® Combi

5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
8 x 5	22110	03954059	1/30	EV

Rosidal® TCS

Zweikomponenten-Kompressionssystem



Anwendungsbereiche

- zur Therapie des Ulcus cruris venosum und seiner Begleiterkrankungen
- zur Behandlung von Ödemen

Eigenschaften

- zwei Komponenten verbrauchsfertig und handlich im Set kombiniert
- integrierter Hautschutz in der ersten Lage
- kohäsive zweite Lage
- Verband trägt kaum auf
- passt mühelos in den Schuh

Produktzusammensetzung

erste Lage = weiche Kompressionsbinde (Rosidal SC): Polyurethanschaum mit textiler Lage aus Polyamid und Baumwolle kaschiert
 zweite Lage = kohäsive Kompressionsbinde (Rosidal CC): Baumwolle, Polyamid, Polyurethan (elastisches Garn)

Hinweise

- System ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- therapeutischer Arbeitsdruck bleibt über mehrere Tage erhalten
- Anlage unter vollem Zug (Safe-Loc)
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Rosidal® TCS

System-Komponenten

Anzahl	Komponente	Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
6	Komponente 1: Rosidal SC	10,0 x 3,5	34684	11729833	6/36	SSB, EV
6	Komponente 2: Rosidal CC	10,0 x 6,0				
1	Komponente 1: Rosidal SC	10,0 x 3,5	26484	09641350	1/14	SSB, EV
1	Komponente 2: Rosidal CC	10,0 x 6,0				

Rosidal® sys

Kurzzug-Kompressionssystem



Anwendungsbereiche

- zur Therapie des Ulcus cruris venosum

Eigenschaften

- effektiv und wirtschaftlich durch Wiederverwendbarkeit der Polster- und Kompressionsbinden (Rosidal soft und Rosidal K)
- verbrauchsfertig und handlich im Set kombiniert

Produktzusammensetzung

- tg® Schlauchverband Hautschutz unter dem entstauenden Kompressionsverband
- Rosidal® soft Binde Polster unter dem Kompressionsverband zur gleichmäßigen Druckverteilung sowie zur Verhinderung von Abschnürungen, Druckstellen und Rutschen des Verbandes
- Rosidal® K Kräftig komprimierende Kurzzugbinde aus 100 % Baumwolle zur kräftigen Kompression in der phlebologischen Therapie.
- Porofix® Fixierung der Bindenden
- Mollelast® haft Binde Fixierung der Polsterung

Hinweise

- Rosidal soft und Rosidal K bis zu 50-mal waschbar bei 95° C
- System kann bis zu 7 Tage kontinuierlich getragen werden (hoher Kompressionsdruck wird aufrechterhalten wissenschaftlich belegt durch Prof. Dr. M. Jünger)

Rosidal® sys

Kurzzug-Kompressionssystem

Rosidal® sys

Anzahl	Komponente	Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Alle Komponenten sind einzeln nachbestellbar (außer mit * gekennzeichnete).						
1	tg® Schlauchverband		16984	00849971	1/4	EV
4	Rosidal® soft	10,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
2	Rosidal® K	8,0 cm x 5,0 m				
2	Rosidal® K	10,0 cm x 5,0 m				
1	Porofix®	2,5 cm x 5,0 m				
1	Mollelast® haft	4,0 cm x 20,0 m				
1	Patienteninformation*					

tg® Schlauchverband

gerollt im Spenderkarton

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
20-m-Rolle				
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24005	01020306	1/18	SSB, EV

Rosidal® soft

2,0 m ungedehnte Länge, mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel

Stärke (cm)	Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
paarweise im Karton					
0,2	10 x 2	13016	00849988	1/23	EV

Porofix®

Rolle auf Kunststoff-Knipsspule

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
2,5 x 5,0	34311	03277038	1/12/336	SSB, EV

Rosidal® Lymph Kompressionssystem



Anwendungsbereiche

- zur Behandlung von lymphologischen Indikationen oder Ödemen der oberen und/ oder unteren Extremitäten

Eigenschaften

- hohe Therapiesicherheit
- gebrauchsfertig und handlich im System kombiniert
- effektiv und wirtschaftlich durch Mehrwegprodukte
- kompakte Verpackung schont Budget und Umwelt
- hohe, dauerhafte Qualität

Produktzusammensetzung

- Mollelast
- Rosidal SC
- Rosidal K
- Komplex Schaumgummi-Binde
- Idealbinde (nur in Rosidal Lymph, Bein groß)

Hinweise

- Rosidal SC und Rosidal K 50 mal waschbar bis 95°C

Rosidal® Lymph Kompressionssystem

Rosidal® Lymph

Anzahl	Komponente	Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
Rosidal® Lymph Bein, klein						
20	Mollelast	4,0 m x 4,0 cm	33520	00144816	1	EV
4	Rosidal SC	10,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
2	Rosidal SC	15,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
1	Komprex	10,0 cm x 1,0 m x 1,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 6,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 8,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 10,0 cm				
4	Rosidal K	5,0 m x 12,0 cm				
Rosidal® Lymph Bein, groß						
20	Mollelast	4,0 m x 6,0 cm	33521	00144839	1	EV
4	Rosidal SC	10,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
2	Rosidal SC	15,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
1	Komprex	10,0 cm x 1,0 m x 1,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 6,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 8,0 cm				
4	Rosidal K	5,0 m x 10,0 cm				
6	Rosidal K	5,0 m x 12,0 cm				
2	Idealbinde	5,0 m x 20,0 cm				
Rosidal® Lymph Arm, klein						
20	Mollelast	4,0 m x 4,0 cm	33522	00144845	1	EV
4	Rosidal SC	10,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
1	Komprex	10,0 cm x 1,0 m x 1,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 6,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 10,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 12,0 cm				
Rosidal® Lymph Arm, groß						
20	Mollelast	4,0 m x 4,0 cm	33523	00144868	1	EV
2	Rosidal SC	10,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
2	Rosidal SC	15,0 cm x 2,5 m x 0,2 cm				
1	Komprex	10,0 cm x 1,0 m x 1,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 6,0 cm				
2	Rosidal K	5,0 m x 10,0 cm				
3	Rosidal K	5,0 m x 12,0 cm				

Panelast®

Längs- und querelastische Pflasterbinde



Anwendungsbereiche

- zur Kompression der Extremitäten (Dauerverbände) in der Phlebologie
- als Grundlage oder Verankerung für Tape-Applikationen in der Traumatologie und Sportmedizin
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen, Kontusionen und Luxationen
- zur Nachsorge bei Frakturen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 75%)
- querelastisch (ca. 35%)
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig
- cremefarben
- kräftig haftender Synthesekautschukkleber, zinkoxidhaltig
- mit Webkanten

Produktzusammensetzung

Trärgewebe: 100 % Baumwolle, zinkoxidhaltiger Synthesekautschukkleber

Panelast®

2,5 m (ungedehnte Länge)

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzeln in Faltschachtel				
6,0 x 2,5	30270	00761791	1/50	SSB, EV
8,0 x 2,5	30271	00761816	1/50	SSB, EV
10,0 x 2,5	30272	00761822	1/50	SSB, EV

Porelast®

Längselastische Pflasterbinde



Anwendungsbereiche

- für Kompressionsverbände in der Phlebologie
- für funktionelle Verbände in der Sportmedizin
- zum Stützen und Entlasten, bei Kontusionen, Distorsionen und Luxationen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 75%)
- mit Webkanten
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig
- cremefarben

Produktzusammensetzung

Trägergewebe: 100 % Baumwolle, zinkoxidhaltiger Synthesekautschukkleber

Porelast®

2,5 m (ungedehnte Länge)

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzel in Faltschachtel				
6,0 x 2,5	30210	00826355	1/50	SSB, EV
8,0 x 2,5	30211	00826361	1/50	SSB, EV
10,0 x 2,5	30212	00826378	1/50	SSB, EV
lose im Karton				
6,0 x 2,5	30213	07189911	10/50	SSB
8,0 x 2,5	30214	07189928	10/50	SSB
10,0 x 2,5	30215	07189934	10/50	SSB

Varicex® Zinkleimbinde



Anwendungsbereiche

- zur Applikation halbstarrer Dauerverbände bei Ödembehandlung, chronisch, venöser Insuffizienz, Ulcus cruris, Thrombophlebitis
- zur Nachsorge bei Frakturen

Eigenschaften

- Binden beschichtet mit Zinkleim
- gebrauchsfertig und zeitsparend
- kaum aufragend
- mit Webkanten
- weiß

Ausführungen

Varicex® S

- Viskose/Polyamid
- bielastisch (quer- und längselastisch)
- gewirkte Binde
- für Verbände in Zirkulärtechnik
- Stretch-Effekt, auch für konische Körperstellen geeignet
- besonders leicht anzulegen

Varicex® S

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzeln im Alufolienbeutel				
10 x 5	20630	06621246	1/10/80	SSB, EV
10 x 7	20631	06621252	1/10/60	SSB, EV
10 x 10	20632	06621269	1/10/30	SSB, EV
einzeln im Alufolienbeutel, lose im Karton				
10 x 5	20635	00659615	20	SSB
10 x 7	20636	00659650	20	SSB
10 x 10	20637	00659621	20	SSB
8 x 7	23634	04074248	20	SSB

Dauerbinde® K

Langzugbinde



Anwendungsbereiche

- zum Stützen und Entlasten des Stütz- und Bewegungsapparates
- zur Fixierung von Verbänden
- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zur Reduktion von Hämatomen
- zur Kompression bei lymphologischen Finger- oder Zehenverbänden

Eigenschaften

- hoher Ruhedruck, niedriger Arbeitsdruck
- griffige Gewebestruktur
- cremefarben
- hautfreundlich
- luftdurchlässig

Produktzusammensetzung

58 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elasthan, 10 % Viskose

Hinweise

- 15-mal waschbar bei max. 95° C
- aufgrund des hohen Ruhedrucks sollte der Verband nachts oder bei Ruhelage abgenommen werden

Ausführungen

- griffige Oberfläche
- längselastisch (ca. 170 %)

Dauerbinde® K

7 m (gedehnte Länge)

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzel in Faltschachtel				
6 x 7	105904	12588872	1/80	EV
8 x 7	105905	12589009	1/100	EV
10 x 7	105900	12588990	1/100	EV
12 x 7	105906	12588984	1/80	EV
20 x 7	105901	12588783	1/30	EV
lose im Karton				
6 x 7	105908	12588926	10/180	SSB, EV
8 x 7	105909	12588932	10/120	SSB, EV
10 x 7	105910	12588949	10/60	SSB, EV
12 x 7	105911	12588955	10/60	SSB, EV
20 x 7	105903	12588820	10/30	SSB, EV
einzel in Faltschachtel				
10 x 14	105907	12588903	1/30	EV
12 x 14	105902	12588808	1/30	EV

Dauerbinde® F

Langzugbinde



Anwendungsbereiche

- zum Stützen und Entlasten des Stütz- und Bewegungsapparates
- zur Fixierung von Verbänden
- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zur Reduktion von Hämatomen
- zur Kompressionstherapie

Eigenschaften

- hoher Ruhedruck, niedriger Arbeitsdruck
- griffige Gewebestruktur
- cremefarben
- hautfreundlich
- luftdurchlässig

Produktzusammensetzung

63 % Baumwolle, 28 % Polyamid, 9 % Elasthan

Hinweise

- 15-mal waschbar bei max. 95° C
- aufgrund des hohen Ruhedrucks sollte der Verband nachts oder bei Ruhelage abgenommen werden

Ausführungen

- feine Oberfläche
- längselastisch (ca. 180 %)

Dauerbinde® F

7 m (gedehnte Länge)

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzel in Faltschachtel				
6 x 7	105914	12592282	1/60	EV
10 x 7	105915	12592313	1/95	EV
12 x 7	105917	12592336	1/60	EV
lose im Karton				
8 x 7	105912	12592253	10/70	SSB, EV
10 x 7	105918	12592307	10/140	SSB, EV
12 x 7	105913	12592276	10/120	SSB, EV
einzel in Faltschachtel				
8 x 7	105916	12592299	1/88	SSB, EV

Rosidal® soft

Schaumstoffbinde



Anwendungsbereiche

- zur Polsterung unter lymphologischen und phlebologischen Kompressionsverbänden

Eigenschaften

- längs- und querelastisch
- gleichmäßige Druckverteilung zum Ausgleich kleinerer Wickelfehler (z. B. Einschnürungen)
- erhöht Patientenkomfort (z. B. Abpolsterung der Tibiakante)
- reduziert das Verrutschen des Kompressionsverbandes
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- reißfest und dehnfähig
- mit Schnittkanten
- weiß

Produktzusammensetzung

100 % Polyurethan

Hinweise

- 50-mal waschbar bei max. 95° C
- Elastizität und Polsterwirkung bleiben auch nach dem Waschen erhalten

Rosidal® soft

2,0 m ungedehnte Länge, mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel

Stärke (cm)	Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Packung)	VH
paarweise im Karton					
0,2	10 x 2	13016	00849988	1/23	EV

Rosidal® soft

2,5 m (ungedehnte Länge), mit Verbandklammern

Stärke (cm)	Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzeln in Faltschachteln					
0,3	10,0 x 2,5	23110	00886854	1/30	EV
0,4	10,0 x 2,5	23111	00886860	1/24	EV
0,4	12,0 x 2,5	23112	00886877	1/16	EV
0,4	15,0 x 2,5	23113	00886883	1/14	EV
lose im Karton					
0,3	10,0 x 2,5	23100	00886819	36	SSB
0,4	10,0 x 2,5	23101	00886825	24	SSB
0,4	12,0 x 2,5	23102	00886831	18	SSB
0,4	15,0 x 2,5	23103	00886848	14	SSB



Anwendungsbereiche

- zum Unterpolstern von Gips-, Cast- und Kompressionsverbänden
- Als Polsterung in der Traumatologie und Sportmedizin
- zum Unterpolstern von Kompressionsverbänden

Eigenschaften

- bauchelastischer Faserflor
- ausreichend fester Verbund für zirkuläre Applikation
- lässt sich unter leichtem Zug in Längsrichtung verjüngen
- luftdurchlässig
- Polyesterfaser nimmt kaum Feuchtigkeit auf

Produktzusammensetzung

100 % Polyester-Fasern, Formulierung ohne optische Aufheller

Cellona® Synthetikwatte

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
6 Stk. in Faltschachtel				
6 x 3	10686	02765451	6/60	SSB, EV
10 x 3	10687	02765468	4/40	SSB, EV
4 x 3	10690	02754157	108	SSB
6 x 3	10692	02754163	72	SSB
10 x 3	10694	02754186	48	SSB
15 x 3	10695	02754192	36	SSB, EV
20 x 3	10696	07732628	24	SSB, EV
steril				
6 x 3	12770	00020617	8/64	SSB, EV
10 x 3	12771	00020623	8/64	SSB, EV
15 x 3	12772	00020646	5/40	SSB, EV
20 x 3	12773	07764344	4/32	SSB, EV

Komplex® I/II

Schaumgummi-Kompresse, -Binde und -Platte, Schaumstoffplatte



Anwendungsbereiche

Komplex I

- Komplex Schaumgummi-Binde: zur Kompression bei der Ödembehandlung in der Phlebologie und Lymphologie
- Komplex Schaumgummi-Kompresse und -Platte: zur Unterstützung bei funktionellen Verbänden in der Sportmedizin
- in Kombination mit anderen Produkten der Kompression zur lokalen Druckveränderung

Komplex II

- zur Polsterung bei Kompressionsverbänden

Eigenschaften

Komplex I

- lässt sich individuell zuschneiden
- luft- und wasserdampfdurchlässig

Komplex II

- atmungsaktiv und rutschsicher
- speziell gewellte Oberflächenstruktur
- dadurch Mikro-Massagewirkung besonders für Patienten mit Lymphödem

Produktzusammensetzung

Komplex I

- 100 % Syntheselatex (Styrol-Butadien)

Komplex II

- schmale Schaumstoff-Streifen eingebettet in Vliesstoff

Hinweise

- nicht für die Sterilisation vorgesehen

Komprex® I/II

Schaumgummi-Kompresse, -Binde und -Platte, Schaumstoffplatte

Komprex® Schaumgummi-Kompresse

einzel in Faltschachtel

Größe	Stärke (mm)	Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
00 oval	10	9,0 x 6,5	22300	00591018	1/60	SSB, EV
0 nierenförmig	10	9,0 x 5,0	22301	00591024	1/75	SSB, EV
1 nierenförmig	12	12,0 x 6,5	22302	00591030	1/30	SSB, EV

Komprex® Schaumgummi-Binde

gerollt, einzeln in Faltschachtel

Stärke (mm)	Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5	8 x 1	22310	00590964	1/30	SSB, EV
5	8 x 2	22313	00590993	1/30	SSB, EV
10	8 x 2	22314	00591001	1/15	SSB, EV
10	10 x 1	22312	00590987	1/20	SSB, EV

Komprex® Schaumgummi-Platte

gerollt, einzeln im Folienbeutel

Stärke (mm)	Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10	100 x 50	22320	00591082	1/10	SSB, EV

Komprex® II Schaumstoff-Platte

gewellt, einzeln im Folienbeutel

Abmessungen (cm)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
65 x 65	16985	02006722	1/6	SSB, EV

Mollelast®

Elastische Fixierbinde



Anwendungsbereiche

- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zur Fixierung von Verbänden
- zur Kompression bei lymphologischen Finger- oder Zehenverbänden

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 100%)
- luftdurchlässig und griffig
- faltenarm anzulegen
- fixiert zuverlässig auch an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke
- mit Webkanten
- weiß

Produktzusammensetzung

56 % Viskose, 44 % Polyamid

Mollelast®

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzelns eingeseigelt				
4 x 4	34514	03129970	20/520	EV
6 x 4	34515	03129987	20/360	EV
8 x 4	34516	03130016	20/500	EV
10 x 4	34517	03130022	20/360	EV
12 x 4	14414	03130039	20/320	EV
lose im Karton				
4 x 4	19410	04781537	20/520	SSB, EV
6 x 4	34511	04781543	20/360	SSB, EV
8 x 4	34512	04781566	20/500	SSB, EV
10 x 4	34513	04781572	20/360	SSB, EV
12 x 4	19414	04781589	20/320	SSB, EV
6 x 4	19427	07402411	100/400	SSB
8 x 4	19428	07402428	100/400	SSB
10 x 4	19429	07402434	100/300	SSB
steril, einzeln eingeseigelt				
6 x 4	20290	04780704	20/180	SSB, EV
8 x 4	20291	04780710	20/180	SSB, EV
10 x 4	20292	04780727	20/200	SSB, EV
12 x 4	20293	04780733	20/200	SSB, EV

Geka® Mullbinde

Starre Fixierbinde



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Verbänden
- zur Ruhigstellung von Körperteilen

Eigenschaften

- unelastisch
- 20-fädig
- mit Webkanten
- weiß

Produktzusammensetzung

100 % Viskose

Geka® Mullbinde

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzeln eingesiegelt				
4 x 4	14390	01568464	20/880	EV
6 x 4	14391	01568470	20/600	EV
8 x 4	14392	01568487	20/480	EV
10 x 4	14393	01568493	20/400	EV
lose im Karton				
4 x 4	19160	01568501	20/880	SSB, EV
6 x 4	19161	01568518	20/600	SSB, EV
8 x 4	19162	01568524	20/480	SSB, EV
10 x 4	19163	01568530	20/400	SSB, EV
12 x 4	19164	01568547	20/320	SSB, EV

Mollelast® haft latexfrei

Latexfreie kohäsive Fixierbinde



Anwendungsbereiche

- zur Ruhigstellung von Körperteilen
- zur Fixierung von Verbänden und Kanülen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 65 %)
- kohäsiv durch synthetische Beschichtung
- naturlatexfrei
- trägt kaum auf
- luftdurchlässig
- zuverlässiger Halt der Bidentouren
- mit hochwertiger, stabiler Webkante
- wirtschaftlicher Materialeinsatz

Produktzusammensetzung

56 % Viskose, 44 % Polyamid, mit einer synthetischen Mikrobe-schichtung

Ausführungen

- weiß
- rot
- blau

Mollelast® haft latexfrei

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
weiß, einzeln in Faltschachtel				
4 x 4	33530	09886092	1/120	EV
6 x 4	33531	09886100	1/100	EV
8 x 4	33532	09886117	1/120	EV
10 x 4	33533	09886123	1/120	EV
12 x 4	33534	09886146	1/100	EV
4 x 20	33535	09886152	1/18	SSB, EV
6 x 20	33536	09886169	1/18	SSB, EV
8 x 20	33537	09886175	1/18	SSB, EV
10 x 20	33538	09886181	1/18	SSB, EV
12 x 20	33539	09886198	1/18	SSB, EV
rot, einzeln in Faltschachtel				
6 x 20	33540	09885974	1/18	SSB, EV
8 x 20	33541	09885980	1/18	SSB, EV
10 x 20	33542	09885997	1/18	SSB, EV
blau, einzeln in Faltschachtel				
6 x 20	33543	09886005	1/18	SSB, EV
8 x 20	33544	09886011	1/18	SSB, EV
10 x 20	33545	09886028	1/18	SSB, EV
weiß, lose im Karton				
6 x 20	33546	09885939	6/24	SSB
8 x 20	33547	09885945	6/24	SSB
10 x 20	33548	09885951	6/24	SSB
blau, lose im Karton				
8 x 20	33549	09886063	6/24	SSB
10 x 20	33550	09886086	6/24	SSB

Haftelast® latexfrei

Kohäsive Fixierbinde



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung (z. B. von Wundauflagen, Polstermaterial, Kanülen und Schienen)
- zur Ruhigstellung von Körperteilen

Eigenschaften

- längselastisch (creme: ca. 105%; blau, rot, gelb: ca. 80%)
- kohäsiv (selbsthaftend)
- naturlatexfrei
- luftdurchlässig
- weiches Material, gute Modellierbarkeit
- leichtes Abrollverhalten
- zuverlässiger Halt
- mit Webkanten

Produktzusammensetzung

60 % Polyamid, 40 % Baumwolle, mit einer synthetischen Mikrobe-schichtung

Ausführungen

- creme
- rot
- blau
- gelb

Haftelast® latexfrei

Kohäsive Fixierbinde

Haftelast® latexfrei

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
creme, einzeln in Faltschachtel				
4 x 4	30820	08816385	1/120	EV
6 x 4	30821	08816391	1/100	EV
8 x 4	30822	08816540	1/120	EV
10 x 4	30823	08816617	1/120	EV
12 x 4	30824	08817195	1/100	EV
6 x 20	30825	08817203	1/18	SSB, EV
8 x 20	30826	08817226	1/18	SSB, EV
10 x 20	30827	08817232	1/18	SSB, EV
12 x 20	30828	08817249	1/18	SSB, EV
blau, einzeln in Faltschachtel				
6 x 20	30829	08817255	1/18	SSB, EV
8 x 20	30830	08817261	1/18	SSB, EV
rot, einzeln in Faltschachtel				
6 x 20	30831	08817278	1/18	SSB, EV
8 x 20	30832	08817284	1/18	SSB, EV
gelb, einzeln in Faltschachtel				
6 x 20	30833	08817290	1/18	SSB, EV
8 x 20	30834	08817309	1/18	SSB, EV
blau, 6 Stück lose im Karton				
6 x 20	30835	08817315	6/24	SSB
8 x 20	30836	08817321	6/24	SSB
rot, 6 Stück lose im Karton				
6 x 20	30837	08817338	6/24	SSB
8 x 20	30838	08817344	6/24	SSB
gelb, 6 Stück lose im Karton				
6 x 20	30839	08817350	6/24	SSB
8 x 20	30840	08817367	6/24	SSB



Anwendungsbereiche

- für Stütz- und Fixierverbände mit leichter Kompression

Eigenschaften

- anschmiegsam mit gleichmäßiger Druckwirkung
- luftdurchlässig
- praktisch und handlich
- faltenarm anzulegen
- nahtlos gestrickt
- querelastisch
- hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil

Produktzusammensetzung

85 % Baumwolle, Elastodien (Latex), umspinnen mit Polyamid-Garn

tg® grip

10-m-Rolle im Spenderkarton

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
A (4,6 cm) für Kinderhand, Kinderunterarm	24120	01309366	1/24	SSB, EV
B (6 cm) für Kinderarm, Kinderunterschenkel	24121	01309372	1/16	SSB, EV
C (6,5 cm) für Arm (schmal), Kinderbein	24122	01309389	1/16	SSB, EV
D (7,5 cm) für Arm (mittel), Unterschenkel	24123	01309395	1/16	SSB, EV
E (8,75 cm) für Arm (groß), Bein, Oberschenkel (klein)	24124	01309403	1/12	SSB, EV
F (10 cm) für Bein, Oberschenkel (mittel)	24125	01309426	1/12	SSB, EV
G (12 cm) für Bein, Oberschenkel (groß)	24126	01309432	1/8	SSB, EV
J (17,5 cm) für Rumpf (klein)	24127	01309449	1/6	SSB, EV
K (21,5 cm) für Rumpf (mittel)	24128	01309455	1/4	SSB, EV
L (32,5 cm) für Rumpf (groß)	24129	01309461	1/4	SSB, EV
M (37,5 cm) für Rumpf (extra groß)	24130	01309478	1/2	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- Hautschutz unter Gips- und synthetischen Castverbänden
- zur Fixierung von Wundauflagen an schwierigen Stellen (Kopf, Rumpf, Finger, Extremitäten)
- zur Fixierung von Polstermaterial und Wundauflagen

Eigenschaften

- nahtlos gestrickt
- hautfreundlich
- aus feinen Garnen
- dehnbar in der Breite
- faltenarm anzulegen
- luftdurchlässig
- weiß

Produktzusammensetzung

67 % Baumwolle (gebleicht),
33 % Trägergewebe: hautfarben,
Viskose

tg® Schlauchverband

gerollt im Spenderkarton

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
5-m-Rolle				
Gr. 1 (1,4 cm) für Finger, Zehe	24020	01020157	1/80	SSB, EV
Gr. 2 (2,3 cm) für Finger, Zehen	24021	01020192	1/50	SSB, EV
Gr. 3 (3,0 cm) für mehrere Finger, Kinderarm	24022	01020223	1/40	SSB, EV
Gr. 5 (5,5 cm) für Arm, Unterschenkel, Kinderbein	24023	01020252	1/40	SSB, EV
Gr. 6 (6,5 cm) für Arm, Bein (mittel)	24024	01020275	1/40	SSB, EV
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24025	01020298	1/40	SSB, EV
20-m-Rolle				
Gr. 1 (1,4 cm) für Finger, Zehe	24000	01020186	1/20	SSB, EV
Gr. 2 (2,3 cm) für Finger, Zehen	24001	01020217	1/20	SSB, EV
Gr. 3 (3,0 cm) für mehrere Finger, Kinderarm	24002	01020246	1/10	SSB, EV
Gr. 5 (5,5 cm) für Arm, Unterschenkel, Kinderbein	24003	01020269	1/10	SSB, EV
Gr. 6 (6,5 cm) für Arm, Bein (mittel)	24004	01020281	1/10	SSB, EV
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24005	01020306	1/18	SSB, EV
Gr. 9 (8,5 cm) für Oberschenkel (groß), Kopf, Achselhöhle	24006	01020312	1/12	SSB, EV
Gr. 12 (12 cm) für Oberschenkel (extra groß), Kopf (groß), Kinderrumpf	24007	01309343	1/12	SSB, EV
10-m-Rolle				
Gr. K1 (16 cm) für Rumpf (klein) < M	24030	01020163	1/10	SSB, EV
Gr. K2 (21 cm) für Rumpf (groß) > L	24031	01020200	1/10	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- Zur Fixierung von Wundauflagen und Salbenkompressen

Eigenschaften

- weitmaschig gewirkt
- bielastisch
- faltenarm anzulegen
- maschenfestes Material verhindert das Einreißen des Netzes
- beliebig einschneidbar

Produktzusammensetzung

71 % Polyamid (gekräuselt),
29 % Elastodien (Latex), ohne
optische Aufheller

Tipp

- bei Wundinspektion und Kompressionswechsel genügt meist eine partielle Anhebung oder das Zurückstreifen des Schlauchs
- gut geeignet für die ambulante Versorgung

tg® fix gedehnte Länge

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
4 m gerollt in der Faltschachtel				
A für Finger	24240	00537272	1/100	EV
B für kleine Extremität (mehrere Finger/Hand/Fuß)	24241	00537289	1/100	EV
C für große Extremität (kleiner Kopf/Arm/Bein)	24242	00537295	1/98	EV
D für großen Kopf, kleinen Rumpf	24243	00537303	1/58	EV
E für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle	24244	00537326	1/28	EV
25 m gefaltet im Spenderkarton				
A für Finger	24250	00537332	1/66	SSB, EV
B für kleine Extremität (mehrere Finger/Hand/Fuß)	24251	00537349	1/20	SSB, EV
C für große Extremität (kleiner Kopf/Arm/Bein)	24252	00537355	1/16	SSB, EV
D für großen Kopf, kleinen Rumpf	24253	00537361	1/16	SSB, EV
E für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle	24254	00537378	1/12	SSB, EV

tg® soft
Polsterschlauchverband



Anwendungsbereiche

- zur Polsterung unter Gips- und synthetischen Castverbänden

Eigenschaften

- hoch dehnbar
- einfaches, individuelles Zuschneiden
- weich und anschmiegsam
- passt sich der Körperform an
- haftet am Cast
- wasserdampf- und luftdurchlässig
- hautfreundlich
- Polsterung und Hautschutz kombiniert

Produktzusammensetzung

85 % Baumwolle (ungebleicht),
15 % Elasthan

Tipp

- eignet sich besonders zur Unterpolsterung der fokussierten Immobilisation

tg® soft
10-m-Rolle im Spenderkarton

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
S für Unterarm, Kinderarm, Kinderbein	13200	03112403	1/8	SSB, EV
M für Unterschenkel, Arm	13201	03112426	1/6	SSB, EV
L für Bein	13202	03112432	1/4	SSB, EV

tg® Fertigverbände

Fertigverband



Anwendungsbereiche

- zur Abdeckung bei dermatologischen Erkrankungen
- Fixierung von Wundauflagen
- Hautschutz unter Gips- und synthetischen Castverbänden

Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- hautfreundlich
- weich und anschmiegsam
- gute Passform

Produktzusammensetzung

67 % Baumwolle (gebleicht),
33 % Viskose

tg® Fingerling

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzel im Beutel	24080	01019993	1/25/250	SSB, EV
50 Stück im Karton	24081	01020016	50/750	SSB, EV

tg® Hand-/Fußverband

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 Stück im Karton	24085	01309521	10/200	SSB, EV

tg® Kopfverband

Größe	REF	PZN	VE (Stück)	VH
10 Stück im Karton	24083	01309509	10/200	SSB, EV

Lenkelast®

Mittelzügige Universalbinde



Anwendungsbereiche

- zum stützen und entlasten
- Fixierverbände in der Wundversorgung

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 130 %)
- griffig, fein
- dauerelastisch
- luftdurchlässig
- faltenarmes Anlegen
- guter Sitz des fertigen Verbandes
- mit Webkanten

Produktzusammensetzung

64 % Baumwolle, 35 % Polyamid,
1 % Elasthan

Hinweise

- waschbar bei 60°C

Ausführungen

- weiß

Lenkelast®

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
einzelns eingeseigelt				
6 x 5	39430	10931403	1/10/250	EV
8 x 5	39431	10931426	1/10/200	EV
10 x 5	39432	10931432	1/10/240	EV
12 x 5	39433	10931449	1/10/200	EV
15 x 5	39434	10931461	1/10/160	EV
20 x 5	39435	10931478	1/10/100	EV
lose im Karton				
6 x 5	39436	10931627	10/250	SSB
8 x 5	39437	10931633	10/200	SSB
10 x 5	39438	10931656	10/240	SSB
12 x 5	39440	10931774	10/200	SSB
15 x 5	39441	10931780	10/160	SSB
20 x 5	39442	10931797	10/100	SSB
steril, einzeln eingeseigelt				
6 x 5	39453	10931484	10/90	SSB
8 x 5	39454	10931490	10/90	SSB
10 x 5	39455	10931515	10/100	SSB
12 x 5	39456	10931521	10/100	SSB
15 x 5	32594	10931538	10/100	SSB
20 x 5	32595	10931544	10/100	SSB

Lenkelast® color

Mittelzügige Universalbinde



Anwendungsbereiche

- zum stützen und entlasten
- Fixierverbände in der Wundversorgung

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 115 %)
- griffig, fein
- dauerelastisch
- luftdurchlässig
- faltenarmes Anlegen
- guter Sitz des fertigen Verbandes
- mit Webkanten

Produktzusammensetzung

63 % Baumwolle, 36 % Polyamid,
1 % Elasthan

Ausführungen

- blau
- grün
- rot

Lenkelast® color

gedehnte Länge, lose im Karton

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
blau				
6 x 5	19446	01467444	10/80	SSB, EV
8 x 5	19447	01467450	10/60	SSB, EV
10 x 5	19448	01467467	10/60	SSB, EV
grün				
6 x 5	19456	01467473	10/80	SSB, EV
8 x 5	19457	01467496	10/60	SSB, EV
10 x 5	19458	01467504	10/60	SSB, EV
rot				
6 x 5	19466	01467510	10/80	SSB, EV
8 x 5	19467	01467527	10/60	SSB, EV
10 x 5	19468	01467533	10/60	SSB, EV

Lenkideal®

Kurzzügige Idealbinde



Anwendungsbereiche

- zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen
- zur Kompression der Extremitäten in der Phlebologie
- zur prä-, intra- und postoperativen Thromboseprophylaxe
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen sowie für Sportbandagen
- zur Behandlung von Sehnencheidenentzündungen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 85%)
- dauerelastisch
- luftdurchlässig
- Verband trägt kaum auf
- mit Webkanten
- weiß

Produktzusammensetzung

64 % Baumwolle, 34 % Polyamid, 2 % Elasthan

Lenkideal®

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
mit Verbandklammern, einzeln eingeschelt				
6 x 5	14581	07600772	1/10/100	EV
8 x 5	14582	07600789	1/10/140	EV
10 x 5	14583	07600795	1/10/120	EV
12 x 5	14584	07600803	1/10/120	EV
15 x 5	14585	07600826	1/10/120	EV
ohne Verbandklammern, lose im Karton				
4 x 5	19580	07600849	10/140	SSB, EV
6 x 5	19581	07600855	10/100	SSB, EV
8 x 5	19582	07600861	10/140	SSB, EV
10 x 5	19583	07600878	10/120	SSB, EV
12 x 5	19584	07600884	10/120	SSB, EV
15 x 5	19585	07600890	10/120	SSB, EV
20 x 5	19586	07600909	10/60	SSB, EV

Idealbinde

Kurzzügige Idealbinde nach DIN



Anwendungsbereiche

- zur kräftigen Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie
- zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen

Eigenschaften

- längselastisch (ca. 90 %)
- textilelastisch durch gezwirnte Baumwoll-Kettfäden
- nach den Vorgaben der DIN 61632
- griffige Gewebestruktur
- rutschfester Halt
- luftdurchlässig
- mit Schlingkanten
- weiß

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle

Hinweise

- waschbar bei 95° C

Idealbinde

gedehnte Länge

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
mit Verbandklammern, einzeln eingesiegelt				
4 x 5	14100	03479931	1/10/80	EV
6 x 5	14101	00321885	1/10/100	EV
8 x 5	14102	00321891	1/10/100	EV
10 x 5	14103	00321916	1/10/60	EV
12 x 5	14104	00321922	1/10/80	EV
15 x 5	14105	00321939	1/10/60	EV
20 x 5	14106	00321945	1/35	EV
30 x 5	14108	00321968	1/15	EV
ohne Verbandklammern, lose im Karton				
4 x 5	14110	07132489	10/80	SSB, EV
6 x 5	14111	01913949	10/100	SSB, EV
8 x 5	14112	01913955	10/100	SSB, EV
10 x 5	14113	01913961	10/60	SSB, EV
12 x 5	14114	07132495	10/80	SSB, EV
15 x 5	14115	07132503	10/60	SSB, EV
20 x 5	14116	07132526	10/60	SSB, EV
30 x 5	14118	07132532	10/40	SSB, EV
steril, ohne Verbandklammern, einzeln eingesiegelt				
4 x 5	20559	04780609	10/90	SSB, EV
6 x 5	20560	04780615	10/90	SSB, EV
8 x 5	20561	04780621	10/90	SSB, EV
10 x 5	20562	04780638	10/100	SSB, EV
12 x 5	20563	04780644	10/100	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- zur Verwendung als Unterzug für Kompressions- und Tape-Verbände
- zur Fixierung von druckverstärkenden Kompressen und von Polstermaterial unter Gips- und Castverbänden

Eigenschaften

- dünn
- offenporig, anschmiegsam
- wenig auftragend
- aufeinander haftend
- weiß

Produktzusammensetzung

Polyurethanschaum

Haftan®

0,8 mm stark

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN	VE (Stück)	VH
7,0 x 27,5	22315	01342725	6/60	SSB
10,0 x 27,5	22316	01342731	6/60	SSB



Bandagen & Orthesen

Cellacare® Cervical Classic

Anatomisch geformte Cervicalstütze



Anwendungsbereiche

- Cervicales Schmerzsyndrom (Cervicalsyndrom, Cervicobrachialsyndrom)
- Muskulärer Schiefhals / Torticollis
- Arthrose der Halswirbelsäule ohne neurologische Ausfälle (Prolaps, Protrusion, Facettensyndrom)
- Spondylarthritis der Halswirbelsäule (M. Bechterew)
- Diskotomie (zeitweise nach der Operation)
- Distorsion der Halswirbelsäule (zeitweise nach Trauma)
- Störungen der Wirbelgelenkfunktion (hypomobile Funktionsstörungen)

Eigenschaften

Guter Tragekomfort

- angenehm leichter, die Form haltender Schaumstoffkern
- weicher, hautfreundlicher Überzug mit hohem Baumwollanteil

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester

Hinweise

- Überzug: bei 60° C waschbar
- Cervicalstütze: Handwäsche
- nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Cervical Classic:
23.12.03.0008

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Cervical Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Halsumfang (cm)	Kinnhöhe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	28 - 34	7,5	33570	11124969	1/18	H
1	28 - 34	9,0	33571	11124975	1/18	H
1	28 - 34	11,0	33572	11124981	1/18	H
2	34 - 42	7,5	33573	11124998	1/14	H
2	34 - 42	9,0	33574	11125012	1/14	H
2	34 - 42	11,0	33575	11125029	1/12	H
3	42 - 50	7,5	33576	11125035	1/14	H
3	42 - 50	9,0	33577	11125041	1/12	H
3	42 - 50	11,0	33578	11125064	1/12	H

Cellacare® Cervical Plus Classic

Anatomisch geformte Cervicalstütze mit Verstärkung



Anwendungsbereiche

- Cervicales Schmerzsyndrom (Cervicalsyndrom, Cervicobrachialsyndrom)
- Muskulärer Schiefhals / Torticollis
- Arthrose der Halswirbelsäule ohne neurologische Ausfälle (Prolaps, Protrusion, Facettensyndrom)
- Spondylarthritis der Halswirbelsäule (M. Bechterew)
- Diskotomie (zeitweise nach der Operation)
- Distorsion der Halswirbelsäule (zeitweise nach Trauma)
- Spondylitis der Halswirbelsäule

Eigenschaften

Guter Tragekomfort

- angenehm leichter, die Form haltender Schaumstoffkern
- weicher, hautfreundlicher Überzug mit hohem Baumwollanteil

Höhere Stabilisierung

- zusätzliches stabilisierendes Element im vorderen Kinnbereich
- zusätzlich verschlanktes Profil unter dem Kinn

Produktzusammensetzung

Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polypropylen

Hinweise

- Überzug: bei 60° C waschbar
- Cervicalstütze: Handwäsche
- nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Cervical Plus Classic:
23.12.03.1004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Cervical Plus Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Halsumfang (cm)	Kinnhöhe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	28 - 34	7,5	33580	11125070	1/18	H
1	28 - 34	9,0	33581	11125087	1/18	H
1	28 - 34	11,0	33582	11125093	1/18	H
2	34 - 42	7,5	33583	11125101	1/14	H
2	34 - 42	9,0	33584	11125118	1/14	H
2	34 - 42	11,0	33585	11125124	1/12	H
3	42 - 50	7,5	33586	11125130	1/14	H
3	42 - 50	9,0	33587	11125147	1/12	H
3	42 - 50	11,0	33588	11125153	1/12	H

Cellacare® Gilchrist Classic

Schultergelenkorthese



Anwendungsbereiche

- schmerzhafte Muskel-Sehnen-Erkrankung der Schulter
- akute leichte Schulterinstabilität
- Akutversorgung einer Schulterluxation
- Distorsion oder Kontusion der Schulter
- akute Rotatorenmanschettenverletzung
- zur postoperativen Nachbehandlung von Rotatorenmanschetten- oder Schulterluxationsoperationen
- akute Verletzung des Schultergelenkes

Eigenschaften

Bewährter Wirkmechanismus

- nach dem Vorbild des klassischen Gilchrist- oder Desault-Verbands
- zur Ruhigstellung der Schulter und Entlastung des Schultergelenks
- vermindert unzuträgliche Gelenkbewegungen

Gute Funktionalität

- Befestigungssystem bietet gute Unterstützung und gute Fixierung

Angenehme Trageeigenschaften

- dank des offenen Produktdesigns bleibt die verletzte Schulter frei
- atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyamid, Polyurethan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Gilchrist Classic:
23.09.01.0004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Gilchrist Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Unterbrustumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	< 60	137485	14366868	1/30	H
2	60 - 80	137486	14366874	1/30	H
3	80 - 100	137487	14366880	1/30	H
4	100 - 120	137488	14366897	1/30	H

Cellacare® Gilchrist Easy

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position



Anwendungsbereiche

- posttraumatische oder postoperative Ruhigstellung von Schulter und Oberarm

Eigenschaften

- schnelles, einfaches Anlegen
- kein Schmerz- oder Druckempfinden, da verletzte Schulter frei bleibt
- therapeutische Übungen, Wundversorgung sowie tägliche Körperhygiene ohne Abnahme der Orthese möglich
- flache, gepolsterte Gurte aus hautfreundlichem Material
- Hoher Tragekomfort

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elasthan

Hinweise

- bei 95° C waschbar, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: naturweiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Gilchrist Easy:

23.09.01.0005

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Gilchrist Easy

einzel in Faltschachtel

Größe	Brustumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung links					
1	80 - 100	22415	02397326	1/5	H
2	100 - 120	22416	02397332	1/5	H
Ausführung rechts					
1	80 - 100	22417	02397349	1/5	H
2	100 - 120	22418	02397355	1/5	H

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Orthese zur Immobilisierung der Schultergelenke



Anwendungsbereiche

- schmerzhafte Muskel-Sehnen-Erkrankung der Schulter
- akute leichte Schulterinstabilität
- Akutversorgung einer Schulterluxation
- Distorsion oder Kontusion der Schulter
- akute Rotatorenmanschettenverletzung
- zur postoperativen Nachbehandlung von Rotatorenmanschettenoperationen
- akute Verletzung des Schulterergelenkes

Eigenschaften

Funktionell

- Klettverschlüsse für einfache und schnelle Positionierung
- Klettverschlüsse für individuelle An- und Nachpassbarkeit
- Das Produktdesign ermöglicht ein selbstständiges Anlegen und Abnehmen des Produktes

Praktisch

- das Befestigungssystem bietet eine gute Unterstützung und Fixierung
- der offene Produktaufbau ermöglicht das Tragen auch über der Kleidung
- schwarze Farbgebung, um sichtbaren Schmutz zu reduzieren

Komfortabel

- Schlinge aus gepolsterem Material für angenehme Trageigenschaften
- atmungsaktives Material für ein geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyester, Baumwolle, Polyoxymethylen, Elasthan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Gilchrist Sling Classic:
23.09.01.0091

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Unterbrustumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	65 - 80	140111	13897144	1/22	H
2	75 - 95	140112	13897150	1/22	H
3	90 - 110	140113	13897167	1/22	H
4	105 - 125	140114	13897173	1/22	H
5	120 - 140	140115	13897196	1/22	H

Cellacare® Clavicula Classic

Claviculabandage



Anwendungsbereiche

- zur konservativen Behandlung von Claviculafrakturen (Schlüsselbeinbruch)
- zur postoperativen und posttraumatischen Versorgung

Eigenschaften

Bewährter Wirkmechanismus

- Fertigbandage nach dem Vorbild des klassischen Rucksackverbands
- zieht die Schultern zur Ausrichtung der Claviculafraktur oder zur Hal- tungsunterstützung zurück

Praktische Handhabung

- einfaches und schnelles Anlegen durch zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse auf der Rückseite
- die Länge der Schultergurte kann durch Zuschneiden angepasst werden

Angenehmer Tragekomfort

- die Gurte und die Rückenplatte sind weich gepolstert
- hautfreundliche Materialien
- atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuch- tigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyurethan, Polyamid

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelver- zeichnis

Cellacare® Clavicula Classic:
05.09.02.0017

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Clavicula Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Unterbrustumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	50 - 75	137490	14366845	1/30	H
2	> 75	137491	14366851	1/30	H

Cellacare® Epi Classic

Bandage für das Ellenbogengelenk



Anwendungsbereiche

- Behandlung von akuten oder chronischen Schmerzzuständen mit Funktionsdefiziten in Folge von Fehl- bzw. Überlastung der Streck- und Beugermuskulatur des Unterarms mit Sehnenreizungen (Tendinose)
- Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen)
- Epicondylitis humeri ulnaris (Golfeellenbogen)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- kompressives Gestrick (Kompressionsklasse 2) verbessert die Propriozeption
- zwei Pelotten bewirken einen intermittierenden Massageeffekt

Körpergerechte Passform

- symmetrischer Aufbau der Bandage ermöglicht das Tragen am rechten und linken Ellenbogen
- anatomisch geformt

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester, Polyurethan, synthetischer Latex

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Epi Classic: 05.08.01.1062
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Epi Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Armumfang (9 cm von Ellenbogen nach distal) (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	19 - 21	108001	12647994	1/48	H
2	21 - 23	108002	12648031	1/48	H
3	23 - 26	108003	12648077	1/48	H
4	26 - 29	108004	12647617	1/48	H
5	29 - 32	108005	12647623	1/48	H

Cellacare® Epi Comfort

Aktivbandage für das Ellenbogengelenk



Anwendungsbereiche

- Behandlung von akuten oder chronischen Schmerzzuständen mit Funktionsdefiziten in Folge von Fehl- bzw. Überlastung der Streck- und Beugemuskulatur des Unterarms mit Sehnenreizungen (Tendinose)
- Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen)
- Epicondylitis humeri ulnaris (Golfeellenbogen)

Eigenschaften

Cellacare Epi Comfort komprimiert, massiert und bewirkt einen durchblutungsfördernden Effekt auf die Streck- und Beugemuskulatur am Unterarm.

Einfache und sichere Handhabung

- leichte Befestigung des zusätzlichen Gurts per Druckknopf
- die Form des Dreiecks zeigt die richtige Druckstärke an

Hoher Tragekomfort

- hautfreundlich dank des Mikrofasermaterials
- Druckentlastung in der Ellenbeuge durch die integrierte Softkomfortzone
- Massageeffekt durch integrierte Silikonpelotten

Körpergerechte Passform

- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- im hinteren Bereich verlängertes Gestrick zur Trizepsabdeckung

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polypropylen, Polyurethan, TPU (thermoplastisches Polyurethan), Edelstahl

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Stabilisierungsgurt entfernen
- Manschette bei Bedarf mit feuchtem Tuch abwischen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Epi Comfort:
05.08.01.1022
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- durch den abnehmbaren Stabilisierungsgurt kann die Kompression je nach Krankheitsverlauf erhöht werden

Cellacare® Epi Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Armumfang (9 cm von Ellenbogen nach distal) (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	18 - 20	34190	11660917	1/32	H
2	20 - 22	34191	11660946	1/32	H
3	22 - 24	34192	11660969	1/32	H
4	24 - 27	34193	11660975	1/32	H
5	27 - 30	34194	11661006	1/32	H
6	30 - 33	34195	11661035	1/32	H

epX® Elbow Basic

Ellenbogenspange



Anwendungsbereiche

- zur Therapie und Prävention von Epicondylitis humeri radialis (Tennisellenbogen) und ulnaris (Golferellenbogen)
- bei Über- und Fehlbelastung
- Reduktion der mechanischen Belastung am Sehnenansatz

Eigenschaften

- Spange in Manschettenform mit eingearbeiteter Druckpelotte
- zirkulärer Gurt mit elastischem und zugfestem Anteil
- Gurt wird über Umlenkrolle geführt und mit Klettband fixiert
- Schmerzlinderung durch Reduktion der mechanischen Belastung am Sehnenansatz

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyolefin, Polyester, Gummi, Acetal

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Elbow Basic: 23.08.04.0008
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Elbow Basic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Unterarmumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
S	22,5 - 25,5	22690	07640553	1/12/60	H
M	25,5 - 28,0	22691	07640576	1/12/60	H
L	28,0 - 30,5	22692	07640582	1/12/60	H
XL	30,5 - 35,5	22693	07640599	1/12/60	H
XXL	35,5 - 40,5	22694	07640607	1/12/60	H

Cellacare® Manus Classic

Bandage für das Handgelenk



Anwendungsbereiche

- Aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Dorsionen (Verstauchungen)
- Sehnenentzündung im Handbereich, Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)

Eigenschaften

Kombinationswirkung

- Kompression des Handgelenks durch Kombination aus Gestrick, Silikonpelotte und Stabilisierungsgurt
- Stabilisierung durch anatomisch geformte Schiene

Individuelle Anpassbarkeit

- die integrierte Schiene kann bei Bedarf thermoplastisch angeformt werden

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Elastodien, Polyamid, Polyester, Polyurethan, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Manus Classic:

05.07.02.0152

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- Cellacare Manus Classic lässt sich durch den abnehmbaren Handgelenkgurt und die herausnehmbare Schiene an den Heilungsverlauf des Handgelenks anpassen

Cellacare® Manus Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	14,0 - 15,0	109001	12647681	1/48	H
2	15,0 - 17,0	109002	12647735	1/48	H
3	17,0 - 19,5	109003	12647758	1/48	H
4	19,5 - 22,5	109004	12647787	1/48	H
Ausführung links					
1	14,0 - 15,0	109005	12647793	1/48	H
2	15,0 - 17,0	109006	12647801	1/48	H
3	17,0 - 19,5	109007	12647818	1/48	H
4	19,5 - 22,5	109008	12647824	1/48	H

Cellacare® Manus Comfort

Aktivbandage für das Handgelenk



Anwendungsbereiche

- Aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
- Sehnenentzündung im Handbereich, Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)

Eigenschaften

Cellacare Manus Comfort stabilisiert das Handgelenk in funktioneller Neutralstellung, komprimiert und reduziert die Schwellneigung.

Individuelle Anpassbarkeit

- die integrierte Schiene kann bei Bedarf thermoplastisch angeformt werden

Physiologischer Sitz

- dreidimensional formgestrickte Bandage
- Aussparungen in Gurt und Pelotte schützen an knöchernen Vorsprüngen vor zu hohem Druck

Hoher Tragekomfort

- komfortabel dank des Mikrofaseranteils
- Spezialgestrick in der Daumenregion zur gezielten Vermeidung von Druckstellen

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polyurethan, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Gurt und Schiene entfernen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Manus Comfort:
05.07.02.0132

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- Cellacare Manus Comfort lässt sich durch den abnehmbaren Handgelenkgurt und die herausnehmbare Schiene an den Heilungsverlauf des Handgelenks anpassen

Cellacare® Manus Comfort

Aktivbandage für das Handgelenk

Hand

Cellacare® Manus Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	13,0 - 14,5	34611	11660840	1/28	H
2	14,5 - 16,5	34612	11660857	1/28	H
3	16,5 - 19,0	34613	11660863	1/28	H
4	19,0 - 23,0	34614	11660886	1/28	H
Ausführung links					
1	13,0 - 14,5	34711	11660780	1/28	H
2	14,5 - 16,5	34712	11660797	1/28	H
3	16,5 - 19,0	34713	11660805	1/28	H
4	19,0 - 23,0	34714	11660834	1/28	H

Cellacare® Manu Control Classic

Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks



Anwendungsbereiche

- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Dorsionen (Verstauchungen)
- Aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
- Sehnenentzündung (Tendinitis) im Handbereich
- Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)
- Initiales Carpaltunnelsyndrom
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks

Eigenschaften

Einfache Handhabung

- dank drei separat einstellbarer Gurte einfach adaptierbar
- eine grüne Markierung auf dem Produkt erleichtert die korrekte Anlage des separaten Gurtes

Durchführung des Seitenwechsels ist einfach

- durch die Verwendung des gleichen Materials auf der Innen- wie auf der Außenseite kann die Orthese links oder rechts getragen werden
- der Pfeil auf dem palmaren Stabilisierungsstab erleichtert die korrekte Positionierung des Stabes

Tragekomfort

- weiches, komfortables Grundmaterial

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Polyester, Baumwolle, Polyacetal, Aluminium

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- Vor dem Waschen die palmare Aluminiumschiene entfernen und alle Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Manu Control Classic:
23.07.02.4056
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Manu Control Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	13,5 - 17,5	108745	13351623	1/30	H
2	16,5 - 20,5	108746	13351712	1/30	H
3	19,5 - 25,0	108747	13351735	1/30	H

Cellacare® Manu Control Comfort

Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks



Anwendungsbereiche

- Posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
- Aktivierte Arthrose und / oder Arthritis des Handgelenks
- Sehnenentzündung (Tendinitis) im Handbereich
- Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
- Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)
- Initiales Carpal tunnel syndrome
- Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- das Handgelenk wird durch die anatomisch geformte Schiene in funktioneller Neutralstellung stabilisiert
- entnehmbare palmare Stabilisierungsschiene
- dank 3 Gurten individuell einstellbar

Einfache Handhabung

- elastischer Mittelgurt zur Regulierung des Drucks
- freie Beweglichkeit von Daumen und Fingern

Hoher Tragekomfort

- weiches Innenmaterial für guten Tragekomfort
- nahtlose Abschlüsse
- leichtes, dünnes Material

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester, Baumwolle, Polyurethan, Aluminium, Polypropylen, Polyacetal

Hinweise

- bei 30 °C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- Vor dem Waschen die palmare Aluminiumschiene entfernen und alle Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführung für rechts und links
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Manu Control Comfort:
23.07.02.4008
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Manu Control Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	13,0 - 16,5	140141	16738788	1/32	H
2	15,5 - 19,5	140142	16738794	1/32	H
3	18,5 - 22,5	140143	16738802	1/32	H
4	21,5 - 26,0	140547	16738819	1/32	H
Ausführung links					
1	13,0 - 16,5	140144	16738825	1/32	H
2	15,5 - 19,5	140145	16738831	1/32	H
3	18,5 - 22,5	140146	16738848	1/32	H
4	21,5 - 26,0	140548	16738854	1/32	H

Cellacare® Rhizo Classic

Orthese zur Immobilisierung des Daumens



Anwendungsbereiche

- Ruhigstellung bei posttraumatischen und postoperativen Zuständen im Daumengrund- und / oder im Daumensattelgelenk
- Ruhigstellung bei ulnarer Bandverletzung (Skidaumen)
- Ruhigstellung bei chronischer Instabilität der Daumengelenke
- Ruhigstellung bei degenerativen Veränderungen im Daumengrund- und / oder Daumensattelgelenk (scapho-trapezio-trapezoid Arthrose, Rhizarthrose)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- Immobilisierung des Daumensattel- und des Daumengrundgelenks
- Fingerbeweglichkeit bleibt erhalten
- Das Stabilisierungselement kann bei Bedarf von einem Fachmann individuell angepasst werden

Einfache Handhabung

- einfaches Anlegen durch zwei Verschlüsse an Daumen und Handgelenk
- verlängerte Form des Klettverschlusses verhindert ein Herausrutschen des Gurtes das erleichtert das Anlegen des Produktes
- durch einen individuell einstellbaren Daumenverschluss lässt sich das Produkt an die Daumengröße anpassen

Hoher Tragekomfort

- dünn, trägt wenig auf
- besteht aus einem weichen, komfortablen Grundmaterial
- atmungsaktives Material

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyester, Polyurethan, Baumwolle, Polyacetal, Aluminium

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Rhizo Classic:
23.07.01.1059

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Rhizo Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	12,5 - 17,5	137931	15621707	1/39	H
2	16,5 - 21,5	137932	15621713	1/39	H

Cellacare® Rhizocast Classic

Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks und des Daumens



Anwendungsbereiche

- Ruhigstellung bei posttraumatischen, postoperativen Zuständen im Handgelenkbereich und Daumengrund- und/oder Daumensattelgelenk sowie bei ulnarer Bandverletzung (Skidaumen)
- Ruhigstellung bei degenerativen Veränderungen im Daumengrund- und / oder Daumensattelgelenk (scapho-trapezio-trapezoid Arthrose, Rhizarthrose)
- Ruhigstellung bei Entzündungszuständen des Sehnenapparates der Hand (Tendovaginitiden)
- Ruhigstellung bei initialem Carpal-tunnelsyndrom (CTS)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- Minderung von Belastungen der Handwurzelknochen, der Gelenkkapsel und der Bänder
- radiale Stabilisierungsstäbe
- laterale Stabilisierungsstäbe
- palmarer Stabilisierungsstab

Einfache Handhabung

- das Produkt ist dank der drei separat einstellbaren Gurte am Handgelenk und des Gurtes am Daumen einfach anpassbar
- durch einen individuell einstellbaren Daumenverschluss lässt sich das Produkt an die Daumengröße anpassen
- Schienen sind anatomisch vorgeformt

Hoher Tragekomfort

- besteht aus einem weichen, komfortablen Grundmaterial
- der Daumenbereich der Orthese ist weich und komfortabel gestaltet
- atmungsaktives Material

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyester, Polyurethan, Baumwolle, Polyacetal, Aluminium

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Rhizocast Classic:
23.07.02.2004

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Rhizocast Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	13,5 - 17,5	137940	15621630	1/30	H
2	16,5 - 20,5	137941	15621647	1/30	H
3	19,5 - 25,0	137942	15621653	1/30	H
Ausführung links					
1	13,5 - 17,5	137945	15621676	1/30	H
2	16,5 - 20,5	137946	15621682	1/30	H
3	19,5 - 25,0	137947	15621699	1/30	H

epX® Wrist Dynamic

Handgelenk-Kompressionsbandage mit Federstäben



Anwendungsbereiche

- Stabilisierung und Entlastung des Handgelenk- und Mittelhandbereichs bei Distorsionen und Kontusionen
- Karpaltunnelsyndrom
- Reiz- und Überlastungszustände im Handwurzel- und Handgelenkbereich
- auch postoperativ oder in der Rehabilitation anwendbar

Eigenschaften

- dorsal und volar stabilisierende Federstäbe
- zirkulärer Stützgurt über dem Handgelenk
- mit Klettverschluss fixiert
- anatomisch formgenäht
- mit Daumenöffnung und weichem Daumenband

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyurethan, verzinkter Draht mit vernickelten Messingenden

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Wrist Dynamic: 05.07.02.0072
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Wrist Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Handgelenkumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
S	12,5 - 15,0	22660	07640429	1/12/24	H
M	15,0 - 16,5	22661	07640435	1/12/24	H
M / L	16,5 - 18,0	22662	07640441	1/12/24	H
L	18,0 - 20,5	22663	07640458	1/12/24	H
XL	20,5 - 23,0	22664	07640464	1/12/24	H
XXL	23,0 - 25,5	22665	07640470	1/12/24	H

Cellacare® Dorsafit Comfort

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule



Anwendungsbereiche

- akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom durch Fehlbelastungen und Überlastungen von Muskeln und Bändern in der Lendenwirbelsäulen- und Kreuzbeinregion
- akutes oder chronisches spezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom bei:
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule (Facettensyndrom)
 - ◆ Spondylosis deformans

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- stabilisierende Wirkung durch vier integrierte Stäbe
- kompressive Wirkung durch elastisches Material (>350 CN/cm)

Einfache Handhabung

- anwenderfreundliches Verschlusssystem
- ergonomische Handschleife für vereinfachtes Anlegen der Orthese

Angenehmes Hautgefühl

- weiches und komfortables Innenmaterial für guten Tragekomfort
- dünnes und atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester, Polyurethan, Polyethylen, Baumwolle

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Dorsafit Comfort:
23.14.03.0010

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Dorsafit Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	65 - 80	108740	12899299	1/26	H
2	80 - 95	108741	12899307	1/26	H
3	95 - 110	108742	12899313	1/26	H
4	110 - 125	108743	12899336	1/26	H

Cellacare® Dorsal Classic

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Pelotte



Anwendungsbereiche

- akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom durch Fehlbelastungen und Überlastungen von Muskeln und Bändern in der Lendenwirbelsäulen- und Kreuzbeinregion
- akutes oder chronisches spezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom bei:
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule (Facettensyndrom)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- integrierte Stäbe stabilisieren die Lendenwirbelsäule durch Unterstützung der Bauch- und Rückenmuskulatur
- entnehmbare Pelotte erhöht die Kompression im Bereich der Lendenwirbelsäule

Körpergerechte Passform

- universelle Passform für Männer und Frauen
- durch Klettverschluss individuell anpassbar

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Elastodien, Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polyurethan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Dorsal Classic:
23.14.03.2083
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Dorsal Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	65 - 85	109011	12647830	1/11	H
2	85 - 110	109012	12647847	1/11	H
3	110 - 140	109013	12647853	1/11	H

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Pelotte



Anwendungsbereiche

- akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom durch Fehlbelastungen und Überlastungen von Muskeln und Bändern in der Lendenwirbelsäulen- und Kreuzbeinregion
- akutes oder chronisches spezifisches Lendenwirbelsäulen-Schmerzsyndrom bei:
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule (Facettensyndrom)

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- entnehmbare, druckverstärkende Pelotte
- WaveTec Pelotte passt sich dank des elastischen Materials an die Körperform an
- Noppenstruktur der Pelotte sorgt für Druckverteilung

Einfache Handhabung

- Handschlaufen erleichtern das Anlegen der Orthese
- das Verschlusssystem ist einfach zu verwenden
- durch Klettverschluss individuell anpassbar

angenehmes Tragegefühl

- weiches und komfortables Gestrick
- die integrierte x-förmige Platte verhindert das Aufrollen beim Tragen

Produktzusammensetzung

Polyamid, Baumwolle, Elasthan, Polyester, Polyurethan, Polyurethan Klebstoff, Polypropylen, Polyethylen

Hinweise

- Cellacare Dorsal Comfort ersetzt Cellacare Lumbasilk
- bei 30 °C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- Dorsal F Comfort und Dorsal M Comfort, jeweils der weiblichen und männlichen Anatomie angepasst
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Dorsal F/M Comfort:
23.14.03.2067
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

einzeln in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Cellacare Dorsal F Comfort (taillierte Ausführung für Frauen)					
1	70 - 90	136930	14253182	1/11	H
2	90 - 110	136931	14253199	1/11	H
3	110 - 130	136932	14253213	1/11	H
4	130 - 150	136933	14253236	1/11	H
5	150 - 170	136934	14253242	1/11	H
Cellacare Dorsal M Comfort (gerade Ausführung für Männer)					
1	70 - 90	136935	14253259	1/11	H
2	90 - 110	136936	14253265	1/11	H
3	110 - 130	136937	14253271	1/11	H
4	130 - 150	136938	14253288	1/11	H
5	150 - 170	136939	14253302	1/11	H

Cellacare® Materna Classic

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule während der Schwangerschaft



Anwendungsbereiche

- Durch Fehlhaltung oder Fehlbelastung bedingte, unspezifische Schmerzen im Lendenwirbelsäulen- sowie im Kreuz-Darmbeinbereich in der Schwangerschaft

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- zwei integrierte Stäbe tragen zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei
- zusätzliche Zügelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung

Einfache Handhabung

- die zusätzlichen Gurte lassen sich einfach einstellen
- einfach zu verwendendes Verschlusssystem

Ansprechendes Design

- anatomisch geformt
- integriertes Blumenmuster für eine weibliche Anmutung

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Baumwolle, Polyester, Elastodien, Elasthan, Polyethylen

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Materna Classic:
23.14.03.1045
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Materna Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Hüftumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	80 - 125	137008	13897138	1/12	H

Cellacare® Materna Comfort

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule während der Schwangerschaft



Anwendungsbereiche

- Durch Fehlhaltung oder Fehlbelastung bedingte, unspezifische Schmerzen im Lendenwirbelsäulen- sowie im Kreuz-Darmbeinbereich in der Schwangerschaft

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- vier integrierte Stäbe tragen zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule bei
- durch die integrierten Zuelemente kann die stabilisierende Wirkung der Orthese individuell reguliert werden

Einfache Handhabung

- spezielle Form des Frontverschlusses erleichtert die Handhabung
- die Zuelemente lassen sich dank der Handschlaufen einfach einstellen
- abgeflachte Klettflächen für ein einfacheres Öffnen der Verschlüsse

Angenehmes Hautgefühl

- weiche Innenmaterialien für hohen Tragekomfort
- die Ränder sind weich gestaltet
- ohne Naturkautschuklatex hergestellt

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyester, Baumwolle, Polyisopren, Elastan, Polyurethan, Polyethylen

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Materna Comfort:

23.14.03.1006

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Materna Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Hüftumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	80 - 95	129901	14039862	1/16	H
2	95 - 110	129902	14039879	1/16	H
3	110 - 125	129903	14039885	1/16	H
4	125 - 140	129904	14039891	1/16	H

Cellacare® Lumbal Classic

Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Pelotte



Anwendungsbereiche

- Akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulenschmerzsyndrom, verursacht durch falsche Belastung (abnormaler biomechanischer Stress) oder Stress (belastungsbedingt) der Muskeln und Bänder der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeinbereichs
- Akutes oder chronisches spezifisches Schmerzsyndrom der Lendenwirbelsäule bei:
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- Orthese zur Entlastung und Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- stabilisierende Wirkung durch vier integrierte Stäbe
- entnehmbare, druckverstärkende Pelotte

Einfache Handhabung

- die Orthese lässt sich einfach anlegen
- das Öffnen und Schließen der Klettverschlüsse wird durch Handschlaufen vereinfacht
- Klettverschlüsse lassen sich einfach lösen
- die Zügelemente lassen sich einfach einstellen

Guter Tragekomfort

- atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Material
- durch Klettverschlüsse individuell anpassbar
- Zügelemente ermöglichen eine individuelle Anpassung

Produktzusammensetzung

Polyester, Elasthan, Elastodien (Latex), Polyamid, Polyethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyurethan, Stahl mit Polyethylen oder Epoxy-Polyester beschichtet

Hinweise

- Cellacare Lumbal Classic ersetzt Cellacare Lumbal
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Lumbal Classic:
23.14.03.3013
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Lumbal Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Hüft-/Taillenumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	65 - 75	137770	14853172	1/16	H
2	75 - 90	137771	14853189	1/16	H
3	90 - 105	137772	14853195	1/16	H
4	105 - 120	137773	14853226	1/16	H
5	120 - 135	137774	14853232	1/16	H

Cellacare® Dotop Comfort

Orthese zur Entlastung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule



Anwendungsbereiche

- Akutes oder chronisches unspezifisches Lendenwirbelsäulenschmerzsyndrom, verursacht durch falsche Belastung (abnormaler biomechanischer Stress) oder Stress (belastungsbedingt) der Muskeln und Bänder der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeinbereichs
- Akutes oder chronisches spezifisches Schmerzsyndrom der Lendenwirbelsäule bei
 - ◆ Osteochondrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Bandscheibenprotrusionen/-prolaps im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylarthrose im Bereich der Lendenwirbelsäule
 - ◆ Spondylolysen ohne und mit Spondylolisthesis (Grad I)
- Nachbehandlung von Bandscheiben-Operationen

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- Schnürsystem auf der Rückseite für einen guten Sitz
- kompressive Wirkung durch elastisches Material (>350 cN/cm bei 30% Dehnung)
- Entlordosierung durch 3-Punkt-Gurtsystem

Einfache Handhabung

- Das EasyFit Zugsystem mit Flaschenzugprinzip sorgt bereits beim Anlegen der Orthese unter leichtem Zug für eine gute lumbale Stabilisation
- Handschleife für vereinfachtes Anlegen der Orthese

Hoher Tragekomfort

- atmungsaktives Material
- weiches und komfortables Innenmaterial am Gurt
- flexible Zone im Hüftbeugebereich für guten Tragekomfort

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester, Polyurethan, Polyacetal, Stahl, Polypropylen, Polyolefine, Epoxid-Polyester, Polyethylen, Baumwolle

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

- Farbe: taupe/weiß

Cellacare® Dotop Comfort:

23.14.04.0039

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Dotop Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Taillenumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	65 - 80	146031	16738222	1/16	H
2	75 - 95	146032	16738239	1/16	H
3	90 - 110	146033	16738245	1/16	H
4	105 - 125	146034	16738251	1/16	H
5	120 - 145	146035	16738268	1/16	H

Cellacare® Thorax F/M Classic

Thoraxbandage



Anwendungsbereiche

- zur postoperativen Druckentlastung nach Thoraxeingriffen
- konservative Therapie von Rippenfrakturen und Quetschungen im Brustbereich

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- schont die Rippen bei jedem Atemzug
- F mit Spezialzuschnitt im Brustbereich, um der weiblichen Anatomie gerecht zu werden
- M mit gerader Passform

Einfache Handhabung

- einfach anzulegen
- ein breiter Klettverschluss erleichtert das exakte Anlegen und die Anpassung der Kompression

Hoher Tragekomfort

- hautfreundliches Material mit Baumwolle und ohne Naturkautschuklatex
- Version M in großen Größen erhältlich für Brustkorbumfänge bis 145cm
- kaum wahrnehmbar unter der Kleidung

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- Thorax F Classic und Thorax M Classic, jeweils der weiblichen und männlichen Anatomie angepasst
- Farbe: weiß
- Bandagenhöhen:
Thorax F Classic 15 cm und Thorax M Classic 24 cm

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Thorax F: 05.11.01.0028

Cellacare® Thorax M: 05.11.01.0029

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Thorax F/M Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Abmessungen (cm)	Unterbrustumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Cellacare Thorax F Classic						
1	15	65 - 100	140581	16536435	1/40	H
2	15	95 - 125	140582	16536441	1/40	H
Cellacare Thorax M Classic						
1	24	75 - 110	140583	16536458	1/18	H
2	24	105 - 145	140584	16536464	1/18	H

Cellacare® Abdominal Classic

Abdominalbandage



Anwendungsbereiche

- Bauchmuskelschwäche
- nach bauchchirurgischen Eingriffen
- Peritonealverletzungen
- für Bindegewebsschwäche im Bauchbereich und im Unterbauch
- nach Fettabsaugung und Bauchdeckenstraffung

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- verteilt den Druck gleichmäßig über den gesamten Bereich
- angenehme ventrale Polsterung im Verletzungs-/Wundbereich
- unterstützt die Rückbildung nach der Entbindung

Einfache Handhabung

- verstellbarer Verschluss
- ein breiter Klettverschluss erleichtert das exakte Anlegen und die Anpassung der Kompression
- ermöglicht schnelles und einfaches Wechseln

Hoher Tragekomfort

- hautfreundliches Material mit Baumwolle und ohne Naturkautschuklatex
- kaum wahrnehmbar unter der Kleidung
- in großen Größen für einen Abdomenumfang bis zu 150cm erhältlich

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- weiß
- Bandagenhöhe: 27 cm

Cellacare® Abdominal Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Bauchumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	65 - 85	140551	16536493	1/18	PB
2	70 - 95	140552	16536501	1/18	PB
3	90 - 110	140553	16536518	1/18	PB
4	105 - 125	140554	16536530	1/18	PB
5	120 - 150	140885	16536547	1/18	PB

epX® Back Basic

LWS-Stabilisierungssorthese mit Pelotte und Zugelementen



Anwendungsbereiche

- zur Therapie akuter und chronischer Lumbalgien und Lumboischialgien
- radikuläres/pseudoradikuläres LWS-Syndrom
- unspezifische Rückenschmerzen
- Fehlhaltung
- muskuläre Fehlfunktion/ Überlastungszustände
- präventive Reduktion von Belastungsspitzen

Eigenschaften

- zugelastische Doppelgurte, Stützung und Entlastung des Rückens
- großflächige Pelottentasche im dorsalen Bereich zur Applikation einer Einlage

Produktzusammensetzung

Orthese: Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyester
Soft-Einlage: Neopren, Polyolefin-Schaum

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
- Soft-Einlage zur Intensivierung der Wirkung
- anschmiegsam mit Wärmeeffekt
- aus beschichtetem Schaumstoff mit eingenähter Pelotte

Ausführungen

- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Back Basic: 23.14.03.3012

Soft-Einlage:

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- Soft-Einlage zur Intensivierung der Wirkung
- anschmiegsam mit Wärmeeffekt

epX® Back Basic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Hüft-/Taillenumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
S	86,0 - 96,5	22670	07640487	1/12	H
M	96,5 - 106,5	22671	07640493	1/12	H
L	106,5 - 117,0	22672	07640501	1/12	H
XL	117,0 - 127,0	22673	07640518	1/12	H
XXL	127,0 - 137,0	22674	07640524	1/12	H

Soft-Einlage

einzel in PE-Beutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
universal	22681	07640547	1/6/30	H

Cellacare® Genu Classic

Bandage für das Kniegelenk



Anwendungsbereiche

Behandlung von akuten oder chronischen Schmerz- und Gelenkreizzuständen sowie Funktionsdefiziten nach einer Verletzung oder Operation sowie in Folge von Fehlbelastung bzw. Überlastung des Kniegelenks, der Kapsel, der Sehnen, Muskeln und Bänder bei:

- beginnender Gonarthrose oder Arthritis mit und ohne Gelenkerguss
- leichter medialer oder lateraler Bandinstabilität
- patellofemoralem Schmerzsyndrom in Verbindung mit funktioneller Therapie
- leichten medialen oder lateralen Meniskuspathologien (akut-traumatisch, degenerativ) und zur postoperativen Behandlung nach Meniskusoperationen

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- kompressives Gestrick (Kompressionsklasse 2) verbessert die Propriozeption
- druckverstärkende Pelotte aus elastischem Material

Massageeffekt

- integrierte Ringpelotte sorgt für intermittierende Massagewirkung bei Bewegung und wirkt druckverteilend

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Elastiden, Baumwolle, Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Silikon, Stahl, Polyester

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genu Classic:
05.04.01.0125
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genu Classic

einzeln in Faltschachtel

Größe	Umfang 1 (Umfang 12 cm von Kniemitte nach unten) (cm)	Umfang 2 (Umfang 14 cm von Kniemitte nach oben) (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	28 - 32	38 - 42	106001	12647876	1/40	H
2	32 - 36	42 - 46	106002	12647882	1/40	H
3	36 - 40	46 - 50	106003	12647899	1/40	H
4	40 - 44	50 - 54	106004	12647907	1/40	H
5	44 - 48	54 - 58	106005	12647913	1/40	H

Cellacare® Genu Comfort

Aktivbandage für das Kniegelenk



Anwendungsbereiche

Behandlung von akuten oder chronischen Schmerz- und Gelenkreizzuständen sowie Funktionsdefiziten nach einer Verletzung oder Operation sowie in Folge von Fehlbelastung bzw. Überlastung des Kniegelenks, der Kapsel, der Sehnen, Muskeln und Bänder bei:

- beginnender Gonarthrose oder Arthritis mit und ohne Gelenkerguss
- leichter medialer oder lateraler Bandinstabilität
- patellofemoralem Schmerzsyndrom in Verbindung mit funktioneller Therapie
- leichten medialen oder lateralen Meniskuspathologien (akut-traumatisch, degenerativ) und zur postoperativen Behandlung nach Meniskusoperationen

Eigenschaften

Cellacare Genu Comfort komprimiert, bewirkt mithilfe einer integrierten Ringpelotte bei Bewegung eine intermittierende Massage und kann die Propriozeption verbessern.

Körpergerechte Passform

- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- zweizugelastisches Trägermaterial

Angenehmes Hautgefühl

- hautfreundlich dank des Mikrofasermaterials
- Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen ableitend

Komfortabler Sitz

- patentierte Softkomfortzone in der Kniekehle
- hohe Elastizität trägt zur Begrenzung der Rutschneigung bei

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Polyvinylchlorid, Polyurethan, Stahl, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genu Comfort:

05.04.01.0057

(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genu Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	Umfang 1 (Umfang 12 cm von Kniemitte nach unten) (cm)	Umfang 2 (Umfang 14 cm von Kniemitte nach oben) (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	23 - 27	33 - 37	34180	11662201	1/48	H
2	27 - 31	37 - 41	34181	11662218	1/48	H
3	31 - 35	41 - 45	34182	11662224	1/48	H
4	35 - 39	45 - 49	34183	11662230	1/48	H
4+	35 - 39	49 - 53	138180	15253706	1/48	H
5	39 - 43	49 - 53	34184	11662247	1/48	H
5+	39 - 43	53 - 57	138181	15253741	1/48	H
6	43 - 47	53 - 57	34185	11662253	1/48	H
6+	43 - 47	57 - 61	138182	15253758	1/48	H
7	47 - 51	57 - 61	34186	11662276	1/48	H
7+	47 - 51	61 - 65	138183	15253764	1/48	H
8	51 - 55	61 - 65	34187	11662282	1/48	H
8+	51 - 55	65 - 69	138184	15253770	1/48	H

Cellacare® Genucast 0° Classic

Orthese zur Immobilisierung des Kniegelenks



Anwendungsbereiche

- Vorübergehende Ruhigstellung des Kniegelenks nach Verletzungen / Operationen

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- silikonbeschichtete Haftbänder verringern ein Herabrutschen der Orthese
- sichere Fixierung der Orthese durch gegenläufige Klettbänder
- die an den Seiten und der Rückseite angeordneten Aluminiumstäbe sind herausnehmbar und individuell anpassbar

Praktische Handhabung

- wird offen geliefert für eine einfache und schnelle Handhabung
- kleiner Klettgurt vereinfacht die Anlage
- schwarze Farbgebung, um sichtbaren Schmutz zu reduzieren

Guter Tragekomfort

- hautfreundliche Materialien
- weiche Polsterung trägt zur Verringerung von Druckstellen bei
- atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyurethan, Polyoxymethylen, Aluminium, Polyamid, Silika

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genucast 0° Classic:
23.04.01.0056
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genucast 0° Classic

einzelns im Folienbeutel

Größe	Wadenumfang (cm)	Oberschenkelumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	24 - 28	30 - 38	137500	14366696	1/22	H
2	28 - 32	38 - 46	137501	14366704	1/18	H
3	32 - 40	46 - 54	137502	14366733	1/18	H
4	40 - 48	54 - 68	137503	14366756	1/12	H

Cellacare® Genucast 20° Classic

Orthese zur Immobilisierung des Kniegelenks



Anwendungsbereiche

- Vorübergehende Ruhigstellung des Kniegelenks nach Verletzungen / Operationen

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- silikonbeschichtete Haftbänder verringern ein Herabrutschen der Orthese
- sichere Fixierung der Orthese durch gegenläufige Klettbänder
- die an den Seiten und der Rückseite angeordneten Aluminiumstäbe sind herausnehmbar und individuell anpassbar

Praktische Handhabung

- wird offen geliefert für eine einfache und schnelle Handhabung
- kleiner Klettgurt vereinfacht die Anlage
- schwarze Farbgebung, um sichtbaren Schmutz zu reduzieren

Guter Tragekomfort

- hautfreundliche Materialien
- weiche Polsterung trägt zur Verringerung von Druckstellen bei
- atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyurethan, Polyoxymethylen, Aluminium, Polyamid, Silika

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genucast 20° Classic:
23.04.01.1009
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genucast 20° Classic

einzelns im Folienbeutel

Größe	Wadenumfang (cm)	Oberschenkelumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	24 - 28	30 - 38	137505	14366762	1/22	H
2	28 - 32	38 - 46	137506	14366779	1/18	H
3	32 - 40	46 - 54	137507	14366785	1/18	H
4	40 - 48	54 - 68	137508	14366791	1/12	H

Cellacare® Genucast Modular Classic

Modulare Orthese zur Immobilisierung des Kniegelenks



Anwendungsbereiche

- Vorrübergehende Ruhigstellung des Kniegelenks nach Verletzungen / Operationen

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- silikonbeschichtete Haftbänder verringern ein Herabrutschen der Orthese
- sichere Fixierung der Orthese durch gegenläufige Klettbänder
- die an den Seiten und der Rückseite angeordneten Aluminiumstäbe sind herausnehmbar und individuell anpassbar

Praktische Handhabung

- wird offen geliefert für eine einfache und schnelle Handhabung
- kleiner Klettgurt vereinfacht die Anlage
- schwarze Farbgebung, um sichtbaren Schmutz zu reduzieren

Guter Tragekomfort

- hautfreundliche Materialien
- weiche Polsterung trägt zur Verringerung von Druckstellen bei
- atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement

Produktzusammensetzung

Polyester, Polyurethan, Polyoxymethylen, Aluminium, Polyamid, Silika

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Genucast Modular Classic:
23.04.01.1010
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Genucast Modular Classic

einzelnen im Folienbeutel

Größe	für Körpergröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	< 160	137510	14366816	1/15	H
2	160 - 180	137511	14366822	1/15	H
3	> 180	137512	14366839	1/12	H

epX® Knee Dynamic

Kniekompressionsbandage mit zusätzlichen Funktionselementen



Anwendungsbereiche

- Therapie von Kontusionen, Bandläsionen und chronischen Instabilitäten
- in der Rehabilitation und Prävention femoropatellarer Schmerzsyndrome, Myotendopathien sowie Überlastungserscheinungen
- zur Behandlung von Gelenkergüssen und Schwellungen bei Arthrose und Arthritis
- bei posttraumatischen oder postoperativen Reizzuständen

Eigenschaften

- dynamischer Schutz des Kniegelenks
- seitliche Verstärkungen und Fixierungsgurte geben zusätzliche Stabilität
- zuschneidbare Ringpelotte zur gezielten Polsterung der Knie-
scheibe

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Elasthan, verzinkter Federstahl, Plastisol, Synthetik-
kautschuk, Polyester

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Knee Dynamic: 05.04.01.2002
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Knee Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Knieumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
S	33,0 - 35,5	22620	07640174	1/10/20	H
M	35,5 - 37,0	22621	07640180	1/10/20	H
M / L	37,0 - 38,0	22622	07640197	1/10/20	H
L	38,0 - 40,5	22623	07640205	1/10/20	H
XL	40,5 - 45,5	22624	07640211	1/10/20	H
XXL	45,5 - 51,0	22625	07640228	1/10/20	H

epX® Knee J Patella

Knieorthese zur Beeinflussung des Patellagleitweges



Anwendungsbereiche

- Patellaspitzenyndrom
- nach Patellaluxation
- zur Medialisierung bei Patella- Dys-
plasie
- auch postoperativ, z. B. nach
Lateral Release

Eigenschaften

- Knieorthese mit J-förmig eingear-
beiteter Pelotte, asymmetrischer
Gurtführung sowie 2 seitlich ange-
brachten Federstäben
- wirkt zentrierend auf die Knie-
scheibe

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyurethan, Elasthan, ver-
zinkter Federstahl, Plastisol, Synthetik-
kautschuk, Polyester

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln,
nicht maschinell trocknen, nicht
bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschlüsse
schließen
- unterschiedliche Ausführungen für
rechts und links

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für
rechts und links
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelver- zeichnis

epX® Knee J Patella: 23.04.05.0004
(Angaben zur Rezeptierung und
Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Knee J Patella

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Knieumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
M	35,5 - 37,0	22630	07640234	1/10/20	H
M / L	37,0 - 38,0	22631	07640240	1/10/20	H
L	38,0 - 40,5	22632	07640257	1/10/20	H
XL	40,5 - 45,5	22633	07640263	1/10/20	H
XXL	45,5 - 51,0	22634	07640286	1/10/20	H
Ausführung links					
M	35,5 - 37,0	22635	07640292	1/10/20	H
M / L	37,0 - 38,0	22636	07640300	1/10/20	H
L	38,0 - 40,5	22637	07640317	1/10/20	H
XL	40,5 - 45,5	22638	07640323	1/10/20	H
XXL	45,5 - 51,0	22639	07640346	1/10/20	H

Cellacare® Malleo Classic

Bandage für das Sprunggelenk



Anwendungsbereiche

- Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk (Grad 1)
- Leichtgradige chronische Bandinstabilität
- Leichtgradige lokale, allgemeine Hypermobilität
- Arthrose (auch aktivierte), Arthritis
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkerguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- kompressives Gestrick (Kompressionsklasse 2) verbessert die Propriozeption
- zwei Pelotten bewirken einen intermittierenden Massageeffekt

Körpergerechte Passform

- symmetrischer Aufbau der Bandage ermöglicht das Tragen am rechten und linken Sprunggelenk
- anatomisch geformt

Wirtschaftlichkeit

- Basisprodukt für die grundlegenden Anforderungen
- kosteneffizient mit voller medizinischer Wirksamkeit

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Elasthan, Elastodien, Polyamid, Polyester, Polyurethan, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Classic:
05.02.01.0082
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Malleo Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	18 - 21	107001	12647936	1/48	H
2	21 - 24	107002	12647942	1/48	H
3	24 - 27	107003	12647959	1/48	H
4	27 - 30	107004	12647971	1/48	H

Cellacare® Malleo Comfort

Aktivbandage für das Sprunggelenk



Anwendungsbereiche

- Bandverletzungen am oberen Sprunggelenk (Grad 1)
- Leichtgradige chronische Bandinstabilität
- Leichtgradige lokale, allgemeine Hypermobilität
- Arthrose (auch aktivierte), Arthritis
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkerguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Cellacare Malleo Comfort komprimiert und stützt das Sprunggelenk und kann die Propriozeption verbessern.

Körpergerechte Passform

- dreidimensional anatomisch formgestrickt
- zweizugelastisches Trägermaterial

Angenehmes Hautgefühl

- weiches Mikrofasermaterial
- Feuchtigkeit von der Körperoberfläche nach außen ableitend
- beidseitige Silikonpelotten bewirken einen Massageeffekt

Komfortabler Sitz

- reduzierter Kompressionsdruck an den Rändern
- patentierte Softkomfortzone am Spann des Fußes

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester, Silikon

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Comfort:
05.02.01.0035
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Malleo Comfort

einzeln in Faltschachtel

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	17 - 19	33761	11664803	1/32	H
2	19 - 21	33762	11664832	1/32	H
3	21 - 23	33763	11664849	1/32	H
4	23 - 26	33764	11664855	1/32	H
5	26 - 29	33765	11664861	1/32	H
6	29 - 32	33766	11664878	1/32	H

Cellacare® Achillo

Aktivbandage für die Achillessehne



Anwendungsbereiche

- akute, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Achillessehnenbereich
- Achillodynie, Bursitis achillea und subachillea, Peritendinitis, Peritendinose, Tendinitis
- postoperativ nach Achillessehnenruptur oder -teillruptur
- bei Bursektomie und OP am Gleitgewebe der Achillessehne

Eigenschaften

- komprimiert Gelenk- und Achillessehnenbereich
- fördert die Durchblutung durch Friktionsmassage
- Lymphtec-Pelotte umfasst den Sehnenkanal von der Ferse bis zum Unterschenkel und fördert gezielt den Lymphabfluss
- Rückgang von Schwellungen und Blutergüssen
- Hoher Tragekomfort
- sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil
- anatomische Passform
- kompressionsreduziertes Gewebe im Rist gegen Einschnürung

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elastodien (Naturlatex), Elasthan, Silikon, Polyurethan

Hinweise

- nicht während längerer Ruhephasen tragen
- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: blau/schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Achillo: 05.02.01.1011
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- bei Bedarf kann zur Entlastung der Achillessehne ein beigefügter Fersenkeil in den Schuh eingelegt werden, wodurch eine weitere Schmerzlinderung erreicht werden kann. Ein zusätzlicher Fersenkeil kann am gesunden Fuß getragen werden, um einen Ausgleich der Beinlängendifferenz zu gewährleisten und somit einen Beckenschiefstand zu verhindern.

Cellacare® Achillo

einzel in Faltschachtel

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	17 - 19	24660	00853694	1/20	H
2	19 - 21	24661	00853702	1/20	H
3	21 - 23	24662	00853719	1/20	H
4	23 - 26	24663	00853725	1/20	H
5	26 - 29	24664	00853731	1/20	H
6	29 - 32	24665	00853748	1/20	H

Cellacare® Malleo Akut Classic

Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- Bandverletzung am oberen Sprunggelenk (Grad 1-2)
- aktivierte Arthrose, Arthritis
- chronische Bandinstabilität
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkerguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Cellacare Malleo Akut Classic stabilisiert das Sprunggelenk in einer Ebene nach dem Prinzip der klassischen U-Schiene

Hohe Anwendungssicherheit

- einfaches Verschlusssystem mit Klettverschlüssen
- visuelle Anwendungsanweisungen auf dem Produkt

Eine Größe für alle

- individuelle Anpassung an die Anatomie des Patienten
- einfache Bevorratung und Lagerung

Guter Tragekomfort

- weicher, flexibler Bereich für die Malleolen
- Innenpolster mit Mesh-Überzug für eine gute Ventilierung

Produktzusammensetzung

Polyethylen, thermoplastisches Elastomer, Polyurethan, Polyester, Polyamid, Acetalharz, Baumwolle

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen bitte Klettverschlüsse schließen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/grün

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Akut Classic:
23.02.02.0075
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipp

- um die vollständige Wirkung zu erzielen, sollte die Orthese in Kombination mit einem Schnürschuh eingesetzt werden

Cellacare® Malleo Akut Classic

einzel in Faltschachtel

Größe	Schuhgröße	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	35-45	33709	11660900	1/30	H

Cellacare® Malleo Control Comfort

Orthese zur Akutbehandlung des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- Bandverletzung am oberen Sprunggelenk (Grad 1-2)
- aktivierte Arthrose, Arthritis
- chronische Bandinstabilität
- perimalleoläre Schwellung, Gelenkerguss, intraartikulärer Reizzustand

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- ermöglicht die Dorsalflexion und Plantarflexion und bietet Unterstützung gegen eine übermäßige Inversion des Knöchels
- beschränkt einen übermäßigen Bewegungsumfang für Inversion/ Eversion durch externe Stabilisierung mit Schienen an Innen- und Außenseiten
- die Abrollbewegung ist nicht signifikant eingeschränkt

Einfache Handhabung

- Anlegehinweise ermöglichen eine korrekte Anwendung
- drei Gurte für schnelles und sicheres Anlegen
- Fersengurt kann während des Tragens der Orthese angepasst werden

Angenehmes Tragegefühl

- Versionen für rechts und links für eine bessere Passform entsprechend der anatomischen Form des Sprunggelenks
- weiches, komfortables Polstermaterial

Produktzusammensetzung

Polypropylen, Polyurethan, Polyester, Polyamid, Baumwolle, Styrol-Thermoplaste

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: taupe/weiß

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Control Comfort:
23.02.02.0005
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Malleo Control Comfort

einzel in Faltschachtel

Größe	für Körpergröße (m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	< 1,6	129911	15253586	1/26	H
2	> 1,6	129912	15253600	1/26	H
Ausführung links					
1	< 1,6	129913	15253563	1/26	H
2	> 1,6	129914	15253592	1/26	H

Cellacare® Malleo Control Expert

Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- konservative Therapie bei Sprunggelenksdistorsionen (Grad 1 und 2)
- chronische Bandinstabilität der Sprunggelenke
- postoperative Versorgung der Sprunggelenke nach Band-Operationen
- aktivierte Arthrose, rheumatische Arthritis der Sprunggelenke
- lokale oder allgemeine Hypermobilität

Eigenschaften

Bewährtes Funktionsprinzip

- das Sprunggelenk wird von der medialen und lateralen Seite umschlossen, was zu einer Stabilisierung führt (U-Schalen-Effekt)
- 8er-Gurt trägt zur Stabilisierung der Supinations- und Pronationseinschränkung bei
- natürliche Abrollbewegung von der Ferse bis zu den Zehen möglich

Einfache Handhabung

- breite Öffnung ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- der zirkuläre Gurt und das innovative Kordelverschlusssystem ermöglichen ein schnelles und einfaches Verschließen

Hoher Tragekomfort

- anatomisch geformte Schalen
- weiches Polstermaterial für den Knöchelbereich
- „Soft Comfort Zone“ im Ristbereich

Produktzusammensetzung

Polyamid, Polyester, Elasthan, Baumwolle, Viskose, Polyethylen, Polyurethan, Polypropylen, Polyoxymethylen, Ethylen-Vinylacetat, Acrylharz, Messing

Hinweise

- bei 30 °C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen

Ausführungen

- rechts wie links tragbar
- Farbe: schwarz/anthrazit/orange

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Malleo Control Expert:
23.02.02.1004
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Malleo Control Expert

einzeln in Faltschachtel

Größe	Fersen-Rist-Umfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1	28 - 34	142130	17522760	1/30	H
2	33 - 38	142131	17522777	1/30	H

Cellacare® Tarsotec Expert

Orthese zur Stabilisierung und zum Schutz des Sprunggelenks



Anwendungsbereiche

- phasengerechte Unterstützung von der Sprunggelenkdistorsion bis zur fibularen Bandruptur
- bei Verletzungen der calcaneocuboidalen Bänder
- bei chronischer Instabilität des Sprunggelenks
- bei entzündlichen und degenerativen Funktionsstörungen des oberen und unteren Sprunggelenks
- zur Prophylaxe bzw. Rezidivprophylaxe im Breiten- und Leistungssport
- zur postoperativen Behandlung (zum Schutz und zur Rehabilitation nach Bandrekonstruktion)

Eigenschaften

Cellacare Tarsotec Expert unterstützt die Behandlung des Sprunggelenks in allen Heilungsphasen, von der Ruhigstellung über die rasche Re-Mobilisation bis zur Mobilisation.

Variabler Einsatz

- einzigartiger, patentierter Vorfußgurt wirkt dem Talusvorschub entgegen
- herausnehmbare Verstärkungsschalen begrenzen die Pronation und Supination

Einfache Handhabung

- zirkuläre Gurte und Fersenband fixieren die Orthese am Bein
- nach Anleitung vom Patienten selbst anzulegen

Phasengerechte Wirkung

- Ruhigstellung durch hohe Stabilität
- Re-Mobilisierung bei mittlerer Stabilität
- Mobilisation und leichte Unterstützung

Produktzusammensetzung

Baumwolle, Polyamid, Elasthan, Polyurethan, Polyester, Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Polyvinylchlorid

Hinweise

- bei 30° C waschbar, nicht bügeln, nicht bleichen, nicht maschinell trocknen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen und Verstärkungsschalen entnehmen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz/anthrazit/orange

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

Cellacare® Tarsotec Expert:
23.02.04.0003
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Cellacare® Tarsotec Expert

einzeln in Faltschachtel

Größe	Fersen-Rist-Umfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
1	28 - 34	33510	12478244	1/24	H
2	34 - 40	33511	12478250	1/24	H
Ausführung links					
1	28 - 34	33512	12478267	1/24	H
2	34 - 40	33513	12478273	1/24	H

epX® Ankle Dynamic

Sprunggelenkkompressionsbandage mit Funktionselementen



Anwendungsbereiche

- zur posttraumatischen und postoperativen Therapie nach Inversions-trauma
- Schutz des lateralen sowie medialen Bandapparates vor Bänderriss oder Überdehnung

Eigenschaften

- anatomisch formgenäht
- kraftvolle Stabilisierungsgurte
- schützt und stabilisiert das Sprunggelenk nach biomechanischem Wirkprinzip ohne wesentliche Einschränkung der natürlichen Beweglichkeit
- atmungsaktiv
- wasserfest

Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester und Polyisopren, Syntheselatex (Styrol-Butadien)

Hinweise

- bei 30 °C waschbar, nicht bügeln, nicht maschinell trocknen, nicht bleichen, nicht chemisch reinigen
- vor dem Waschen Klettverschluss schließen

Ausführungen

- unterschiedliche Ausführungen für rechts und links
- Farbe: schwarz

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis

epX® Ankle Dynamic: 05.02.01.2001
(Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

epX® Ankle Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ausführung rechts					
S	17,5 - 20,5	22720	07640725	1/12/24	H
M	20,5 - 23,0	22721	07640731	1/12/24	H
L	23,0 - 25,5	22722	07640748	1/12/24	H
XL	25,5 - 28,0	22723	07640754	1/12/24	H
XXL	28,0 - 33,0	22724	07640760	1/12/24	H
Ausführung links					
S	17,5 - 20,5	22725	07640777	1/12/24	H
M	20,5 - 23,0	22726	07640783	1/12/24	H
L	23,0 - 25,5	22727	07640808	1/12/24	H
XL	25,5 - 28,0	22728	07640814	1/12/24	H
XXL	28,0 - 33,0	22729	07640820	1/12/24	H



Gipsraum

Cellacast® Xtra

Für eine sichere Stabilisierung.



Anwendungsbereiche

- zur Immobilisation nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen sowie zur Behandlung von Gelenk- und Knochenkrankungen

Eigenschaften

- rigider Cast-Verband
- guter Lagenverbund
- besonders stabil durch glasfaserhaltiges Trägermaterial
- anpassbar an jede Körperkontur
- luftdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig

Produktzusammensetzung

Glasfasergewirk mit Polyurethanharz imprägniert

Hinweise

- zuschneidbar im nicht-ausgehärtetem Zustand
- kann mit handelsüblichen Untersuchungshandschuhen angelegt werden
- Abbindezeit 2,5 - 5 min. nach Aktivierung mit Wasser
- nach 30 min. belastbar
- empfohlene Tauchwassertemperatur: 20 - 24°C



Cellacast® Xtra

Für eine sichere Stabilisierung.

Cellacast® Xtra

einzelns eingeseiegelt

Abmessungen	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
creme				
2,5 cm x 1,8 m	139850	14252780	10/40	SSB
5,0 m x 3,6 m	139851	14252805	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139852	14252828	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139853	14252840	10/40	SSB
12,5 cm x 3,6 m	139854	14252863	10/40	SSB
blau				
5,0 cm x 3,6 m	139855	14252461	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139856	14252484	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139857	14252509	10/40	SSB
12,5 cm x 3,6 m	139858	14252521	10/40	SSB
rot				
5,0 cm x 3,6 m	139863	14252544	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139864	14252567	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139865	14252596	10/40	SSB
lila				
5,0 cm x 3,6 m	139867	14252722	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139868	14252745	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139869	14252768	10/40	SSB
schwarz				
5,0 cm x 3,6 m	139859	14252610	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139860	14252633	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139861	14252685	10/40	SSB

Cellacast® Xtra Longuette

einzelns eingeseiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
creme				
5,0 x 20,0	139730	14261804	1/15/60	SSB
7,5 x 38,0	139731	14261827	1/10/40	SSB
10,0 x 38,0	139732	14261833	1/10/40	SSB
10,0 x 96,0	139733	14261856	1/5/20	SSB
12,5 x 76,0	139734	14261891	1/5/20	SSB

Cellacast® Active

Mobilisierender Stützverband



Anwendungsbereiche

- zur fokussierten Immobilisation nach Frakturen und Operationen sowie bei Bandverletzungen und Überlastungsbeschwerden
- zur Herstellung von Verbänden zur Mobilisation

Eigenschaften

- schnelle Versorgung mit leichtem, glasfaserfreiem Cast
- hohe Flexibilität und Mobilität
- durch Polyestergerewebe besonders gute Anpassungsfähigkeit
- bruchfest
- weiche Kanten
- luftdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig

Produktzusammensetzung

Polyester-Träger mit Polyurethanharz imprägniert

Hinweise

- zuschneidbar im nicht-ausgehärtetem Zustand
- kann mit handelsüblichen Untersuchungshandschuhen angelegt werden
- Abbindezeit 2,5 - 5 min. nach Aktivierung mit Wasser
- nach 30 min. belastbar
- empfohlene Tauchwassertemperatur: 20 - 24°C

Cellacast® Active

einzelns eingeseigelt

Abmessungen	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
creme				
2,5 cm x 1,8 m	139876	14251616	10/40	SSB
5,0 cm x 3,6 m	139877	14251639	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139878	14251651	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139879	14251674	10/40	SSB
12,5 cm x 3,6 m	139880	14251697	10/40	SSB
blau				
5,0 m x 3,6 m	139881	14251711	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139882	14251734	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139883	14251786	10/40	SSB
12,5 cm x 3,6 m	139884	14251800	10/40	SSB
rot				
5,0 cm x 3,6 m	139885	14251533	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139886	14251562	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139887	14251585	10/40	SSB
schwarz				
5,0 cm x 3,6 m	139888	14264317	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139889	14264346	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139890	14264369	10/40	SSB
lila				
5,0 cm x 3,6 m	139891	14264398	10/40	SSB
7,5 cm x 3,6 m	139892	14264435	10/40	SSB
10,0 cm x 3,6 m	139893	14264458	10/40	SSB

Cellacast® Soft

Semirigider Stützverband



Anwendungsbereiche

- zur Herstellung von semirigiden Cast-Verbänden nach Frakturen, Operationen und orthopädischen Korrekturen
- zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen sowie Verletzungen von Bändern und Sehnen

Eigenschaften

- fokussierte Immobilisation
- zuschneidbar sowohl im ausgehärteten als auch im nicht ausgehärteten Zustand
- anpassbar an jede Körperkontur
- flexibel auch bei mehrlagiger Anwendung
- weiche Ränder und Schnittkanten
- bruchfest
- luftdurchlässig
- röntgenstrahlendurchlässig

Produktzusammensetzung

Glasfasergewirk mit Polyurethanharz imprägniert

Hinweise

- kann mit handelsüblichen Untersuchungshandschuhen angelegt werden
- empfohlene Tauchwassertemperatur: 20 - 24°C
- Abbindezeit 2,5 - 5 min. nach Aktivierung mit Wasser
- nach 30 min. belastbar
- kann mit einer Cast-Schere abgenommen werden

Tipp

- Stabilität lässt sich durch Kombination mit Cellacast Xtra Longuette partiell erhöhen

Cellacast® Soft

einzelns eingeseigelt

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
creme				
2,5 x 1,8	139680	14251869	10/40	SSB
5,0 x 3,6	139681	14251881	10/40	SSB
7,5 x 3,6	139682	14251970	10/40	SSB
10,0 x 3,6	139683	14252001	10/40	SSB
12,5 x 3,6	139684	14252024	10/40	SSB
blau				
5,0 x 3,6	139685	14252142	10/40	SSB
7,5 x 3,6	139686	14252165	10/40	SSB
10,0 x 3,6	139687	14252188	10/40	SSB
12,5 x 3,6	139688	14252194	10/40	SSB
rot				
5,0 x 3,6	139689	14252254	10/40	SSB
7,5 x 3,6	139690	14252277	10/40	SSB
10,0 x 3,6	139862	15784125	10/40	
schwarz				
5,0 x 3,6	139870	14264599	10/40	SSB
7,5 x 3,6	139871	14264613	10/40	SSB
10,0 x 3,6	139872	14264642	10/40	SSB
lila				
5,0 x 3,6	139873	14264671	10/40	SSB
7,5 x 3,6	139874	14264694	10/40	SSB
10,0 x 3,6	139875	14264731	10/40	SSB

Cellacast® Longuette

Gepolsterte Fertigschiene



Anwendungsbereiche

- zur Herstellung von Schienen für die partielle Ruhigstellung von Körperteilen
- Einsatz nach Frakturen und Operationen sowie zur Behandlung von Gelenkerkrankungen

Eigenschaften

- rigide Cast-Schiene
- Glasfaserkern aus 7 Einzellagen
- einzeln versiegelte Fertigabschnitte für die Standardversorgung
- weiches Polstermaterial
- guter Lagenverbund

Produktzusammensetzung

- 7 Lagen polyurethan-imprägniertes Glasfasergewirk
- beidseitige Polsterung

Cellacast® Longuette

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
im Spenderkarton				
5,0 x 4,6	139960	14054459	1/4	SSB
7,5 x 4,6	139961	14054577	1/2	SSB
10,0 x 4,6	139962	14054583	1/2	SSB
12,5 x 4,6	139963	14054608	1/2	SSB
15,0 x 4,6	139964	14054614	1/2	SSB

Cellacast® Longuette Fertigabschnitte

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
einzeln eingesiegelt				
5,0 x 30,0	139965	14054838	1/10/40	SSB
7,5 x 30,0	139966	14054904	1/10/40	SSB
10,0 x 38,0	139967	14054927	1/10/40	SSB, EV
10,0 x 76,0	139968	14054956	1/5/20	SSB, EV
12,5 x 76,0	139969	14055080	1/5/20	SSB

Cellona® Gipsbinde



Anwendungsbereiche

- zur Herstellung von ruhigstellenden Verbänden an Körperteilen nach Verletzungen und Frakturen

Eigenschaften

- vielseitige Anwendung
- tauchfertig
- schnell und gleichmäßig durchfeuchtend
- feincremig
- gut modellierbar

Produktzusammensetzung

17-fädiges Baumwoll-Mullgewebe, Gipsmasse aus α - und β -Calciumsulfathalhydrat

Hinweise

- Verbände nach 30 min teilbelastbar
- nach 12-24 Stunden völlig ausgehärtet
- Aushärtungszeit ca. 3-4 Minuten
- empfohlene Wassertemperatur: 20 bis 25° C

Cellona® Gipsbinde

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
einzelns eingeseigelt				
6 x 2	20110	00191537	10/50	SSB, EV
8 x 2	20111	00191566	10/100	SSB, EV
10 x 2	20112	00191589	10/100	SSB, EV
12 x 2	20113	00191603	10/100	SSB, EV
15 x 2	20114	00191632	10/100	SSB, EV
20 x 2	20115	00191655	10/50	SSB, EV
5-stückweise eingeseigelt				
6 x 2	25000	03150786	10/100	SSB
8 x 2	25001	03150792	10/100	SSB
10 x 2	25002	03150800	10/100	SSB
12 x 2	25003	03150817	10/100	SSB
15 x 2	25004	03150823	10/100	SSB
20 x 2	25005	03150846	10/50	SSB
8 x 3	25011	03150852	10/100	SSB
10 x 3	25012	03150869	10/100	SSB
12 x 3	25013	03150875	10/100	SSB
15 x 3	25014	03150881	10/50	SSB
20 x 3	25015	03150898	10/50	SSB
8 x 4	25021	03150906	10/50	SSB
10 x 4	25022	03150912	10/50	SSB
12 x 4	25023	03150929	10/50	SSB
15 x 4	25024	03150935	10/50	SSB
20 x 4	25025	03150941	10/50	SSB
einzelns in Alufolie				
5 x 1	24999	03150763	10/200	SSB

Cellona® Longuette, Cellona® Breitlonguette



Anwendungsbereiche

- zur Herstellung von ruhigstellenden Verbänden an Körperteilen nach Verletzungen und Frakturen
- zum Anlegen von Schienenverbänden und zur Verstärkung zirkulärer Verbände

Eigenschaften

- schnell durchfeuchtend
- tauchfertige, 4-fach übereinandergelegte Bahnen
- verkürzte Anlegezeit durch Longuettentechnik
- passt sich den Körperkonturen gut an
- feincremig

Produktzusammensetzung

17-fädiges Baumwoll-Mullgewebe, Gipsmasse aus α - und β -Calciumsulfathalhydrat

Hinweise

- empfohlene Wassertemperatur: 20 bis 25° C
- Verbände nach 30 min teilbelastbar
- nach 36-48 Stunden voll belastbar

Cellona® Longuette

im Folienbeutel und Spenderkarton

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
10 x 20	25500	00191744	1	SSB
12 x 20	25501	00191750	1	SSB
15 x 20	25502	00191767	1	SSB
20 x 20	25503	01449021	1	SSB

Cellona® Breitlonguette

einzeln im Folienbeutel, gerollt

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
40 x 5	20301	00191661	1/10	SSB
60 x 5	20302	00191678	1/10	SSB
80 x 5	20303	00191684	1/10	SSB

tg® Schlauchverband



Anwendungsbereiche

- Hautschutz unter Gips- und synthetischen Castverbänden
- zur Fixierung von Wundauflagen an schwierigen Stellen (Kopf, Rumpf, Finger, Extremitäten)
- zur Fixierung von Polstermaterial und Wundauflagen

Eigenschaften

- nahtlos gestrickt
- hautfreundlich
- aus feinen Garnen
- dehnbar in der Breite
- faltenarm anzulegen
- luftdurchlässig
- weiß

Produktzusammensetzung

67 % Baumwolle (gebleicht),
33 % Trägergewebe: hautfarben,
Viskose

tg® Schlauchverband

gerollt im Spenderkarton

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5-m-Rolle				
Gr. 1 (1,4 cm) für Finger, Zehe	24020	01020157	1/80	SSB, EV
Gr. 2 (2,3 cm) für Finger, Zehen	24021	01020192	1/50	SSB, EV
Gr. 3 (3,0 cm) für mehrere Finger, Kinderarm	24022	01020223	1/40	SSB, EV
Gr. 5 (5,5 cm) für Arm, Unterschenkel, Kinderbein	24023	01020252	1/40	SSB, EV
Gr. 6 (6,5 cm) für Arm, Bein (mittel)	24024	01020275	1/40	SSB, EV
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24025	01020298	1/40	SSB, EV
20-m-Rolle				
Gr. 1 (1,4 cm) für Finger, Zehe	24000	01020186	1/20	SSB, EV
Gr. 2 (2,3 cm) für Finger, Zehen	24001	01020217	1/20	SSB, EV
Gr. 3 (3,0 cm) für mehrere Finger, Kinderarm	24002	01020246	1/10	SSB, EV
Gr. 5 (5,5 cm) für Arm, Unterschenkel, Kinderbein	24003	01020269	1/10	SSB, EV
Gr. 6 (6,5 cm) für Arm, Bein (mittel)	24004	01020281	1/10	SSB, EV
Gr. 7 (7,0 cm) für Arm (groß), Bein, Kinderkopf	24005	01020306	1/18	SSB, EV
Gr. 9 (8,5 cm) für Oberschenkel (groß), Kopf, Achselhöhle	24006	01020312	1/12	SSB, EV
Gr. 12 (12 cm) für Oberschenkel (extra groß), Kopf (groß), Kinderrumpf	24007	01309343	1/12	SSB, EV
10-m-Rolle				
Gr. K1 (16 cm) für Rumpf (klein) < M	24030	01020163	1/10	SSB, EV
Gr. K2 (21 cm) für Rumpf (groß) > L	24031	01020200	1/10	SSB, EV

tg® soft Polsterschlauchverband



Anwendungsbereiche

- zur Polsterung unter Gips- und synthetischen Castverbänden

Eigenschaften

- hoch dehnbar
- einfaches, individuelles Zuschneiden
- weich und anschmiegsam
- passt sich der Körperform an
- haftet am Cast
- wasserdampf- und luftdurchlässig
- hautfreundlich
- Polsterung und Hautschutz kombiniert

Produktzusammensetzung

85 % Baumwolle (ungebleicht),
15 % Elasthan

Tipp

- eignet sich besonders zur Unterpolsterung der fokussierten Immobilisation

tg® soft

10-m-Rolle im Spenderkarton

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
S für Unterarm, Kinderarm, Kinderbein	13200	03112403	1/8	SSB, EV
M für Unterschenkel, Arm	13201	03112426	1/6	SSB, EV
L für Bein	13202	03112432	1/4	SSB, EV

Trikotschlauch, Trikotschlauchbinde



Anwendungsbereiche

- Unterzug für Gips- und synthetische Castverbände

Eigenschaften

- anschmiegsam
- hautverträglich
- nahtlos gestrickt
- trikotelastisch, vor allem in der Breite
- Farbe: rohweiß

Produktzusammensetzung

100 % aus rohweißer Baumwolle

Tipp

- Trikotschlauchbinde ist zur Versorgung bzw. faltenarmen Hautbedeckung am Amputationsstumpf einsetzbar

Trikotschlauch

25-m-Rolle, einzeln in Folienbeutel

Abmessungen (cm)	REF	VE (Stück)	VH
6	14820	1/10	PB
8	14821	1/10	PB
10	14822	1/5	PB
12	14823	1/5	PB
15	14824	1/6	PB
20	14825	1/3	PB
25	14826	1/3	PB
30	14827	1/3	PB

Trikotschlauchbinde

4 m, einzeln eingesiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
4	14799	01232304	1/110	EV
6	14800	01048948	1/80	EV
8	14801	01048954	1/48	EV
10	14802	01048960	1/40	EV
12	14803	01048977	1/32	EV
15	14804	01048983	1/24	EV
20	14805	01232327	1/20	EV
25	14806	01232379	1/18	EV

tg® Handschuh

Fertigverband



Anwendungsbereiche

- für empfindliche Hände
 - ◆ zum Beispiel zum Tragen unter Gummi- und Latexhandschuhen

Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- weich und anschmiegsam
- anatomisch geformt
- gute Passform
- vielseitig verwendbar

Produktzusammensetzung

100 % ungebleichte Baumwolle, Polyester (Nähgarn)

Hinweise

- waschbar, sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C, 7 Min.)

tg® Handschuh

paarweise im Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
für Kinder	24749	01311417	1/100	SSB, EV
für Erwachsene Gr. 6 - 7 (klein)	24750	01020022	1/50	SSB, EV
für Erwachsene Gr. 7 1/2 - 8 1/2 (mittel)	24751	01020039	1/50	SSB, EV
für Erwachsene Gr. 9 - 10 (groß)	24752	01020045	1/50	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- zur Verwendung als Unterzug für Kompressions- und Tape-Verbände
- zur Fixierung von druckverstärkenden Kompressen und von Polstermaterial unter Gips- und Castverbänden

Eigenschaften

- dünn
- offenporig, anschmiegsam
- wenig auftragend
- aufeinander haftend
- weiß

Produktzusammensetzung

Polyurethanschaum

Haftan®

0,8 mm stark

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
7,0 x 27,5	22315	01342725	6/60	SSB
10,0 x 27,5	22316	01342731	6/60	SSB

Krepppapierbinde



Anwendungsbereiche

- zum Hautschutz bei ungepolsterten Gips- und Castverbänden
- zur Fixierung von Polstermaterial

Eigenschaften

- feingekrepp
- in Längsrichtung leicht dehnbar
- faltenfrei anzulegen
- innere Festigkeit hält auch bei Durchfeuchtung

Produktzusammensetzung

100 % Zellulose

Krepppapierbinde

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
4 x 4	14250	01225669	20/200	SSB
6 x 4	14251	01225675	20/200	SSB
8 x 4	14252	01225681	20/200	SSB
10 x 4	14253	01225698	20/200	SSB
12 x 4	14254	01225706	20/200	SSB

Cellona® Synthetikwatte



Anwendungsbereiche

- zum Unterpolstern von Gips-, Cast- und Kompressionsverbänden
- Als Polsterung in der Traumatologie und Sportmedizin
- zum Unterpolstern von Kompressionsverbänden

Eigenschaften

- bauschelastischer Faserflor
- ausreichend fester Verbund für zirkuläre Applikation
- lässt sich unter leichtem Zug in Längsrichtung verjüngen
- luftdurchlässig
- Polyesterfaser nimmt kaum Feuchtigkeit auf

Produktzusammensetzung

100 % Polyester-Fasern, Formulierung ohne optische Aufheller

Cellona® Synthetikwatte

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6 Stk. in Faltschachtel				
6 x 3	10686	02765451	6/60	SSB, EV
10 x 3	10687	02765468	4/40	SSB, EV
4 x 3	10690	02754157	108	SSB
6 x 3	10692	02754163	72	SSB
10 x 3	10694	02754186	48	SSB
15 x 3	10695	02754192	36	SSB, EV
20 x 3	10696	07732628	24	SSB, EV
steril				
6 x 3	12770	00020617	8/64	SSB, EV
10 x 3	12771	00020623	8/64	SSB, EV
15 x 3	12772	00020646	5/40	SSB, EV
20 x 3	12773	07764344	4/32	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- Polstermaterial zur rutschfesten Applikation bei partiell gepolsterten Gips- und Castverbänden an allen druckgefährdeten Stellen

Eigenschaften

- weiches, flexibles Polster
- luftdurchlässig
- selbstklebend
- hautfreundlich
- streifenförmig aufgebrachter Kleber

Produktzusammensetzung

50 % Polyester, 30 % Polypropylen, 20 % Viskose

Hinweise

- hergestellt ohne Naturkautschuklatex

Cellona® Polster

Abmessungen	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 mm stark, im Folienbeutel				
19 cm x 38 cm	50810	02191412	10/60	SSB
2 mm stark, gerollt				
58 cm x 1 m	50811	02765497	1/10	SSB, EV
28 cm x 10 m	50813	08426365	1/11	SSB, EV

Cellona® Randpolster



Anwendungsbereiche

- Polstermaterial zur rutschfesten Applikation im Randbereich von Gips- und Castverbänden an allen druckgefährdeten Stellen

Eigenschaften

- weiches, flexibles Polster
- selbstklebend
- vollflächig aufgebrachter Kleber
- hautfreundlich

Produktzusammensetzung

50 % Polyester, 30 % Polypropylen, 20 % Viskose

Hinweise

- hergestellt ohne Naturkautschuklatex

Cellona® Randpolster

2 mm stark, gerollt, im Spenderkarton

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
8 x 5	50812	03674236	1/24	SSB, EV



Anwendungsbereiche

- zur partiellen Immobilisation mit Stütz- und Entlastungsfunktion an Gelenken, Sehnen, Muskeln und Bändern
- für prophylaktische Verbände zur Vermeidung von Überbelastung und Verletzungen
- Anwendung direkt auf der Haut oder in Kombination mit Pflasterbinden/Haftan möglich

Eigenschaften

- nicht elastisch
- zugfest
- quer und längs reißbar
- wasserabweisend
- gut haftender Klebstoff
- gut abrollbar
- Zackenrand erleichtert Abtrennen und vermeidet Randfäden

Produktzusammensetzung

100 % Viskose, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber

Porotape®

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
2,5 x 10,0	30081	03952014	6/120	SSB, EV
3,8 x 10,0	30082	03952037	12/96	SSB, EV
3,8 x 10,0	30084	03952008	1/96	SSB, EV
5,0 x 10,0	30083	03952020	6/72	SSB, EV

Silkafix®

Heftpflaster



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und Sonden

Eigenschaften

- quer und längs reißbar
- nicht dehnbar
- hautfreundlich
- gut haftender Klebstoff, der rückstandsarm von der Haut entfernt werden kann
- wasser- und schmutzabweisend

Produktzusammensetzung

Kunstseidentaft, weiß, 100 % Acetat, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Silkafix®

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Rolle auf Kunststoff-Knipsspule				
1,25 x 5,00	34324	03277050	1/18/450	SSB, EV
2,50 x 5,00	34325	03277067	1/12/336	SSB, EV
5,00 x 5,00	34326	03268789	1/6/150	SSB, EV
Rolle auf Pappkern				
2,50 x 5,00	34377	04860283	12/300	SSB
1,25 x 9,20	34327	04860314	24/480	SSB
2,50 x 9,20	34328	04860320	12/240	SSB
5,00 x 9,20	34329	04860337	6/120	SSB

Porofix® Fixierpflaster



Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen oder Sonden

Eigenschaften

- nicht dehnbar
- hautverträglich
- haftet schnell und zuverlässig
- wasserabweisend

Produktzusammensetzung

Viskosegewebe, hellbraun, Synthesekautschuk-Klebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Porofix® Rolle auf Kunststoff-Knipsspule

Abmessungen (cm x m)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
1,25 x 5,00	34310	03277021	1/18/450	SSB, EV
2,50 x 5,00	34311	03277038	1/12/336	SSB, EV
5,00 x 5,00	34312	03277044	1/6/150	SSB, EV

Cellona® Creme



Anwendungsbereiche

- Schutz- und Pflegecreme für stark beanspruchte Haut
- bei Kontakt mit wässrigen Lösungen, mit Tensiden, Laugen
- beim Umgang mit Gips oder wasserunlöslichen Arbeitsstoffen wie z. B. Ölen und Lacken

Eigenschaften

- Öl-in-Wasser-Emulsion
- pH-Wert neutral
- rückfettend
- zieht schnell ein
- wirkt regulierend auf den Feuchtigkeitsgehalt und die Elastizität der Haut
- fördert die Regeneration
- Schutz gegen Wasser, Flüssigkeiten, Schmutz, Chemikalien oder Reinigungsmittel

Produktzusammensetzung

creme: Aqua (Water), Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Parfum (Fragrance), Glyceryl Ricinoleate, Benzoic Acid, Dihydroacetic Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin
Tube: Aluminium
Tubenverschluss: Polypropylen

Cellona® Creme

in Aluminiumtube

Inhalt (ml)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
100	50814	02483095	1/12	PB, OTC
100	50816		12	



Anwendungsbereiche

- Verbandschuh zum Tragen über Gips- und Castverbänden, Kompressionsverbänden und Bandagen

Eigenschaften

- als Halbschuh oder als Sandale verwendbar
- Schutz vor Kälte und Nässe
- durch variable Klettbänder am Fuß individuell anpassbar
- rechts und links verwendbar

Produktzusammensetzung

Außensohle (Laufsohle): thermo-plastischer Kautschuk, Innensohle: Schaumlage: Polyethylen, Papplage: Polypropylen/Chloropren-Kautschukkleber, Nähfaden: Polyester, Oberteil: Netzgewebe (außen): Polyester, Schaum (Zwischenlage): Polyurethan, Nähfaden: Polyester, Klettbänder: Polyamid

Hinweise

Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: Cellona® Shoe: 31.03.03.4024

Cellona® Shoe

einzeln im Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
für Kinder				
P (Schuhgröße 25 - 30)	16471	03901494	1/12	H
XS (Schuhgröße 31 - 34)	16472	03901502	1/12	H
für Erwachsene				
S (Schuhgröße 35 - 38)	16473	03901519	1/12	H
M (Schuhgröße 39 - 41)	16474	03901525	1/12	H
L (Schuhgröße 42 - 43)	16475	03901531	1/12	H
XL (Schuhgröße 44 - 47)	16476	03901548	1/12	H
XXL (Schuhgröße 48-51)	90347	09894631	1/12	H

Cellona® Gehstollen



Anwendungsbereiche

- Zubehör zum einarbeiten in Gips- und synthetische Castverbände
- Schutz des Verbandes vor Schmutz und Nässe von unten
- zur sofortigen oder nachträglichen Applikation bei Gips- und Castverbänden

Eigenschaften

- leicht
- aus Synthesekautschuk gegossen
- mit Nutungen und Laschen

Produktzusammensetzung

Aus Synthesekautschuk gegossen

Cellona® Gehstollen

Größe	REF	VE (Stück)	VH
klein	50820	1/20	PB
mittel	50821	1/20	PB
groß	50822	1/10	PB



Anwendungsbereiche

- Gehsohle für das Tragen über Gips- und synthetischen Castverbänden
- Schutz des Verbandes vor Schmutz und Nässe von unten

Eigenschaften

- anatomisch geformtes Fußbett
- hoch umschließende Fersenkappe
- über Kreuz stufenlos verstellbarer Klettverschluss
- zuverlässiger Halt

Produktzusammensetzung

100 % geschäumtes Polyurethan, die Haltebänder sind aus 100 % Polyamid

Tipp

- Ersatzhaltebänder separat bestellbar

Cellona® Shoecast

einzel in Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
für Kinder				
Gr. 0, links (Schuhgr. 32 - 35)	50858	03954007	1/8	SSB
Gr. 0, rechts	50859	03954013	1/8	SSB
für Erwachsene				
Gr. 1, links (Schuhgr. 36 - 38)	50860	03630316	1/10	SSB
Gr. 1, rechts	50861	03630322	1/10	SSB
Gr. 2, links (Schuhgr. 39 - 42)	50862	03630339	1/10	SSB
Gr. 2, rechts	50863	03630345	1/10	SSB
Gr. 3, links (Schuhgr. 43 - 46)	50864	03630351	1/8	SSB
Gr. 3, rechts	50865	03630368	1/8	SSB
Gr. 4, links (Schuhgr. > 46)	50869	08666537	1/6	SSB
Gr. 4, rechts	50870	08666543	1/6	SSB

Ersatzhalteband mit Klettverschluss

einzel in Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
40 cm (für Größe 0)	50868	04394645	10/80	SSB
90 cm (für Größe 1 und 2)	50873	04781454	10/100	SSB
100 cm (für Größe 3 und 4)	50874	04781460	10/100	SSB



OP-Produkte

Raucodrape® Basis-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Set Mini

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33300	10/20	PB
4	Klebetücher, 2-lagig	75 x 90			

Raucodrape® PRO Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33301	13	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
2	Klebetücher, 2-lagig	75 x 90			
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180			
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240			

Raucodrape® PRO Basis-Set Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33302	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
2	Klebetücher, 2-lagig	90 x 110			
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225			
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (20 + 80 + 20 cm)	175 x 300			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Set für Kleineingriffe

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Set für Kleineingriffe

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33315	22	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	225 x 240 12			

Raucodrape® Universal-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Universal-Set I

Inhalt		Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33307	13	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
2	Klebetücher, 2-lagig Plus	75 x <u>90</u>			
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>			
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>250</u>			

Raucodrape® PRO Universal-Set I Super

Inhalt		Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33309	10	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
2	Klebetücher, 2-lagig Plus	90 x <u>110</u>			
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225			
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x <u>270</u> 45 x 65			

Raucodrape® PRO Universal-Set II

Inhalt		Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33305	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
2	Klebetücher, 3-lagig	75 x <u>90</u>			
1	Klebetuch, 3-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>			
1	Klebetuch, 3-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Schlitttuch-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Schlitttuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33303	15	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225			
1	Schlitttuch, 2-lagig, Schlitz	175 x 250 10 x 65			

Raucodrape® PRO Universal-Schlitttuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33310	12	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 90			
1	Schlitttuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100			
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240			

Raucodrape® PRO Universal-Schlitttuch-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33318	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Schlitttuch, 2-lagig Plus, Schlitz, Klebestreifen (70 cm)	225 x 300 10 x 100			
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x 270 45 x 65			

Raucodrape® PRO Variables Schlitttuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33313	15	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Schlitttuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20			
1	Schlitttuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® LAP-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO LAP-Set I

steril

	Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33320	14	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Instrumententischbezug	80 cm x 145 cm			
1	LAP-Tuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 cm 28 cm x 32 cm			

Raucodrape® PRO LAP-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33321	12	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	LAP-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 28 x 32			

Raucodrape® PRO LAP-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33322	11	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	LAP-Tuch III, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32			

Raucodrape® Rektum-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33325	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 28 x 32 10 x 15			

Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33326	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Unterlegtuch	75 x 100			
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15			

Raucodrape® Pädiatrie-Basis-Set

Pädiatrie

Raucodrape® PRO Pädiatrie-Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33330	14	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
2	Klebetücher, 2-lagig	75 x <u>90</u>			
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>			
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	150 x <u>240</u>			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

Pädiatrie

Raucodrape® PRO Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Lochtuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, längs, zentral, mit Inzisionsfolie	120 x 150	33055	06706971	22/44	PB
	7 x 10				

Raucodrape® Pfannenstiel-Set

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Pfannenstiel-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33360	12	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Pfannenstieltuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310			
		125			
		35 x 37			
		24 x 29			

Raucodrape® Rektum-Sets

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33325	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen,	260 x 310			
	mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	125 28 x 32 10 x 15			

Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33326	11	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Unterlegtuch	75 x 100			
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15			

Raucodrape® Sectio-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Sectiotuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
Sectiotuch, zur flachen Lagerung,	260/200 x 335 cm	33359	8/16	PB
mit abdominalem OP-Ausschnitt,	27 x 33			
mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt,	14 x 20			
mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen,				
mit Armstützenabdeckung,				
mit integrierten Schlauchfixierungen				

Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33160	18/72	PB

Raucodrape® PRO Sectio-Set I

steril

Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1 Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33361	11	PB
4 Handtücher	30 cm x 40 cm			
1 Instrumententischbezug	80 cm x 145 cm			
1 Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 cm x 100 cm			
1 Sectiotuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 cm 27 cm x 33 cm 14 cm x 20 cm			

Raucodrape® PRO Sectio-Set II

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1 Tischabdeckung	150 x 190	33362	11	PB
4 Handtücher	30 x 40			
1 Instrumententischbezug	80 x 145			
1 Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100			
1 Sectiotuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	260 x 310 125 27 x 33 14 x 20			

Raucodrape® Gynäkologie-Zystoskopie-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	120 x 140	33363	8/16	PB
2	Beinschützer	75 x 120			
1	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15			

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Zystoskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
	Gynäkologie-Zystoskopietuch,	90 x 175	33039	35/70	PB
	mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	9 x 15			

Raucodrape® Lithotomie-Set

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Lithotomie-Set

steril

	Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33366	21	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Klebestreifen	9 cm x 50 cm			
1	Unterlegtuch, 2-lagig	75 cm x 100 cm			
1	Lithotomietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	175/260 x 210 cm 125 cm 10 cm x 15 cm			

Raucodrape® Gynäkologie-Urologie-Sets

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set I

steril

	Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33364	14	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Instrumententischbezug	80 cm x 145 cm			
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24 cm			
1	Klebetuch, PE-Folie	50 cm x <u>50</u> cm			
1	Gynäkologietuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	240/260 x 230 cm 125 cm 10 cm x 15 cm			

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set II

steril

	Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33365	14	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Instrumententischbezug	80 cm x 145 cm			
1	Klebestreifen	9 cm x 50 cm			
1	Klebetuch, PE-Folie	50 cm x <u>50</u> cm			
1	Gynäkologietuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen	240/260 x 230 cm 125 cm 10 cm x 15 cm			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® TUR-Sets

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO TUR-Set I

steril

Inhalt		Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33376	21	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24 cm			
1	TUR-Tuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	225/260 x 210 cm 125 cm 5 cm 8 cm			

Raucodrape® PRO TUR-Set II

steril

Inhalt		Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33368	18	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24 cm			
1	TUR-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Sieb, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 245 cm 125 cm 7 cm x 10 cm 8 cm			

Raucodrape® Universal-Schlittztuch-Set

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Universal-Schlittztuch-Set I

steril					
	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33310	12	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x <u>90</u>			
1	Schlittztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	<u>225</u> x 260 10 x 100			
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Hüft-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33387	9	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x <u>90</u>			
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180			
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	<u>225</u> x 260 10 x 100			
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x <u>270</u> 45 x 65			

Raucodrape® PRO Hüft-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33388	8	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x <u>90</u>			
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180			
1	Orthopädische Stockinette	33 x 110			
2	Folienklebestreifen	10 x 50			
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierten Schlauchfixierungen	<u>225</u> x 280 10 x 100			
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x <u>270</u> 45 x 65			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Hüfttuch

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüfttuch

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Hüfttuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit beidseitigen 1-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	285/400 x 400 cm 18 x 22	2064607

Raucodrape® Hüftarthroskopie-Set

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüftarthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung Spezial	150 x 190	33357	13	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Hüftarthroskopietuch, 2-lagig,	288 x 360			
	OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen	30 x 30 20 x 20			

Raucodrape® Extremitäten-Sets

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33343	11	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 75			
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180			
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320 7			

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33344	11	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180			
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55			
1	Folienklebestreifen	10 x 50			
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320 7			

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set III

steril

	Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	33345	10	PB
2	Handtücher	30 cm x 40 cm			
1	Instrumententischbezug Spezial	80 cm x 145 cm			
1	Klebestreifen	9 cm x 50 cm			
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 cm x 180 cm			
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	270/200 x 335 cm 7 cm			

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set Hand/Fuß

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33347	17	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 3			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Extremitätentücher

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitätentücher

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
2-lagig					
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	200 x 300 7	33085	06680527	13/26	PB
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	225 x 320 7				
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	225 x 320 7	33083	06680504	12/24	PB
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	225 x 320 7				
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen					
Extremitätentuch, 2-lagig Plus, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	225 x 320 7	33084	06680510	11/22	PB
Extremitätentuch, 2-lagig Plus, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320 7				

Raucodrape® PRO Extremitätentuch bilateral

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Extremitätentuch bilateral, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320 6	2002740
Extremitätentuch bilateral, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320 6	

Raucodrape® PRO Extremitätentücher Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
2-lagig					
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	100 x 175 3	33080	06680467	20/40	PB
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	150 x 180 3				
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen					
Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus, elastischer OP-Ausschnitt, dezentral, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 3	33082	06680496	10/20	PB

Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	80 x 100	33350	23	PB
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145			
1	Stockinette, kurz	24 x 80			
1	Folienklebestreifen	10 x 50			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7			

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	80 x 100	33351	21	PB
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145			
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250			
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55			
1	Folienklebestreifen	10 x 50			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7			

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	100 x 120	33352	11	PB
2	SMMS-OP-Mäntel Standard	150			
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145			
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250			
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55			
1	Folienklebestreifen	10 x 50			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7			

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set IV

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	80 x 100	33353	15	PB
1	SMMS-OP-Mantel Standard	150			
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145			
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250			
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55			
1	Folienklebestreifen	10 x 50			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7			

Raucodrape® Vertikaltuch/Vertikaltuch-Set

Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Vertikaltuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33389	10	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x <u>330</u> 80 x 30			

Raucodrape® PRO Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x <u>330</u> 80 x 30	137038	15	PB

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Kranio-Set

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kranio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33370	14	PB
2	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
3	Klebetücher, PE-Folie	50 x 50			
1	Kraniotomietuch, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel mit seitlichen Ablaufrinnen inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 280 19 x 25			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® LAP-/Wirbelsäulentuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
LAP-/Wirbelsäulentuch, 3-lagig,	225 x 320	33051	06162525	8/16	PB
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral, sk	11 x 22				

Raucodrape® Kopf-Sets

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kopf-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33371	16	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90			
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80			
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 90			

Raucodrape® PRO Kopf-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	139937	13	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Klebestreifen	9 x 50			
1	Turbantuch, 2-teilig, 3-lagig/2-lagig	130 x 100			
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz rechteckig, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 14 x 80			

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Schlittztuch-Set/Schlittztuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Variables Schlittztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150 x 190	33313	15	PB
4	Handtücher	30 x 40			
1	Instrumententischbezug	80 x 145			
1	Schlittztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20			
1	Schlittztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65			

Raucodrape® PRO OP-Schlittztücher

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
2-lagig						
	Schlittztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80	33073	00020592	14/28	PB

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Ohr-Lochtuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Ohr-Lochtuch

steril, 2-lagig, sk

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Ohr-Lochtuch, 2-lagig,	175,0 x 240,0	33050	06162519	11/22	PB
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral	5,0 x 7,5				

Raucodrape® Augentücher

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Augentuch, 2-lagig,	80 x 80	33077	07601458	30/120	PB
OP-Ausschnitt mittig, zentral, mit perforierter elastischer Klebefolie	7 x 10				
Augentuch, 3-lagig,	150 x 150	160056		16/32	
OP-Ausschnitt mittig, zentral,	7 x 10				
mit durchgehender elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel					

Raucodrape® PRO Augentuch

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig,	120 x 150	2075963
OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln	7 x 10	
Augentuch, 2-lagig,	50 x 50	2063052
OP-Ausschnitt oval, zentral, mit perforierter elastischer Klebefolie	7 x 10	
Augentuch, 3-lagig,	150 x 160 x 2110183	
OP-Ausschnitt oval, zentral, mit perforierter elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	7 x 10	
Augentuch, 3-lagig,	120 x 160 x 2110182	
OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit perforierter elastischer Klebefolie, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln, mit Nasenbügel	7 x 10	

Raucodrape® MKG-Tuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril, 2-lagig

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	75 x 90	33045	18/36	PB
1	MKG-Tuch, 2-lagig,	112 x 150			
	OP-Ausschnitt rautenförmig, dezentral	10 x 14			

Raucodrape® Kardiovaskular-Set

Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Kardiovaskular-Set

steril

	Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
1	Tischabdeckung	150,0 cm x 190,0 cm	33383	8	PB
4	Handtücher	30,0 cm x 40,0 cm			
2	Instrumententischbezüge	80,0 cm x 145,0 cm			
2	Klebestreifen	9,0 cm x 50,0 cm			
2	Füßlinge, transparent	37,5 cm x 24,0 cm			
1	OP-Abdecktuch	150,0 cm x 180,0 cm			
1	Schlitztuch beidseitig, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	175,0 cm x 260,0 cm 20,0 cm x 100,0 cm			
1	Kardiovaskulartuch, 2-lagig Plus, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit beidseitigen 2-Kammer-Saugertaschen, mit zwei zusätzlichen 1-Kammer-Saugertaschen, mit fünf Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	300/225 x 370 cm0 38,0 cm x 40,0 cm			

Raucodrape® Angiographietücher

Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Angiographietuch I

Inhalt		Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	80 x 100	33381	11/22	PB
1	Handtuch	30 x 40			
1	Klebestreifen	9 x 25			
1	Angiographietuch, 3-lagig, mit zwei OP-Ausschnitten, rund, dezentral	150 x 240 12			

Raucodrape® PRO Angiographietuch II

Inhalt		Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
1	Einschlagtuch	80 x 100	33382	8/16	PB
1	Handtuch	30 x 40			
1	Klebestreifen	9 x 25			
1	Angiographietuch, 3-lagig, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit beidseitiger PE-Folie, mit zwei OP-Ausschnitten, dezentral, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt	227 x 330 12 x 12 8			

Raucodrape® PRO Angiographietuch III

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Angiographietuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie,	240 x 335	3014694
zwei femorale OP-Ausschnitte, dezentral,	7 x 9	
zwei radiale OP-Ausschnitte, dezentral	5 x 7	

Raucodrape® Abdecktücher

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
38 x 45	33001	06161945	220/880	PB
45 x 75	33002	06161951	120/480	PB
75 x 90	33003	06161980	65/260	PB

Raucodrape® OP-Abdecktücher

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
75 x 90	33005	06162005	40/160	PB
90 x 110	33190	10825339	25/100	PB
100 x 150	33008	06162057	27/54	PB
150 x 180	33009	06162063	13/26	PB
150 x 240	33004	06706988	13/26	PB

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen

steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
OP-Tischabdeckung Standard				
120 x 140	33090	06680533	26/52	PB
150 x 190	33091	06680556	15/30	PB
OP-Tischabdeckung				
150 x 190	33092	06680562	11/22	PB
OP-Tischabdeckung Spezial XL				
200 x 250	34096		7/14	PB
Instrumententischbezug Standard				
80 x 145	33093	06680579	35/70	PB
Instrumententischbezug Lite				
80 x 145	33094	06680585	40/80	PB
Instrumententischbezug Spezial				
80 x 145	33095	06680591	25/50	PB

Raucodrape® OP-Klebetücher

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Klebetücher

steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
2-lagig				
50 x <u>50</u>	33010	06162100	80/320	PB
50 x <u>75</u>	33011	06162123	60/240	PB
75 x <u>75</u>	33012	06162146	40/160	PB
75 x <u>90</u>	33013	06162152	38/152	PB
90 x <u>110</u>	33020	06162175	25/100	PB
150 x <u>180</u>	33025	06162181	20/40	PB
175 x <u>180</u>	33016	06162270	17/34	PB
150 x 240	33018	06162293	15/30	PB
175 x <u>300</u>	33024	07643304	10/20	PB
2-lagig Plus				
150 x <u>180</u>	33015	06162258	18/36	PB
175 x <u>180</u>	33017	06162287	15/30	PB
150 x 250	33019	06162301	14/28	PB
<u>190</u> x 225	33021	06162318	11/22	PB
Rutschentuch, 2-lagig				
<u>90</u> x 150	33022	06162347	19/76	PB

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Lochtücher

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Lochtücher

steril, 2-lagig

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6 cm, rund, zentral	45 x 75	33040	06162382	130/520	PB
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33042	06162407	70/280	PB

Raucodrape® OP-Lochtücher

steril

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Epidural-Abdecktuch, transparent, sk					
10 cm, rund, zentral	75 x 100	33148	09888435	55/220	PB
Epidural-Abdecktuch, 2-lagig, sk					
10 cm, rund, dezentral	60 x 75	33047	06162494	68/272	PB

Raucodrape® PRO OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
variabel	50 x 75	33058	06162353	50/200	PB
variabel	75 x 90	33059	06162376	30/120	PB
6 cm, rund, zentral	50 x 60	33041	06162399	70/280	PB
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33043	06162413	40/160	PB
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33044	06162436	25/50	PB
12 cm, rund, dezentral	150 x 200	33046	06162488	18/36	PB

Raucodrape® PRO Epidural-Abdecktuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
10 x 15 cm, rechteckig, längs, dezentral	55 x 90	33049	06162502	45/180	PB

Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril, 2-lagig

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
10 x 14 cm, rautenförmig, dezentral	112 x 150	33045	18/36	PB

Raucodrape® PRO Ohr-Lochtuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 x 7,5 cm, oval, längs, dezentral	175 x 240	33050	06162519	11/22	PB
7 x 10 cm, oval, längs, zentral	120 x 150	33055	06706971	22/44	PB

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Schlittztücher

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Schlittztücher

steril

Größe (cm)	Schlittzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
2-lagig					
75 x 90	7 x 30	33062	06680361	35/140	PB
125 x 150	10 x 45	33064	06680378	28/56	PB
150 x 200	10 x 65	33067	06680409	14/28	PB
150 x 250	10 x 80	33073	00020592	14/28	PB
225 x 260	10 x 100	33069	06680421	13/26	PB
3-lagig					
150 x 200	10 x 65	33068	06680415	10/20	PB
2-lagig Plus					
225 x 260	10 x 100	33071	06680438	11/22	PB
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen					
225 x 280	10 x 100	33060	06680450	10/20	PB
beidseitig, 2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen					
175 x 260	20 x 100	33072	06680444	13/26	PB

Raucodrape® Schlittztuch

steril, PE-Folie

Größe (cm)	Schlittzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
150 x 210	14 x 75	33066	06680390	40/80	PB

__markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Geräteabdeckungen

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Geräteabdeckung

steril

Inhalt	Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Hockerbezug	Ø = 75 cm	33124		30/120	PB
Abdeckhaube, rund	80 cm x 90 cm	33113		40/160	PB
Abdeckhaube, rund	Ø = 90 cm	33120		20/80	PB
Abdeckhaube, rund	Ø = 120 cm	33121		15/60	PB
Abdeckhaube, rechteckig	80 cm x 145 cm	33112		25/100	PB
Abdeckhaube, rechteckig	80 cm x 45 cm	33122		30/120	PB
Bildwandler-Set, dreiteilig					
2 Bildwandlerbezüge	65 cm x 75 cm	33155		20/40	PB
1 C-Bogen Abdeckung	30 cm x 195 cm				
Bildwandler-Set, einteilig	90 cm x 225 cm	33115		19/38	PB
Kamerabezug, teleskop-gefaltet	13 cm x 250 cm	15965	01889777	40/160	PB
Kamerabezug, revers-gefaltet	13 cm x 250 cm	15966	01889783	40/160	PB
Kamerabezug mit Ring	15 cm x 250 cm	33119		20/80	PB
Kamerabezug	16 cm x 250 cm	138128		62/124	
Armlehnenbezüge, 2 Stück	35 cm x 73 cm	33123		46/184	PB

Raucodrape® Hockerbezug

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	REF
Hockerbezug, rechteckig	65 x 65	3010999

Raucodrape® Zubehör

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Zubehör

steril				
Inhalt	Größe	REF	VE (Stück)	VH
selbstklebende Ergänzungsteile zur schnellen und sicheren Applikation				
Absorptionspads, 2 Stück	35 cm x 50 cm	33125	80/320	PB
Absorptionspad	50 cm x 75 cm	33126	33/132	PB
Klebestreifen	9 cm x 50 cm	33116	250/750	PB
Klettverschluss	2,5 x 20/24 cm	33127	100/400	PB
Schlauchfixierung, selbstklebend, mit Fixierbändern	9 cm x 11 cm 30 cm	33147	100/500	PB
Saugertasche, 1 Kammer	38 cm x 40 cm	33109	110/440	PB
Saugertasche, 2 Kammern	38 cm x 40 cm	33110	110/440	PB
Perinealtuch	20 cm x 40 cm	33100	140/560	PB
Flüssigkeitsauffangbeutel Universal	60 cm x 90 cm	33775	35/70	PB
Instrumententasche, 2 Kammern	45 cm x 25 cm	33156	120/480	PB
zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten				
Armschützer	50 cm	33103	45/180	PB
Beinschützer, 2 Stück	50 cm x 110 cm	33104	26/104	PB
Beinschützer, 2 Stück	75 cm x 120 cm	33105	30/60	PB
Stockinette, kurz, inkl. 1 Folienklebestreifen	24 cm x 80 cm 10 cm x 50 cm	33128	17/68	PB
Stockinette, mittel, inkl. 1 Folienklebestreifen	24 cm x 110 cm 10 cm x 50 cm	33129	12/48	PB
Stockinette, groß, inkl. 2 Folienklebestreifen	32 cm x 120 cm 10 cm x 50 cm	33130	16/32	PB
Handtücher, 2 Stück	30 cm x 40 cm	33108	120/480	PB
Unterlegtuch II mit Auffangbeutel	75 cm x 100 cm	33102	35/70	PB

Raucodrape® Füßlinge

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	REF
Füßlinge, transparent	40,0 x 27,5	3021047

Raucodrape® Babytuch

steril				
Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33160	18/72	PB

Raucodrape® PRO Zubehör

steril				
Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)	VH
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	33106	65/130	PB
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50	33107	38/76	PB

__markiert die Seite mit Klebefläche



Anwendungsbereiche

- dient zur Abdeckung des Inzisionsbereiches bei chirurgischen Eingriffen

Eigenschaften

- hautfreundlicher Kleber
- elastisch und anschmiegsam
- bakteriendicht
- wasserdampfdurchlässig
- transparent sowie blendfrei
- mit Anfassrand zur anwenderfreundlichen Applikation
- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen

Produktzusammensetzung

- Polyurethanfolie mit Polyacrylatkleber beschichtet

Raucodrape® Inzisionsfolie

steril, einzeln eingeschiegelt

Klebefläche (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
12 x 17	25440	01322527	10/80
15 x 20	25441	01333465	10/60
30 x 20	25442	01350802	10/80
45 x 20	25443	01359588	10/80
40 x 35	25444	01367211	10/80
45 x 50	25445	01378597	10/80
45 x 65	25446	01396460	10/40
55 x 80	25447	01400670	10/40
72 x 88	25448	01400687	10/40

Anwendungsbereiche

- unsterile Einmal-Bekleidung, die in meist hygienisch kritischen Bereichen einer Einrichtung getragen werden soll, um die Verschleppung von Infektionserregern zwischen verschiedenen Bereichen zu minimieren

Eigenschaften

- atmungsaktiv
- reißfest
- flüssigkeitsabweisend
- blickdicht
- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- fusselfreies Material
- beide Materialien erfüllen die Standard-Performance-Anforderungen gemäß DIN EN 13795 an Operationsmäntel, weniger kritischer Bereich

Produktzusammensetzung

SMMS (Polypropylen), Spunbond (Polypropylen), Polyester

Hinweise

- Tipp: Nicht nur im OP macht die Bereichskleidung eine gute Figur. Auf der Intensivstation oder in der Endoskopie kommen die Vorteile der Einmal-Kleidung ebenso zum Tragen.

Sentinex® Bereichskleidung

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Bereichskleidung Set, grün				
XS	39501	09732704	50	PB
S	39514	09286340	45	PB
M	39515	09286357	40	PB
L	39516	09286363	35	PB
XL	39517	09286386	35	PB
XXL	39518	09286392	30	PB
Bereichskleidung Set, blau				
XS	39502	09732710	50	PB
S	39519	09286400	45	PB
M	39520	09285866	40	PB
L	39521	09285872	35	PB
XL	39522	09286162	35	PB
XXL	39523	09286179	30	PB
Bereichskleidung Kasack, grün				
XS	39503	09732727	105	PB
S	39524	09286185	100	PB
M	39525	09286251	90	PB
L	39526	09286268	80	PB
XL	39527	09286274	75	PB
XXL	39528	09286280	70	PB
Bereichskleidung Kasack, blau				
XS	39505	09732762	105	PB
S	39534	09285642	100	PB
M	39535	09285659	90	PB
L	39536	09285665	80	PB
XL	39537	09285671	75	PB
XXL	39538	09285688	70	PB
Bereichskleidung Hose, grün				
XS	39504	09732733	80	PB
S	39529	09286297	75	PB
M	39530	09285524	70	PB
L	39531	09285582	65	PB
XL	39532	09285599	60	PB
XXL	39533	09285636	55	PB
Bereichskleidung Hose, blau				
XS	39506	09732779	80	PB
S	39540	09285694	75	PB
M	39541	09286417	70	PB
L	39542	09286423	65	PB
XL	39543	09286452	60	PB
XXL	39544	09286446	55	PB
Thermojacke, blau				
M	39512	09286328	40	PB
L	39513	09286334	40	PB
Thermo Mini-Poncho, blau				
Einheitsgröße	39580		120	PB

Sentinex® Bereichskleidung

Sentinex® Bereichskleidung Soft

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Bereichskleidung Set Soft, grün				
XS	39507	09737498	25	PB
S	39545	09737506	25	PB
M	39546	09737512	22	PB
L	39547	09737529	20	PB
XL	39548	09737535	20	PB
XXL	39549	09737541	20	PB
Bereichskleidung Set Soft, blau				
XS	39508	09737558	25	PB
S	39550	09737564	25	PB
M	39551	09737570	22	PB
L	39552	09737587	20	PB
XL	39553	09737593	20	PB
XXL	39554	09737601	20	PB
Bereichskleidung Kasack Soft, grün				
XS	39509	09737618	60	PB
S	39555	09737624	55	PB
M	39556	09737630	50	PB
L	39557	09737647	50	PB
XL	39558	09737653	45	PB
XXL	39559	09737676	40	PB
Bereichskleidung Kasack Soft, blau				
XS	39576	09737765	60	PB
S	39565	09737771	55	PB
M	39566	09737788	50	PB
L	39567	09737794	50	PB
XL	39568	09737819	45	PB
XXL	39569	09737825	40	PB
Bereichskleidung Hose Soft, grün				
XS	39575	09737707	50	PB
S	39560	09737736	45	PB
M	39561	09737452	40	PB
L	39562	09737469	40	PB
XL	39563	09737475	35	PB
XXL	39564	09737481	30	PB
Bereichskleidung Hose Soft, blau				
XS	39577	09737386	50	PB
S	39570	09737392	45	PB
M	39571	09737400	40	PB
L	39572	09737417	40	PB
XL	39573	09737423	35	PB
XXL	39574	09737446	30	PB
Thermojacke Soft, blau				
M	39510	09286305	30	PB
L	39511	09286311	30	PB
XL	39611	11486520	25	PB

Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace

Das Material mit textiler Anmutung und optimalem Tragekomfort

Anwendungsbereiche

- Einweg-OP-Mäntel zum Tragen bei operativen Eingriffen
- Minimierung des Übergangs von infektiösem Material bei direktem Kontakt zwischen Operationsteam und Operationswunde

Eigenschaften

- flüssigkeitsabweisendes Spunlace-Material
- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- abriebfest
- fusselfarm
- sterile Rückenpartie durch eine besondere Schnittform, anwendungsgerecht gefaltet
- der OP-Mantel „Special“ ist mit innenliegenden, flüssigkeitsdichten Verstärkungen im Ärmel- und Frontbereich versehen
- erhältlich mit Sterileinschlag

Produktzusammensetzung

Zellstoff/Polyestervlies (Spunlace), atmungsaktiv

Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace

steril

Größe	Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE	VH
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher					
S / M	120	19300	03162281	44	PB
L	130	19301	03162298	40	PB
XL	150	19302	03162306	36	PB
XL long	170	19303	03162312	32	PB
XXL	150	19304	03162542	32	PB
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher					
S / M	120	19310	03162559	40	PB
L	130	19311	03162565	36	PB
XL	150	19312	03162571	32	PB
XL long	170	19313	03163180	28	PB
XXL	150	19314	03163197	28	PB
Set Standard (steril), 3x XL					
XL	150	19308	03167309	12	PB
Set Standard (steril), 2x XL, 1x L					
L / XL	150	19309	03167350	12	PB

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

Die leichte Alternative mit guten physischen Eigenschaften



Anwendungsbereiche

- Einweg-OP-Mäntel zum Tragen bei operativen Eingriffen
- Minimierung des Übergangs von infektiösem Material bei direktem Kontakt zwischen Operationsteam und Operationswunde

Eigenschaften

- flüssigkeitsabweisendes Polypropylen Material
- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- abriebfest
- fusselarm
- sterile Rückenpartie (außer Basic OP-Mänteln) durch eine besondere Schnittform, anwendungsgerecht gefaltet
- der OP-Mantel „Special“ ist mit innenliegenden, flüssigkeitsdichten Verstärkungen im Ärmel- und Frontbereich versehen
- der OP-Mantel „Special Plus“ ist zusätzlich mit einer breiteren Verstärkungszone versehen
- „Standard“ und „Special“ erhältlich mit und ohne Sterileinschlag

Produktzusammensetzung

Polypropylen (SMMS), atmungsaktiv

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

Die leichte Alternative mit guten physischen Eigenschaften

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher					
S / M	120	19340	03163501	52	PB
L	130	19341	03163518	48	PB
XL	150	19342	03163524	44	PB
XL long	170	19343	03163530	40	PB
XXL	150	19344	03163547	40	PB
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher					
S / M	120	19350	03163576	48	PB
L	130	19351	03163582	44	PB
XL	150	19352	03163599	40	PB
XL long	170	19353	03164245	36	PB
XXL	150	19354	03164251	36	PB
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag					
S / M	120	19360	03164268	52	PB
L	130	19361	03165210	48	PB
XL	150	19362	03165233	44	PB
Special „direct“ ohne Sterileinschlag					
S / M	120	19370	03165931	48	PB
L	130	19371	03166238	44	PB
XL	150	19372	03166244	40	PB
Special Plus „direct“ ohne Sterileinschlag					
XL	150	31276		36	
Basic „direct“ ohne Sterileinschlag					
S / M	120	19380	03166273	48	PB
L	130	19381	03166356	44	PB
XL	150	19382	03166468	40	PB

Sentinex® OP-Masken

Produktvielfalt, die überzeugt



Anwendungsbereiche

- Minimierung der Übertragung von Bakterien und Partikeln aus dem Mund und Gesichtsbereich des OP-Personals auf den Patienten
- Schutz des Personals vor Kontamination durch Partikel oder Flüssigkeitsspritzer

Eigenschaften

- geruchsneutral, glasfaserfrei, Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- 3- bzw. 4-mal horizontal überlappend gefaltet
- hohe bakterielle Filterleistung und dadurch eine wirkungsvolle Infektionsprophylaxe
- extralanger Nasenbügel
- alle Sentinex OP-Masken erfüllen die Anforderungen der EU-Norm DIN EN 14683

Produktzusammensetzung

Polypropylen, Polyester, Zellulose

Sentinex® OP-Masken

Inhalt	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentinex Lite, blau	11983	06866798	50/300	PB
Sentinex Lite, grün	11991	06615642	50/300	PB
Sentinex Lite, grün, mit Ohrschleufe	11992	06866806	50/500	PB
Sentinex Classic, grün	11996	01641511	50/300	PB
Sentinex SuperSoft	11997	07473380	50/300	PB
Sentinex ExtraTouch	11998	01641534	50/300	PB
Sentinex AntiFog	11986	07473397	50/300	PB
Sentinex Ultra	11999	06866829	50/300	PB
Sentinex SafetyShield	11989	07473405	25/100	PB
Sentinex Safety	32987	10940951	50/300	PB

Sentinex® OP-Hauben

Komfort und Schutz für Anspruchsvolle



Anwendungsbereiche

- Verhinderung der Übertragung von Haaren und Hautpartikeln vom OP-Personal auf den Patienten

Eigenschaften

- reißfeste und atmungsaktive OP-Hauben, aus fusselarmem und abriebfestem Vlies
- alle Sentinex OP-Hauben erfüllen hygienische Anforderungen
- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen

Produktzusammensetzung

Viskose, Polypropylen

Sentinex® OP-Hauben

Inhalt	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentinex Soft, Baretthaube, grün, atmungsaktiv	17420	04216197	100/600	PB
Sentinex Astro, Astrohaube, grün	17421	04216205	100/600	PB
Sentinex Astro Extra, Astrohaube mit Schweißband, grün	17422	04216234	100/600	PB
Sentinex Fancy, Schwesternhaube mit Mittelnaht, grün	17423	04216240	100/600	PB
Sentinex Nova, Schwesternhaube mit Bändern, grün	17424	04216257	100/600	PB
Sentinex Trend, Schwesternhaube, lang, grün	17425	04216286	100/600	PB
Sentinex Flex, Chirurgenhaube, grün	17426	04216352	100/600	PB
Sentinex Easy, grün, Baretthaube	17427	04216398	100/600	PB
Sentinex Easy, blau, Baretthaube	17428	04216406	100/600	PB
Sentinex Easy, weiß, Baretthaube	17429	04216518	100/600	PB

Sempermed® Supreme

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- einfach anzuziehen - patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- absolut hautfreundlich - mehrfach gewaschen, puderfrei
- optimale Sicherheit - bei idealem Tastgefühl
- höchster Tragekomfort durch vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh Sempermed Supreme Green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



Sempermed® Supreme

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
5.5	16650	04200724	50/300	PB
6	16651	04200747	50/300	PB
6.5	16652	04200776	50/300	PB
7	16653	04200782	50/300	PB
7.5	16654	04200871	50/300	PB
8	16655	04200894	50/300	PB
8.5	16656	04200902	50/300	PB
9	16657	04200919	50/300	PB

Sempermed® Supreme Plus

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- ausgezeichneter Griff für perfekte Instrumentenführung - höchste Griffigkeit innerhalb des Sempermed Sortiments
- einfach anzuziehen - patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- absolut hautfreundlich - mehrfach gewaschen, puderfrei
- optimale Sicherheit - bei idealem Tastgefühl
- höchster Tragekomfort durch vollanatomische Passform mit gekrümmtem Fingern
- optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh Sempermed Supreme Green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



Sempermed® Supreme Plus

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
5.5	34650	11123697	50/300	PB
6	34651	11123711	50/300	PB
6.5	34652	11123728	50/300	PB
7	34653	11123734	50/300	PB
7.5	34654	11123740	50/300	PB
8	34655	11123757	50/300	PB
8.5	34656	11123763	50/300	PB
9	34657	11123786	50/300	PB

Sempermed® Supreme Green

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- optimierter Unterziehhandschuh für doppelte Behandschuhung
- glattere Oberflächenstruktur - noch bessere Anziehbarkeit
- dünnere Wandstärke - mehr Tastgefühl
- hohe Sicherheit - leichtes Erkennen von Perforationen
- einfach anzuziehen - patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- optimal in Kombination mit den Operationshandschuhen Sempermed Supreme und Sempermed Supreme Plus (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)
- absolut hautfreundlich - mehrfach gewaschen, puderfrei

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



Sempermed® Supreme Green

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, grün

Größe	REF	VE (Paar)	VH
6	33721	50/300	PB
6.5	33722	50/300	PB
7	33723	50/300	PB
7.5	33724	50/300	PB
8	33725	50/300	PB
8.5	33726	50/300	PB
9	33727	50/300	PB

Gynäkologiehandschuhe

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- einfach anzuziehen durch synthetische Innenbeschichtung
- besitzen einen extralangen Schaft speziell für gynäkologische Eingriffe

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Gynäkologiehandschuhe

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, weiß

Größe	REF	VE (Paar)	VH
6,5 S	19560	25/100	PB
7,5 M	19561	25/100	PB
8,5 L	19562	25/100	PB

Sempermed® Syntegra IR

OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren



Eigenschaften

- glänzt mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex: höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung
- schont Arzt und Patient - puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker
- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- perfekter Grip durch mikrorauhe Oberflächentextur
- höchster Komfort - durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- optimal in Kombination mit dem Unterziehandschuh Sempermed Syntegra Green (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren

Sempermed® Syntegra IR

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, Naturlatex-frei, puderfrei, creme

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
5.5	139620	15865697	50/300	PB
6	139621	15865705	50/300	PB
6.5	139622	15865711	50/300	PB
7	139623	15865728	50/300	PB
7.5	139624	15865734	50/300	PB
8	139625	15865740	50/300	PB
8.5	139626	15865757	50/300	PB
9	139627	15865763	50/300	PB

Sempermed® Syntegra Green

OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren



Eigenschaften

- Unterziehhandschuh für erhöhten Infektionsschutz durch doppelte Behandschuhung
- leichtes Erkennen von Perforationen des Außenhandschuhs - nässebedingte Verfärbungen durch grüne Farbe des Indikatorhandschuhs sichtbar
- schont Arzt und Patient - puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker
- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- glattere Oberflächenstruktur optimierte doppelte Anziehbarkeit
- höchster Tragekomfort durch perfekte, vollanatomische Passform
- optimaler Unterziehhandschuh für den Sempermed® Syntegra IR (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung


- synthetisches Polyisopren

Sempermed® Syntegra Green

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, Naturlatex-frei, puderfrei, grün

Größe	REF	VE (Paar)	VH
5.5	139630	50/300	PB
6	139631	50/300	PB
6.5	139632	50/300	PB
7	139633	50/300	PB
7.5	139634	50/300	PB
8	139635	50/300	PB
8.5	139636	50/300	PB
9	139637	50/300	PB

Sentina® Chirurgische Scheren



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

Produktzusammensetzung

- rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101, biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung)

Sentina® Chirurgische Scheren

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentina Chirurgische Schere spitz/spitz, gerade	13,0	33805	11585021	25/100	PB
Sentina Chirurgische Schere spitz/stumpf, gerade	14,5	33806	11585044	25/100	PB
Sentina Chirurgische Schere spitz/stumpf, gebogen	14,5	33807	11585050	25/100	PB
Sentina Chirurgische Schere stumpf/stumpf, gerade	14,5	33808	11585067	25/100	PB
Sentina Episiotomie-Schere n. Braun Stadler	14,5	33809	11585073	25/100	PB
Sentina Metzenbaum-Schere gebogen, fein	14,5	33823	11585096	25/100	PB
Sentina Micro-Federschere	11,0	33824	11585104	25/100	PB
Sentina Iris-Schere, gebogen	11,5	33829	11585110	25/100	PB
Sentina Iris-Schere, gerade	11,5	33830	11585127	25/100	PB
Sentina Verbandsschere n. Lister	15,0	33850	11585133	25/100	PB



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

Produktzusammensetzung

- rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101, biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung)

Sentina® Klemmen

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentina Micro-Mosquito-Klemme anatomisch, gerade	12,5	33903	11588545	25/100	PB
Sentina Micro-Mosquito-Klemme anatomisch, gebogen	12,5	33904	11588551	25/100	PB
Sentina Micro-Mosquito-Klemme chirurgisch, gerade	12,5	33905	11588568	25/100	PB
Sentina Kocher-Klemme chirurgisch, gerade	14,0	33906	11588574	25/100	PB
Sentina Pean-Klemme anatomisch, gerade	14,0	33907	11588605	25/100	PB
Sentina Kornzange mit Sperre n. Maier	16,0	33911	11588628	25/100	PB
Sentina Mosquito-Klemme n. Halsted anatomisch, gebogen	12,5	33912	11588640	25/100	PB
Sentina Schlauchklemme, glatt	15,0	33913	11588657	25/100	PB

Sentina® Pinzetten



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

Produktzusammensetzung

- rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101, biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung)

Sentina® Pinzetten

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentina Standard-Pinzette anatomisch, gerade	14,0	34014	11588769	20/80	PB
Sentina Standard-Pinzette chirurgisch, gerade	14,0	34016	11588775	20/80	PB
Sentina Adson-Pinzette anatomisch, gerade	12,0	34017	11588781	25/100	PB
Sentina Adson-Pinzette chirurgisch, gerade	12,0	34018	11588798	25/100	PB
Sentina Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch	12,0	34029	11588806	25/100	PB
Sentina Splitterpinzette, gerade	9,0	34039	11588812	20/80	PB
Sentina DeBakey-Pinzette, gerade	15,5	34043	11588829	20/80	PB



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

Produktzusammensetzung

- rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101, biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung)

Sentina® Nadelhalter

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentina Mayo-Hegar-Nadelhalter	12	34177	11592268	25/100	PB
Sentina Mayo-Hegar-Nadelhalter	14	34178	11592274	25/100	PB
Sentina Micro-Nadelhalter ohne Arretierung	16	34179	11592305	20/80	PB

Sentina® Ergänzungen



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

Produktzusammensetzung

- rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101, biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung)

Sentina® Ergänzungen

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Sentina Wundhaken-Kombination n. Senn-Miller	16,0 cm	34202	11593109	20/80	PB
Sentina Scharfe Löffel-Kombination n. Williger	16,5 cm	34205	11593138	25/100	PB
Sentina Kürette n. Fox	14,5 cm	34206	11593144	25/100	PB
Sentina Knopfkanüle Kanal 80 mm lang	80,0 mm	34212	11593227	25/100	PB

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

Ökonomisch | sicher | flexibel | gebrauchsfertig



Anwendungsbereiche

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Fassen und Zurückhalten von Organen und Körpergeweben
- zur Blutstillung und zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- vorgewaschen
- weich und saugfähig
- 20-fädig
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle, Röntgenkontrastchip (Polyvinylchlorid und Bariumsulfat)

Ausführungen

- weiß, grün und blau
- 4- und 6-lagig

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

steril

	Inhalt	Größe (cm)	Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
weiß							
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	8 x 90	15010	09214197	26/78	PB
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	20 x 30	15011	09214145	28/84	PB
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	20 x 30	15007		14/42	PB
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	40 x 40	15004	09214116	14/42	PB
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	40 x 40	15001	09214122	6/18	PB
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	50 x 60	15014	09214168	8/24	PB
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	40 x 40	15012		12/36	PB
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	40 x 40	15003	09214062	6/18	PB
grün							
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	8 x 90	15009	09214292	26/78	PB
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	20 x 30	15017	09214263	28/84	PB
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	20 x 30	15005		14/42	PB
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	40 x 40	15006	09214205	14/42	PB
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	40 x 40	15002	09214286	6/18	PB
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	50 x 60	15013		8/24	PB
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	40 x 40	15008		12/36	PB
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	40 x 40	15000	09214079	6/18	PB
2	Stück, 6-lagig	50 x 60	50 x 60	15018		6/18	PB
blau							
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	40 x 40	15016	09214317	14/42	PB
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	40 x 40	15015	09214346	6/18	PB

Setpack® Mullkompressen RK

Ökonomisch | sicher | flexibel | gebrauchsfertig



Anwendungsbereiche

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Tupfen und Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und saugfähig
- alle Schnittkanten innenliegend, daher keine Randfäden
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat)

Ausführungen

- 12-, 16- und 32-fach
- 17- und 20-fädig

Setpack® Mullkompressen RK

steril

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
Packungen à 10 Stück, 12-fach, 17-fädig				
7,5 x 7,5	15114	09213890	28/84	SSB
10,0 x 10,0	15100	09213921	20/60	SSB
10,0 x 12,5	15116		20/60	PB
10,0 x 20,0	15102	09213996	16/48	SSB
Packungen à 10 Stück, 16-fach, 17-fädig				
5,0 x 5,0	15110		34/102	PB
7,5 x 7,5	15106		24/72	PB
10,0 x 10,0	15101	09213944	20/60	SSB
10,0 x 12,5	15111		18/54	PB
Packungen à 10 Stück, 32-fach, 20-fädig				
10,0 x 10,0	15104		12/36	PB
Packungen à 20 Stück, 12-fach, 17-fädig				
7,5 x 7,5	15119	09213909	20/60	SSB
10,0 x 10,0	15103	09213938	18/54	SSB
10,0 x 12,5	15109		10/30	PB
10,0 x 20,0	15108		8/24	PB
Packungen à 20 Stück, 16-fach, 17-fädig				
5,0 x 5,0	15117		26/78	PB
7,5 x 12,5	15118		16/48	PB
10,0 x 10,0	15105	09213967	14/42	SSB
10,0 x 12,5	15112		8/24	PB

Setpack® Tupfer RK

Ökonomisch | sicher | flexibel | gebrauchsfertig



Anwendungsbereiche

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und hochsaugfähig
- mit Sicherheitsring aus Silikon
- 20-fädig
- doppelte Sterilgut-Verpackung
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergerarn, Bariumsulfat), der Sicherheitsring besteht aus Silikon

Setpack® Tupfer RK

steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
Packungen à 5 Stück				
faustgroß 7	22800	09214056	16/48	SSB
Packungen à 10 Stück				
walnussgroß 2	22801	09214004	72/144	SSB
pflaumengroß 3	22802	09214010	38/114	SSB
eigroß 4	22803	09214027	26/78	SSB
extragroß 6	22804	09214033	18/54	SSB
Packungen à 15 Stück				
pflaumengroß 3	22805		30/90	SSB
eigroß 4	22806		20/60	PB
extragroß 6	22807		12/36	SSB
Packungen à 20 Stück				
pflaumengroß 3	22808		26/78	PB
eigroß 4	22809		16/48	PB
extragroß 6	22810		6/18	PB

Setpack® Präpariertupfer RK

Ökonomisch | sicher | flexibel | gebrauchsfertig



Anwendungsbereiche

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- fest und hochsaugfähig
- 24-fädig
- in Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster zur einfacheren Stückzahlkontrolle und handlichen Entnahme
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat)

Setpack® Präpariertupfer RK

steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
Packungen à 10 Stück				
klein 2	12780	01337003	40/120	SSB
mittel 3	12781	01381033	40/120	SSB
groß 4	12782	01403846	40/120	SSB
Packungen à 20 Stück				
klein 2	12783	01465149	40/120	SSB
mittel 3	12784	01483549	40/120	SSB
groß 4	12785	01561002	40/120	SSB

Desinfektion



L+R handdisinfect blue

Propanolisches Händedesinfektionsmittel



Anwendungsbereiche

- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

Eigenschaften

- hygienische Händedesinfektion gem. VAH/ EN 1500; 30 Sek.
- chirurgische Händedesinfektion gem. VAH/ EN 12791; 90 Sek.
- bakterizid gem. VAH/ EN 13727; 30 Sek.
- levurozid gem. VAH/ EN 13624; 30 Sek.
- tuberkulozid gem. EN 14348; 30 Sek.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 30 Sek.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI, viruzid gegen behüllte Viren gem. EN 14476; 30 Sek.
- begrenzt viruzid PLUS, inkl. Noro- und Adenoviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- frei von Remanenzwirkstoffen

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 45 g Propan-2-ol
- 30 g Propan-1-ol

Hinweise

- wird unverdünnt in trockene Hände eingerieben
- während der angegeben Applikationszeit die Hände feucht halten
- besonders auf gute Benetzung von Daumen und Fingerkuppen achten
- Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidieliste

L+R handdisinfect blue

Inhalt einer Packung	REF	VE
100 ml	34696	1/40 Flaschen
500 ml	34697	1/20 Flaschen
1000 ml	34698	1/10 Flaschen

L+R handdisinfect green

Ethanolisches Händedesinfektionsmittel



Anwendungsbereiche

- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

Eigenschaften

- hygienische Händedesinfektion gem. VAH/ EN 1500; 30 Sek.
- chirurgische Händedesinfektion gem. VAH/ EN 12791; 90 Sek.
- bakterizid gem. VAH/ EN 13727; 30 Sek.
- levurozid gem. VAH/ EN 13624; 30 Sek.
- fungizid gem. VAH/ EN 13624; 30 Sek.
- tuberkulozid gem. EN 14348; 30 Sek.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 30 Sek.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI, viruzid gegen behüllte Viren gem. EN 14476; 30 Sek.
- viruzid gem. EN 14476; 30 Sek.
- frei von Remanenzwirkstoffen

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 85 g Ethanol

Hinweise

- wird unverdünnt in trockene Hände eingerieben
- während der angegebenen Applikationszeit die Hände feucht halten
- besonders auf gute Benetzung von Daumen und Fingerkuppen achten
- Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R handdisinfect green

Inhalt einer Packung	REF	VE
100 ml	34699	1/40 Flaschen
500 ml	34700	1/20 Flaschen
1000 ml	34701	1/10 Flaschen

L+R handdisinfect gel

Ethanolisches Händedesinfektionsgel



Anwendungsbereiche

- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

Eigenschaften

- hygienische Händedesinfektion gem. VAH/ EN 1500; 30 Sek.
- chirurgische Händedesinfektion gem. VAH/ EN 12791; 90 Sek.
- bakterizid gem. VAH/ EN 13727; 30 Sek.
- levurozid gem. VAH/ EN 13624; 30 Sek.
- tuberkulozid gem. EN 14348; 30 Sek.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 30 Sek.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI, viruzid gegen behüllte Viren gem. EN 14476; 30 Sek.
- viruzid gem. EN 14476; 30 Sek.
- frei von Remanenzwirkstoffen

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 85 g Ethanol

Hinweise

- wird unverdünnt in trockene Hände eingerieben
- während der angegebenen Applikationszeit die Hände feucht halten
- besonders auf gute Benetzung von Daumen und Fingerkuppen achten
- Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidieliste

L+R handdisinfect gel

Inhalt einer Packung	REF	VE
100 ml	34702	1/40 Flaschen
500 ml	34703	1/20 Flaschen
1000 ml	34704	1/10 Flaschen

L+R surfacedisinfect alcohol wipes

Alkoholgetränkte Wipes



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkoholresistenten Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- tuberkulozid gem. EN 14348; 1 Min.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 1 Min.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- begrenzt viruzid PLUS, inkl. Noro- und Adenoviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- Reichweite/desinfizierbare Fläche: ca. 0,5 m²/Tuch
- praxisnah nach EN 16615 geprüft: bereits die ersten Tücher wirken in 1 Minute
- rückstandsfreie Abtrocknung

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 25 g Ethanol
- 24 g Propan-1-ol

Hinweise

- Flächen gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- nach Gebrauch Tuch der Abfallsorgung zuführen
- nicht für alkoholempfindliche Flächen geeignet
- um das Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tuchverpackung nach Gebrauch wieder verschließen
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R surfacedisinfect alcohol wipes

Inhalt einer Packung	REF	VE
1 Flowpack à 60 Tücher à 20 x 18 cm	34770	1/12 Flowpacks

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste im Segment „Ready-to-use-Tuchsysteme“

L+R surfacedisinfect alcohol maxi wipes

Alkoholgetränkte Maxi Wipes



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkoholresistenten Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- tuberkulozid gem. EN 14348; 1 Min.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 1 Min.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- begrenzt viruzid PLUS, inkl. Noro- und Adenoviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- Reichweite/desinfizierbare Fläche: ca. 1 m²/Tuch
- praxisnah nach EN 16615 geprüft: bereits die ersten Tücher wirken in 1 Minute
- rückstandsfreie Abtrocknung
- besonders sicherer Einsatz durch gebrauchsfertig vorbefüllten Maxi-Pack

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g Lösung:

- 25 g Ethanol
- 24 g Propan-1-ol

Hinweise

- Flächen gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- nach Gebrauch Tuch der Abfallsorgung zuführen
- nicht für alkoholempfindliche Flächen geeignet
- um das Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tuchverpackung nach Gebrauch wieder verschließen
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R surfacedisinfect alcohol maxi wipes

Inhalt einer Packung	REF	VE
1 Tuchspender à 110 Tücher à 38 x 20 cm	34771	4 Tuchspender

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste im Segment „Ready-to-use-Tuchsysteme“

L+R surfacedisinfekt alcohol tissues

Alkoholgetränkte Tissues



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkoholresistenten Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- tuberkulozid gem. EN 14348; 1 Min.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 1 Min.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- begrenzt viruzid PLUS, inkl. Noro- und Adenoviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- Reichweite/desinfizierbare Fläche: ca. 0,2 m²/Tuch
- praxisnah nach EN 16615 geprüft: bereits die ersten Tücher wirken in 1 Minute

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 25 g Ethanol
- 24 g Propan-1-ol

Hinweise

- Flächen gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- nach Gebrauch Tuch der Abfallsorgung zuführen
- nicht für alkoholempfindliche Flächen geeignet
- um das Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tuchverpackung nach Gebrauch wieder verschließen
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R surfacedisinfekt alcohol tissues

Inhalt einer Packung	REF	VE
1 Dose à 100 Tücher à 22,5 x 13,8 cm	34772	1/12 Dosen

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste im Segment „Ready-to-use-Tuchsysteme“

L+R surfacedisinfect alcohol

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkoholresistenten Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- tuberkulozid gem. EN 14348; 1 Min.
- mykobakterizid gem. EN 14348; 1 Min.
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- begrenzt viruzid PLUS, inkl. Noro- und Adenoviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- aldehyd- farbstoff- und parfümfreie Formulierung
- rückstandsfrei

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g Lösung:

- 25 g Ethanol
- 24 g Propan-1-ol

Hinweise

- unverdünnt auf Flächen ausbringen und mit einem Tuch gründlich wischen
- auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- nicht für alkoholempfindliche Flächen geeignet
- nicht mehr als 50 ml Gebrauchslösung je m² zu behandelnder Fläche bzw. 100 ml je m² Raumgrundfläche ausbringen
- soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz bzw. spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidieliste

L+R surfacedisinfect alcohol

Inhalt einer Packung	REF	VE
1000 ml	34773	1/10 Flaschen

L+R surfacedisinfekt universal wipes

Alkoholfreie Wipes



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Polyomaviren SV 40 gem. EN 14476; 1 Min.
- Reichweite/desinfizierbare Fläche: ca. 1 m²/Tuch
- praxisnah nach EN 16615 geprüft: bereits die ersten Tücher wirken in 1 Minute
- besonders materialverträglich
- Herstellerempfehlungen: Desinfektion von Medizinprodukten: Lohmann & Rauscher (Suprasorb® CNP P3), Desinfektion von Ultraschallgeräten und Ultraschallköpfen: Philips Healthcare

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 0.4 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
- 0.4 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Hinweise

- Flächen gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- das Tragen von Handschuhen wird empfohlen
- nach Gebrauch Tuch der Abfallsorgung zuführen
- um das Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tuchverpackung nach Gebrauch wieder verschließen
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R surfacedisinfekt universal wipes

Inhalt einer Packung	REF	VE
1 Flowpack à 60 Tücher à 20 x 18 cm	34570	1/12 Flowpacks

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste im Segment „Ready-to-use-Tuchsysteme“

L+R surfacedisinfect universal maxi wipes

Alkoholfreie Maxi Wipes



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Polyomaviren SV 40 gem. EN 14476; 1 Min.
- Reichweite/desinfizierbare Fläche: ca. 2 m²/Tuch
- praxisnah nach EN 16615 geprüft: bereits die ersten Tücher wirken in 1 Minute
- besonders sicherer Einsatz durch gebrauchsfertig vorbefüllten Maxi-Pack
- besonders materialverträglich
- Herstellerempfehlungen: Desinfektion von Medizinprodukten: Lohmann & Rauscher (Suprasorb® CNP P3), Desinfektion von Ultraschallgeräten und Ultraschallköpfen: Philips Healthcare

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 0.4 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
- 0.4 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Hinweise

- Flächen gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- das Tragen von Handschuhen wird empfohlen
- nach Gebrauch Tuch der Abfallsorgung zuführen
- um das Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tuchverpackung nach Gebrauch wieder verschließen
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R surfacedisinfect universal maxi wipes

Inhalt einer Packung	REF	VE
1 Tuchspender à 110 Tücher à 38 x 20 cm	34571	4 Tuchspender

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste im Segment „Ready-to-use-Tuchsysteme“

L+R surfacedisinfekt universal tissues

Alkoholfreie Tissues



Anwendungsbereiche

- zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
- zur Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen (gem. Biozidprodukte-Verordnung), insbesondere von Flächen mit Übertragungsrisiken nach RKI und Medizinprodukten im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG)
- dient der Schnelldesinfektion von Oberflächen und nicht-invasiven Medizinprodukten

Eigenschaften

- bakterizid gem. DGHM/VAH, EN 13727, EN 16615; 1 Min.*
- levurozid gem. DGHM/VAH, EN 13624, EN 16615; 1 Min.*
- begrenzt viruzid gem. DVV/RKI und EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476; 30 Sek.
- wirksam gegen Polyomaviren SV 40 gem. EN 14476; 1 Min.
- Reichweite/desinfizierbare Fläche: ca. 0,2 m²/Tuch
- praxisnah nach EN 16615 geprüft: bereits die ersten Tücher wirken in 1 Minute
- besonders materialverträglich
- Herstellerempfehlungen: Desinfektion von Medizinprodukten: Lohmann & Rauscher (Suprasorb® CNP P3), Desinfektion von Ultraschallgeräten und Ultraschallköpfen: Philips Healthcare

Produktzusammensetzung

wirksame Bestandteile in 100g

Lösung:

- 0.4 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
- 0.4 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Hinweise

- Flächen gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen
- das Tragen von Handschuhen wird empfohlen
- nach Gebrauch Tuch der Abfallsorgung zuführen
- um das Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tuchverpackung nach Gebrauch wieder verschließen
- Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden
- vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Listung

- VAH-Liste, ÖGHMP-Expertenverzeichnis, IHO-Viruzidielliste

L+R surfacedisinfekt universal tissues

Inhalt einer Packung	REF	VE
1 Dose à 100 Tücher à 22,5 x 13,8 cm	34572	1/12 Dosen

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste im Segment „Ready-to-use-Tuchsysteme“

L+R handwash soft

Waschlotion



Anwendungsbereiche

- Waschlotion zur sanften Reinigung der Hände

Eigenschaften

- pH-hautneutral
- farbstoff- und parfümfrei
- alkali- und seifenfrei
- sehr gute Hautverträglichkeit
- dermatologisch getestet
- milde Reinigung beanspruchter Haut

Produktzusammensetzung

- Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Salicylate, Polyquaternium-7

L+R handwash soft

Inhalt einer Packung	REF	VE
500 ml	140451	1/20 Flaschen
1000 ml	140452	1/10 Flaschen

L+R dispenser für L+R handdisinfect



Anwendungsbereiche

- Spender zur Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen

Eigenschaften

- erhältlich für alle marktüblichen 500 ml und 1000 ml Flaschen in drei unterschiedlichen Ausführungen: Kurzhebel, Langhebel und Touchless
- zur Unterstützung der Compliance und der besseren Unterscheidbarkeit zusätzlich verfügbar in den Farben Grün (green), Blau (blue) und Lila (gel)
- robuster Aluminiumspender, einfach zu montieren
- einstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 ml bis ca. 1,5 ml
- einfache Entnahme und schneller Flaschenwechsel möglich
- umfangreiches Zubehör zur flexiblen Montage, auch für schwierige räumliche Situationen

Zubehör Desinfektionsprodukte

Inhalt einer Packung	REF	VE
L+R dispenser 500ml		
Kurzhebel	140400	1
Langhebel	140401	1
Touchless	140402	1
green Kurzhebel	140403	1
green Touchless	140405	1
blue Kurzhebel	140406	1
blue Touchless	140408	1
L+R dispenser 1000ml		
Kurzhebel	140412	1
Langhebel	140413	1
Touchless	140414	1
green Kurzhebel	140415	1
green Touchless	140417	1
blue Kurzhebel	140418	1
blue Touchless	140420	1

Zubehör L+R disinfect

Zubehör L+R disinfect

Inhalt einer Packung	REF	VE
Schalenhalter L+R dispenser		
500 ml	140424	1
1000 ml	140425	1
Touchless	140426	1
Edelstahlpumpe L+R dispenser		
500 ml	140427	1
1000 ml	140428	1
Rohrrahmenbefestigung L+R dispenser		
500 ml	140429	1
1000 ml	140430	1
Drägerschienenrückwand L+R dispenser		
500 ml	140431	1
1000 ml	140432	1
Winkelplatte L+R dispenser		
500 ml	140433	1
1000 ml	140434	1
Winkelplatte Rohrrahmen L+R dispenser		
500 ml	140435	1
1000 ml	140436	1
Winkelplatte Drägerschiene L+R dispenser		
500 ml	140437	1
1000 ml	140438	1
Tischhalter L+R dispenser		
500 ml	140439	1
1000 ml	140441	1
Einwegpumpe L+R dispenser		
500 ml	140449	1
1000 ml	140450	1
Dosierpumpe L+R handdisinfect		
500 ml	140440	1
1000 ml	140442	1
Befestigung L+R surfacedisinfect wipes		
Wandhalter	140443	1
Multibefestigung	140444	1
Befestigung L+R surfacedisinfect tissues		
Wandhalter	140445	1
Sprühkopf L+R surfacedisinfect		
1000 ml	140447	1



Dermatologie

Curatest®

Epikutantestpflaster aus Vlies



Anwendungsbereiche

- zur Durchführung von Epikutantests

Eigenschaften

- einfache Handhabung beim Beschicken und Applizieren
- haftet gut und dauerhaft
- beschriftbarer, ablösbarer Seitenrand zur Erleichterung der Diagnostik
- gut saugende Vliesplättchen
- hautverträglich

Produktzusammensetzung

Trägervlies: weiß, 100 % Polypropylen
Testkammer-Einfassung: Polyester-Folie
Vliesplättchen: 100 % Viskose, einseitig mit Polyethylen beschichtet; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curatest®

10 Testkammern pro Pflaster

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
12,5 x 7,5	30054	07666311	50/1200	PB

Curatest® F

Epikutantestpflaster aus Folie



Anwendungsbereiche

- zur Durchführung von Epikutantests

Eigenschaften

- transparent und elastisch
- wasserdicht, daher von Vorteil beim Duschen
- einfache Handhabung beim Beschicken und Applizieren
- haftet gut und dauerhaft
- gut saugende Vliesplättchen
- hautverträglich

Produktzusammensetzung

Trägerfolie: 100 % Polyurethan
 Testkammer-Einfassung: Polyester-Folie
 Vliesplättchen: 100 % Trägergewebe: hautfarben, Viskose, einseitig mit Polyethylen beschichtet, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Curatest® F

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 Testkammern pro Pflaster				
12,5 x 3,2	30061	03844804	100/2000	PB
10 Testkammern pro Pflaster				
12,5 x 7,5	30062	07666328	50/1200	PB

tg® Fäustling Fertigverband



Anwendungsbereiche

- als Kratzschutz für Säuglinge

Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- gute Passform
- weich und anschmiegsam

Produktzusammensetzung

100 % ungebleichte Baumwolle, Polyester (Nähgarn)

Hinweise

- waschbar, sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C, 7 Min.)

tg® Fäustling

paarweise im Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
klein (Säugling)	24746	01495825	1/100	SSB
groß (Kleinkind)	24747	01495831	1/100	SSB

tg® Handschuh

Fertigverband



Anwendungsbereiche

- für empfindliche Hände
 - ◆ zum Beispiel zum Tragen unter Gummi- und Latexhandschuhen

Eigenschaften

- einfache und zeitsparende Handhabung
- weich und anschmiegsam
- anatomisch geformt
- gute Passform
- vielseitig verwendbar

Produktzusammensetzung

100 % ungebleichte Baumwolle, Polyester (Nähgarn)

Hinweise

- waschbar, sterilisierbar mit Wasserdampf (134° C, 7 Min.)

tg® Handschuh

paarweise im Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
für Kinder	24749	01311417	1/100	SSB
für Erwachsene Gr. 6 - 7 (klein)	24750	01020022	1/50	SSB
für Erwachsene Gr. 7 1/2 - 8 1/2 (mittel)	24751	01020039	1/50	SSB
für Erwachsene Gr. 9 - 10 (groß)	24752	01020045	1/50	SSB



Ophtalmologie

Pro-ophta® Augenstäbchen Tupfer



Anwendungsbereiche

- zum Aufsaugen, Abtupfen, Entfernen von Fremdkörpern, Fixierung und Halten (gewebeschonendes Präparieren)
- zum Einsatz bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen in der Ophthalmologie

Eigenschaften

- hohe Saugfähigkeit
- gute Kapillarwirkung
- hohe Ansauggeschwindigkeit
- erhalten die zum Tupfen und Präparieren erforderliche Festigkeit
- auf beiden Seiten schräg zugeschnitten

Produktzusammensetzung

hochsaugfähiges weißes Vlies, auf Stäbchenstärke gerollt
mit einer saugfähigen Umhüllung stabilisiert: 100 % Zellulose

Pro-ophta® Augenstäbchen

Abmessungen (mm)	Ø (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, à 500 Stück verpackt					
64 x 5	5	16515	01097705	500/25000	PB, SSB
steril, 20-stückweise eingesiegelt					
64 x 5	5	16516	01890734	400/1600	PB, SSB

Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer Tupfer



Anwendungsbereiche

- werden zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Präparieren bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen eingesetzt
- gezieltes Applizieren von Pharmaka

Eigenschaften

- nimmt bis zum 15-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeiten auf
- sehr partikelarm, auch nach partiellem Zuschnitt des Produktes
- verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl

Produktzusammensetzung

Spitze: 100 % Polyvinylalkohol
Stiel: Polypropylen

Pro-ophta® Lanzett-Stieltupfer

steril

REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
14917	02173029	180/2160	PB, SSB

Pro-ophta® Keiltupfer Tupfer



Anwendungsbereiche

- werden zur Flüssigkeitsaufnahme und zum Präparieren bei ophthalmologischen und mikrochirurgischen Eingriffen eingesetzt
- gezieltes Applizieren von Pharmaka

Eigenschaften

- nimmt bis zum 15-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeiten auf
- sehr partikelarm, auch nach partiellem Zuschnitt des Produktes
- verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl
- werden in Pinzetten und Tupferklemmen eingespannt

Produktzusammensetzung

100 % Polyvinylalkohol

Pro-ophta® Keiltupfer steril

REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
14915	02173006	200/4800	PB, SSB

Pro-ophta® Augenverband S

Augenverband



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Auges
 - ◆ nach Ptosisoperationen
 - ◆ bei Lagophthalmus
 - ◆ bei Fazialisparese
 - ◆ bei Sicca-Syndrom

Eigenschaften

- lichtdurchlässige, formstabile, bruchfeste Scheibe
- regelmäßige Kontrolle des Auges wird gewährleistet
- Applikation von Pharmaka ist möglich
- hautfreundlicher Kleber — geeignet für Langzeittherapie
- schnell applizierbar
- in 2 Scheibengrößen erhältlich

Produktzusammensetzung

Querelastisches Gewebe, hautfarben, 70 % Viskose, 30 % Polyamid
Klarsichtscheibe: transparentes Polycarbonat, hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Hinweise

- Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: 25.21.37.0900 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Pro-ophta® Augenverband S

unsteril, einzeln eingeschiegelt

Größe	Abmessungen (cm)	Ø (cm)	Höhe Scheibenwölbung (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
klein	10,0 x 7,2	4,6	0,6	34240	07202161	1/5/200	H
klein	10,0 x 7,2	4,6	0,6	34241	07202178	50/600	H
groß	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34243	07202184	1/5/120	H
groß	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34244	07202190	50/600	H

Pro-ophta® Augenverband D

Augenverband



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Auges
 - ◆ nach Ptosisoperationen
 - ◆ bei Lagophthalmus
 - ◆ bei Fazialisparese
 - ◆ bei Sicca-Syndrom
- zum Abdecken des Auges während der Nacht
- besonders geeignet für lichtempfindliche Patienten

Eigenschaften

- lichtundurchlässige, formstabile, bruchfeste Scheibe
- geeignet für Langzeittherapie
- fixiert zuverlässig
- schnell applizierbar

Produktzusammensetzung

Querelastisches Gewebe, hautfarben, 70 % Viskose
 30 % Polyamid: lichtundurchlässiger Deckel, Polycarbonat, schwarz
 hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Pro-ophta® Augenverband D

unsteril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	Ø (cm)	Höhe Scheibenwölbung (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
10,0 x 7,2	4,6	0,6	34225	07202209	1/5/200	SSB, EV
10,0 x 7,2	4,6	0,6	34226	07202215	50/600	SSB, EV

Pro-ophta® Augenverband K

Augenverband



Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von Verletzungen am äußeren Auge
- zur Ruhigstellung des Augenlids
- zum Schutz der Augen vor Verletzungen bei Operationen in Bauchlage (z. B. Operationen an der Wirbelsäule oder neurochirurgische Eingriffe am Schädel)

Eigenschaften

- passt sich der Gesichtskontur gut an
- der hautverträgliche Kleber fixiert zuverlässig, auch bei Langzeittherapie
- lässt sich leicht und rückstandsarm lösen
- schnell und bequem applizierbar
- hohe Saugfähigkeit

Produktzusammensetzung

Querelastisches Gewebe, hautfarben:
70 % Viskose, 30 % Polyamid
Netz/Wattetampon:
Watte/Mull: 100 % Baumwolle
Netzschlauch: 100 % Viskose, hautfreundlicher Polyacrylatkleber

Pro-ophta® Augenverband K

unsteril, einzeln eingeschiegelt

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
11,4 x 7,8	34104	07202155	50/600	SSB, EV

Pro-ophta® Junior Okklusionspflaster



Anwendungsbereiche

- zum Abdecken des Auges bei der Okklusionstherapie (z. B. bei Amblyopie oder Strabismus)

Eigenschaften

- blickdichtes Pflaster
- dünnes und anschmiegsames Material
- hautfreundlicher Kleber
- leicht und rückstandslos zu entfernen
- links wie rechts anwendbar

Produktzusammensetzung

Hautfarbener Trägervliesstoff:
100 % Polyester
lichtdichtes und luftdurchlässiges
Zentrum: 100 % Baumwollgewebe

Hinweise

- angenehm unter einer Brille zu tragen
- Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis 25.21.36.4000 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Pro-ophta® Junior Mini

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
in Klarsichthülle				
5,4 x 6,5	16841	01497675	5/2000	H
in Faltschachtel				
5,4 x 6,5	16846	01499007	50/1300	H
5,4 x 6,5	16843	01499042	100/2400	H

Pro-ophta® Junior Maxi

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
in Klarsichthülle				
5,9 x 7,0	16840	01497681	5/2000	H
in Faltschachtel				
5,9 x 7,0	16845	01499013	50/1300	H
5,9 x 7,0	16842	01499059	100/2400	H

Pro-ophta® Augenkissen Augenkompressen



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen
- zur Applikation von Pharmaka

Eigenschaften

- anatomisch geformt
- rundum verschweißt
- luftdurchlässig
- weich und anschmiegsam
- saugfähiges Wattekissen

Produktzusammensetzung

Innen: saugfähige Watte, gebauscht, 60 % Polypropylen, 40 % Baumwolle
Außen: weiche, beidseitige Vliesstoffhülle, 100 % Polypropylen

Hinweise

- auch für Brillenträger geeignet

Pro-ophta® Augenkissen

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, in Faltschachtel				
7,2 x 6,2	13041	03531442	50/500	SSB, EV
steril, einzeln eingesiegelt				
7,2 x 6,2	13043	03531459	25/250	SSB, EV

Pro-ophta® Augenkomresse

Augenkomresse



Anwendungsbereiche

- bei Verletzungen am äußeren Auge
- zum Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen
- zur Applikation von Pharmaka

Eigenschaften

- ovale Augenkomresse
- rundum offen
- besonders bauchig mit beidseitiger Mullauflage
- saugfähige Augenkomresse

Produktzusammensetzung

Innen: Augenwatte
Außen: beidseitig 28-fädige Mullauflage, 100 % Baumwolle, oval gestanzt

Pro-ophta® Augenkomresse

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, in Faltschachtel				
5,3 x 6,6	142021	17491717	5/250	SSB, EV
5,3 x 6,6	142022	17491746	50/500	SSB, EV
steril, einzeln eingeschiegelt				
5,3 x 6,6	142020	17491700	5/200	SSB, EV

Pro-ophta® Augenlochkompreße

Augenkompreße zur Polsterung von Augenlochscheiben



Anwendungsbereiche

- Schutz des Auges vor mechanischen Einflüssen unter Erhaltung der natürlichen Lidfunktion
- zur Polsterung unter gelochter Augenscheibe einzusetzen

Eigenschaften

- unter Augenscheiben verwendbar
- Kompreße ist samtweich
- luftdurchlässig
- saugfähig

Produktzusammensetzung

Weicher Vliesstoff: 67 % Viskose, 33 % Polyester, in 16 Lagen durch Steppnaht verbunden und auf Kompressenformat gestanzt, mit offenem Zentrum

Hinweise

- die gelochte Kunststoffscheibe ist nicht Bestandteil des Produktes

Pro-ophta® Augenlochkompreße

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril, in Faltschachtel				
10 x 7	13015	07278388	50/300	SSB, EV
steril, einzeln eingesiegelt				
10 x 7	13014	07278371	50/500	SSB, EV

Pro-ophta® Augen-Drainageset



Anwendungsbereiche

- zum Ableiten von Flüssigkeiten bei Operationen am Auge

Eigenschaften

- pro Drainageset können bis zu 80 ml Flüssigkeit in den selbstklebenden Auffangbeutel abgeleitet werden
- sehr partikelarm
- der Drainagestreifen verursacht nur geringes Fremdkörpergefühl

Produktzusammensetzung

Drainagestreifen: 100 % Polyvinyl-alkohol
Auffangbeutel: Polyethylen mit selbsthaftendem Klebestreifen

Hinweise

- zum einmaligen Gebrauch
- darf nicht resterilisiert werden

Pro-ophta® Augen-Drainageset
steril

Fassungsvolumen (ml)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
80	14916	02173012	20/480	PB, SSB



Hals-Nasen-Ohren



Anwendungsbereiche

- zur antiseptischen Tamponade und Drainage nach chirurgischer Infekt-sanierung von Abszessen, fistelas-soziierten Abszessen, Geschwüren, Wundtaschen und Körperhöhlen

Eigenschaften

- antimikrobielle und antifungale Wirkung bestätigt für Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia und Candida albicans
- unterstützt die Wundreinigung durch Aufsaugen von Wundexsudaten, Zelltrümmern und Bakterien
- tiefe Wundtaschen und Wundhöhlen sind sehr gut austamponierbar
- keine Resistenzbildung bekannt
- schnelle und einfache Anwendung

Produktzusammensetzung

100 % Baumwolle (Mull) imprägniert mit Iodoform

Hinweise

- apothekenpflichtig
- im Spender
- Iodoform verflüchtigt sich an der Luft, daher nach dem Öffnen schnellstmöglich aufbrauchen

Ausführungen

- Opraclean Mullbinde zur Tamponade mit Iodoform (23mg/100cm²)
- Opraclean Verbandmull mit Iodoform (57mg/100cm²)

Opraclean® Mullbinde zur Tamponade mit Iodoform

gerollt im Klarsichtspender, im Spezialbeutel

Abmessungen (m x cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 x 1	13580	04436757	1/216	SSB, EV
5 x 2	13581	04436906	1/120	SSB, EV
5 x 5	13582	04436929	1/60	SSB, EV


Opraclean® Verbandmull mit Iodoform

4-fach gelegt, im Rollenhalter, im Spezialbeutel


Abmessungen (m x cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5 x 6	13584	04436711	1/30	SSB, EV
5 x 8	13585	04436734	1/30	SSB, EV

Raucocel® Epistaxistamponaden

Epistaxistamponaden



Epistaxistamponade 100



Epistaxistamponade 55

Anwendungsbereiche

- Epistaxistamponade 100: zur Blutstillung im posterioren Nasenbereich und zum postoperativen Einsatz, z. B. nach Konchotomien
- Epistaxistamponade 55: zur Blutstillung im medialen Nasenbereich

Eigenschaften

- physiologische Blutgerinnung aufgrund des Prinzips der Autokoagulation
- zeitsparende und atraumatische Applikation
- kann als Transportmittel für medikamentöse Lösungen dienen

Produktzusammensetzung

Polyvinylalkohol, Rückholfaden aus chirurgischer Seide

Hinweise

- vor dem Entfernen sind die Tamponaden gründlich zu durchfeuchten

Tipp

- wir bieten Ihnen auch entsprechendes Zubehör:
 - ◆ Instrumentenwischtuch
 - ◆ Stirnband

Raucocel® Epistaxistamponade, 100 mm

einzel steril eingeschelt, mit Faden

Länge (mm)	Abmessungen (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
100	3,8 x 12,0	10143	02172113	10/240	SSB

Raucocel® Epistaxistamponade, 55 mm


einzel steril eingeschelt, mit Faden

Länge (mm)	Abmessungen (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
55	3,8 x 12,0	10144	02172136	20/240	SSB

Raucocel® Zubehör

Länge (mm)	Abmessungen (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
Instrumentenwischtuch, einzeln steril eingeschelt					
76	76	10313	02172202	20/480	PB
Stirnband, einzeln eingeschelt					
175	40	11971	02172998	10/240	PB

Raucocel® Nasentamponade gerade



Gerade Nasentamponade

Anwendungsbereiche

- zur postoperativen Versorgung nach Rhinoplastiken

Eigenschaften

- hochsaugfähig (bis zum 15fachen des Eigengewichts)
- partikelarm
- schmerzarme Behandlung
- weich, elastisch und anschmiegsam
- schnelle und einfache Handhabung
- kann als Transportmittel für medikamentöse Lösungen dienen

Produktzusammensetzung

Polyvinylalkohol, Rückholfaden aus chirurgischer Seide, Ventilationsröhrchen aus Silikon

Hinweise


- vor dem Entfernen sind die Tamponaden gründlich zu durchfeuchten
- die Ausführungen mit Ventilationsröhrchen sorgen für einen besseren Druckausgleich, erleichtern das Schlucken und die Tamponaden werden in ihrer Festigkeit verstärkt

Raucocel® Nasentamponade gerade

einzelns steril eingeschiegelt, mit Faden

Länge (mm)	Abmessungen (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
ventiliert					
45	5,5 x 12,5	11004	02172395	10/240	SSB
80	5,5 x 12,5	11011	02172892	10/240	SSB
nicht ventiliert					
45	3,8	11002	02172389	10/240	SSB
80	3,8	11010	02172403	10/240	SSB

Raucocel® Nasentamponade anatomisch



Anwendungsbereiche

- zur postoperativen Versorgung nach Septo- und Rhinoplastiken

Eigenschaften


- hochsaugfähig (bis zum 15fachen des Eigengewichts)
- partikelarm
- schmerzarme Behandlung
- weich, elastisch und anschmiegsam
- schnelle und einfache Handhabung
- kann als Transportmittel für medikamentöse Lösungen dienen

Produktzusammensetzung

Polyvinylalkohol, Rückholfaden aus chirurgischer Seide, Ventilationsröhrchen aus Silikon

Hinweise

- vor dem Entfernen sind die Tamponaden gründlich zu durchfeuchten
- die Ausführungen mit Ventilationsröhrchen sorgen für einen besseren Druckausgleich, erleichtern das Schlucken und die Tamponaden werden in ihrer Festigkeit verstärkt



Anatomisch geformte Nasentamponade



Raucocel® Nasentamponade anatomisch

einzel steril eingeschelt, mit Ventilationsröhrchen, mit Faden

Länge (mm)	Abmessungen (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
80	5,5 x 12,5	11015	02172917	10/240	SSB

Raucocel® Sinustamponade K

Nasentamponaden



Sinustamponade K

Anwendungsbereiche

- zur postoperativen Versorgung nach sinusendoskopischen Eingriffen, insbesondere Ethmoidektomien

Eigenschaften

- hochsaugfähig (bis zum 15fachen des Eigengewichts)
- schmerzarme Behandlung
- weich, elastisch und anschmiegsam
- schnelle und einfache Handhabung
- kann als Transportmittel für medikamentöse Lösungen dienen

Produktzusammensetzung

Polyvinylalkohol, Rückholfaden aus chirurgischer Seide

Hinweise

- vor dem Entfernen sind die Tamponaden gründlich zu durchfeuchten

Raucocel® Sinustamponade K

paarweise steril eingeschelt, mit Faden

Länge (mm)	Abmessungen (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
35	1,5 x 12,0	11935	02172969	20/480	SSB

The background features a complex network of thin, light green lines that intersect to form various sized triangles and polygons. A solid, medium-green horizontal bar is positioned at the top of the page. Centered within this bar is the text "Hygiene & Pflege" in a white, sans-serif font.

Hygiene & Pflege

Sentina® CP Untersuchungshandschuhe

Untersuchungshandschuhe Copolymer



Anwendungsbereiche

- für medizinische Untersuchungen
- als Innenhandschuh für Naturlatexallergiker unter Naturlatexhandschuhen bestimmt

Eigenschaften

- reißfest
- für den einmaligen Gebrauch

Produktzusammensetzung

- aus gratis geschweißter Copolymer-Folie

Ausführungen

- steril
- einzeln oder paarweise eingesiegelt

Sentina® CP Untersuchungshandschuhe

Größe	REF	PZN (D)	VE	VH
steril, einzeln eingesiegelt				
L	51043	08900861	100/1000	PB
steril, paarweise eingesiegelt				
S	51048		50/500	PB
M	51045		50/500	PB

Zwirnhandschuhe



Eigenschaften

- Zwirnhandschuh aus 100% Baumwolle zur Abdeckung der Hände. Zum Beispiel zum Tragen unter Gummi- und Latex-Handschuhen oder zum Umgang mit empfindlichen Gegenständen.

Produktzusammensetzung

- Baumwolle

Zwirnhandschuhe

unsteril, aus Baumwolle

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
7.5	17574	01013803	20/1200	PB
8	17575	01013826	20/1200	PB
8.5	17576	01013832	20/1200	PB
9	17577	01013849	20/1000	PB
9.5	17578	01013861	20/1000	PB
10	17579	01013878	20/1000	PB

Sentina® Ambidextrous Latex

Untersuchungshandschuhe Latex



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- mit Rollrand
- ausgezeichnetes Tastgefühl und sicherer Griff
- mit synthetischer Innenbeschichtung für einfaches und schnelles Anziehen
- hohe Reißfestigkeit
- extraglatte Oberfläche

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



Sentina® Ambidextrous Latex

unsteril, im Spenderkarton, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, weiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5-6 XS	141390	16806774	100/1000	PB
6-7 S	141391	00816919	100/1000	PB
7-8 M	141392	00816925	100/1000	PB
8-9 L	141393	00816931	100/1000	PB
9-10 XL	141394	16806811	90/900	PB

Sempercare® Premium (Grip)

Untersuchungshandschuhe Latex



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- spezielle synthetische Innenbeschichtung für Hautfreundlichkeit und einfaches Anziehen
- extraglatte Oberfläche und Texturierung der Handschuhfinger für einen guten Griff
- extragroße Passform mit längeren Fingern - deutliche Verbesserung des Tragekomforts

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sempercare® Premium (Grip)

unsteril, im Spenderkarton, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5-6 XS	141360	16707813	100/1000	PB
6-7 S	141361	16707836	100/1000	PB
7-8 M	141362	16707842	100/1000	PB
8-9 L	141363	16707859	100/1000	PB
9-10 XL	141364	16707865	90/900	PB

Sempercare® Edition IC

Untersuchungshandschuhe Latex



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- v.a. nicht invasive Untersuchungen und Erstversorgungen bei gefordertem sterilen Umfeld
- für Zahnärzte und Veterinär, Labor und Pharma

Eigenschaften

- steriler Untersuchungshandschuh, der alle Kriterien für ein hygienisches Arbeiten erfüllt
- spezielle synthetische Innenbeschichtung für einfaches Anziehen
- Texturierung des kompletten Handschuhs für einen sicheren Griff
- Reißkraft von 8 N

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sempercare® Edition IC

steril, paarweise im Folienbeutel eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)	VH
6-7 S	153202	16261197	40/240	PB
7-8 M	153203	16261205	40/240	PB
8-9 L	153204	16261234	40/240	PB

Sentina® Ambidextrous Nitrile

Untersuchungshandschuhe Nitrile



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- mit Rollrand
- exzellentes Tastgefühl durch optimierte Wanddicke bei hohem Tragekomfort
- hohe Reißfestigkeit
- naturlatexfrei
- für Typ-I-Allergiker geeignet

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk



Sentina® Ambidextrous Nitrile

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, lavendelblau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6-7 S	220008	10071745	200/2000	PB
7-8 M	220007	10071751	200/2000	PB
8-9 L	220006	10071768	200/2000	PB
9-10 XL	220009	10071774	180/1800	PB

Sempercare® Green

Untersuchungshandschuhe Nitrile



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- hautfreundliche, reine Rezeptur: ohne Chlor, ohne Naturkautschuk-latex-Proteine, ohne Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt
- spart Wasser, Energie und CO2-Emissionen während der Fertigung
- einfaches Anziehen dank spezieller Innenbeschichtung

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Green

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5-6 XS	153230	16363348	200/2000	PB
6-7 S	153231	16363354	200/2000	PB
7-8 M	153232	16363360	200/2000	PB
8-9 L	153233	16363377	200/2000	PB
9-10 XL	153234	16363383	180/1800	PB

Sempercare® Nitrile Shine+

Untersuchungshandschuhe Nitrile



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- zusätzliche Sicherheit durch längere Stulpe: 265 mm
- hautfreundliches Nitril-Material, frei von allergieauslösenden Latexproteinen (für Typ-I-Allergiker geeignet)
- innovative Folienöffnung für deutlich leichtere Entnehmbarkeit und geringes Herausfallen der Handschuhe

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk



Sempercare® Nitrile Shine+

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, weiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6-7 S	32920	10758726	150/1500	PB
7-8 M	32921	10758732	150/1500	PB
8-9 L	32922	10758749	150/1500	PB
9-10 XL	32923	10758761	135/1350	PB

Sempercare® Velvet

Untersuchungshandschuhe Nitrile



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- federleichte Rezeptur gepaart mit einer Reißkraft von 6 N
- samtweiches Material - schmiegt sich an wie eine zweite Haut
- effektiver, sicherer Griff dank zusätzlicher Textur im Fingerbereich
- exzellentes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
- für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Velvet

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, lavendelblau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
5-6 XS	106401	12643849	200/2000	PB
6-7 S	106402	12643855	200/2000	PB
7-8 M	106403	12643861	200/2000	PB
8-9 L	106404	12643878	200/2000	PB
9-10 XL	106405	12643884	180/1800	PB

Sempercare® Nitrile

Untersuchungshandschuhe Nitrile



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- gute Chemikalienbeständigkeit* durch hohe Wandstärke
- Reißkraft von 9 N - hoher Schutz für kritische Einsätze
- geeignet für bestimmte Zytostatika*
- Schutz vor Infektionen gemäß EN 455-1 und ASTM F 1671
- für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Nitrile

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, blau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6-7 S	45020	03778237	100/1000	PB
7-8 M	45021	03778303	100/1000	PB
8-9 L	45022	03778533	100/1000	PB
9-10 XL	47183	04619423	90/900	PB

Verbandset

Mit dem Verbandset bestens versorgt



Anwendungsbereiche

- zur Wundversorgung bei der per-
kutanen, endoskopisch kontrol-
lierten Gastrostomie

Verbandset

steril

	Komponente	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
2	Gazin Kompressen, 8-fach	7,5 x 7,5	13453	00647658	15/180	EV
1	Metalline Drain-Kompresse	6,0 x 7,0				
1	Curapor Wundverband	10,0 x 15,0				
1	Gebrauchsanleitung					
2	Gazin Kompressen, 8-fach	7,5 x 7,5	19840	02478993	30/180	EV
1	Metalline Drain-Kompresse	6,0 x 7,0				
1	Curapor Wundverband	10,0 x 15,0				
1	Gebrauchsanleitung					

PEG-Verbandwechselset



Anwendungsbereiche

- zur Wundversorgung bei der perkutanen, endoskopisch kontrollierten Gastrostomie

PEG-Verbandwechselset

steril

	Komponente	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
2	Viiwasoft Kompressen, 4-fach	7,5 x 7,5	11119	00596731	30/240	PB
2	Viiwasoft Schlitzkompressen, 4-fach	7,5 x 7,5				
1	Curafix-H-Breitfixierpflaster	12,0 x 12,5	13454	00647664	15/240	PB
2	Viiwasoft Kompressen, 4-fach	7,5 x 7,5				
2	Viiwasoft Schlitzkompressen, 4-fach	7,5 x 7,5				
1	Curafix-H-Breitfixierpflaster	12,0 x 12,5				

Raucoset® Standard I



- Anwendungsbereiche
- Wundversorgungs-Set für kleine chirurgische Eingriffe

Raucoset® Standard I

steril

	Komponente	Größe	REF	VE (Packung)	VH
1	Raucodrape Abdecktuch 2-lagig	75,0 cm x 90,0 cm	25747	10/50	PB
1	Raucodrape Lochtuch, 2-lagig	45,0 cm x 75,0 cm			
8	Gazin Mullkompressen, 12-fach	7,5 cm x 7,5 cm			
6	Gazin Tupfer aus Verbandmull	pflaumengroß			

Curaderm® Matratzen-Spannbezug



Anwendungsbereiche

- Schutz der Matratzen vor Verunreinigung

Eigenschaften

- transparent, fein, weich und elastisch
- raschelarmes Material
- Schutz der Matratze vor Verunreinigung
- Schutz von oben gegen Körperflüssigkeiten
- atmungsaktiv

Produktzusammensetzung

Folie:
100 % Polyurethan

Curaderm® Matratzen-Spannbezug

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
190 x 90	52500	04652337	1/25	OTC
190 x 90	52501		25	OTC

Sentina® Besuchermäntel

Mantel für medizinisches Personal, Patienten und Besucher



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Patienten vor Partikeln und Staub aus der Kleidung von Besuchern und Personal

Eigenschaften

- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- atmungsaktiv
- partikelarm
- flüssigkeitsabweisend

Produktzusammensetzung

- Der Sentina Besuchermantel besteht aus Vliesstoff

Sentina® Besuchermäntel

aus atmungsaktivem Vliesstoff, grün, mit weißen Armbündchen sowie einem Gürtelband und einem Klettverschluss im Nacken

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
unsteril				
118	18418	17312695	60	PB
steril				
118	18419	17312703	30	PB

Sentina® Folienschürzen

Schutzmantel für Anwender und Patient

Anwendungsbereiche

- wird als Schutzbarriere bei stark schmutzenden Tätigkeiten, z. B. in Gipsräumen, verwendet

Eigenschaften

- superleicht
- antistatisch
- flüssigkeitsundurchlässig
- unsterile Einwegschrürze

Produktzusammensetzung

- Das Produkt besteht aus PE-Folie

Sentina® Folienschürzen

aus blauer PE-Folie, flüssigkeitsundurchlässig, superleicht, mit reißfesten Bändern, für den Einmalgebrauch

Abmessungen (cm)	REF	VE (Stück)	VH
75 x 135	11889	400	PB
95 x 135	11893	400	PB
95 x 170	11894	300	PB

Fixierhosen



Zweckbestimmung

- Zur Fixierung von Damenbinden, Inkontinenzeinlagen und Wochenbettbinden

Eigenschaften

- aus elastischem Netzgewebe

Senta® Slip Fixierhose

Universalgröße, Spender à 50 Stück

Größe	REF	VE (Stück)	VH
90 - 130	51056	50/500	PB

Sentina® Schutzauflagen, Tragelaken



Anwendungsbereiche

- zur Verwendung als Unterlagen auf Tischen und Tragen im Ambulanz- und im OP-Bereich bestimmt

Eigenschaften

- absorbierende Zellstoffschichten
- flüssigkeitsundurchlässige PE-Folie
- antistatisch
- hohe Reißfestigkeit
- wahlweise mit Fadenverstärkung
- hohe Saugfähigkeit
- Flüssigkeitssperren am Rand
- Schutz vor Verschmutzung und Verkeimung

Produktzusammensetzung

Kombination aus absorbierenden Zellstoffschichten und einer flüssigkeitsundurchlässigen Auflage aus PE-Folie; längsverarbeitete Nylonfäden sorgen für entsprechende Reißfestigkeit; antistatisch

Sentina® Schutzauflagen

1 Lage saugfähiges Tissue, 1 Lage PE-Folie

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
38 x 39	142260	17573817	1000	PB
75 x 90	142261	17573846	200	PB
75 x 140	142262	17573852	100	PB
fadenverstärkt				
75 x 175	142263	17573869	100	PB
75 x 210	142264	17573875	100	PB

Sentina® Tragelaken

fadenverstärkt, mit seitlichen Flüssigkeitssperren, 2 absorbierende Zellstoffschichten, 1 Lage PE-Folie

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
78 x 140	142273	17573912	100	PB
78 x 175	142274	17573929	100	PB
78 x 210	142275	17573935	100	PB

Sentina® Tragelaken „Basic“

fadenverstärkt, mit seitlichen Flüssigkeitssperren, 1 absorbierende Zellstoffschicht, 1 Lage PE-Folie

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
78 x 140	142270	17573881	100	PB
78 x 175	142271	17573898	100	PB
78 x 210	142272	17573906	100	PB

Disposima®

Krankenunterlagen



Eigenschaften

- abriebfeste Auflagefläche
- saugintensiver Zellstoffkern
- flüssigkeitsundurchlässige, rutschfeste Unterseite

Produktzusammensetzung

Kombination aus abriebfestem Vliesstoff, saugintensiver, ungebleichter Zellstoffwatte und einer rutschfesten Abdeckfolie aus Polyethylen.

Disposima®

Lagen	Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
6	60 x 40	16016	02558829	300	H
12	60 x 40	16017	02558835	100	H
20	60 x 40	16019	01450892	100	H
20	60 x 40	16021	01450863	10/100	H
12	90 x 60	16018	07140916	50	H
20	90 x 60	16020	01450900	50	H
20	90 x 60	16022	01450886	5/50	H

Sonstige Produkte

Mehrzweckklemme

zur Halterung und Fixierung von Schläuchen und Kabeln, mit Klettverschluss, unsteril

REF	VE (Stück)	VH
33272	10/1700	PB

Sonstige Hygieneprodukte

Nützlicher Helfer für die tägliche Pflege

Zelletten

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
Rolle mit 300 Tupfern im Klarsichtspender				
5 x 4	13349	02292805	1/20	SSB
2 Rollen mit 500 Tupfern im Folienbeutel				
5 x 4	13356	07706016	1/12	SSB

Zelletten

keimarm, 500 Tupfer im Folienbeutel

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)	VH
5 x 4	13353	15586170	1/20	SSB

Kombispender

REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
aus Polystyrol, glasklar, leer, max. Füllbreite 10 cm			
23900	02254414	1	PB

Raucutupf Stieltupfer

REF	VE (Stück)	VH
Packungen à 2 Stück, steril, mit Holzstiel, kl. Wattekopf		
11970	200/2000	SSB
Packungen à 2 Stück, steril, mit PP-Stiel, gr. Wattekopf		
11967	100/1000	SSB

Trinkbecher

aus Kunststoff, mit 2 Deckeln, Kartoninhalt 1 Stück

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
200 ccm	53501	03494379	1/40	OTC

Sentina® Waschhandschuh

aus Vliesstoff

Abmessungen (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)	VH
15,5 x 23,0	140080	14291946	50/800	PB, OTC

Liefer- und Zahlungsbedingungen

der Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Neuwied

1. Allgemeines

Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Verträge im kaufmännischen bzw. unternehmerischen Geschäftsverkehr, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung. Bei künftigen Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten, künftigen Angeboten und künftigen Verträgen bedarf es keiner erneuten Bezugnahme auf diese Liefer- und Zahlungsbedingungen mehr.

Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insb. Einkaufsbedingungen, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten nur, soweit wir uns schriftlich mit ihnen einverstanden erklären. In entsprechender Weise sind abweichende Vereinbarungen, insbesondere solche mündlicher Art, nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Ein Vertragsschluss scheitert nicht an einander widersprechenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Angebote; Preise; Proben und Muster

Unsere Angebote sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Kunden zu verstehen, ein Angebot zu machen. Der Vertrag kommt durch die Willenserklärung des Kunden (Angebot) und unsere Annahmestellung zustande. Weicht diese von dem Angebot des Kunden ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot.

Es gelten die Preise gemäß unserer jeweils aktuellen Preisliste.

Proben, Muster, mündliche Hinweise, Empfehlungen sowie sonstige Unterlagen und Angaben wie Ablichtungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben gelten nur als annähernd und nicht als verbindlich, es sei denn, dass eine ausdrückliche schriftliche Zusicherung bzw. Garantie gegeben wurde.

3. Erfüllungsort; Lieferung

Erfüllungsort ist für beide Vertragspartner D-56567 Neuwied.

Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen, insbesondere zur rationellen Auftragsabwicklung, behalten wir uns vor, soweit solche dem Kunden nicht unzumutbar sind. Rechnungen werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, entsprechend anteilig verändert. Jede Teillieferung gilt als Erledigung eines besonderen Auftrages im Sinne dieser Bedingungen.

Liefertermine sind, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet werden, geschätzte („circa“-) Angaben und werden nach bester Möglichkeit eingehalten.

Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der im Einzelvertrag festgelegten Handelsklausel, für deren Auslegung die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss jeweils neuesten Fassung Anwendung finden.

Lieferung „frei Bestimmungsort“ oder „frei Lager“ bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer befahrbaren Anfuhrstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Kunden zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Kunden berechnet.

Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Kunde die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen.

4. Beachtung gesetzlicher Bestimmungen durch den Kunden

Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Kunde für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

5. Zugang von Erklärungen

Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Partei gegenüber abzugeben sind, werden wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist einzuhalten, muss die Erklärung innerhalb der Frist zugehen.

6. Unvorhersehbare Ereignisse; Höhere Gewalt

Unvorhergesehene außergewöhnliche Ereignisse, insbesondere Höhere Gewalt, Krieg, hoheitliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe, Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen, Maschinenschäden, Rohstoffmangel usw., die wir dem Kunden unverzüglich mitgeteilt haben, befreien uns für deren Dauer zusätzlich einer angemessenen Wiederanlaufzeit von der Lieferpflicht, ohne dass wir dem Kunden zum Schadensersatz oder zu sonstigen Kompensationen, insbesondere aus Verzug, Unmöglichkeit oder sonstiger Leistungsstörung, verpflichtet sind, und berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, soweit wir diesen noch nicht abgewickelt haben. Die vorstehende Regelung gilt nicht, soweit uns bezüglich des Eintritts dieser Ereignisse ein Verschulden zur Last fällt.

7. Mängelrügen; Gewährleistung; Haftung; Verschulden

Der Kunde hat alle erkennbaren Mängel unverzüglich nach Erhalt der Ware, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau, schriftlich (in Textform) zu rügen.

Mängel hat der Kunde in geeigneter Weise festzuhalten und zu dokumentieren. Insbesondere muss er Transportschäden nach bester Möglichkeit bei Anlieferung auf den Beförderungspapieren detailliert notieren und Fotos der Schäden anfertigen. Zudem hat der Kunde die betroffenen Waren zur Begutachtung durch uns bzw. unseren Versicherer bereit zu halten, es sei denn, dies ist dem Kunden im Einzelfall unzumutbar. Soweit uns infolge vom Kunden zu vertretender Nichtbeachtung dieser Verpflichtung Nachteile entstehen, insbesondere unser Versicherer berechtigterweise Deckungsleistungen verweigert, hat der Kunde uns diesbezüglich schadlos zu halten.

Handelsüblicher Bruch und Schwund und lediglich geringfügige, handelsübliche Abweichungen von der geschuldeten Leistung können nicht beanstandet werden. Aus gebrauchsgemäßer Abnutzung können in keinem Fall Haftungs- bzw. Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.

Mit Ausnahme derjenigen Fälle, in denen uns eine Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens trifft, gilt eine Gewährleistungsfrist von einem (1) Jahr.

Bei rechtzeitiger und von uns als begründet anerkannter Mängelrüge haben wir die Wahl, entweder durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung Nacherfüllung zu bewirken. Wir haben das Recht zum zweimaligen Versuch der Nacherfüllung.

Eine Bezugnahme auf Normen oder eine anderweitige Warenbeschreibung beinhaltet grundsätzlich die nähere Warenbezeichnung und begründet keine Zusicherung bzw. Beschaffenheitsgarantie, es sei denn, dass eine solche ausdrücklich vereinbart worden ist. Aussagen zu bestimmten Eigenschaften der Ware, auch wenn sie auf Grund unserer Prüfergebnisse erfolgen, und unsere Anwendungshinweise befreien den Kunden nicht von eigener Prüfung.

Für das Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen haften wir in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem Umfang, in Fällen leichter Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren

Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) und nur bis zur Höhe des typischen vorhersehbaren Schadens. Die vorstehende Beschränkung gilt nicht für Fälle der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bzw. im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes.

8. Rücksendungen

Rücksendungen jedweder Art, auch im Falle von Transportschäden, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit uns.

9. Zahlungen; Skonto; besonderes Rücktrittsrecht; Aufrechnung und Zurückbehaltung

Zahlungen werden – sofern im Einzelvertrag nichts anderes vereinbart ist – mit Erhalt der Rechnung fällig. Das Nettozahlungsziel beträgt 30 Tage, gerechnet ab Rechnungsdatum.

Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf unserer Zustimmung. Grundsätzlich nehmen wir keine Wechsel mit einer längeren Laufzeit als drei Monate an. Anfallende Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen sind zu erstatten.

Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich (in Textform) widersprochen wird.

Verzugszinsen werden in Höhe des gesetzlichen Verzugszinses erhoben. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

Im Falle der Vereinbarung von Skonto ist nur der Warenwert ohne Frachtkosten skontierfähig. Berechtigung zum Skonto besteht gleichwohl nur, falls das Konto des Kunden keine anderweitigen fälligen Rechnungsbeträge aufweist.

Bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/oder gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel bzw. Schecks Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Diese Rechte stehen uns entsprechend auch zu, falls der Kunde seine Zahlungen einstellt bzw. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet oder der Antrag auf Eröffnung eines solchen Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wird. Nichtabnahme der Abschlussmenge zum Liefertermin oder Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen lassen das Recht des Kunden auf weitere Lieferungen erlöschen, unbeschadet unseres Rechts, auch noch nach dem Fälligkeitstermin Abnahme zu verlangen. Mögliche weitere Ansprüche unsererseits, insbesondere auf Schadenersatz, bleiben unberührt.

Aufrechnungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen erfolgen. Entsprechendes gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten, die sich aus einem anderen Vertragsverhältnis ergeben.

10. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, auch Saldoforderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl ganz oder teilweise freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt:

Die gelieferten Waren bleiben in unserem Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (bezogen auf den jeweiligen Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Waren, an denen uns (Mit-) Eigentum zusteht, werden im Folgenden als „Vorbehaltsware“ bezeichnet.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs zu verarbeiten sowie zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind

unzulässig. Die aus einer Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Der Kunde wird von uns widerruflich ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf unser Verlangen wird der Kunde die Abtretung offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Anlässlich derartiger Ereignisse entstehende Kosten und Schäden trägt der Kunde.

11. Qualitätsmanagement

Der Kunde verpflichtet sich, uns unverzüglich über fehlerhafte Lieferungen und Reklamationen zu informieren, die die Qualität oder Sicherheit der Produkte beeinträchtigen.

Insbesondere informiert uns der Kunde unverzüglich über Vorkommnisse, bei denen nicht ausgeschlossen ist, dass sie auf einer unerwünschten Nebenwirkung eines Produktes, auf einer Fehlfunktion, einer Verschlechterung der Eigenschaften oder der Leistung eines Produktes, einschließlich Anwendungsfehlern aufgrund ergonomischer Merkmale oder einer Unzulänglichkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen beruhen und die direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen hatte oder hätte haben können:

1. den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
2. die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person oder
3. eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Der Kunde unterstützt uns bei der Durchführung von Korrekturmaßnahmen im Feld (z. B. Versendung von Sicherheitsinformationen und/oder Rückrufen).

Der Kunde erfüllt die ihm nach dem jeweiligen geltenden Recht obliegenden Anzeige- und Meldepflichten gegenüber den zuständigen Behörden.

Der Kunde darf nachträgliche Änderungen am Produkt, dessen Kennzeichnung/Verpackung sowie Zweckbestimmung nur vornehmen, insofern diese vorab und schriftlich von uns genehmigt wurden, oder der Kunde selbst Legalhersteller ist.

Der Kunde darf ausschließlich von uns schriftlich zur Verfügung gestellte bzw. schriftlich genehmigte Produktaussagen verwenden, insofern der Kunde nicht selbst Legalhersteller ist.

Der Kunde, sofern gesetzlich erforderlich, muss sicherstellen, dass er über alle erforderlichen Genehmigungen verfügt und die diesbezüglichen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben erfüllt.

Für Händler gelten weitergehende Anforderungen. Händler ist eine natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die Produkte bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Markt bereitstellt, ohne dabei selbst Hersteller oder Importeur solcher Produkte zu sein.

Sofern unser Kunde Händler ist, muss er ein Qualitätsmanagementsystem unterhalten, das den Anforderungen der aktuell gültigen ISO 9001 und/oder ISO 13485 entspricht. Der Händler gestattet uns und zuständigen Behörden in seinen Räumlichkeiten Audits durchzuführen.

Der Händler stellt die Rückverfolgbarkeit bis zu seinen Kunden sicher und dokumentiert Beschwerden, nichtkonforme Produkte, Rückrufe und Rücknahmen. Der Händler muss seinen Pflichten entsprechend der anwendbaren Gesetze und Regularien (für Europa z. B. insofern anwendbar Art. 14 und/oder 16 der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte) nachkommen.

Der Händler bewahrt Aufzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit mindestens für zehn Jahre auf, nachdem er das letzte Produkt auf dem Markt bereit gestellt hat.

12. Geheimhaltung; Eigentum an Materialien; Schutzrechte

Der Kunde hat die ihm im Zusammenhang mit der Bestellabwicklung bekannt gewordenen kaufmännischen und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln.

Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge, Muster, Matrizen oder sonstige Materialien, die dem Kunden von uns zur Verfügung gestellt werden, sind unser Eigentum und dürfen von ihm nicht ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung für andere gewerbliche Zwecke verwendet, vervielfältigt, veräußert, verpfändet oder sonst Dritten zugänglich gemacht werden. Die Materialien werden vom Kunden unentgeltlich für uns verwahrt, als Fremdeigentum versichert und sind uns unverzüglich nach Ausführung des jeweiligen Geschäfts unaufgefordert auszuhändigen.

Insbesondere behalten wir uns an von uns erstellten Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen alle in Frage kommenden Schutzrechte, vor allem Patent- und Urheberrechte, vor. Die Unterlagen sind ausschließlich für die Zwecke des jeweiligen Vertragsverhältnisses zu verwenden und uns jederzeit auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

13. Datenverarbeitung

Wir sind berechtigt, im Rahmen der geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung bzw. des Bundesdatenschutzgesetzes, in der jeweils gültigen Fassung Daten über den Kunden zu verarbeiten. Unsere entsprechende Datenschutzerklärung ist im Internet unter www.lohmann-rauscher.de abrufbar und wird auf Wunsch auch per E-Mail oder postalisch übersandt.

14. Gerichtsstand; Anwendbares Recht

Ausschließlicher Gerichtsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erwachsenden Streitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckklagen, ist D-56567 Neuwied.

Für die rechtlichen Beziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht. Regelungen, insbesondere solche des Internationalen Privatrechts, die zu einer Anwendung anderen Rechts führen könnten, werden hiermit ausdrücklich abbedungen. Ebenso werden die Regeln des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ausdrücklich abbedungen.

15. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

16. Salvatorische Bestimmung

Sollten einzelne Teile dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen rechtlich unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Teile der Liefer- und Zahlungsbedingungen hierdurch nicht berührt.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Stand: Oktober 2021

Notizen

[illegible]