



People.Health.Care.

OP-Set-Systeme K

Ihre Lösung von L&R im OP.



OP-Abdecksystem

OP-Bekleidung

Einweginstrumente

OP-Verbandstoffsysteem

OP-Mehrkomponentensystem

Inhaltsverzeichnis

Einführung OP-Set-Systeme	4	Sectio-Set I	30
		Sectio-Set	31
Raucodrape OP-Abdecksystem		Sectio-Set II	31
Allgemeine Informationen	6-11	Gynäkologie-Zystoskopie-Set	32
Allgemeinchirurgie		Zystoskopie-Set	32
Basis-Set Mini	15	Gynäkologie-Zystoskopietuch	32
Basis-Set	15	Lithotomie-Set	33
Universal-Set	16	Gynäkologie-Set I	34
Basis-Set Super	16	Gynäkologie-Urologie-Set	34
Set für Kleineingriffe	17	Gynäkologie-Set II	34
Set für Kleineingriffe I	17	TUR-Set I	35
Set für Kleineingriffe II	17	TUR-Set	35
Universal-Set	18	TUR-Set II	35
Universal-Set I	18		
Universal-Set I Super	19	Orthopädie/Traumatologie	
Universal-Set II	19	Universal-Schlitztuch-Set I	37
Basis-Schlitztuch-Set	20	Orthopädie-Set	38
Universal-Schlitztuch-Set I	20	Hüft-Set I	38
Universal-Schlitztuch-Set	21	Hüft-Set II	39
Universal-Schlitztuch-Set II	21	Hüfttuch	40
Variables Schlitztuch-Set	22	Hüftarthroskopie-Set	40
LAP-Set I	23	Extremitäten-Set I	41
LAP-Set II	23	Extremitäten-Set II	41
LAP-Set III	23	Extremitäten-Set	41
Rektum-Set I	24	Extremitäten-Set III	42
Abdominal-Perineal-Set	24	Extremitäten-Set Hand/Fuß	42
Rektum-Set II	24	Handchirurgie-Set	43
		Extremitätentücher	44
Pädiatrie		Extremitätentuch bilateral	44
Pädiatrie-Basis-Set	26	Extremitätentücher Hand/Fuß	45
Lochtuch mit Inzisionsfolie	26	Extremitätentuch Hand/Fuß	45
		Arthroskopie-Set I	46
Gynäkologie/Urologie		Arthroskopie-Set II	46
Pfannenstiel-Set	28	Arthroskopie-Set	46
Rektum-Set I	29	Arthroskopie-Set III	47
Abdominal-Perineal-Set	29	Arthroskopie-Set IV	47
Rektum-Set II	29	Schulterarthroskopie-Set I	47
Sectiotuch	30	Kniearthroskopie-Set	48
Babytuch	30	Kniearthroskopietuch	48

Schulterarthroskopie-Set Beach Chair	49	Babytuch	70
Vertikaltuch-Set	50	Zubehör	71
Vertikaltuch	50	Inzisionsfolie	72
Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie		OP-Bekleidung	
Kranio-Set	52	Bereichskleidung	74-76
LAP-/Wirbelsäulentuch	52	OP-Mäntel	77-81
Kopf-Set I	53	OP-Masken	82-83
Kopf-Set II	53	OP-Hauben	84-85
Variables Schlitztuch-Set	54	OP-Handschuhe aus Naturlatex	86-88
Schlitztücher	54	OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren	89
Ohr-Lochtuch	55	Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex	90
MKG-Tuch	55	Untersuchungshandschuhe aus Nitril	91-93
Augentuch	56	Untersuchungshandschuhe aus Vinyl	93
		Untersuchungshandschuhe	94
		Zwirnhandschuhe	95
Kardiochirurgie/Angiographie		Schutzmäntel	96
Kardiovaskular-Set	59	OP-Socke	96
Angiographietuch I	60		
Angiographietuch II	60	Einweginstrumente	
Angiographietuch III	60	Chirurgische Scheren	98
		Klemmen	98
Abdecktücher und Zubehör		Pinzetten	99
Abdecktücher	62	Nadelhalter	99
OP-Abdecktücher	62	Ergänzungen	99
OP-Tischabdeckungen	63	Entsorgungsbox/Abwurfbehälter	99
OP-Klebetücher	64	Setpack OP-Verbandstoffsysteem	
Lochtücher	65	Allgemein	101
OP-Lochtücher	65	Bauchtücher RK	102
Epidural-Abdecktuch	66	Mullkompressen RK	103
MKG-Tuch	66	Tupfer RK	104
Ohr-Lochtuch	67	Präpariertupfer RK	105
Lochtuch mit Inzisionsfolie	67	Individual-Sets	106
LAP-/Wirbelsäulentuch	67		
OP-Schlitztücher	68	Kitpack OP-Mehrkomponentensystem	
OP-Schlitztuch	68	Allgemein	108-109
Schlitztuch	68	Kitpack start	110-112
Geräteabdeckung	69		
Zubehör	70	Raucocel Zubehör	113

Sicherheit im OP

Mit unseren umfangreichen OP-Lösungen bieten wir Ihnen ein OP-Komplett-Sortiment für hohe Ansprüche. Ob Raucodrape OP-Abdeckungen, Sentinex OP-Bekleidung, Setpack OP-Verbandstoffsets oder die individuell für Sie zusammengestellten Kitpack OP-Mehrkomponentensets: Qualität und Funktionalität stehen bei unseren Produkten im Mittelpunkt – so sorgen wir für mehr Sicherheit und Effizienz in Ihrem OP.

Schutz & Sicherheit

Die Verhütung intra- und postoperativer Infektionen im OP hat höchste Priorität. Für die im OP eingesetzten Produkte und Materialien bedeutet dies: sie müssen hohen Anforderungen gerecht werden. Patienten und Personal können nur sicher geschützt werden, wenn alle Übertragungswege für Keime weitmöglichst unterbrochen werden. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten OP-Produkte von Lohmann & Rauscher.


Das sterile Raucodrape OP-Abdecksystem von L&R erfüllt und übertrifft oftmals die Anforderungen der europäischen Normenreihe DIN EN 13795. Diese definiert die grundlegenden Anforderungen für OP-Abdeckungen und OP-Mäntel. Darin werden u. a. Mindestwerte für den Widerstand gegen Flüssigkeitspenetration und Keimdurchtritt vorgegeben. Raucodrape bietet eine vollständige Barriere und ist wichtiger Bestandteil einer wirksamen Infektionsprophylaxe im OP. Zusammen mit der OP-Bekleidung Sentinex, dem individuellen OP-Mehrkomponentensystem Kitpack sowie dem OP-Verbandstoffsystem Setpack bietet L&R ein komplettes Sortiment für jeden Eingriff.


Wirtschaftlichkeit & Kompetenz

Unsere Medizinprodukteberater, die als Praktiker über jahrelange Erfahrung verfügen, analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Arbeitsabläufe und Prozesse und erarbeiten individuelle, wirtschaftliche Lösungen.

Kontrolle & Qualität

Alle Produkte werden hinsichtlich Material und Funktion genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt und unterliegen fortlaufenden strengen Qualitätskontrollen. Wir legen größten Wert auf Sicherheitsstandards, die zum Teil die gesetzlichen Anforderungen noch übertreffen.





- ➊ Sentinex® OP-Masken
- ➋ Sentinex® Bereichskleidung Kasack
- ➌ Sempercare® Untersuchungshandschuhe
- ➍ Kitpack® OP-Komponentensystem
- ➎ Sentinex® Bereichskleidung Hose
- ➏ Sentinex® OP-Hauben
- ➐ Sempermed® OP-Handschuhe
- ➑ Setpack® OP-Verbandstoffe
- ➒ Kitpack® OP-Komponentensystem
- ➓ Sentinex® Thermojacke
- ➑ Sentinex® OP-Mäntel
- ➒ Raucodrape® Inzisionsfolie
- ➓ Raucodrape® OP-Abdeckung
- ➑ Sentina® Einweginstrumente

Raucodrape®

OP-Abdecksystem



Raucodrape®

Sicherheit und Komfort für das OP-Team und den Patienten

Raucodrape®

- bietet eine große Auswahl an Sets und Einzelprodukten
- optimiert die Abläufe im OP, senkt die Prozesskosten
- Für die Herstellung der Raucodrape Produkte wird Naturkautschuklatex nicht als Rohstoff eingesetzt.
- Die spezielle Kombination der Schichten aus absorbierendem PP*-Vlies und dichter PE*-Folie ist vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig und dadurch eine sichere Barriere gegen Flüssigkeiten und Bakterien.

L&R bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Materialien und verwendet für das Sortiment an OP-Abdeckungen die folgenden Bezeichnungen:

Raucodrape® PRO

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 2-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 3-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 3-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 1-lagig (Folie: transparent oder blickdicht)

Raucodrape® SMART

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 2-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 1-lagig (Folie: transparent oder blickdicht)

Raucodrape® Abdecktücher

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 1-lagig (flüssigkeitsabweisender Vliesstoff)




* PE: Polyethylen, PP: Polypropylen

Raucodrape® PRO OP-Abdecksystem


PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- erstklassiges, großzügiges Design mit sehr hohem Anwenderkomfort
- Übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795



Raucodrape OP-Abdeckung 2-lagig

- für Eingriffe mit niedrigem bis mittlerem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape OP-Abdeckung 2-lagig Plus


- ein Plus für Eingriffe mit sehr hohem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm

* PE: Polyethylen, PP: Polypropylen

Raucodrape® SMART OP-Abdecksystem


SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hoher Anwenderfreundlichkeit
- Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard



Raucodrape SMART OP-Abdeckung 2-lagig

- für Eingriffe mit niedrigem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape SMART OP-Abdeckung 2-lagig Plus

- für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm

Raucodrape®

Starke Lösungen bis ins Detail

Raucodrape® vereinfacht und beschleunigt die Entfaltung


Raucodrape OP-Abdeckungen sind anwenderfreundlich gefaltet. Jede Tuchart hat, abgestimmt auf das Einsatzgebiet, eine eigene Faltsystematik, die eine sichere Anwendung ermöglicht und die Entfaltung weiter vereinfacht und beschleunigt. Bei allen selbstklebenden Lochtüchern ist der OP-Ausschnitt bereits vor der Entfaltung sichtbar. Dies erleichtert die korrekte Applikation am Patienten wesentlich.

Eindeutige Piktogramme

Für Sicherheit und Schnelligkeit bei der Entfaltung sorgen auch die schnell verständlichen Piktogramme. Auf einen Blick zeigen sie z. B. die Entfaltungsrichtung, den ersten Entfaltungsschritt, die Positionierung von Tüchern am Patienten, Schlitzöffnungen, integrierte Beinlinge und vieles mehr.

Dreiteilige Klebestreifen

Alle Schlitztücher sind mit einem ergonomisch sinnvollen dreiteiligen Klebestreifen ausgestattet, der die Applikation noch einfacher macht. Zahlreiche Klebetücher haben einen verlängerten Klebestreifen für adipöse Patienten. Alle Klebestreifen sind mit einem 2 cm langen Fingerlift versehen und dadurch schnell und sicher zu greifen.



Raucodrape®

Piktogramme



Kennzeichnet die Tuchpositionierung (kopfwärts/fußwärts)



Kennzeichnet die Richtung der Schlitzöffnung



Kennzeichnet den dezentralen OP-Ausschnitt



Kennzeichnet die Position des Flüssigkeitsauffangbeutels



Kennzeichnet die Positionierung der integrierten Beinlinge (bei Steinschnittlagerung)




Kennzeichnet die Mitte des Klebetuchs (nach der ersten Entfaltung sichtbar)




Kennzeichnet die Positionierung der Hände beim Anlegen des Unterlegtuchs und Turbantuchs



Kennzeichnet die Entfaltungsrichtung der Beinschützer



Kennzeichnet die Entfaltungsrichtung bei Ein-Tuch-Abdeckungen



Kennzeichnet die perineale Abdeckung des bilateralen Schlitztuches



Kennzeichnet das Körper- und Beintuch




Kennzeichnet das Standard-Anästhesietuch




Kennzeichnet das Anästhesietuch mit Armstützenabdeckung



Kennzeichnet das Anästhesietuch des Schlitztuch-Set



Kennzeichnet die Positionierung des Handchirurgietuchs



Kennzeichnet den ersten Entfaltungsschritt bei Sets. Kennzeichnet die Positionierung der Hände beim Anlegen des Instrumententischbezuges

Raucodrape®

Ein durchdachtes Verpackungskonzept für mehr Transparenz und Sicherheit

Solider Schutz und zuverlässiges Handling

Ein durchdachtes modulares Verpackungssystem gewährleistet die erforderliche Sicherheit – während des Transportes, im Lager, bis hin zur Anwendung im OP. Die zweckmäßige Verpackung mit durchgängig einheitlicher und eindeutiger Inhaltskennung und EAN-Code 128 auf allen Verpackungsstufen vereinfacht die Logistiksteuerung und das sichere Handling der Produkte.

Robuste Transport- und Lagerkartonage

Die Transport- und Lagerkartonagen aus recycelbarem Material schützen zuverlässig vor Beschädigungen.

Praktische Spenderverpackung

Alle Einzelprodukte des PRO Sortimentes sind in einer wiederverschließbaren Faltschachtel mit Spenderöffnung verpackt. Sie ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und den schnellen Zugriff auf die einzeln steril verpackten Produkte. Raucodrape-Sets sind in einen PE-Beutel gepackt.



Peelfähige Verpackungen in allen Formaten


Raucodrape OP-Abdeckungen sind in anwenderfreundlichen Peelverpackungen verpackt. Sie sind mit einem Handgriff zu öffnen und erleichtern die sichere und schnelle Entnahme der Sterilprodukte.

Alles Wichtige auf einen Blick

Die Kennzeichnung aller Produkte ist klar und eindeutig. Für die visuelle und textliche Inhaltsdarstellung bis zur Bereitstellung aller weiteren erforderlichen Hinweise gilt immer: Alle Informationen sind gut lesbar und schnell verständlich.

Doppelte Dokumentationsetiketten

Jede Peelverpackung ist mit doppelten selbstklebenden Dokumentationsetiketten für eine schnelle und zuverlässige Dokumentation im OP-Bericht ausgestattet.



- 1 Hinweis zur Peelrichtung
- 2 Produktbezeichnung in diversen Sprachen
- 3 Produktabbildung, Produktabmessungen
- 4 Mengenangabe
- 5 Kennzeichnung DIN EN 13795
- 6 Artikelnummer
- 7 selbstklebende Dokumentationsetiketten mit EAN-Code 128 und Data Matrix-Code
- 8 „STERIL“-Symbol inkl. Sterilisationsverfahren
- 9 Kennzeichnung Entflammbarkeitsklasse
- 10 „Made in“-Angabe
- 11 Chargennummer, Herstellungsdatum, Haltbarkeitsdatum
- 12 Hersteller
- 13 Sicherheitssymbole
- 14 CE-Kennzeichnung

Raucodrape OP-Abdecksystem

Farblegende

Materialien und Produktdetails

Auf den folgenden Seiten sind alle OP-Abdecktücher grafisch dargestellt. Unterschiedliche Farbflächen und Symbole kennzeichnen die verwendeten Materialien und weisen auf besondere Details des jeweiligen OP-Tuches hin.

Die Grafik zeigt jeweils den Blick auf die patientenabgewandte Seite. Zur Vervollständigung der Informationen sind die patientenzugewandt eingearbeiteten Klebestreifen als rote Linien eingezeichnet. So haben Sie schnell einen guten Überblick über verwendete Materialien und Besonderheiten.

	Raucodrape PRO 2-lagig Raucodrape PRO 3-lagig
	Raucodrape PRO 2-lagig Plus
	Raucodrape SMART, 2-lagig
	Raucodrape SMART, 2-lagig Plus
	Einschlagtuch
	Abdecktuch
	Inzisionsfolie
	elastische Klebefolie
	elastische Manschette
	PE-Folie, transparent
	PE-Folie, türkis
	Handtücher
	Vliesauflage Instrumententischbezug, Vliesauflage OP-Tischabdeckung
	Klebestreifen
	flüssigkeitsabweisender Vliesstoff
	flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff
	Siebeinsatz
	Klettverschluss
	Bügeldraht

Allgemeinchirurgie



Raucodrape® Basis-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Set Mini

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 300	10/20
4	Klebetücher, 2-lagig	75 x 90		

Vier-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 902	22
1	Klebestreifen	9 x 25		
4	Klebetücher, 2-lagig	75 x 75		

Vier-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 301	13
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
2	Klebetücher, 2-lagig	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Basis-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® SMART Universal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 801	13
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>170</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Basis-Set Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 302	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig	90 x <u>110</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (20 + 80 + 20 cm)	175 x <u>300</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung mit breiten Seitentüchern, langem Beintuch und großem Anästhesietuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Set für Kleineingriffe


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Set für Kleineingriffe

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 315	22
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	225 x 240 12		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART

Set für Kleineingriffe I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	34 915	18
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	170 x 240 12		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART

Set für Kleineingriffe II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	34 916	18
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, dezentral	170 x 240 12		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® SMART Universal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 801	13
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (76 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 170		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Universal-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 307	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig Plus	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 250		

Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Universal-Set I Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 309	10
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig Plus	90 x <u>110</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x <u>270</u> 45 x 65		

Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld, breiten Seitentüchern und langem Beintuch, besonders geeignet für große interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Universal-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 305	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 3-lagig	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 3-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	Klebetuch, 3-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® PRO

Basis-Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 303	15
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	175 x 250 10 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse.




Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 310	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100	33 310	12
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART

Universal-Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 810	12
2	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	200 x 260 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 318	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, Klebestreifen (70 cm)	225 x 300 10 x 100		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x 270 45 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Operationen im Halsbereich.



Raucodrape® Schlittztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® PRO

Variables Schlittztuch-Set

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 313	15
4 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Schlittztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20		
1 Schlittztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse, Halsschlagader (Arteria carotis), Halswirbelsäule und Schrittmacher-Implantation.



Raucodrape® LAP-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO LAP-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 320	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® PRO LAP-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 321	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® PRO LAP-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 322	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch III, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Rektum-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 325	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® SMART Abdominal-Perineal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 825	11
2	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Abdominal-Perineal-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung	230/260 x 302		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 326	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Unterlegtuch	75 x 120		
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310		
		125		
		35 x 37		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Alle Maßangaben in cm



Raucodrape® Pädiatrie-Basis-Set


Pädiatrie

Raucodrape® PRO Pädiatrie-Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 330	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	150 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe an Kindern. Alle Klebetücher sind mit einem schmaleren 3 cm breiten Klebestreifen ausgestattet.



Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

Pädiatrie


Raucodrape® PRO

Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Lochtuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, längs, zentral, mit Inzisionsfolie	120 x 150	33 055	06706971	22/44
	7 x 10			

Lochtuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.





Raucodrape® Pfannenstiel-Set


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Pfannenstiel-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 360	12
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Pfannenstieltuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 24 x 29		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Rektum-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 325	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® SMART Abdominal-Perineal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 825	11
2	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Abdominal-Perineal-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung	230/260 x 302		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 326	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Unterlegtuch	75 x 120		
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310		
		125		
		35 x 37		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Sectio-Abdeckungen


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Sectiotuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Sectiotuch, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt,	260/200 x 335	33 359	8/16
mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt,	27 x 33		
mit integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33 160	18/72

Flüssigkeitsabsorbierendes, weiches Babytuch zur Übernahme des Säuglings.




Raucodrape® PRO Sectio-Set I

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 361	11
4 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100		
1 Sectiotuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	260/200 x 335		
	27 x 33		
	14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® SMART Sectio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 861	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 90		
1	Sectiotuch, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	230/200 x 312 27 x 33		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® PRO Sectio-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 362	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100		
1	Sectiotuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	260 x 310 125 27 x 33 14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Gynäkologie-Zystoskopie-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie


Raucodrape® PRO

Gynäkologie-Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 363	8/16
2	Beinschützer	75 x 120		
1	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15		

Mehrteilige Patientenabdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung (z. B. Konisation, Cerclage, Zystoskopie).




Raucodrape® SMART Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 863	40
2	Beinschützer	75 x 120		
1	Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15		

Mehrteilige Patientenabdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung (z. B. Konisation, Cerclage, Zystoskopie).




Raucodrape® PRO

Gynäkologie-Zystoskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15	33 039	35/70

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Lithotomie-Set


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Lithotomie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 366	21
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Unterlegtuch, 2-lagig	75 x 120		
1	Lithotomietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	175/260 x 210 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Gynäkologie-Urologie-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set I

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 364	14
2 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1 Klebetuch, PE-Folie	50 x 50		
1 Gynäkologietuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	240/260 x 230 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® SMART

Gynäkologie-Urologie-Set

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 866	24
2 Handtücher	30 x 20		
1 Klebetuch, PE-Folie	50 x 50		
1 Gynäkologietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	175/260 x 210 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set II

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 365	14
2 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Klebestreifen	9 x 50		
1 Klebetuch, PE-Folie	50 x 50		
1 Gynäkologietuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen	240/260 x 230 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® TUR-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO TUR-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 376	21
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	TUR-Tuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	225/260 x 210 125 5 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.




Raucodrape® SMART TUR-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 867	29
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	TUR-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 210 125 5 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.




Raucodrape® PRO TUR-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 368	18
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	TUR-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Sieb, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 245 125 7 x 10 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.



Alle Maßangaben in cm

Orthopädie/Traumatologie



Raucodrape® Universal-Schlitztuch-Set

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 310	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100	33 310	12
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.



Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® SMART Orthopädie-Set

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 841	10
4 Handtücher	30 x 20		
1 Klebestreifen	9 x 50		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Orthopädische Stockinette	33 x 110		
2 Folienklebestreifen	10 x 50		
1 OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 150		
1 Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	200 x 240	33 841	10
1 Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 260		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.




Raucodrape® PRO Hüft-Set I

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 387	9
4 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Klebestreifen	9 x 50		
1 Klebetuch, 2-lagig	75 x 90		
1 OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1 Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260		
1 Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	45 x 65	33 387	9
	225 x 270		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.




Raucodrape® PRO Hüft-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 388	8
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 90		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 110		
2	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 280 45 x 65		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung	225 x 270 10 x 100		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.



Raucodrape® Hüfttuch


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüfttuch

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Hüfttuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie,	285/400 x 400	2064607
mit elastischem OP-Ausschnitt,	18 x 22	
mit beidseitigen 1-Kammer-Saugertaschen,		
mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen		

Ein-Tuch-Abdeckung für Hüfteingriffe in Seitenlage.



Raucodrape® Hüftarthroskopie-Set


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüftarthroskopie-Set

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung Spezial	150 x 190	33 357	13
4 Handtücher	30 x 40		
1 Hüftarthroskopietuch, 2-lagig,	288 x 360		
OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen	30 x 30 20 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe am Hüftgelenk.



Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 343	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 75		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320	33 344	11
		7		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Extremitäten-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 344	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50	33 344	11
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320		
		7		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART Extremitäten-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 844	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 150		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50	33 844	12
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 305		
		7		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 345	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	270/200 x 335 7		

Mehrteilige Komplettabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der unteren Extremität.




Raucodrape® PRO Extremitäten-Set Hand/Fuß

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 347	17
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 3		

Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, elastischer und dezentraler Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.




Raucodrape® PRO Handchirurgie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 349	14
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Handchirurgietuch, mit elastischem OP-Aus- schnitt, mit extrabreiter Anästhesie- abdeckung, mit integrierter Schlauch- fixierung	370/175 x 285 3		

Extremitätentuch mit integrierter Handtischabdeckung und Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der oberen Extremität.



Raucodrape® Extremitätentücher


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitätentücher

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
Extremitätentuch, 2-lagig,	200 x 300	33 085	06680527	13/26
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral	7			
Extremitätentuch, 2-lagig,	225 x 320	33 083	06680504	12/24
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral	7			
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
Extremitätentuch, 2-lagig Plus,	225 x 320	33 084	06680510	11/22
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral mit integrierten Schlauchfixierungen	7			

Extremitätentücher mit und ohne Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Extremitätentuch bilateral

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Extremitätentuch bilateral, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320	2002740
	6	

Bilaterales Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischen Manschetten für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Extremitätentücher Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
Extremitätentuch, 2-lagig,	100 x 175	33 080	06680467	20/40
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral	3			
Extremitätentuch, 2-lagig,	150 x 180	33 081	06680473	18/36
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral	3			
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus,	225 x 300	33 082	06680496	10/20
elastischer OP-Aus- schnitt, dezentral, mit integrierten Schlauchfixierungen	3			

Extremitätentücher mit und ohne Verstärkungszone und elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.




Raucodrape® SMART

Extremitätentuch Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	120 x 140	33 780	19
1 Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, dezentral	200 x 300		
	3		

Extremitätentuch mit elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.



Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 350	23
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Stockinette, kurz	24 x 80		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 351	21
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART Arthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 851	17
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt	200 x 280 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	100 x 120	33 352	11
2	SMMS-OP-Mäntel Standard	150		
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set IV

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 353	15
1	SMMS-OP-Mantel Standard	150		
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Schulterarthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 354	20
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	225 x 260 10 x 100		

Mehrteiliges Set für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Operationen an der Schulter.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Kniearthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 348	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50	33 348	10
1	Kniearthroskopietuch, mit elastischen OP-Ausschnitten, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss	225 x 320 6 + 7		

Mehrtellige Patientenabdeckung inkl. Kniearthroskopietuch mit elastischer Manschette für minimal-invasive und chirurgische Eingriffe am Kniegelenk.




Raucodrape® PRO Kniearthroskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Kniearthroskopietuch, mit elastischen OP-Ausschnitten, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss	225 x 320 6 + 7	33 086	11/22

Kniearthroskopietuch mit elastischer Manschette. Für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe am Kniegelenk in Rückenlage mit oder ohne Abklappen des unteren Segments der Beinplatte.




Raucodrape® PRO

Schulterarthroskopie-Set Beach Chair

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 355	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Stockinette, kurz	24 x 80		
1	Schulterarthroskopietuch, mit elastischem, birnenförmigem OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit drei Klettverschlüssen	225 x 380 11,5 x 12,5		

Mehrteilige Patientenabdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der Schulter in Beach Chair-Lagerung.



Raucodrape® Vertikaltuch/Vertikaltuch-Set


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Vertikaltuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 389	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x <u>330</u> 80 x 30		

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.




Raucodrape® PRO Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x <u>330</u> 80 x 30	137 038	15

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.




Raucodrape® SMART Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	90 x 100	33 738	20
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Schlauchhaltern zur Schlauch- und Kabelfixierung	230 x 320 30 x 40		
1	Instrumententasche	<u>20</u> x 30		

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.



Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie



Raucodrape® Kranio-Set


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kranio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 370	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
3	Klebetücher, PE-Folie	50 x 50		
1	Kraniotomietuch, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel mit seitlichen Ablaufrinnen inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 280 19 x 25		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Kraniotomietuch mit Verstärkungszone über dem Operationsfeld mit seitlichen Ablaufrinnen für chirurgische Eingriffe am Schädel.



Raucodrape® LAP-/Wirbelsäulentuch


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

	Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
	LAP-/Wirbelsäulentuch, 3-lagig,	225 x 320	33 051	06162525	8/16
	OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral, sk	11 x 22			

Ein-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Abdomen und Rücken.



Raucodrape® Kopf-Sets


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kopf-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 371	16
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig	75 x 90		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Kopf und im Halsbereich.




Raucodrape® PRO Kopf-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 372	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Turbanth, 2-teilig, flüssigkeitsabweisender Vliesstoff/2-lagig	130 x 100		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz rechteckig, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 14 x 80		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Kopf und im Halsbereich.



Raucodrape® Schlitztuch-Set/Schlitztuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie


Raucodrape® PRO

Variables Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 313	15
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse, Halsschlagader (Arteria carotis), Halswirbelsäule und Schrittmacher-Implantation.




Raucodrape® PRO Schlitztücher

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig					
	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80	33 073	00020592	14/28

Schlitztuch für chirurgische Eingriffe, besonders geeignet im Gesicht und Halsbereich.



Raucodrape® Lochtücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Ohr-Lochtuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Ohr-Lochtuch, 2-lagig,	175 x 240	33 050	06162519	11/22
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral	5 x 7,5			

Ein-Tuch-Abdeckung, z.B. für Eingriffe am Ohr.




Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stk.)
1 Einschlagtuch	75 x 90	33 045	18 / 36
1 MKG-Tuch 2-lagig, OP-Ausschnitt rautenförmig, dezentral	112 x 150 10 x 14		

Ein-Tuch-Abdeckung mit anatomischem, nicht-klebendem OP-Ausschnitt für chirurgische Eingriffe in der Mund-Kiefer-Gesichts-, HNO- und Dentalchirurgie wie z. B. Zahnextraktionen, Zahnimplantologie, Zystenbehandlung, Wurzelspitzenresektion, wie auch für Kleingriffe im HNO-Bereich.



Raucodrape® Augentücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt mittig, zentral, mit perforierter elastischer Klebefolie	80 x 80	33 077	07601458	30/120
	7 x 10			

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe und bei intravitrealen Injektionen.




Raucodrape® PRO Augentuch


unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln	120 x 150	2075963
	7 x 10	
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, zentral, mit perforierter elastischer Klebefolie	50 x 50	2063052
	7 x 10	

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2075963




Komponentennr. 2063052

Raucodrape® SMART Augentuch


unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt rund, zentral, mit elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	115 x 134	2078696
	7,5	
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit perforierter elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	60 x 57,5	2073671
	6 x 8	

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2078696




Komponentennr. 2073671

Raucodrape® Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Augentuch, flüssigkeitsabweisender Vliesstoff,	150 x 150	33 056	17/34
OP-Ausschnitt mittig, zentral, mit durchgehender elastischer Klebefolie,	7 x 10		
mit integriertem Flüssigkeitsauf- fangbeutel			

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.




Raucodrape® Augentuch


unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, flüssigkeitsabweisender Vliesstoff, OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit perforierter elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	150 x 160 7 x 10	2060601
Augentuch, flüssigkeitsabweisender Vliesstoff, OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit perforierter elastischer Klebefolie, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln, mit Nasenbügel	120 x 160 7 x 10	
		2073672

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2060601



Komponentennr. 2073672

Raucodrape® OP-Abdecksystem

Kardiochirurgie/Angiographie



Raucodrape® Kardiovaskular-Set


Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Kardiovaskular-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 383	8
4	Handtücher	30 x 40		
2	Instrumententischbezüge	80 x 145		
2	Klebestreifen	9 x 50		
2	Füßlinge	37,5 x 24		
1	OP-Abdecktuch	150 x 180		
1	Schlitztuch beidseitig, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	175 x 260 20 x 100		
1	Kardiovaskulartuch, 2-lagig Plus, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit beidseitigen 2-Kammer-Saugertaschen, mit zwei zusätzlichen 1-Kammer-Saugertaschen, mit fünf Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	300/225 x 370 38 x 40		

Mehrteilige Patientenabdeckung für Eingriffe in der Herzchirurgie (z. B. Bypass).



Raucodrape® Angiographietücher


Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Angiographietuch I

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Einschlagtuch	80 x 100	33 381	11/22
1 Handtuch	30 x 40		
1 Klebestreifen	9 x 25		
1 Angiographietuch, 3-lagig, mit zwei OP-Ausschnitten, rund, dezentral	150 x 240		
	12		

Ein-Tuch-Abdeckung für Eingriffe in der Angiographie.




Raucodrape® PRO Angiographietuch II

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Einschlagtuch	80 x 100	33 382	8/16
1 Handtuch	30 x 40		
1 Klebestreifen	9 x 25		
1 Angiographietuch, 3-lagig, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit beidseitiger PE-Folie, mit zwei OP-Ausschnitten, dezentral, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt	227 x 330		
	12 x 12		
	8		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um zwei dezentrale OP-Ausschnitte, mit großer beidseitiger Folienbahn zur Abdeckung von Patienten und Bedienungseinheiten für Eingriffe in der Angiographie.




Raucodrape® PRO Angiographietuch III

unsteril, nur für Individualsets verfügbar

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Angiographietuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie, zwei femorale OP-Ausschnitte, dezentral	240 x 335	3014694
zwei radiale OP-Ausschnitte, dezentral	7 x 9	
	5 x 7	

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone und zwei radikalen und femoralen OP-Ausschnitten



Abdecktücher und Zubehör



Raucodrape® Abdecktücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
38 x 45	33 001	06161945	220/880
45 x 75	33 002	06161951	120/480
75 x 90	33 003	06161980	65/260

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung zum Einsatz in der Ambulanz und auf Station. 2-lagiges Material aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies.



Raucodrape® PRO OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
75 x 90	33 005	06162005	40/160
90 x 110	33 190	10825339	25/100
100 x 150	33 008	06162057	27/54
150 x 180	33 009	06162063	13/26
150 x 240	33 004	06706988	13/26

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.




Raucodrape® SMART OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x 90	153 705	46
100 x 100	153 706	48
150 x 150	33 707	40

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.



Raucodrape® OP-Tischabdeckungen


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen


steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
OP-Tischabdeckung Standard			
120 x 140	33 090	06680533	26/52
150 x 190	33 091	06680556	15/30
OP-Tischabdeckung Spezial			
150 x 190	33 092	06680562	11/22
OP-Tischabdeckung Spezial XL			
200 x 250	34 096		7/14
Instrumententischbezug Standard			
80 x 145	33 093	06680579	35/70
Instrumententischbezug Lite			
80 x 145	33 094	06680585	40/80
Instrumententischbezug Spezial			
80 x 145	33 095	06680591	25/50


Flüssigkeitsundurchlässige und extrem reißfeste OP-Tischabdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage für alle Beistell- und Instrumententische.




REF 33 091



REF 33 095



REF 33 092



REF 34 096

Raucodrape® OP-Klebetücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Klebetücher

steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig			
50 x <u>50</u>	33 010	06162100	80/320
50 x <u>75</u>	33 011	06162123	60/240
75 x <u>75</u>	33 012	06162146	40/160
75 x <u>90</u>	33 013	06162152	38/152
90 x <u>110</u>	33 020	06162175	25/100
150 x <u>180</u>	33 025	06162181	20/40
175 x <u>180</u>	33 016	06162270	17/34
150 x <u>240</u>	33 018	06162293	15/30
175 x <u>300</u>	33 024	07643304	10/20
2-lagig Plus			
150 x <u>180</u>	33 015	06162258	18/36
175 x <u>180</u>	33 017	06162287	15/30
150 x <u>250</u>	33 019	06162301	14/28
<u>190</u> x 225	33 021	06162318	11/22
Rutschentuch, 2-lagig			
<u>90</u> x 150	33 022	06162347	19/76

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.




Raucodrape® SMART OP-Klebetücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x <u>90</u>	33 716	120
175 x <u>170</u>	33 718	30
140 x <u>240</u>	33 717	28

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.



Raucodrape® Lochtücher



Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Lochtücher

steril

Größe / Position OP- Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
6 cm, rund, zentral	45 x 75	33 040	06162382	130/520
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33 042	06162407	70/280

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.





Raucodrape® OP-Lochtücher

steril

Größe / Position OP- Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Epidural-Abdecktuch, transparent, sk				
10 cm, rund, zentral	75 x 100	33 148	09888435	55/220
Epidural-Abdecktuch, 2-lagig, sk				
10 cm, rund, dezentral	60 x 75	33 047	06162494	68/272

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.



Raucodrape® Lochtücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
variabel	50 x 75	33 058	06162353	50/200
variabel	75 x 90	33 059	06162376	30/120
6 cm, rund, zentral	50 x 60	33 041	06162399	70/280
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33 043	06162413	40/160
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33 044	06162436	25/50
12 cm, rund, dezentral	150 x 200	33 046	06162488	18/36

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® SMART OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
variabel	75 x 90	153 742	40
6 cm, rund, zentral	50 x 60	153 740	70
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33 741	50

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.



Raucodrape® PRO Epidural-Abdecktuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
10 x 15 cm, rechteckig, längs, dezentral	55 x 90	33 049	06162502	45/180

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril, 2-lagig, mit Einschlagtuch

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
10 x 14 cm, rautenförmig, dezentral	112 x 150	33 045	18/36

Ein-Tuch-Abdeckung mit anatomischem, nicht-klebendem OP-Ausschnitt für chirurgische Eingriffe in der Mund-Kiefer-Gesichts-, HNO- und Dentalchirurgie wie z.B. Zahnextraktionen, Zahnimplantologie, Zystenbehandlung, Wurzelspitzenresektion, wie auch für Kleingriffe im HNO-Bereich.




Raucodrape® Ohr-Lochtuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5 x 7,5 cm, oval, längs, dezentral	175 x 240	33050	06162519	11/22

Ein-Tuch-Abdeckung, z.B. für Eingriffe am Ohr.




Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
7 x 10 cm, oval, längs, zentral	120 x 150	33 055	06706971	22/44

Lochtuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
11 x 22 cm, oval, längs, dezentral, sk	225 x 320	33 051	06162525	8/16

Ein-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Abdomen und Rücken.



Raucodrape® Schlitttücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Schlitttücher


steril

Größe (cm)	Schlitzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
75 x 90	7 x 30	33 062	06680361	35/140
125 x 150	10 x 45	33 064	06680378	28/56
150 x 200	10 x 65	33 067	06680409	14/28
150 x 250	10 x 80	33 073	00020592	14/28
225 x 260	10 x 100	33 069	06680421	13/26
3-lagig				
150 x 200	10 x 65	33 068	06680415	10/20
2-lagig Plus				
225 x 260	10 x 100	33 071	06680438	11/22
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
225 x 280	10 x 100	33 060	06680450	10/20
beidseitig, 2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
175 x 260	20 x 100	33 072	06680444	13/26


Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.




REF 33 060



REF 33 072



REF 33 073



Raucodrape® SMART OP-Schlitttuch

steril, 2-lagig

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Schlitttuch, 2-lagig,	200 x 260	33 760	18
Schlitz	10 x 80		


Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.

Raucodrape® Schlitttuch

steril, PE-Folie

Größe (cm)	Schlitzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
150 x 210	14 x 75	33 066	06680390	40/80

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.



Raucodrape® Geräteabdeckungen

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Geräteabdeckung

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Hockerbezug	Ø = 75	33 124		30/120
Abdeckhaube, rund	80 x 90	33 113		40/160
Abdeckhaube, rund	Ø = 90	33 120		20/80
Abdeckhaube, rund	Ø = 120	33 121		15/60
Abdeckhaube, rechteckig	80 x 145	33 112		25/100
Abdeckhaube, rechteckig	80 x 45	33 122		30/120
Bildwandler-Set, dreiteilig				
2 Bildwandlerbezüge	65 x 75	33 155		20/40
1 C-Bogen Abdeckung	30 x 195			
Bildwandler-Set, einteilig	90 x 225	33 115		19/38
Kamerabezug, teleskop-gefaltet	13 x 250	15 965	01889777	40/160
Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250	15 966	01889783	40/160
Kamerabezug mit Ring	15 x 250	33 119		20/80
Kamerabezug	16 x 250	33 118		25/50
Armlehnenbezüge, 2 Stück	35 x 73	33 123		46/184

Für gängige Bildwandler-Geräte, Kameras und sonstiges Inventar im OP.



Abdeckhaube
rechteckig
REF 33 112






Raucodrape® Zubehör

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
selbstklebende Ergänzungsteile zur schnellen und sicheren Applikation			
Absorptionspads, 2 Stück	35 x 50	33 125	80/320
Absorptionspad	50 x 75	33 126	33/132
Klebestreifen	9 x 50	33 116	250/750
Klettverschluss	2,5 x 20/24	33 127	100/400
Schlauchfixierung, selbstklebend,	9 x 11	33 147	100/500
mit Fixierbändern	30		
Saugertasche, 1 Kammer	38 x 40	33 109	110/440
Saugertasche, 2 Kammern	38 x 40	33 110	110/440
Perinealtuch	20 x 40	33 100	140/560
Flüssigkeitsauffangbeutel Universal	60 x 90	33 775	35/70
Instrumententasche, 2 Kammern	45 x 25	33 156	120/480
zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten			
Armschützer	50	33 103	45/180
Beinschützer, 2 Stück	50 x 110	33 104	26/104
Beinschützer, 2 Stück	75 x 120	33 105	30/60
Stockinette, kurz,	24 x 80	33 128	17/68
inkl. 1 Folienklebestreifen	10 x 50		
Stockinette, mittel,	24 x 110	33 129	12/48
inkl. 1 Folienklebestreifen	10 x 50		
Stockinette, groß,	32 x 120	33 130	16/32
inkl. 2 Folienklebestreifen	10 x 50		
Handtücher, 2 Stück	30 x 40	33 108	120/480
Unterlegtuch I	75 x 120	33 101	28/112
Unterlegtuch II mit Auffangbeutel	75 x 100	33 102	35/70




Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33 160	18/72

Flüssigkeitsabsorbierendes, weiches Babytuch zur Übernahme des Säuglings.



Raucodrape® PRO Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	33 106	65/130
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50		
		33 107	38/76


Zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten.

Raucodrape® SMART Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	33 770	440
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50		
		33 771	240

Zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten.



Raucodrape® Inzisionsfolie



Anwendungsbereich

dient zur Abdeckung des Inzisionsbereiches bei chirurgischen Eingriffen, um den Keimeintrag in die Wunde zu minimieren

Eigenschaften

- hautfreundlicher Kleber
- elastisch und anschmiegsam
- bakteriendicht
- wasserdampfdurchlässig
- transparent sowie blendfrei
- mit rotem Anfassrand zur anwenderfreundlichen Applikation
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen

Produktzusammensetzung

Polyurethanfolie mit Polyacrylatkleber beschichtet

Raucodrape® Inzisionsfolie

steril, einzeln eingeschiegelt

Klebefläche (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
12 x 17	25 440	01322527	10/80
15 x 20	25 441	01333465	10/60
30 x 20	25 442	01350802	10/80
45 x 20	25 443	01359588	10/80
40 x 35	25 444	01367211	10/80
45 x 50	25 445	01378597	10/80
45 x 65	25 446	01396460	10/40
55 x 80	25 447	01400670	10/40
72 x 88	25 448	01400687	10/40

OP-Bekleidung

Bereichskleidung, OP-Mäntel, OP-Masken,
OP-Hauben und Handschuhe




Sentinex® Bereichskleidung – einmal tragen, vielfach profitieren.

5 gute Gründe sprechen für die Sentinex® Bereichskleidung

- Sicherheit – stets gleichbleibende Materialqualität*
- Hygiene – täglich frische Kleidung
- Komfort – angenehmes Tragegefühl
- wärmeisolierende Thermojacke – Kälteschutz im OP
- atmungsaktives Material – verbesserter Wärmeaustausch




* Beide Materialien erfüllen die Standard-Performance-Anforderungen gemäß DIN EN 13795 an Operationsmäntel, weniger kritischer Bereich.



Sentinex Soft punktet mit einer 2-geteilten Brusttasche



Ein flexibler Tunnelzugbund sorgt für individuelle Passform




Gummizug im unteren Rückenbereich der Thermojacke



Wärmender Halskragen als Kälteschutz vor Zugluft im OP

Auf einen Blick – individuell kombinierbar und passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Konfektionsgrößen

Damen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Internationale/L&R Maße	XS	S		M		L		XL		XXL	
Herren	–	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® Bereichskleidung

Sentinex® Bereichskleidung

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Bereichskleidung Set, grün			
XS	39 501	09732704	50
S	39 514	09286340	45
M	39 515	09286357	40
L	39 516	09286363	35
XL	39 517	09286386	35
XXL	39 518	09286392	30
Bereichskleidung Set, blau			
XS	39 502	09732710	50
S	39 519	09286400	45
M	39 520	09285866	40
L	39 521	09285872	35
XL	39 522	09286162	35
XXL	39 523	09286179	30
Bereichskleidung Kasack, grün			
XS	39 503	09732727	105
S	39 524	09286185	100
M	39 525	09286251	90
L	39 526	09286268	80
XL	39 527	09286274	75
XXL	39 528	09286280	70
Bereichskleidung Kasack, blau			
XS	39 505	09732762	105
S	39 534	09285642	100
M	39 535	09285659	90
L	39 536	09285665	80
XL	39 537	09285671	75
XXL	39 538	09285688	70
Bereichskleidung Hose, grün			
XS	39 504	09732733	80
S	39 529	09286297	75
M	39 530	09285524	70
L	39 531	09285582	65
XL	39 532	09285599	60
XXL	39 533	09285636	55
Bereichskleidung Hose, blau			
XS	39 506	09732779	80
S	39 540	09285694	75
M	39 541	09286417	70
L	39 542	09286423	65
XL	39 543	09286452	60
XXL	39 544	09286446	55
Thermojacke, blau			
M	39 512	09286328	40
L	39 513	09286334	40
Thermo Mini-Poncho, blau			
Einheitsgröße	39 580		120

Sentinex® Bereichskleidung Soft

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Bereichskleidung Set Soft, grün			
XS	39 507	09737498	25
S	39 545	09737506	25
M	39 546	09737512	22
L	39 547	09737529	20
XL	39 548	09737535	20
XXL	39 549	09737541	20
Bereichskleidung Set Soft, blau			
XS	39 508	09737558	25
S	39 550	09737564	25
M	39 551	09737570	22
L	39 552	09737587	20
XL	39 553	09737593	20
XXL	39 554	09737601	20
Bereichskleidung Kasack Soft, grün			
XS	39 509	09737618	60
S	39 555	09737624	55
M	39 556	09737630	50
L	39 557	09737647	50
XL	39 558	09737653	45
XXL	39 559	09737676	40
Bereichskleidung Kasack Soft, blau			
XS	39 576	09737765	60
S	39 565	09737771	55
M	39 566	09737788	50
L	39 567	09737794	50
XL	39 568	09737819	45
XXL	39 569	09737825	40
Bereichskleidung Hose Soft, grün			
XS	39 575	09737707	50
S	39 560	09737736	45
M	39 561	09737452	40
L	39 562	09737469	40
XL	39 563	09737475	35
XXL	39 564	09737481	30
Bereichskleidung Hose Soft, blau			
XS	39 577	09737386	50
S	39 570	09737392	45
M	39 571	09737400	40
L	39 572	09737417	40
XL	39 573	09737423	35
XXL	39 574	09737446	30
Thermojacke Soft, blau			
M	39 510	09286305	30
L	39 511	09286311	30
XL	39 611	11486520	25

Sentinex® PRO OP-Mäntel



PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- großzügiges Design mit sehr hohem Anwender- und Tragekomfort
- übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ längere chirurgische Eingriffe

Zwei Materialien: Spunlace und Polypropylen

Spunlace

- hervorragender Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- auch für physisch anspruchsvollere Eingriffe sehr gut geeignet
- effizienter Wärmeaustausch



Polypropylen

- leicht
- schützt zuverlässig vor Bakterien und Flüssigkeiten
- gewährleistet Zirkulation von Luft, Wärme und Wasserdampf



Sentinex® PRO OP-Mäntel

Vier Ausführungen: Basic, Standard, Special und Special Plus

Basic



Sentinex® PRO OP-Mantel Basic

Bindemantel für kleine Eingriffe und Versorgungen, mit 3 Bindebändern im Rücken zum sicheren Verschließen.

Standard



Sentinex® PRO OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Special



Sentinex® PRO OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt. Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.

Special Plus



Sentinex® PRO OP-Mantel Special Plus

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Special, zusätzlich mit einer breiteren Verstärkungszone für einen sicheren Schutz bei lateraler Flüssigkeitsbelastung.

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex® PRO OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace

steril

Größe	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 300	03162281	44
L	130	19 301	03162298	40
XL	150	19 302	03162306	36
XL long	170	19 303	03162312	32
XXL	150	19 304	03162542	32
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 310	03162559	40
L	130	19 311	03162565	36
XL	150	19 312	03162571	32
XL long	170	19 313	03163180	28
XXL	150	19 314	03163197	28
Set Standard (steril), 3x XL				
3 x XL	3 x 150	19 308	03167309	12
Set Standard (steril), 2x XL, 1x L				
2 x XL / 1 x L	2 x 150 / 1 x 130	19 309	03167350	12

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 340	03163501	52
L	130	19 341	03163518	48
XL	150	19 342	03163524	44
XL long	170	19 343	03163530	40
XXL	150	19 344	03163547	40
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 350	03163576	48
L	130	19 351	03163582	44
XL	150	19 352	03163599	40
XL long	170	19 353	03164245	36
XXL	150	19 354	03164251	36
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 360	03164268	52
L	130	19 361	03165210	48
XL	150	19 362	03165233	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 370	03165931	48
L	130	19 371	03166238	44
XL	150	19 372	03166244	40
Special Plus „direct“ ohne Sterileinschlag				
XL	150	31 276		36
Basic „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 380	03166273	48
L	130	19 381	03166356	44
XL	150	19 382	03166468	40


Sentinex® SMART OP-Mäntel



SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hohem Anwender- und Tragekomfort
- erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit niedrigerem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ kurze chirurgische Eingriffe wie z.B. ambulante OPs

Wählen Sie je nach OP-Dauer bzw. Flüssigkeitsanfall zwischen der **Standard-** und **Special-Ausführung**.



Sentinex SMART OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Das Material für Sicherheit und angenehmes Mikroklima

- Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten gemäß DIN EN 13795 und AAMI Standard
- luftdurchlässig



Sentinex SMART OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt. Die Verstärkungszone bietet einen hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimpenetration. Sehr gut geeignet für Operationen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall.



Polypropylen

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex SMART OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinel SMART OP-Mäntel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex SMART OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinel SMART OP-Mäntel
- B Sterilverpackung

Sentinex® SMART OP-Mäntel

steril

Größe	REF	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 651	52
XL	33 652	48
XXL	33 653	44
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 661	48
XL	33 662	44
XXL	33 663	40
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 151	52
XL	109 152	48
XXL	109 153	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 161	48
XL	109 162	44
XXL	109 163	40

Sentinex® OP-Masken



Sentinex® Lite

- Basismodell mit sehr guten Trageeigenschaften
- extra leichte Materialkombination für bessere Luftdurchlässigkeit, daher „kühler“ als normale OP-Masken
- geringerer Wärmestau reduziert mögliche Hautreizungen
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® Classic

- das Premiummodell
- bietet durch Einsatz hochwertiger Materialien einen sehr guten Tragekomfort
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683



Sentinex® AntiFog

- weit nach außen geführter Nasenbügel
- eingearbeitete Anti-beschlagstreifen schützen vor dem Beschlagen von Brillengläsern oder auch Mikroskopokularen
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® Ultra

- naturweiße Maske aus ungebleichtem Material
- besonders hautfreundlich
- mit Antibeschlagstreifen
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® SafetyShield

- zum erweiterten Schutz des OP-Personals vor Infektionen
- verstärkte Außenlage verhindert das Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten
- Schutz des gesamten Gesichtsbereiches durch reflexions- und beschlagfreies Visier
- Leistungsstufe Typ IIR gemäß DIN EN 14683

Sentinex® Safety

- zum erweiterten Schutz des OP-Personals vor Infektionen
- verstärkte Außenlage verhindert das Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten
- Leistungsstufe Typ IIR gemäß DIN EN 14683



Sentinex® SuperSoft

- mit schmiegsamer, weicher Innenlage
- farbstoff- und bindemittelfrei, speziell für empfindliche Haut
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683


Sentinex® ExtraTouch

- durch breiteren Schnitt und horizontal geführte Bänder größere Atemkammer, daher spürbar kühlerer Atem
- auch für Bartträger geeignet
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® OP-Masken

Modell	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentinex Lite, blau	11 983	06866798	50/300
Sentinex Lite, grün	11 991	06615642	50/300
Sentinex Lite, grün, mit Ohrschlaufe	11 992	06866806	50/500
Sentinex Classic, grün	11 996	01641511	50/300
Sentinex SuperSoft	11 997	07473380	50/300
Sentinex ExtraTouch	11 998	01641534	50/300
Sentinex AntiFog	11 986	07473397	50/300
Sentinex Ultra	11 999	06866829	50/300
Sentinex SafetyShield	11 989	07473405	25/100
Sentinex Safety	32 987	10940951	50/300

Sentinex® OP-Hauben



Sentinex® Soft

- atmungsaktive Haube in Barettform
- sitzt bequem und ist mit langem oder kurzem Haar zu tragen




Sentinex® Astro

- sichere Vollschutzhaube in Helmform
- mit gesäumten Rändern
- Kopf- und Halspartie sind durch Bindeverschluss komplett abgedeckt



Sentinex® Astro Extra

- die Vollschutzhaube in Helmform
- sicher und komfortabel
- das eingearbeitete, weiche Schweißband saugt Flüssigkeit auf und hält Partikel zurück




Sentinex® Fancy

- speziell für langes Haar
- bietet durch die Mittelnaht viel Volumen
- der weiche Stirnbereich ohne Gummiband vermeidet Druckstellen




Sentinex® Flex


- Chirurgenhaube
- für kürzeres Haar
- bequem und besonders atmungsaktiv
- gut geeignet für längere Tragedauer



Sentinex® Easy


- Barettthaube für den Klinikalltag
- deckt die Haare komplett und zuverlässig ab
- auch für Patienten und Besucher geeignet





Sentinex® Nova

- variabel tragbare Haube
- der Rand im Stirnbe-
reich lässt sich bequem
umschlagen und als
Schweißband verwen-
den



Sentinex® Trend

- passgenauer, sehr guter
Sitz
- auch für langes Haar
geeignet
- der Gummizug im Na-
ckenbereich sorgt für
dauerhaft guten Halt



Astrohaube



Baretthaube



Chirurghaube



Schwesternhaube



Mit Schweißband



Für Personal



Für Patienten



Für langes Haar/"Soft"
für alle Frisurtypen



Für kurzes Haar

Sentinex® OP-Hauben

Modell	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentinex Soft, Baretthaube, grün, atmungsaktiv	17 420	04216197	100/600
Sentinex Astro, Astrohaube, grün	17 421	04216205	100/600
Sentinex Astro Extra, Astrohaube mit Schweißband, grün	17 422	04216234	100/600
Sentinex Fancy, Schwesternhaube mit Mittelnäht, grün	17 423	04216240	100/600
Sentinex Nova, Schwesternhaube mit Bändern, grün	17 424	04216257	100/600
Sentinex Trend, Schwesternhaube, lang, grün	17 425	04216286	100/600
Sentinex Flex, Chirurghaube, grün	17 426	04216352	100/600
Sentinex Easy, grün, Baretthaube, grün	17 427	04216398	100/600
Sentinex Easy, blau, Baretthaube, blau	17 428	04216406	100/600
Sentinex Easy, weiß, Baretthaube, weiß	17 429	04216518	100/600

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei
- Optimale Sicherheit – bei idealem Tastgefühl
- Höchster Tragekomfort durch

perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern

- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh Sempermed® Supreme Green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sempermed® Supreme

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
5,5	16 650	04200724	50/300
6	16 651	04200747	50/300
6,5	16 652	04200776	50/300
7	16 653	04200782	50/300
7,5	16 654	04200871	50/300
8	16 655	04200894	50/300
8,5	16 656	04200902	50/300
9	16 657	04200919	50/300



Eigenschaften

- Ausgezeichneter Griff für perfekte Instrumentenführung – höchste Griffigkeit innerhalb des Sempermed Sortiments
- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei
- Optimale Sicherheit – bei idealem Tastgefühl

Höchster Tragekomfort durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern

- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh Sempermed® Supreme Green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sempermed® Supreme Plus

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
5,5	34 650	11123697	50/300
6	34 651	11123711	50/300
6,5	34 652	11123728	50/300
7	34 653	11123734	50/300
7,5	34 654	11123740	50/300
8	34 655	11123757	50/300
8,5	34 656	11123763	50/300
9	34 657	11123786	50/300



Eigenschaften

- Optimierter Unterziehhandschuh für doppelte Behandschuhung
- Glattere Oberflächenstruktur – noch bessere Anziehbarkeit
- Dünnere Wandstärke – mehr Tastgefühl
- Hohe Sicherheit – leichtes Erkennen von Perforationen
- Optimal in Kombination mit den Operationshandschuhen Sempermed® Supreme und

Sempermed® Supreme Plus (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sempermed® Supreme Green

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, grün

Größe	REF	VE (Paar)
6	33 721	50/300
6,5	33 722	50/300
7	33 723	50/300
7,5	33 724	50/300
8	33 725	50/300
8,5	33 726	50/300
9	33 727	50/300

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- Extradünn für hohes Tastempfinden und Tastsensibilität
- Lichtabsorbierende braune Farbe – erlaubt Arbeiten ohne Lichtreflexionen
- Guter Grip – speziell für Instrumentenführung
- Speziell für die Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt

- Optimierter Tragekomfort – leicht gekrümmte Fingerhaltung und vollanatomische Handform erleichtert das Arbeiten ohne Handermüdung


Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sempermed® Senso

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, braun

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
5,5	34 587	11610368	50/300
6	18 580	11523770	50/300
6,5	18 581	11523787	50/300
7	18 582	11523793	50/300
7,5	18 583	11523801	50/300
8	18 584	11523818	50/300
8,5	18 585	11523824	50/300
9	18 586	11523830	50/300



Eigenschaften

- einfach anzuziehen durch synthetische Innenbeschichtung
- besitzen einen extralangen Schaft speziell für gynäkologische Eingriffe

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Gynäkologiehandschuhe

steril, paarweise eingesiegelt, weiß, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung

Größe	REF	VE (Paar)
6,5 S	19 560	25/100
7,5 M	19 561	25/100
8,5 L	19 562	25/100

OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren



Eigenschaften

- Glänzt mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex: höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung
- Schont Arzt und Patient – puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker
- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- Perfekter Grip durch mikrorauhe Oberflächentextur

- Höchster Komfort – durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh Sempermed® Syntegra Green (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren

Sempermed® Syntegra IR

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, puderfrei, Naturlatex-frei, creme

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
6	12 947	00200963	40/240
6,5	12 946	00201106	40/240
7	12 945	00201112	40/240
7,5	12 944	00201508	40/240
8	12 927	00201514	40/240
8,5	12 948	00201520	40/240



Eigenschaften

- Unterziehhandschuh für erhöhten Infektionsschutz durch doppelte Behandschuhung
- Leichtes Erkennen von Perforationen des Außenhandschuhs – nässebedingte Verfärbungen durch grüne Farbe des Indikatorhandschuhs sichtbar
- Schont Arzt und Patient – puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker

- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- Glattere Oberflächenstruktur – optimierte doppelte Anziehbarkeit
- Höchster Komfort – durch perfekte, vollanatomische Passform
- Optimaler Unterziehhandschuh für den Sempermed® Syntegra IR (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren

Sempermed® Syntegra Green

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, puderfrei, Naturlatex-frei, grün

Größe	REF	VE (Paar)
6,5	39 480	40/240
7	39 481	40/240
7,5	39 482	40/240
8	39 483	40/240
8,5	39 484	40/240

Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Spezielle synthetische Innenbeschichtung für Hautfreundlichkeit und einfaches Anziehen
- Reißkraft von 9 N – hoher Schutz für kritische Einsätze

- Extraglatte Oberfläche und Texturierung der Handschuhfinger für einen guten Griff
- Extragroße Passform mit längeren Fingern – deutliche Verbesserung des Tragekomforts

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Ausführungen

- Unsteril, im Spenderkarton
- Steril, paarweise eingesiegelt

Sempercare® Premium

Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
unsteril, im Spenderkarton			
5-6 XS	12 943		100/1000
6-7 S	45 040	03779403	100/1000
7-8 M	45 041	03780872	100/1000
8-9 L	45 042	03780889	100/1000
9-10 XL	45 791		90/900
steril, paarweise eingesiegelt			
6-7 S	51 089	00679256	40/240
7-8 M	51 087	00679233	40/240
8-9 L	51 085	00679227	40/240

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Zusätzliche Sicherheit durch längere Stulpe: 265 mm
- Hautfreundliches Nitril-Material,

frei von allergieauslösenden Latexproteinen (für Typ-I Allergiker geeignet)

- Innovative Folienöffnung für deutlich leichtere Entnehmbarkeit und geringes Herausfallen der Handschuhe

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Nitrile Shine+

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, weiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	39 884		
6-7 S	32 920	10758726	150/1500
7-8 M	32 921	10758732	150/1500
8-9 L	32 922	10758749	150/1500
9-10 XL	32 923	10758761	135/1350



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Federleichte Rezeptur gepaart mit Reißkräften ≥ 6 N (wie EN 455-2:2015)

- Samtweiches Material – schmiegt sich an wie eine zweite Haut
- Exzellentes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Velvet

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, lavendelblau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	106 401	12643849	200/2000
6-7 S	106 402	12643855	200/2000
7-8 M	106 403	12643861	200/2000
8-9 L	106 404	12643878	200/2000
9-10 XL	106 405	12643884	180/1800

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

virendicht für Anwender gemäß EN 455-1 und ASTM 1671

- Hoher Tragekomfort dank weichem Material
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Eigenschaften

- Exzellentes Tastgefühl – durch optimierte Wanddicke
- Schutz vor Infektionen –

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Nitrile Skin²

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, lavendelblau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	32 615	11645332	200/2000
6-7 S	30 802	07418582	200/2000
7-8 M	30 803	07418607	200/2000
8-9 L	30 804	07418613	200/2000
9-10 XL	30 818	07580207	180/1800



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

- Geeignet für bestimmte Zytostatika*
- Schutz vor Infektionen – virendicht für Anwender und Patienten gemäß EN 455-1 und ASTM F 1671
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Eigenschaften

- Gute Chemikalienbeständigkeit* – durch hohe Wandstärke
- Reißkraft von 9 N – hoher Schutz für kritische Einsätze

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Nitrile

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, blau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	39 883		100/1000
6-7 S	45 020	03778237	100/1000
7-8 M	45 021	03778303	100/1000
8-9 L	45 022	03778533	100/1000
9-10 XL	47 183	04619423	90/900

*<https://www.sempermed.com/de/knowledge-centre/chemikalienschutz/>

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- 300 mm Länge – für zusätzlichen Schutz

- Sicherer Griff und optimales Tastempfinden – dank Fingertexturierung
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Safe+

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, blau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	34 435	11540455	100/1000
6-7 S	34 436	11540461	100/1000
7-8 M	34 437	11540478	100/1000
8-9 L	34 438	11540484	100/1000
9-10 XL	34 439	11540490	90/900

Untersuchungshandschuhe aus Vinyl



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Frei von Naturlatex (geeignet für Typ-I-Allergiker)

- Frei von Beschleuniger-Chemikalien (geeignet für Typ-IV-Allergiker)
- DOP-frei (DEHP/Diethylhexyl-Phthalat)

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Sempercare® Vinyl puderfrei

unsteril, im Spenderkarton, Vinyl, puderfrei, Naturlatex-frei, transparent

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
6-7 S	45 010	03777893	100/1000
7-8 M	45 011	03777930	100/1000
8-9 L	45 012	03778214	100/1000

Untersuchungshandschuhe



Anwendungsbereiche

- für medizinische Untersuchungen
- als Innenhandschuh für Natur-latexallergiker unter Naturlatexhandschuhen bestimmt

Eigenschaften

- reißfest
- für den einmaligen Gebrauch

Produktzusammensetzung

- aus gratlos geschweißter Copolymer-Folie

Ausführungen

- steril
- einzeln oder paarweise eingesiegelt

Sentina® CP Untersuchungshandschuhe

Größe	REF	PZN (D)	VE
steril, einzeln eingesiegelt			
S	51 049	08900849	100/1000
M	51 046	08900855	100/1000
L	51 043	08900861	100/1000
steril, paarweise eingesiegelt			
S	51 048		50/500
M	51 045		50/500
L	51 042		50/500



Anwendungsbereiche

- sind dazu bestimmt, bei der Untersuchung natürlicher Körperöffnungen verwendet zu werden

Eigenschaften

- gerollte cremefarbene Fingerlinge
- offenes Ende mit integriertem Rollrand

Produktzusammensetzung

- Latex

Ausführungen

- unsteril
- sortenrein (je Größe)
- Mischverpackung, Gr. 2-5

Untersuchungsfingerlinge

unsteril, aus Latex, 100 Stück im Folienbeutel

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Gr. 2, sehr klein	52 080	01956806	100/25000
Gr. 3, klein	52 081	01956812	100/25000
Gr. 4, mittel	52 082	01956829	100/25000
Gr. 5, groß	52 083	01956835	100/25000
Gr. 2-5, Mischverpackung	52 043	01603077	100/25000

Zwirnhandschuhe

Handschuhe aus Baumwolle



Eigenschaften

- bestehen aus reiner Baumwolle
- eignen sich ideal zur Verwendung in der Krankenpflege und Dermatologie

Produktzusammensetzung

- Baumwolle

Zwirnhandschuhe

unsteril, aus Baumwolle

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
7,5	17 574	01013803	20/1200
8	17 575	01013826	20/1200
8,5	17 576	01013832	20/1200
9	17 577	01013849	20/1000
9,5	17 578	01013861	20/1000
10	17 579	01013878	20/1000

OP-Bekleidung



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Patienten vor Partikeln und Staub aus der Kleidung von Besuchern und Personal

Eigenschaften

- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- atmungsaktiv
- partikelarm
- flüssigkeitsabweisend

Produktzusammensetzung

- Der Sentina Schutzmantel besteht aus Vliesstoff

Sentina® Schutzmäntel

aus atmungsaktivem Vliesstoff, grün, mit weißen Armbündchen sowie einem Gürtelband und einem Klettverschluss im Nacken

	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
unsteril				
	118	18 418	07016180	60
steril				
	118	18 419	07016211	30



Anwendungsbereiche

- Sentinex OP-Socken eignen sich für das Tragen im OP- und Stationsbereich

Eigenschaften

- Einheitsgröße
- Baumwolle
- Einsatz von naturkautschuk-latexfreien Rohstoffen

Sentinex® OP-Socke

REF	PZN (D)	VE (Stück)
20 224	08900832	400

Sentina® Einweginstrumente



Sentina® Einweginstrumente



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- bieten dem Patienten und Anwender Sicherheit
- gewährleisten hohe Qualität
- schaffen ein präzises Handling
- ermöglichen Einsparpotentiale
- sind eindeutig von Mehrweginstrumenten zu unterscheiden, durch die abriebfeste, biokompatible L&R Safety Mark Sicherheitsmarkierung und das Symbol für Einmalverwendung
- bieten eine matte Oberfläche, die Reflektionen vermindert
- haben eine wiederverschließbare Öffnungsklappe am Spenderkarton

Produktzusammensetzung

- rostfreie Edelstahl-Qualität nach Stahlnorm AISI 4101, biokompatible Farbmarkierung (L&R Safety Mark – Sicherheitsmarkierung)

Sentina® Chirurgische Scheren

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentina Chirurgische Schere spitz/spitz, gerade	13,0	33 805	11585021	25/100
Sentina Chirurgische Schere spitz/stumpf, gerade	14,5	33 806	11585044	25/100
Sentina Chirurgische Schere spitz/stumpf, gebogen	14,5	33 807	11585050	25/100
Sentina Chirurgische Schere stumpf/stumpf, gerade	14,5	33 808	11585067	25/100
Sentina Episiotomie-Schere n. Braun Stadler	14,5	33 809	11585073	25/100
Sentina Metzenbaum-Schere gebogen, fein	14,5	33 823	11585096	25/100
Sentina Micro-Federschere	11,0	33 824	11585104	25/100
Sentina Iris-Schere, gebogen	11,5	33 829	11585110	25/100
Sentina Iris-Schere, gerade	11,5	33 830	11585127	25/100
Sentina Verbandsschere n. Lister	15,0	33 850	11585133	25/100

Sentina® Klemmen

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentina Micro-Mosquito-Klemme anatomisch, gerade	12,5	33 903	11588545	25/100
Sentina Micro-Mosquito-Klemme anatomisch, gebogen	12,5	33 904	11588551	25/100
Sentina Micro-Mosquito-Klemme chirurgisch, gerade	12,5	33 905	11588568	25/100
Sentina Kocher-Klemme chirurgisch, gerade	14,0	33 906	11588574	25/100
Sentina Pean-Klemme anatomisch, gerade	14,0	33 907	11588605	25/100
Sentina Kornzange mit Sperre n. Maier	16,0	33 911	11588628	25/100
Sentina Mosquito-Klemme n. Halsted anatomisch, gebogen	12,5	33 912	11588640	25/100
Sentina Schlauchklemme, glatt	15,0	33 913	11588657	25/100

Sentina® Pinzetten

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentina Standard-Pinzette anatomisch, gerade	14,0	34 014	11588769	20/80
Sentina Standard-Pinzette chirurgisch, gerade	14,0	34 016	11588775	20/80
Sentina Adson-Pinzette anatomisch, gerade	12,0	34 017	11588781	25/100
Sentina Adson-Pinzette chirurgisch, gerade	12,0	34 018	11588798	25/100
Sentina Micro-Adson-Pinzette, chirurgisch	12,0	34 029	11588806	25/100
Sentina Splitterpinzette, gerade	9,0	34 039	11588812	20/80
Sentina DeBaKey-Pinzette, gerade	15,5	34 043	11588829	20/80

Sentina® Nadelhalter

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentina Mayo-Hegar-Nadelhalter	12	34 177	11592268	25/100
Sentina Mayo-Hegar-Nadelhalter	14	34 178	11592274	25/100
Sentina Micro-Nadelhalter ohne Arretierung	16	34 179	11592305	20/80

Sentina® Ergänzungen

steril, einzeln verpackt

Inhalt	Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentina Wundhaken-Kombination n. Senn-Miller	16,0 cm	34 202	11593109	20/80
Sentina Scharfe Löffel-Kombination n. Williger	16,5 cm	34 205	11593138	25/100
Sentina Kürette n. Fox	14,5 cm	34 206	11593144	25/100
Sentina Knopfkanüle Kanal 80 mm lang	80,0 mm	34 212	11593227	25/100



Anwendungsbereiche

- auf der Station und Ambulanz
- im OP und ambulant operativen Bereich
- in der Arzt-Praxis
- in der Pflege und in Pflegeheimen

Eigenschaften

- Für die einfache Entsorgung von verwendeten Sentina Einweginstrumenten
- Robustes Gefäß und Deckel
- Durch Scharniere am Deckel werden Mehrfachöffnungen/-schließungen möglich, der sichere Endverschluss wird durch das Herausklappen des gelben Rings sichtbar
- Fassungsvermögen: 7 l

Produktzusammensetzung

Polypropylen

Sentina® Entsorgungsbox/Abwurfbehälter

Inhalt	REF	VE (Stück)
Multi-Safe euroMatic 7000	34 888	1/37

Setpack® OP-Verbandstoffsysteem



Setpack® OP-Verbandstoffsystem

Flexible Kombination aus standardisierten Bausteinen

Die gebrauchsfertigen Standard-Sets enthalten Bauchtücher, Kompressen, Tupfer oder Präpariertupfer in praxisgerecht gestaffelten Mengen.



Zählkartensystem

- doppelte Sicherheit durch Zählkarte auf der Sterilgut-Innenumhüllung und im Peelbeutel
- erleichtert die Zählkontrolle vor und nach dem Eingriff
- keine Übergabe der Zählkarte während der Operation
- eindeutige Dokumentation durch selbstklebende Zählkarten

Sterilgut-Innenumhüllung

- für Kompressen und Bauchtücher
- anwenderfreundliche Lasche zum einfachen Öffnen der Verpackung
- schnelle und sichere Produktentnahme

Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster

- mehr Sicherheit durch vereinfachte Stückzahlkontrolle vor und nach der Operation
- speziell entwickelt zur handlichen Entnahme der Präpariertupfer



Setpack Toptex lite
Bauchtücher RK



Setpack
Mullkompressen RK



Setpack
Tupfer RK



Setpack
Präpariertupfer RK

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Fassen und Zurückhalten von Organen und Körpergeweben
- zur Blutstillung und zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- vorgewaschen
- weich und saugfähig
- 20-fädig
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten



Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastchip (Polyvinylchlorid und Bariumsulfat)

Ausführungen

- weiß, grün und blau
- 4- und 6-lagig

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

steril

Inhalt		Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)
weiß					
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 004	09214116	14/42
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 001	09214122	6/18
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	15 012		12/36
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	15 003	09214062	6/18
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	15 011	09214145	28/84
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	15 007		14/42
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	15 014	09214168	8/24
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	15 010	09214197	26/78
grün					
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 006	09214205	14/42
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 002	09214286	6/18
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	15 008		12/36
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	15 000	09214079	6/18
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	15 017	09214263	28/84
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	15 005		14/42
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	15 013		8/24
2	Stück, 6-lagig	50 x 60	15 018		6/18
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	15 009	09214292	26/78
blau					
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 016	09214317	14/42
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 015	09214346	6/18

Setpack® Mullkompressen RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Tupfen und Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und saugfähig
- alle Schnittkanten innenliegend, daher keine Randfäden
- verpackt in Sterilgut-Innenhülle zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten



Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergera, Bariumsulfat)

Ausführungen

- 12-, 16- und 32-fach
- 17- und 20-fädig

Setpack® Mullkompressen RK

steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)
Packungen à 10 Stück, 12-fach, 17-fädig			
7,5 x 7,5	15 114	09213890	28/84
10,0 x 10,0	15 100	09213921	20/60
10,0 x 12,5	15 116		20/60
10,0 x 20,0	15 102	09213996	16/48
Packungen à 10 Stück, 16-fach, 17-fädig			
5,0 x 5,0	15 110		34/102
7,5 x 7,5	15 106		24/72
10,0 x 10,0	15 101	092 139 44	20/60
10,0 x 12,5	15 111		18/54
Packungen à 10 Stück, 32-fach, 20-fädig			
10,0 x 10,0	15 104		12/36
Packungen à 20 Stück, 12-fach, 17-fädig			
7,5 x 7,5	15 119	092 139 09	20/60
10,0 x 10,0	15 103	092 139 38	18/54
10,0 x 12,5	15 109		10/30
10,0 x 20,0	15 108		8/24
Packungen à 20 Stück, 16-fach, 17-fädig			
5,0 x 5,0	15 117		26/78
7,5 x 7,5	15 118		16/48
10,0 x 10,0	15 105	092 139 67	14/42
10,0 x 12,5	15 112		8/24

Setpack® Tupfer RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und hochsaugfähig
- mit Sicherheitsring aus Silikon
- 20-fädig
- doppelte Sterilgutverpackung
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergergarn, Bariumsulfat), der Sicherheitsring besteht aus Silikon.



Setpack® Tupfer RK

steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Packung)
Packungen à 5 Stück			
faustgroß 7	22 800	09214056	16/48
Packungen à 10 Stück			
walnussgroß 2	22 801	09214004	72/144
pflaumengroß 3	22 802	09214010	38/114
eigroß 4	22 803	09214027	26/78
extragroß 6	22 804	09214033	18/54
Packungen à 15 Stück			
pflaumengroß 3	22 805		30/90
eigroß 4	22 806		20/60
extragroß 6	22 807		12/36
Packungen à 20 Stück			
pflaumengroß 3	22 808		26/78
eigroß 4	22 809		16/48
extragroß 6	22 810		6/18

Setpack® Präpariertupfer RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- fest und hochsaugfähig
- 24-fädig
- in Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster zur einfacheren Stückzahlkontrolle und handlichen Entnahme
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden
(blau, Polypropylen, Polyestergera, Bariumsulfat)



Setpack® Präpariertupfer RK

steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Packung)
Packungen à 10 Stück			
klein 2	12 780	01337003	40/120
mittel 3	12 781	01381033	40/120
groß 4	12 782	01403846	40/120
Packungen à 20 Stück			
klein 2	12 783	01465149	40/120
mittel 3	12 784	01483549	40/120
groß 4	12 785	01561002	40/120

Setpack® OP-Verbandstoffsystem

Individuelle Zusammenstellung nach Ihren Vorgaben

Setpack Individual bietet flexible Lösungen für alle regelmäßig durchgeführten Operationen. Im engen Dialog mit den Kunden analysiert L&R die Ausgangssituation, definiert das Anforderungsprofil und stellt das Setpack individuell und anwendungsgerecht zusammen.

Dieser Service steht den Kunden jederzeit zur Verfügung, selbst wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Mit einem standardisierten Verpackungssystem übernimmt L&R die professionelle und sachgerechte Produktion kundenspezifischer Setpacks.

Die Kombination zwischen Setpack Standard und Setpack Individual ermöglicht dem Anwender einen ökonomischen Materialeinsatz und vermeidet überschüssige Restmengen.



Vorteile

1. Individualität

- individuell nach Kundenvorgaben zusammengestellt
- individuelle Bedarfsanalyse in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen des Hauses

2. Wirtschaftlichkeit

- Zeitersparnis durch Standardisierung der Prozessabläufe
- ökonomischer Materialeinsatz
- Wegfall der Eigenaufbereitung
- kein eigener validierter Sterilisationsprozess erforderlich

3. Sicherheit

- mehrfache Stückzahlkontrolle in der Setpack Produktion

Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem



Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem

Kitpack ist ein effizientes OP-System aus verschiedenen gebrauchsfertigen OP-Komponenten. Neben Raucodrape OP-Abdeckungen, Sentinex OP-Mänteln und OP-Verbandstoffen, können weitere Komponenten von renommierten Herstellern auf Wunsch integriert werden.

Das Kitpack ist mit allen enthaltenen Komponenten kompakt verpackt, steril und sofort einsatzbereit.

Die Zusammenstellung erfolgt individuell nach Ihren Anforderungen, abgestimmt auf den jeweiligen operativen Eingriff.

Mit dem Einsatz der vorgefertigten Kitpacks reduzieren Sie Rüstzeiten und Prozesskosten – bei voller Sicherheit und der notwendigen Flexibilität.



Raucodrape® OP-Abdeckungen

- besonders reißfest und saugfähig
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- gute Drapierfähigkeit




Sentinex® OP-Mäntel

- zuverlässiger Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten
- sehr guter Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv



OP-Verbandstoffe

- mit Röntgenkontrastfaden bzw. -chip ausgestattet
- sehr saugfähig
- mit doppelter, selbstklebender Zählkarte



weitere OP-Einmalkomponenten

- z. B. Schläuche, Nahtmaterialien, Skalpelle, Handschuhe und Spritzen
- qualitativ hochwertige Produkte
- renommierte Hersteller



Mehrwert: Kitpack®

- bringt umfangreiche Zeitersparnis, da vor der OP die Zusammenstellung der Einzelkomponenten entfällt.
- reduziert den Logistik- und Verwaltungsaufwand, da der einfachere Bestellprozess den Einkauf entlastet.
- sorgt für mehr Sicherheit im OP, da die Reduktion des Kontaminationsrisikos beim Öffnen und der Übergabe steriler Produkte die Infektionsprophylaxe verbessert.
- erleichtert die Dokumentation der im OP verwendeten Materialien, da nur 1 Etikett alle Set-relevanten Informationen trägt.
- steigert die Kostentransparenz, da sich die Kosten pro Behandlungsfall schneller und einfacher zuordnen lassen als bei einzelnen Komponenten.

Mehr Sicherheit und Zeitersparnis durch die Farbmarkierung für Ihr Kitpack

Analog zu Ihren Instrumentensieben lässt sich Ihr Kitpack mit einer entsprechenden Farbmarkierung ausstatten. Es stehen 15 unterschiedliche Farben und 3 Platzierungsmöglichkeiten auf dem Peelklappenbeutel für die 6 cm großen Farbpunkte zur Wahl.



Kitpack® start



Anwendungsbereich

- Speziell für den Einsatz im OP-Bereich bestimmt

Eigenschaften

- sofort lieferbar
- keine Vertragslaufzeiten
- steril und sofort einsetzbar
- Zeitersparnis bei OP-Vor- und Nachbereitung
- nur ein Bestellvorgang im Einkauf
- reduziert die Lagerhaltung
- flexibel in der Testphase
- wirtschaftlich zusammengestellt

Produktzusammensetzung

Kitpack start enthält die Grundausstattung mit den wichtigsten, gebrauchsfertigen Einwegkomponenten des jeweiligen Fachgebietes.

Ausführungen

- Allgemeinchirurgie-Set
- Hüft-TEP-Set
- Extremitäten-Set
- Gefäß-Schlitztuch-Set
- Sectio-Set

Allgemeinchirurgie-Set

Inhalt	Größe	REF	VE
1 Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 145	6
4 Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1 Einmalskalpell Figur 21 ¹			
1 Schale blau ¹	250 ml		
5 Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10 Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 4 eigroß		
10 Gazin Präpariertupfer RK ¹	klein Gr. 2		
10 Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1 Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
2 Raucodrape Klebetücher 2-lagig Plus	75 cm x <u>90</u> cm		
1 Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	175 cm x <u>180</u> cm		
1 Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	150 cm x <u>250</u> cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Hüft-TEP-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 146	4
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	OP-Saugset Typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	Raucodrape Saugertasche 1 Kammer	38 cm x 40 cm		
2	Einmalskalpelle Figur 21 ¹			
1	Schale blau ¹	250 ml		
10	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
30	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
2	Toptex lite Bauchtücher RK grün, 6-lagig ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
2	Sentinex OP-Mäntel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape OP-Klebetuch 2-lagig	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 cm x 110 cm 10 cm x 50 cm		
1	Raucodrape OP-Abdecktuch 2-lagig	150 cm x 180 cm		
2	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Schlitztuch 2-lagig Plus, Schlitz	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape Anästhesietuch 2-lagig Plus	225 cm x 270 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Extremitäten-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 147	5
2	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape Kamerabezug revers gefaltet ¹	13 cm x 250 cm		
1	Schale blau ¹	250 ml		
3	Curapor Wundverbände ¹	5 cm x 7 cm		
5	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
1	Einmalskalpell Figur 11 ¹			
10	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1	Lenkelast Universalbinde ¹	12 cm x 5 m		
1	Raucodrape OP-Abdecktuch 2-lagig	150 cm x 180 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Stockinette kurz	24 cm x 80 cm		
1	Raucodrape Extremitätentuch 2-lagig Plus	225 cm x 320 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Gefäß-Schlitztuch-Set

Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1 Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 148	5
4 Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Schale blau ¹	250 ml		
1 Curapor Wundverband ¹	10 cm x 8 cm		
5 Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10 Gazin Präpariertupfer RK ¹	Gr. 3 mittel		
1 Einmalskalpell Figur 10 ¹			
2 Einmalskalpelle Figur 15 ¹			
30 Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1 Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1 Raucodrape Schlitztuch 2-lagig Plus, Schlitz	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1 Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	150 cm x 250 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Section-Set

Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1 Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 149	4
4 Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1 OP-Saugset Typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1 Einmalskalpell Figur 22 ¹			
1 Schale blau ¹	250 ml		
20 Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10 Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
5 Toptex lite Bauchtücher RK grün, 4-lagig ¹	40 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1 Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1 Raucodrape Babytuch	90 cm x 100 cm		
1 Raucodrape Sectiontuch 2 mit integrierten Beinlingen	260 cm x 310 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Raucocel®

Zubehör

Raucocel® Instrumentenwischtuch

Anwendungsbereich

- zur Reinigung von chirurgischen Instrumenten (Skalpellen)

Eigenschaften

- hoch saugfähig
- reißfest
- fusselarm

Produktzusammensetzung

- Polyvinylalkohol

Raucocel® Instrumentenwischtuch

steril

Größe (mm)	REF	PZN (D)	VE (Stk.)
76 x 76	10 313	08405759	20 / 480

Raucocel® Stirnband

Anwendungsbereich

- wird verwendet, um das Abtropfen von Schweiß von der Stirn zu verhindern
- angefeuchtet angelegt, erzielt es durch konstante Verdunstung einen angenehmen Kühleffekt
- durch die hohe Saugfähigkeit erübrigt sich häufiges Schweißabwischen

Eigenschaften

- hoch saugfähig
- reißfest
- fusselarm

Produktzusammensetzung

- Band für die Stirn: Polyvinylalkohol
- Elastisches Band für die Fixierung: Polyester, Polyurethan

Raucocel® Stirnband

unsteril

REF	PZN (D)	VE (Stk.)
11 971	08405765	10 / 240



People.Health.Care.

hygiene in practice

Mit „hygiene in practice“ hat L&R eine Bewegung ins Leben gerufen, die durch Aufklärung bei Hygiene-Themen und -Maßnahmen es Fachkräften letztendlich erleichtern soll, Infektionsraten zu minimieren.

www.hygiene-in-practice.de

