



Lohmann & Rauscher

Sentina® Inkontinenz- und Hygienesortiment Tragekomfort und Sicherheit in jedem Alter.



Sentina® Inko-Slip **GESCHLOSSENES SYSTEM**

Die richtige Größe für jede Anwendung.

Nässeindikator:

- Alle Inko-Slips sind mit einem Nässeindikator (Aufdruck auf der Außenfolie) versehen. Dieser zeigt durch Verlaufen an, ob das Produkt gewechselt werden muss.

Raschelarme PE-Folie:

- Die Außenfolie verhindert ein Austreten von Flüssigkeit und ist raschelarm sowie diskret.

Sehr gute Passform:

- Die anatomisch geformte Höschenwindel bietet einen guten Auslaufschutz bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit.

Zusätzlicher Auslaufschutz:

- 2 seitliche Auslaufsperrern aus Non-woven-Material bieten einen zusätzlichen Schutz vor dem Austreten von Flüssigkeit.

Zusätzlicher Saugkern:

- Die Produktmitte besteht aus einem doppelten Saugkern, der die Flüssigkeit besser festhält.

Hautfreundliche Gummibündchen:

- Die weichen Gummibündchen sorgen dafür, dass sich die Höschenwindel anatomisch an den Körper anpasst.

Hochsaugfähiger Superabsorber:

- Die Flüssigkeit wird rasch in den Saugkern transportiert. Durch den verwendeten Superabsorber wird die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen reduziert.

Hautfreundliches Umhüllvlies:

- Das verwendete nicht allergene Non-woven-Umhüllvlies transportiert die Flüssigkeit schnell in das Innere der Einlage. Somit fühlt sich die Einlage wesentlich trockener an.

Wiederverschließbare Klebestreifen:

- Die Klebestreifen ermöglichen eine zuverlässige und stufenlose Fixierung der Höschenwindel.

Einsatz:

bei mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz.



Sentina® Inko-Slip Sortiment

(mit PE-Außenfolie)

REF	Größe	Hüftumfang	Farbe	Saugvolumen
33 601	Small	55–80 cm	weiß	3
33 602	Medium	75–110 cm	hellblau	4
33 603	Large	110–150 cm	hellgrün	5
33 604	Medium Plus	75–110 cm	blau	6
33 605	Large Plus	110–150 cm	grün	7
33 606	Medium Xtra Plus	80–115 cm	weiß mit blauen Streifen	8
33 607	Large Xtra Plus	115–150 cm	weiß mit grünen Streifen	9



Sentina® Inko-Form **OFFENES SYSTEM**

Die geeignete Einlage für jeden Inkontinenzgrad.

Hochsaugfähiger Superabsorber:

- Die Flüssigkeit wird rasch in den Saugkern transportiert. Durch den verwendeten Superabsorber wird die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen reduziert.

Hautfreundliche Gummibündchen:


- Die weichen Gummibündchen sorgen dafür, dass sich die Einlage anatomisch an den Körper anpasst.

Sehr gute Passform:

- Die anatomisch geformte Einlage bietet einen guten Auslaufschutz bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit.

Zusätzlicher Saugkern:

- Die Einlagenmitte besteht aus einem doppelten Saugkern, der die Flüssigkeit besser festhält.



Sentina Inko-Form:
Tag, Super, Extra,
Nacht und Nacht Plus

Sentina Inko-Form:
Micro, Mini und Normal

Zusätzlicher Auslaufschutz:¹

- 2 seitliche Auslaufsperrern aus Non-woven-Material bieten einen zusätzlichen Schutz vor dem Austreten von Flüssigkeit.

Nässeindikator:¹

- Der Aufdruck auf der Außenseite der Folie zeigt durch Verlaufen an, ob das Produkt gewechselt werden muss.

Hautfreundliches Umhüllvlies:

- Das verwendete nicht allergene Non-woven-Umhüllvlies transportiert die Flüssigkeit schnell in das Innere der Einlage. Somit fühlt sich die Einlage wesentlich trockener an.

Weiche wasserdampfdurchlässige Außenfolie:

- Die Außenfolie verhindert ein Austreten von Flüssigkeit und ist durch das weiche Material raschelarm und diskret.



Einsatz:

Micro, Mini und Normal werden bei leichter bis mittlerer Harninkontinenz angewendet.²

Tag, Super, Extra, Nacht und Nacht Plus werden bei mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz angewendet.³

Praktisch für unterwegs:

Micro, Mini und Normal einzeln verpackt im Hygienebeutel.

Sentina® Inko-Form Sortiment

(mit wasserdampfdurchlässiger Außenfolie)



REF	Größe	Abmessung	Farbe	Saugvolumen
33 880	Micro	11 x 28 cm	weiß	1 Tropfen
33 881	Mini	11 x 31 cm	weiß	2 Tropfen
33 882	Normal	15 x 41 cm	weiß	3 Tropfen
33 883	Tag	37 x 61 cm	weiß	4 Tropfen
33 884	Super	38 x 70 cm	weiß mit gelben Streifen	5 Tropfen
33 204	Extra	37 x 68 cm	weiß mit blauen Streifen	6 Tropfen
33 885	Nacht	36 x 69 cm	weiß mit grünen Streifen	7 Tropfen
33 886	Nacht Plus	37 x 70 cm	weiß mit violetten Streifen	8 Tropfen

¹ Gilt nur für Sentina Inko-Form Tag, Super, Extra, Nacht und Nacht Plus.

² Sentina Inko-Form Micro, Mini und Normal können durch 3 breite Klebestreifen an der Unterseite einfach mit einem Sentina Slip Fixierhöschen fixiert oder unter normaler Unterwäsche getragen werden.

³ Sentina Inko-Form Tag, Super, Extra, Nacht und Nacht Plus können einfach mit einem Sentina Slip Fixierhöschen fixiert werden.

Sentina® Geriatrie-Einlage

OFFENES SYSTEM

Die saugstarke Universaleinlage.

Wäscheschutz:


- Die flüssigkeitsundurchlässige PE-Folie umschließt die Einlage an den Seiten und verhindert so ein Auslaufen der Flüssigkeit.

Kompaktes Zellstoff-Kissen:

- Der Saugkern nimmt die Flüssigkeit besonders rasch auf.

Hautfreundlicher Vliesstoff:

- Das verwendete nicht allergene Non-woven-Umhüllvlies transportiert die Flüssigkeit schnell in das Innere der Einlage. Somit fühlt sich die Einlage wesentlich trockener an.



Einsatz:

bei leichter bis mittelschwerer Harninkontinenz.⁴

Sentina® Geriatrie-Einlage

(mit PE-Außenfolie)

REF	Größe	Abmessung	Farbe	Saugvolumen
16 777	Midi	16 x 46 cm	weiß	1 Tropfen
16 778	Maxi	16 x 57 cm	weiß	2 Tropfen

⁴ Sentina Geriatrie-Einlagen können einfach mit einem Sentina Slip Fixierhöschen fixiert werden.

Sentina® Inko-Pad **OFFENES SYSTEM**

Die schmale Einmaleinlage.



Einsatz:
bei leichter
Harninkontinenz.⁵

Sehr gute Passform:


- Die Sentina Inko-Pads tragen nicht auf und gewähren einen optimalen Sitz.

Non-woven-Tissue-Umhüllung:

- Das weiche und hautfreundliche Umhüllvlies saugt die Flüssigkeit sofort auf und verteilt sie rasch im Saugkissen.

Saugstarker Pulpe-Kern:

- Der weiche Saugkern aus Zellstoff-Pulpe ist sehr saugfähig und hält die Flüssigkeit im Inneren der Einlage.



Das Sentina® Inko-Pad kann bei Bedarf sterilisiert werden.

Sentina® Inko-Pad

REF	Abmessung	Farbe	Saugvolumen
16 513	12 x 38 cm	weiß	👉

⁵ Sentina Inko-Pads können einfach mit einem Sentina Slip Fixierhöschen fixiert oder unter normaler Unterwäsche getragen werden.

Sentina® Prima Vorlage **OFFENES SYSTEM**

Für die Monatshygiene und als Wöchnerinnen-Vorlage.



Partikelarmes Material:

- Die Sentina Prima Vorlagen besitzen ein Saugkissen aus Pulpe, das mit Tissue umhüllt ist. Um das tissueumhüllte Saugkissen befindet sich Verbandwatte. Das gesamte Produkt ist durch einen Strickschlauch umhüllt, wobei die Enden eingeschlagen sind.

Sentina® Prima Vorlage

REF	Abmessung	Farbe
unsteril (lose)		
24 960	7 x 23 cm	weiß
steril		
24 961	7 x 23 cm	weiß

Sentina Prima Vorlagen können einfach mit einem Sentina Slip Fixierhöschen fixiert werden.

Einsatz:

Die Sentina Prima Vorlagen sind saugfähige Vorlagen, die nach gynäkologischen Eingriffen, für die Monatshygiene und als Wöchnerinnen-Vorlage verwendet werden können.

Sentina® Fix Vorlage **OFFENES SYSTEM**

Für die Monatshygiene und als Wöchnerinnen-Vorlage.



Partikelarmes Material:

- Die Sentina Fix Vorlagen bestehen aus einem Saugkern aus Pulpe, Tissue zur Abdeckung der Pulpe und einer hautfreundlichen Oberfläche aus Vlies.

Sentina® Fix Vorlage

REF	Abmessung	Farbe
unsteril		
24 962	7 x 23 cm	weiß
unsteril (lose)		
24 963	7 x 23 cm	weiß
steril		
24 964	7 x 23 cm	weiß

Sentina Fix Vorlagen können einfach mit einem Sentina Slip Fixierhöschen fixiert werden.

Einsatz:

Die Sentina Fix Vorlagen sind saugfähige Vorlagen, die nach gynäkologischen Eingriffen, für die Monatshygiene und als Wöchnerinnen-Vorlage verwendet werden können.

Sentina® Slip Fixierhöschen

Elastisches Fixierhöschen für ausgezeichneten Tragekomfort.



Hochelastisches Material:

- Die Sentina Slip Fixierhöschen bieten durch die hochwertige Netzwerktechnik und den besonders dehnbaren Beinausschnitt besten Tragekomfort und Bequemlichkeit.

Besonders pflegeleicht:

- Die Fixierhöschen können bis 60 °C gewaschen und bei Bedarf sterilisiert werden.

Einsatz:

für eine einfache Fixierung von Inkontinenzeinlagen und Vorlagen.

Sentina® Slip Fixierhöschen

REF	Größe	Hüftumfang	Bundfarbe
16 631	Small	40–80 cm	gelber Faden
16 632	Medium	80–120 cm	brauner Faden
16 628	Large	100–140 cm	grüner Faden
16 633	XLarge	120–160 cm	grüner Faden (auch im Höschen)

Sentina® Krankenunterlagen

Zum Schutz empfindlicher Haut.



Hautfreundliches Material:

- Die Sentina Krankenunterlagen sind weiche, gut saugende Schutzunterlagen, die eine hautfreundliche Oberfläche aus textilem Vliesstoff und eine flüssigkeitsundurchlässige Außenfolie besitzen.



Einsatz:

Die Sentina Krankenunterlagen werden als Betteinlage bzw. als zusätzliche Schutzunterlage (z. B. bei Inkontinenz) verwendet.

Sentina® Krankenunterlage W (mit Zellstoff-Füllung, 10-lagig)

REF	Abmessung
16 620	40 x 60 cm
16 621	60 x 60 cm
16 622	60 x 90 cm

Sentina® Krankenunterlage P (mit Pulpe-Füllung)

REF	Abmessung
16 623	40 x 60 cm
16 624	60 x 60 cm
16 625	60 x 90 cm

Sentina® Schutzmantel

Zum Patientenschutz vor Staub und Partikeln aus der Kleidung.



Partikelarmes Material:

- Der Sentina Schutzmantel ist ein grüner Schutzmantel, ausgestattet mit weißen Armbündchen sowie einem Gürtelband und einem Klettverschluss im Nacken. Dieser ist latexfrei, luftdurchlässig, partikelarm und flüssigkeitsabweisend.

Sentina® Schutzmantel

REF	Länge	Farbe
unsteril		
18 418	118 cm	grün
steril		
18 419	118 cm	grün

Einsatz:

Der Sentina Schutzmantel wird zum Schutz des Patienten vor Partikeln und Staub aus der Kleidung von Besuchern und Personal verwendet.

Sentina® Einmalmatratzenschonbezug

Zum Schutz vor Verunreinigungen.



Flüssigkeitsundurchlässige Folie:

- Der Sentina Einmalmatratzenschonbezug besteht aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie aus 100 % Polyethylen.

Sentina® Einmalmatratzenschonbezug

REF	Abmessung	Farbe
20 319	20 x 90 x 210 cm	blau

Einsatz:

Der Sentina Einmalmatratzenschonbezug wird zum Schutz des Patienten und der Matratze vor Verunreinigungen verwendet.

Sentina® Untersuchungstischrolle

Zum Schutz für Untersuchungsliegen.



Saugfähiges Material:

- Die Sentina Untersuchungstischrolle besteht aus 1 Lage gut saugendem Frischzellstoff-Tissue und 1 Lage flüssigkeitsundurchlässiger Polyethylen-Folie. Die Unterlage ist quer in 28-cm-Abständen perforiert und abreißbar.

Sentina® Untersuchungstischrolle

REF	Abmessung	Farbe
16 400	39 cm x 50 m	weiß
16 401	59 cm x 50 m	weiß

Einsatz:

Die Sentina Untersuchungstischrolle wird als unsterile Schutzauflage für Untersuchungstische, Untersuchungssessel, Arztliegen etc. benutzt.

Sentina® Tragelaken und Sentina® Schutzauflage

Flüssigkeitsundurchlässige Auflagen für den Pflegebereich.



Zusammensetzung:

- 2 Lagen Tissue (recyceltes Papier) und 1 Lage PE-Folie
- saugfähig, flüssigkeitsundurchlässig, mit längs eingearbeiteten Fäden zur Erhöhung der Nassreißfestigkeit

Sentina® Tragelaken

REF	Abmessung
31 917	78 x 175 cm
31 920	78 x 210 cm



Zusammensetzung:

- 1 Lage Tissue und 1 Lage PE-Folie
- saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig

Sentina® Schutzauflage

REF	Abmessung
11 901	75 x 90 cm
11 897	75 x 140 cm
fadenverstärkt	
11 900	75 x 210 cm

Einsatz:

Die Sentina Schutzauflagen und Tragelaken sind zur Verwendung als Unterlagen auf Tischen und Tragen im Ambulanz- und im Pflegebereich bestimmt.

Sentina® Einmalschuhüberzug

Zum Schutz vor Verunreinigungen.



Flüssigkeitsundurchlässige Folie:

- Der Sentina Einmalschuhüberzug besteht aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie aus 100 % Polyethylen.

Sentina® Einmalschuhüberzug


REF	Abmessung	Farbe
30 784	15 x 41 cm	blau

Einsatz:

Der Sentina Einmalschuhüberzug dient als Schmutzbarriere bei stark schmutzenden Tätigkeiten.

Sentina® Waschhandschuh

Zur Pflege empfindlicher Haut.



Robuster, aber weicher Vliesstoff:

- Der Sentina Waschhandschuh ist sowohl im trockenen als auch im nassen Zustand weich, reißfest und fusselfrei.

Sentina® Waschhandschuh

REF	Abmessung
11 925	12 x 38 cm

Einsatz:

erleichtert die hygienische Reinigung und Pflege bei inkontinenten und bettlägerigen Patienten.

Sentina® Blutabnahmetuch

Die universelle Schutzunterlage.



Saugfähiges Material:

- Das Sentina Blutabnahmetuch besteht aus 1 Lage gut saugendem Frischzellstoff-Tissue und 1 Lage flüssigkeitsundurchlässiger Polyethylen-Folie.

Sentina® Blutabnahmetuch

REF	Abmessung	Farbe
16 618	38 x 40 cm	weiß

Einsatz:

Das Sentina Blutabnahmetuch wird als unsterile Schutzunterlage bei allen Tätigkeiten, bei denen etwas Flüssigkeit anfällt und die Größe des Tuches ausreicht (z. B. Blutabnahme), verwendet.

Sentina® Einmalesslätzchen

Zum Schutz der Patientenkleidung während des Essens.



Mit praktischer Auffangtasche:

- Das Sentina Einmalesslätzchen besteht aus 1 Lage gut saugendem Zellstoff-Tissue und 1 Lage flüssigkeitsundurchlässiger Polyethylen-Folie. Es wird mit Bändern am oberen Rand hinter dem Hals verknüpft und hat eine integrierte Auffangtasche am unteren Rand. Die Auffangtasche bleibt beim Tragen des Slätzchens offen.

Sentina® Einmalesslätzchen

REF	Abmessung	Farbe
16 429	40 x 60 cm	blau

Einsatz:

Das Sentina Einmalesslätzchen wird zum Schutz der Patientenkleidung vor Verschmutzung während des Essens verwendet.

Bestellinformationen

Geschlossenes System

REF	Größe	Hüftumfang	Farbe	Saugvolumen	VE (Stk.)
Sentina Inko-Slip					
33 601	Small	55–80 cm	weiß	3	20/60
33 602	Medium	75–110 cm	hellblau	3	20/60
33 603	Large	110–150 cm	hellgrün	4	20/60
33 604	Medium Plus	75–110 cm	blau	4	18/90
33 605	Large Plus	110–150 cm	grün	5	16/80
33 606	Medium Xtra Plus	80–115 cm	weiß mit blauen Streifen	5	15/60
33 607	Large Xtra Plus	115–150 cm	weiß mit grünen Streifen	5	15/60

Offenes System

REF	Größe	Abmessung	Farbe	Saugvolumen	VE (Stk.)
Sentina Inko-Form					
33 880	Micro	11 x 28 cm	weiß	1	20/240
33 881	Mini	11 x 31 cm	weiß	1	20/240
33 882	Normal	15 x 41 cm	weiß	2	20/160
33 883	Tag	37 x 61 cm	weiß	2	25/75
33 884	Super	38 x 70 cm	weiß mit gelben Streifen	3	25/75
33 204	Extra	37 x 68 cm	weiß mit blauen Streifen	3	25/75
33 885	Nacht	36 x 69 cm	weiß mit grünen Streifen	4	25/75
33 886	Nacht Plus	37 x 70 cm	weiß mit violetten Streifen	4	25/75
Sentina Geriatrie-Einlage					
16 777	Midi	16 x 46 cm	weiß	1	50/200
16 778	Maxi	16 x 57 cm	weiß	2	45/135
Sentina Inko-Pad					
16 513	-	12 x 38 cm	weiß	1	50/300
Sentina Prima Vorlage unsteril (lose)					
24 960	-	7 x 23 cm	weiß	-	700
Sentina Prima Vorlage steril					
24 961	-	7 x 23 cm	weiß	-	10/800
Sentina Fix Vorlage unsteril					
24 962	-	7 x 23 cm	weiß	-	20/1080
Sentina Fix Vorlage unsteril (lose)					
24 963	-	7 x 23 cm	weiß	-	1080
Sentina Fix Vorlage steril					
24 964	-	7 x 23 cm	weiß	-	800

Fixierhöschen

REF	Größe	Hüftumfang	Bundfarbe	VE (Stk.)
Sentina Slip Fixierhöschen				
16 631	Small	40–80 cm	gelber Faden	20/400
16 632	Medium	80–120 cm	brauner Faden	20/400
16 628	Large	100–140 cm	grüner Faden	20/100
16 633	XLarge	120–160 cm	grüner Faden (auch im Höschen)	20/100

Krankenunterlagen

REF	Abmessung	VE (Stk.)
Sentina Krankenunterlage W (mit Zellstoff-Füllung, 10-lagig)		
16 620	40 x 60 cm	200
16 621	60 x 60 cm	100
16 622	60 x 90 cm	100
Sentina Krankenunterlage P (mit Pulpe-Füllung)		
16 623	40 x 60 cm	60/240
16 624	60 x 60 cm	25/100
16 625	60 x 90 cm	25/100

Weitere Hygieneprodukte

REF	Abmessung	Farbe	VE (Stk.)
Sentina Schutzmantel unsteril			
18 418	118 cm	grün	60
Sentina Schutzmantel steril			
18 419	118 cm	grün	30
Sentina Einmalmatratzenschonbezug			
20 319	20 x 90 x 210 cm	blau	10/100
Sentina Untersuchungstischrolle			
16 400	39 cm x 50 m	weiß	10
16 401	59 cm x 50 m	weiß	10
Sentina Tragelaken			
31 917	78 x 175 cm	-	100
31 920	78 x 210 cm	-	100
Sentina Schutzauflage			
11 901	75 x 90 cm	-	250
11 897	75 x 140 cm	-	200
Sentina Schutzauflage fadenverstärkt			
11 900	75 x 210 cm	-	200
Sentina Einmalschuhüberzug			
30 784	15 x 41 cm	blau	100/2000
Sentina Waschhandschuh			
11 925	12 x 38 cm	-	50/1000
Sentina Blutabnahmetuch			
16 618	38 x 40 cm	weiß	50/700
Sentina Einmalesslätzchen			
16 429	40 x 60 cm	blau	50/500



Lohmann & Rauscher