


ReadyWrap®

Maßtabelle und Bestellformular für den Arm





- 1 Vorgeformte gebogene Bänder passen sich an den Körper an und bieten Komfort und Unterstützung
- 2 Der Innenärmel sorgt für die korrekte Passform
- 3 Farbcodierte VELCRO® Klettverschlüsse ermöglichen eine einfache Anwendung

Erforderliche Messungen für die verschiedenen ReadyWrap-Verbände an der oberen Extremität:

Für den Armverband:

cG, cE, cC, IC-G

Für den Handschuh:

cC, cA, IA-C

ReadyWrap®

Ermittlung der Arm-Maße.

Messung des Armes:

Führen Sie die Messung am locker aufliegenden Arm bei leicht gebeugtem Ellenbogen durch. Die Messpunkte entsprechen den folgenden anatomischen Orientierungspunkten:

Umfangs-Messpunkte:

- cA** größter Umfang der Handfläche, direkt unter dem Daumengrundgelenk
- cC** geringster Umfang des Handgelenks
- cE** rund um das Ellenbogengelenk und die Ellenbeuge
- cG** am Oberarm direkt unter der Achselhöhle

Längenmaße:


- IA-C** die Länge zwischen Punkt **cA** (größter Umfang der Handfläche, direkt unter dem Daumengrundgelenk) und Punkt **cC** (geringster Umfang des Handgelenks)
- IC-G** die Länge zwischen Punkt **cC** (geringster Umfang des Handgelenks) und Punkt **cG** (am Oberarm, direkt unter der Achselhöhle)

Anmerkung

c = Umfang, **I** = Länge

Alle Längenmessungen sollten der Körperkontur folgen.

Alle Maßangaben in Zentimetern.



Schreiben Sie Ihre Messergebnisse in das **Feld** neben dem Messpunkt.

Bitte senden Sie beide Seiten des ausgefüllten Formulars an unseren Kundendienst.

Entweder per **Fax-Nr. 01/577 17 30** oder eingescannt per Mail unter **Bestellung.L+R@at.LRmed.com**

Sollten Sie Fragen zum Formular oder zum Produkt haben, erreichen Sie uns telefonisch unter **01/576 70-400**

Bestellformular

Name des Arztes: _____ Tel.: _____

Patientenname: _____ SV-Nr.: _____ / _____

Bestellnummer: _____

Name des Bandagisten: _____

Lieferadresse: _____

Messdatum: _____ / _____ / _____

Bestelldatum: _____ / _____ / _____

Stempel mit Datum und Unterschrift

Bitte kreuzen Sie den gewählten Verband an:

	Small	Medium	Large	Extra Large
ReadyWrap® Arm				
(IC-G) (3 Längen)	Achselumfang (cG) 22-29 cm Ellenbogenumfang (cE) 19-26 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm	Achselumfang (cG) 26-36 cm Ellenbogenumfang (cE) 24-33 cm Handgelenksumfang (cC) 15,5-20 cm	Achselumfang (cG) 31-43 cm Ellenbogenumfang (cE) 29-40 cm Handgelenksumfang (cC) 17,5-23 cm	Achselumfang (cG) 36-50 cm Ellenbogenumfang (cE) 30-43 cm Handgelenksumfang (cC) 19,5-26 cm
Kurz ■ Beige bis 43 cm ■ Schwarz bis 43 cm Mittel ■ Beige bis 46 cm ■ Schwarz bis 46 cm Groß ■ Beige bis 49,5 cm ■ Schwarz bis 49,5 cm	☐ 104514 ☐ 104515 ☐ 104516 ☐ 104517 ☐ 104518 ☐ 104519	☐ 104508 ☐ 104509 ☐ 104510 ☐ 104511 ☐ 104512 ☐ 104513	☐ 104502 ☐ 104503 ☐ 104504 ☐ 104505 ☐ 104506 ☐ 104507	☐ 104520 ☐ 104521 ☐ 104522 ☐ 104523 ☐ 104524 ☐ 104525
ReadyWrap® Handschuh				
	Länge (IA-C) bis 12,5 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm Handflächenumfang (cA) 18-20 cm	Länge (IA-C) bis 13,5 cm Handgelenksumfang (cC) 15,5-20 cm Handflächenumfang (cA) 20-22 cm	Länge (IA-C) bis 14,5 cm Handgelenksumfang (cC) 17,5-23 cm Handflächenumfang (cA) 22-24 cm	Länge (IA-C) bis 15,5 cm Handgelenksumfang (cC) 19,5-26 cm Handflächenumfang (cA) 24-26 cm
Rechts ■ Beige Rechts ■ Schwarz Links ■ Beige Links ■ Schwarz	☐ 104498 ☐ 104499 ☐ 104490 ☐ 104491	☐ 104496 ☐ 104497 ☐ 104488 ☐ 104489	☐ 104494 ☐ 104495 ☐ 104486 ☐ 104487	☐ 104500 ☐ 104501 ☐ 104492 ☐ 104493

Bitte kreuzen Sie den jeweiligen Verband an und tragen Sie anschließend alle Daten in die Tabelle ein.

Verband (Arm)	Länge/Seite	Farbe	Größe	Anzahl	REF
Arm	☐ 43 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
	☐ 46 cm				
	☐ 49,5 cm				
Handschuh	☐ Rechts	☐ Beige ☐ Schwarz			
	☐ Links				

Kundendienst

Lohmann & Rauscher bietet Ihnen mit ReadyWrap® ein innovatives Kompressionssystem zur individuellen Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem ReadyWrap haben oder bestellen möchten, ist unser Kundendienst Montag bis Donnerstag von 07:30 - 16:30 Uhr und Freitags von 07:30 - 12:00 Uhr gerne für Sie da.

Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich auf unserer Homepage unter **www.Lohmann-Rauscher.at/ReadyWrap** ebenfalls über ReadyWrap zu informieren.

Schicken Sie uns bitte das ausgefüllte Bestellformular per Fax oder E-Mail und wir werden umgehend die Zusammenstellung Ihres individuellen ReadyWraps in die Wege leiten.

Lohmann & Rauscher GmbH

Johann-Schorsch-Gasse 4

1140 Wien, Österreich

Telefon: +43 1 57670-400 Fax: +43 1 57717-30

E-Mail: Bestellung.L+R@at.LRMed.com
