




People.Health.Care.

ReadyWrap®

Maßtabelle und Bestellformular für das Bein



ReadyWrap®



- 1 Anatomisch angepasste Bänder bieten Unterstützung und Komfort für das Bein oder den Arm
- 2 Durch die innovative und bequeme Fixierung auf der Rückseite* wird die Dehnung im Bereich der Wade vermindert und der Verband behält seine Form
- 3 Farbcodierte VELCRO® Klettverschlüsse machen das Anlegen einfach*

* Ehmann S (2016) Multinational, pilot audit of a VELCRO adjustable compression wrap system for venous and lymphatic conditions, JWC, 25 (9); p513–p520.

Erforderliche Messungen für die verschiedenen ReadyWrap-Verbände an der unteren Extremität:

Für den Oberschenkelverband:

cG, cE¹, IG-E¹

Für den Knieverband:

cE¹, cD

Für den Unterschenkelverband:

cC, cB, ID-B

Für den Fußverband:

cB, cA, cA¹, IA-Y


Für den Zehenverband:

cA

ReadyWrap®

Ermittlung der Bein-Maße.

Messung des Beines: Bitten Sie den Patienten, wenn möglich zu stehen. Markieren und messen Sie das Bein wie folgt:



Schreiben Sie Ihre Messergebnisse in das **Feld** neben dem Messpunkt.

Umfangs-Messpunkte:

- cA** rund um den Zehenansatz
- cA'** am größten Umfang des Fußrückens
- cB** 2 cm über dem Malleolus lateral
- cC** am größten Umfang der Wade
- cD** 2-3 cm unter der Kniekehle
- cE'** 5 cm über dem Knie
- cG** 2 cm unter der Gluteal-Falte

Längenmaße:

- IA-Y** von der Ferse bis zum Zehenansatz
- ID-B** Länge von Messpunkt **cB** (2 cm über dem Malleolus lateral) bis Messpunkt **cD** (2 cm unter der Kniekehle)
- IG-E'** Länge von Messpunkt **cE'** (5 cm über dem Knie) und Messpunkt **cG** (2 cm unter der Gluteal-Falte)

Anmerkung

c = Umfang, **l** = Länge
Alle Längenmessungen sollten senkrecht ausgeführt werden und der Körperkontur folgen.

Alle Maßangaben in Zentimetern.

Bitte senden Sie beide Seiten des ausgefüllten Formulars an unseren Kundendienst.

Entweder per **Fax-Nr. 01/577 17 30** oder eingescannt per Mail unter **Bestellung.L+R@at.LRmed.com**

Sollten Sie Fragen zum Formular oder zum Produkt haben, erreichen Sie uns telefonisch unter **01/576 70-400**

Bestellformular

Name des Arztes: _____ Tel.: _____

Patientenname: _____ SV-Nr.: _____ / _____

Bestellnummer: _____

Name des Bandagisten: _____

Lieferadresse: _____

Messdatum: _____ / _____ / _____

Bestelldatum: _____ / _____ / _____

Stempel mit Datum und Unterschrift _____

Bitte kreuzen Sie den gewählten Verband an:

	Small	Medium	Large	Extra Large	Extra Extra Large
ReadyWrap® für den Oberschenkel					
(IG-E') (2 Längen)	Leistenumfang (cG) 48-63 cm Umfang über Knie (cE) 38-48 cm	Leistenumfang (cG) 58-73 cm Umfang über Knie (cE) 45-58 cm	Leistenumfang (cG) 68-83 cm Umfang über Knie (cE) 52-68 cm	Leistenumfang (cG) 78-93 cm Umfang über Knie (cE) 59-78 cm	Leistenumfang (cG) 88-103 cm Umfang über Knie (cE) 66-88 cm
<input type="checkbox"/> Beige bis 25 cm <input type="checkbox"/> Schwarz bis 25 cm <input type="checkbox"/> Beige bis 30 cm <input type="checkbox"/> Schwarz bis 30 cm	<input type="checkbox"/> 104478 <input type="checkbox"/> 104479 <input type="checkbox"/> 104480 <input type="checkbox"/> 104481	<input type="checkbox"/> 104474 <input type="checkbox"/> 104475 <input type="checkbox"/> 104476 <input type="checkbox"/> 104477	<input type="checkbox"/> 104470 <input type="checkbox"/> 104471 <input type="checkbox"/> 104472 <input type="checkbox"/> 104473	<input type="checkbox"/> 104482 <input type="checkbox"/> 104483 <input type="checkbox"/> 104484 <input type="checkbox"/> 104485	<input type="checkbox"/> 104790 <input type="checkbox"/> 104791 <input type="checkbox"/> 104792 <input type="checkbox"/> 104793

ReadyWrap® für das Knie					
(eine Länge - 20 cm)	Umfang über Knie (cE) 38-48 cm Umfang unter Knie (cD) 28-38 cm	Umfang über Knie (cE) 45-58 cm Umfang unter Knie (cD) 33-43 cm	Umfang über Knie (cE) 52-68 cm Umfang unter Knie (cD) 38-48 cm	Umfang über Knie (cE) 59-78 cm Umfang unter Knie (cD) 43-58 cm	Umfang über Knie (cE) 66-88 cm Umfang unter Knie (cD) 53-68 cm
<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> 104464 <input type="checkbox"/> 104465	<input type="checkbox"/> 104462 <input type="checkbox"/> 104463	<input type="checkbox"/> 104460 <input type="checkbox"/> 104461	<input type="checkbox"/> 104466 <input type="checkbox"/> 104467	<input type="checkbox"/> 104788 <input type="checkbox"/> 104789

ReadyWrap® für den Unterschenkel					
(ID-B) (2 Längen)	Unterschenkelumfang (cC) 28-38 cm Knöchelumfang (cB) 18-23 cm	Unterschenkelumfang (cC) 33-43 cm Knöchelumfang (cB) 20-28 cm	Unterschenkelumfang (cC) 38-48 cm Knöchelumfang (cB) 25-33 cm	Unterschenkelumfang (cC) 43-58 cm Knöchelumfang (cB) 30-38 cm	Unterschenkelumfang (cC) 53-68 cm Knöchelumfang (cB) 35-43 cm
<input type="checkbox"/> Beige bis 30 cm <input type="checkbox"/> Schwarz bis 30 cm <input type="checkbox"/> Beige bis 35 cm <input type="checkbox"/> Schwarz bis 35 cm	<input type="checkbox"/> 104450 <input type="checkbox"/> 104451 <input type="checkbox"/> 104452 <input type="checkbox"/> 104453	<input type="checkbox"/> 104446 <input type="checkbox"/> 104447 <input type="checkbox"/> 104448 <input type="checkbox"/> 104449	<input type="checkbox"/> 104442 <input type="checkbox"/> 104443 <input type="checkbox"/> 104444 <input type="checkbox"/> 104445	<input type="checkbox"/> 104454 <input type="checkbox"/> 104455 <input type="checkbox"/> 104456 <input type="checkbox"/> 104457	<input type="checkbox"/> 104784 <input type="checkbox"/> 104785 <input type="checkbox"/> 104786 <input type="checkbox"/> 104787

ReadyWrap® für den Fuß CT JETZT NEU: Verbesserte Passform					
(IA-Y) (2 Längen) (Seite)	Knöchelumfang (cB) 18-23 cm Umfang (cA) 18-20,4 cm Umfang (cA') 20-25 cm	Knöchelumfang (cB) 20-28 cm Umfang (cA) 20,5-23,5 cm Umfang (cA') 24-29 cm	Knöchelumfang (cB) 25-33 cm Umfang (cA) 23,6-26,0 cm Umfang (cA') 28-33 cm	Knöchelumfang (cB) 30-38 cm Umfang (cA) 26,1-28,5 cm Umfang (cA') 32-37 cm	Knöchelumfang (cB) 35-43 cm Umfang (cA) 28,6-31 cm Umfang (cA') 36-41 cm
Rechts <input type="checkbox"/> Beige Reg 16-19cm Rechts <input type="checkbox"/> Schwarz Reg 16-19cm Links <input type="checkbox"/> Beige Reg 16-19cm Links <input type="checkbox"/> Schwarz Reg 16-19cm Rechts <input type="checkbox"/> Beige Lang 19-22cm Rechts <input type="checkbox"/> Schwarz Lang 19-22cm Links <input type="checkbox"/> Beige Lang 19-22cm Links <input type="checkbox"/> Black Lang 19-22cm	<input type="checkbox"/> 141727 <input type="checkbox"/> 141729 <input type="checkbox"/> 141726 <input type="checkbox"/> 141728 <input type="checkbox"/> 141747 <input type="checkbox"/> 141749 <input type="checkbox"/> 141746 <input type="checkbox"/> 141748	<input type="checkbox"/> 141731 <input type="checkbox"/> 141733 <input type="checkbox"/> 141730 <input type="checkbox"/> 141732 <input type="checkbox"/> 141751 <input type="checkbox"/> 141753 <input type="checkbox"/> 141750 <input type="checkbox"/> 141752	<input type="checkbox"/> 141735 <input type="checkbox"/> 141737 <input type="checkbox"/> 141734 <input type="checkbox"/> 141736 <input type="checkbox"/> 141755 <input type="checkbox"/> 141757 <input type="checkbox"/> 141754 <input type="checkbox"/> 141756	<input type="checkbox"/> 141739 <input type="checkbox"/> 141741 <input type="checkbox"/> 141738 <input type="checkbox"/> 141740 <input type="checkbox"/> 141759 <input type="checkbox"/> 141761 <input type="checkbox"/> 141758 <input type="checkbox"/> 141760	<input type="checkbox"/> 141743 <input type="checkbox"/> 141745 <input type="checkbox"/> 141742 <input type="checkbox"/> 141744 <input type="checkbox"/> 141763 <input type="checkbox"/> 141765 <input type="checkbox"/> 141762 <input type="checkbox"/> 141764

ReadyWrap® für die Zehen					
(cA) (Seite)	Umfang (cA) 18,0-20,4 cm	Umfang (cA) 20,5-23,5 cm	Umfang (cA) 23,6-26,0 cm	Umfang (cA) 26,1-28,5 cm	Umfang (cA) 28,6-31,0 cm
Rechts <input type="checkbox"/> Beige Rechts <input type="checkbox"/> Schwarz Links <input type="checkbox"/> Beige Links <input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> 104416 <input type="checkbox"/> 104417 <input type="checkbox"/> 104406 <input type="checkbox"/> 104407	<input type="checkbox"/> 104414 <input type="checkbox"/> 104415 <input type="checkbox"/> 104404 <input type="checkbox"/> 104405	<input type="checkbox"/> 104412 <input type="checkbox"/> 104413 <input type="checkbox"/> 104402 <input type="checkbox"/> 104403	<input type="checkbox"/> 104418 <input type="checkbox"/> 104419 <input type="checkbox"/> 104408 <input type="checkbox"/> 104409	<input type="checkbox"/> 104420 <input type="checkbox"/> 104421 <input type="checkbox"/> 104410 <input type="checkbox"/> 104411

ReadyWrap® Verlängerungsband Einheitsgröße	
<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Black	<input type="checkbox"/> 104740 <input type="checkbox"/> 104741

ReadyWrap® Unterstrumpf Paarweise, nur in Schwarz erhältlich		
	S - L	X-L - XXL
	Knöchelumfang (cB) 18-33 cm Unterschenkelumfang (cC) 28-48 cm Leistenumfang* (cG) 48-83 cm	Knöchelumfang (cB) 30-43 cm Unterschenkelumfang (cC) 43-68 cm Leistenumfang* (cG) 78-103 cm
Kniestrumpf <input type="checkbox"/> Black	<input type="checkbox"/> 149032	<input type="checkbox"/> 149033
Schenkelstrumpf <input type="checkbox"/> Black	<input type="checkbox"/> 149034	<input type="checkbox"/> 149035

Jedem Produkt ist ein ReadyWrap® Unterstrumpf beigelegt. (Nicht bei ReadyWrap® Zehen)

* Der Leistenumfang wird nur für den Schenkelstrumpf benötigt.

Bitte kreuzen Sie den jeweiligen Verband an und tragen Sie anschließend alle Daten in die Tabelle ein.

Verband (Rechtes Bein)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	Anzahl	REF
Oberschenkel	<input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Knie		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Unterschenkel	<input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Fuß CT		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Zeh		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Verlängerungsband		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Unterstrumpf	<input type="checkbox"/> Kniestrumpf <input type="checkbox"/> Schenkelstrumpf	<input type="checkbox"/> Schwarz			

Verband (Linkes Bein)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	Anzahl	REF
Oberschenkel	<input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Knie		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Unterschenkel	<input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Fuß CT		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Zeh		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Verlängerungsband		<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Schwarz			
Unterstrumpf	<input type="checkbox"/> Kniestrumpf <input type="checkbox"/> Schenkelstrumpf	<input type="checkbox"/> Schwarz			

Kundendienst

Lohmann & Rauscher bietet Ihnen mit ReadyWrap® ein innovatives Kompressionssystem zur individuellen Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem ReadyWrap haben oder bestellen möchten, ist unser Kundendienst Montag bis Donnerstag von 07:30–16:30 Uhr und Freitags von 07:30–12:00 Uhr gerne für Sie da.

Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich auf unserer Homepage unter **www.Lohmann-Rauscher.at/ReadyWrap** ebenfalls über ReadyWrap zu informieren.

Schicken Sie uns bitte das ausgefüllte Bestellformular per Fax oder E-Mail und wir werden umgehend die Zusammenstellung Ihres individuellen ReadyWraps in die Wege leiten.

Lohmann & Rauscher GmbH

Johann-Schorsch-Gasse 4

1140 Wien, Österreich

Telefon: +43 1 57670-400 Fax: +43 1 57717-30

E-Mail: Bestellung.L+R@at.LRMed.com



People.Health.Care.